

TABURETE SANITARIO



*Plastic base.
Adjustable height (with gas springs).
Stable base with 5 two-component wheels.
Flat and round seat.*

*Seat Ø: 31 cm
Min-max height: 51 - 70 cm
Weight: 3.7 Kg*

Base de plástico.
Altura ajustable (con pistón de gas).
Base estable con 5 ruedas de 2 componentes.
Asiento plano y redondo.

Ø asiento: 31 cm
Altura min-máx: 51 - 70 cm
Peso: 3,7 Kg

TS014841