

# Limpiador Ultrasonidos MECTRON

## LIMPIADOR ULTRASONIDOS MULTIPIEZO WHITE CON INSERTOS - MECTRON

### PASA DEL DOLOR

Queremos que los pacientes particularmente sensibles sientan el menor dolor posible durante la limpieza del sarro subgingival. El movimiento del inserto debe mantener potencia y eficacia para alcanzar resultados excelentes.

### PASA AL RELAX TOTAL

Gracias a la innovadora función soft mode de multipiezo touch se disminuye la amplitud de los ultrasonidos para causar un movimiento de inserción más delicado pero igualmente efectivo. Se consiguen máximo resultado y mínimo dolor.

### MODO PULSO

Transforma los ultrasonidos en forma de onda sinusoidal. Oscilación a un nuevo perfil, caracterizados por los picos de potencia específicos, lo que resulta un rendimiento optimizado para extracciones y prótesis.

### MODO SUAVE

Modulación especialmente suave conservando toda la potencia de trabajo con el inserto. Máxima comodidad para pacientes sensibles.



EXTRACCIONES  
MENOS INVASIVAS



### SISTEMA DE IRRIGACIÓN

Este sistema impide que ocurra cualquier goteo y fuga de líquido. Está dotado de una botella retroiluminada de 500 ml y tiene un kit opcional para el enlace con el agua corriente del gabinete.

### PANEL TOUCH SCREEN ERGÓNOMICO

La nueva pantalla táctil por fin te permite el control de todas las funciones de manera rápida e intuitiva. Además su superficie lisa se puede limpiar y desinfectar fácilmente.

### MODO PULSO

Se transformala oscilación del ultrasonido a un nuevo perfil, lo que da como resultado un rendimiento optimizado para extracciones y prótesis.



### LED HANDPIECE

La parte terminal de la pieza de mano LED puede girar a los 360°. La punta del inserto queda invariadamente iluminada durante el tratamiento.

### DOTACIÓN

- 1 Multipiezo White.
- 1 Pieza de mano ultrasónica LED.
- 3 Insertos: de escala S1 y S6, Perio P10.
- 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.
- 1 llave dinamométrica K6.

UD010201