

# Limpiador Dental Ultrasonidos

Limpiador dental con depósito de agua incorporado para usar tanto con agua como con productos clínicos.

Compatible con puntas Satelec.

Especialmente dedicada tanto para Periodoncia como para Endodoncia.

Pieza de mano desmontable y esterilizable, fabricada en titanio.

Cable de gel de silicona.

Posibilidad de conexión a toma de agua o uso con depósito.

**3 Programas:**  
**LIMPIEZA**  
**PERIODONCIA**  
**ENDODONCIA**

<b>Potencia</b>	100V a 240V~50Hz/60Hz 1.2A (Max)
<b>Frecuencia de trabajo regulable</b>	25.000 – 31.000 Hz
<b>Movimiento de trabajo</b>	100µm
<b>Frecuencia de vibración de la punta</b>	28kHz+3kHz
<b>Potencia de salida</b>	3W a 20W
<b>Presión de Agua</b>	0.1bar a 5bar

8 puntas  
1 soporte para 6 puntas  
1 Llave autolimitante  
1 Llave endo  
4 Limas  
Unidad Principal  
Pedal  
Pieza de mano  
Manguera

**UD010301**



[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)  
[info@everest-tecnovet.com](mailto:info@everest-tecnovet.com)

 **EVEREST**  
tecnología veterinaria