

# Limpiador de Ultrasonidos

## Piezon® 150 y 150 LED Ultracompacto

La nueva gama Piezon® 150, refinada y versátil, incluye la intuitiva tecnología del Método Original Piezon®, que ofrece a los dentistas más eficacia y eficiencia en todos los sentidos. Con un rendimiento ultrasónico de **32.000 oscilaciones lineales por segundo**, que permite una eliminación eficaz del sarro y una precisión máxima.

Gracias a la amplia gama de Swiss InstrumentsPM, las aplicaciones son ilimitadas: desde profilaxis hasta tratamientos periodontales, y desde la endodoncia al mantenimiento de implantes.

Por último, el novedoso mango de una sola pieza dotado con seis LED es garantía de solidez, y ofrece una visión mucho más clara, que facilita la localización de los cálculos y de la placa durante el tratamiento.



### Mango Original Piezon® LED\*

Ligero y ergonómico, el mango Original Piezon® LED ofrece la máxima visibilidad gracias a su emisión circular de luz. Esterilizable hasta 135 °C.

### Control de la potencia con un solo dedo

El Piezon® 150 está diseñado para un uso intuitivo, y para ello cuenta con un ajuste sencillo y preciso de la potencia, mediante un regulador cómodo y ergonómico de gran tamaño que se mueve con un solo dedo. Además, dispone de 35 niveles de potencia indicados por LED y un indicador de rango de potencia para Perio-Suave.

### Máximo confort para el usuario y el paciente

Eficacia en la limpieza gracias al nuevo módulo electrónico generador de ultrasonido.

Nivel de ruido en funcionamiento excepcionalmente bajo.

### Luz auxiliar con una intensidad similar a la luz natural del día

(para versión LED\*)

### Filtro de agua externo para un mayor control de infecciones

- 1 Mango Original Piezon® LED\*
- Instrument A, P y PS. (con llave CombiTorque®)
- 2 Filtros de agua externos
- 1 Pedal de 360° de dos puntos
- 1 Manguera

**UU010001**  
Piezon 150

**\*UU010002**  
Piezon 150 LED

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

[info@everest-tecnovet.com](mailto:info@everest-tecnovet.com) T. 902 10 8848

 **EVEREST**  
tecnología veterinaria

# Limpiador de Ultrasonidos

## Piezon® 150 y 150 LED

### Características:

- Control de la potencia con un solo dedo, con 35 posiciones que se ajustan sin ningún esfuerzo
- Aumento del rendimiento y la seguridad en cualquier situación clínica
- Práctico temporizador para luz auxiliar con calidad de luz natural
- Rango de potencias específicas para Perio-Suave

PIEZON® 150	
Clasificación EN 60601-1	- Clase II - Pieza aplicada, Tipo BF - Unidad IP 20 - IP X1, pedal
Clasificación 93/42/CEE	Clase IIa
Modo	<b>Con irrigación:</b> Funcionamiento continuo <b>Sin irrigación:</b> Ciclo de trabajo 10% durante 10 min. como máximo
Fuente de alimentación	<b>Externa:</b> 100-240 VAC / 50-60 Hz <b>Unidad:</b> 30 VDC
Consumo	50 VA
Alimentación de agua	Conexión permanente de la línea de agua (irrigación externa)
Especificaciones de los ultrasonidos	<b>Potencia máxima:</b> 8 Vatios <b>Rango de frecuencias:</b> 24-32 kHz
Peso	Aproximadamente 0.6 kg
Dimensiones en mm (HxAxF)	92 x 168 x 144
Condiciones de funcionamiento	Entre +10°C y +40°C <b>Humedad relativa:</b> 30% - 75%
Condiciones de almacenamiento y transporte	Entre -10°C y +40°C <b>Humedad relativa:</b> 10% - 95% <b>Presión atmosférica:</b> 500 hPa - 1060 hPa

# Instrumentos - Piezon®

## Llave dinanométrica



### COMBITORQUE®

#### HERRAMIENTA DE PRESIÓN ÚNICA

- Fija asegurando el instrumento en el mango
- Almacenamiento seguro y ordenado de instrumentos
- Reduce significativamente el riesgo de pérdida de instrumentos finos

#### CADA INSTRUMENTO CON SU PROPIA LLAVE COMBITORQUE®

- El instrumento y la CombiTorque® se esterilizan juntos
- El dentista o ayudante no necesitan tocar el instrumento
- Sin riesgo de lesiones o contaminación

SIEMPRE ESTERILIZADO SI  
LA PUNTA ESTÁ EN EL MANGO

**RU020007**



## Instrumentos

### INSTRUMENTO A

Para eliminar los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes

**RU020006**

### INSTRUMENTO B

Para la limpieza de superficies linguales con tinción fuerte y cálculos

**RU020008**

### INSTRUMENTO C

Para eliminar depósitos y tinciones. Especialmente indicado para eliminar residuos adhesivos, p. ej. en ortodoncia

**RU020014**

### INSTRUMENTO PS

Para eliminar los cálculos en bolsas periodontales profundas en todos los cuadrantes

**RU0200..**

### INSTRUMENTO P

Para eliminar los cálculos supragingivales y subgingivales en todos los cuadrantes

**RU0200..**