

BAÑO ULTRASONIDOS

BAÑO ULTRASONIDO ANALÓGICO CON CALEFACCIÓN



Baños de control analógico con calefacción fabricados en acero inoxidable y de variadas capacidades para la limpieza por ultrasonidos de diverso material de laboratorio.

Principales características:

- 1| Cuba y carcasa fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301)
- 2| Generadores de alta frecuencia con protección contra sobrecarga
- 3| Suministrados con tapa (para aislamiento fónico) y cestillo (para protección de los objetos a limpiar y de la cuba)
- 4| Temporizador de 1-60 min y posibilidad de funcionamiento en modo continuo
- 5| Con calefacción hasta 80°C
- 6| Grado de protección IP32
- 7| Grifo de vaciado de la cuba

Volumen cuba	6 L
Potencia ultrasonidos	180 W
Generadores	3 x 60 W
Potencia calefacción	120 W
Rango temperatura	RT+5°C – 80°C
Grifo de vaciado	Sí
Dimensiones exterior	330x175x290 mm
Dimensiones Interior	302x152x150 mm
Dimensiones cestillo	285x140x135 mm
Alimentación	220-240 V; 50-60 Hz
Medidas: L x A x H	

BL010101

Incluye:
TAPA Y CESTILLO