



# CHAMONIX

 1.035 m

 45°55'13.0"N 6°52'31.4"E



CHAMONIX es mueble, mesa de examen y mucho más. Facilita tu trabajo, es personalizable y ahora presenta una nueva opción de superficie. La calidad es innegable, el estilo, lo decides tú.

## CALIDAD

2 opciones de superficie:  
Acero Inox y Compacto fenólico.

## FACILIDAD y LIMPIEZA

Cubeta de cajón extraíble  
con cantos redondeados.

## PRACTICIDAD

Apertura 100% de cajones

## DURABILIDAD

Construcción en  
Acero Inoxidable.

## PERSONALIZACIÓN



Colores de cajones a elegir  
Puedes decidir a que lado van  
los cajones o bien, pedir un  
proyecto personalizado.

## ORGANIZACIÓN

Cajones con 2 alturas.  
Mucho espacio para tener al  
alcance de tus manos todo lo que  
necesitas para examinar al animal.

Varias configuraciones y proyectos a medida.

¡Elige el tuyo! \*



\*ver opciones en próxima página

# MÁS DE LO QUE ESPERABAS



## MATERIALES RESISTENTES

La estructura del nuevo CHAMONIX está construida en acero inoxidable. Ahora se puede elegir el material de la superficie.

## Compacto FENÓLICO

**Tablero compacto fenólico HPL:**  
Alta densidad, no poroso y homogéneo.

Su superficie perfectamente pulida presenta un comportamiento fungicida, ya que impide la fijación y reproducción de colonias bacterianas. Fácil desinfección.



**Resistente a:** ralladuras, calor, impactos, disolventes y ácidos. Fácil de limpiar



## Acero INOXIDABLE AISI 430


Es resistente a la oxidación, corrosión y a temperaturas elevadas, resiste bien a los ácidos inorgánicos y orgánicos.

# CHAMONIX

1.035 m

45°55'13.0"N 6°52'31.4"E

## MEDIDAS



## MÓDULOS



**MT100002**  
cajonera  
derecha o  
izquierda



**MT100032**  
cajonera +  
armario



**MT100012**  
doble cajonera

Puede elegir el lado de los cajones

## PROYECTOS A MEDIDA

diseñados por Everest



Hacemos proyectos a medida.  
Consúltenos.

# MÁS DE LO QUE ESPERABAS



## CHAMONIX

▶ 1.035 m

📍 45°55'13.0"N 6°52'31.4"E

### CAJONES:

#### Apertura total

Con Chamonix, tienes al alcance de tus manos los materiales que necesitas para examinar al animal.

Además los cajones son muy amplios (en dos alturas diferentes), tienen apertura del 100% y facilitan la organización de toda la sala de consulta.



#### Limpio y práctico

Las cubetas extraíbles en Acero inox facilitan la limpieza de todo el interior del mueble gracias a una curva sanitaria. Norma Gastronorm.

