

Contador Leucocitario



El recuento de leucocitos en muestras de sangre es esencial para poder determinar anomalías que indiquen procesos patológicos como infecciones o leucemias. Para facilitar este recuento le ofrecemos un práctico contador digital equipado con teclas de recuento para 10 tipos leucocitarios distintos (basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, neutrófilos maduros e inmaduros, promielocitos, etc.).

La pulsación de cada tecla añade una unidad a su correspondiente pantalla y al recuento total. El contador presenta además función de puesta a cero y cálculo de porcentaje que representa cada tipo celular con respecto al total contabilizado.

Recuento: 0-100 para cada tipo celular

Funciones Recuento: diferencial y total, porcentaje diferencial

Alimentación: 220 V / 50 Hz

Medidas: 22 x 17 x 8 cm

CM030101