

Littmann® Cardiology IV

Campana Champagne



El fonendoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ está diseñado para los médicos que requieren un rendimiento acústico excepcional combinado con una versatilidad única. Su diseño innovador ofrece una membrana de doble frecuencia de pieza única.

- Una acústica excepcional con una mejor audibilidad de sonidos de alta frecuencia (lado adulto, presión firme).
- Membrana de doble frecuencia: Escuche sonidos de alta o baja frecuencia ajustando ligeramente la presión sobre la campana.
- Tubo de doble lumen: Dos trayectorias de sonido en un tubo para eliminar el ruido de roce de tubos tradicionales.
- Los binaurales de nueva generación son más resistentes a daños y manchas. No contienen látex de caucho natural ni plastificantes de ftalatos.
- Los auriculares se ajustan fácilmente con más comodidad. Los tubos angulares se alinean con los canales de los oídos.

Littmann® Cardiology IV	
Acabado de la campana	Acero inoxidable
Binaural	Doble Lumen
Ø diafragma	4,3 cm lineales
Ø diafragma pequeño	3,3 cm lineales
Longitud	69 cm
Material del diafragma	Epoxi / Fibra de vidrio
Material de los auriculares	Amplio diámetro / aleación aeroespacial de aluminio anodizado
Peso de la campana	87 g
Peso Neto	177 g
Respuesta acústica	9
Tecnología de Campana	Doble lado
Tipo de diafragma	Membrana de una sola pieza
Tipo de olivas Sellado suave	Olivas de ajuste suave
Usos	Cardiología/ Alto Rendimiento

EC010006

Ofrece una mejor audición y mejor capacidad de auscultación de sonidos de alta frecuencia (lado adulto, presión firme). Su distintiva campana con membranas de doble frecuencia, ofrece un rendimiento excepcional, versatilidad para el diagnóstico y comodidad para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos. El lado pediátrico de la campana se convierte en una campana abierta tradicional reemplazando la membrana por un aro quita frío. Los lados de la campana adulto y pediátrico, tienen una membrana de una sola pieza, fácil de quitar, poner y limpiar ya que las superficies son lisas y sin grietas.

La membrana de doble frecuencia es una innovación de 3M que permite a los médicos escuchar sonidos de distintas frecuencias simplemente ajustando la presión sobre la campana. Sostenga la campana con una ligera presión para escuchar sonidos de baja frecuencia y presione un poco más para oír los sonidos de alta frecuencia. Esta característica permite al médico centrarse en el paciente.

Los auriculares se ajustan fácilmente al tamaño de la cabeza para más comodidad apretando o separando los tubos. Las olivas súper blandas se adaptan a los oídos para un sello acústico excelente y un ajuste cómodo. El diseño de doble lumen del tubo elimina los ruidos por fricción que los tubos tradicionales crean. Esta característica hace posible que el clínico escuche los sonidos de los pacientes con menos interferencias.

Los binaurales de nueva generación conservan su forma y flexibilidad incluso después de llevarlo recogido en un bolsillo. Proporcionan una vida más larga del fonendoscopio gracias a su resistencia mejorada frente a los ácidos grasos de la piel y al alcohol. Tiene poca probabilidad de que presentar manchas. Los binaurales de nueva generación no contienen látex de caucho natural, para beneficio de médicos y pacientes sensibles. Para la protección en los cuidados de la salud y el medio ambiente, el binaural no contiene plastificantes de ftalatos.

Se completa con olivas súper blandas en dos tamaños grandes y pequeñas, olivas rígidas grandes y goma quita fríos.

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com T. 902 10 8848

 **EVEREST**
tecnología veterinaria

Littmann® Cardiology IV



Campana Standard



- Negro /Black
- Granate /Burgundy
- Azul marino /Navy Blue
- Verde /Hunter Green
- Ciruela /Plum
- Azul caribe /Caribbean Blue
- Frambuesa /Raspberry
- Rosa /Pink



Campana Mirror



Granate /Burgundy Azul caribe /Caribbean Blue Negro /Black



Campana Smoke



Ciruela /Plum Turquesa /Turquoise Frambuesa /Raspberry



Campana Black



Edición Negro /Black Edition Azul marino /Navy Blue



Negro Campana Cobre /Brass



Negro Campana Arco-iris Rainbow



Negro Campana Champagne

3M Littmann®
Fonendoscopios

Consulte disponibilidad y precios de distintos colores

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com T. 902 10 8848

EVEREST
tecnología veterinaria