


TUBOS CON TAPÓN-VÁLVULA

VALVE-STOPPER TUBES



PARA USO VETERINARIO
FOR VETERINARY USE

TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL

Sistema que permite su manipulación sin necesidad de destaponar, permaneciendo hermético y evitando el riesgo de contaminación.

Diferentes formatos y volúmenes de tubos con aditivos: anticoagulantes, antiglicólicos, aceleradores de la coagulación o vacíos.

Tapón-Válvula

Sistema que permite su manipulación sin necesidad de destaponar, permaneciendo hermético y disminuyendo el riesgo de contaminación.

AQUISEL VALVE-STOPPER

System available for sample manipulation without the need of uncorking the tube, maintaining it hermetically sealed and avoiding the risk of contamination.

Various tube formats and volumes with additives: anti-coagulants, antiglycolics, coagulation accelerators, or empty tubes.

Aquisel Valve-Stopper

A system enabling manipulation without the need to unplug, maintaining an airtight seal and reducing the risk of contamination.

GEL SEPARADOR de suero
SEPARATOR GEL for serum
TP010420

1,5 ml 100 uds.

EDTA K3
EDTA K3
TP010101

1 ml 10 uds.

EDTA K3
EDTA K3
TP010105

0,5 ml 100 uds.

HEPARINA LITIO
Li HEPARIN
TP010010

1 ml 100 uds..

VACÍO sin etiqueta
EMPTY without label
TP010004

2 ml 100 uds.

Consulte otros tipos y tamaños

Check out other types and sizes



www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

EVEREST
tecnovet