

Ofertas

Del 17 de septiembre al 16 de noviembre



LÁMPARA HENDIDURA KOWA SL PLUS

Kowa

NOVEDAD

ref. 1047961

10% ~~8.142,86€~~
7.328,57€



La lámpara de hendidura SL-19 Plus es un equipo portátil diseñado para la exploración oftalmológica del segmento anterior del ojo.

Incorpora iluminación LED blanca de alta intensidad, iluminación azul para observación con fluoresceína e iluminación de fondo regulable, proporcionando una visualización precisa durante la exploración.

Versión SL-19 Plus:

incorpora cámara Wi-Fi integrada para documentación clínica.

TORNIQUETE REUTILIZABLE TEJIDO + HEBILLA

Everest

NOVEDAD

ref. 1017877

10% ~~5,00€~~
4,50€



Torniquete reutilizable en tejido con hebilla.

Permite mayor presión y control. Alta calidad.

MESA DE RECONOMIENTO KUN

ref. 1026558

5% ~~385,00€~~
365,75€



PRÁCTICA Y DESMONTABLE

Fabricada en acero inoxidable. Fácil transporte. Montaje rápido y seguro. Insonorizada, ergonómica.

Diseño con líneas rectas que facilitan la limpieza. Patas ajustables por regulador, que compensan desniveles del suelo.

Medidas: 112x55x85cm
Con raíl universal



ESPECIALISTAS EN
EQUIPAMIENTO
VETERINARIO

+34 936 686 715

+34 692 063 411

www.everest-tecnovet.com

clientes@everest-tecnovet.com



[everesttecnovet](https://www.instagram.com/everesttecnovet)

OFERTAS EVEREST-TECNOVET

**BOMBA INFUSION/TRANSFUSION
PERISTALTICA HP-60**
Medcaptain



**Infusión segura y precisa para
clínica veterinaria.**

La HP-60 es una bomba de infusión diseñada para ofrecer máxima seguridad, precisión y facilidad de uso en entornos clínicos.

Está autorizada para transfusiones de sangre, lo que la convierte en una solución fiable para el manejo de pacientes veterinarios críticos, tanto en hospitalización como en quirófano.

**Apta para transfusiones
de sangre**



NOVEDAD

ref. 1047264

30% ~~1.001,54€~~
701,08€

**MONITOR VETERINARIA EDAN X10
CON CO₂**
EDAN

NOVEDAD

Monitor multiparamétrico que ofrece una monitorización precisa, estable y completa en todo tipo de pacientes, desde neonatales hasta animales adultos. Su diseño ultrafino y su pantalla a color de 10,1 pulgadas permiten una visualización clara y detallada de todos los parámetros, facilitando el trabajo clínico en quirófanos, UCI, urgencias y hospitalización veterinaria.

Parámetros monitorizados

ECG - RESP - SpO₂ - NIBP - Temperatura con 2 canales.

CO₂ mediante capnografía con módulo sidestream integrado

Capnografía CO.

Módulo incluido con tecnología EDAN G2 CO₂ (sidestream).

Algoritmo iCARB que mejora la precisión y reduce falsas lecturas.

Flujo de muestreo aproximado de 50 ml/min.

Detección inteligente de ondas respiratorias y señal acústica en tiempo real.

Especialmente relevante en anestesia para el control de la ventilación.



ref. 1047452

2.632,00€

Incluye cables para sensores de ECG, SpO₂, NIBP y CO₂.

**SUTURAS
ASSUT EUROPE**

5%



REF.		TARIFA	OFERTA
1019719	SUTURA ASSUFIL USP1 EP4 1 HSG - 12un	34,11€	32,40€
1042825	SUTURA ASSUFIL REABSORBIBLE - 2/0 C EP3HR - 12un	37,80€	35,91€
1019721	SUTURA ASSUFIL REABSORBIBLE 2/0 TC - 12un	37,80€	35,91€
1019726	SUTURA ASSUFIL MONOFILAR 2/0 T - 12un	40,20€	38,19 €
1019707	SUTURA CATGUT CROMIC 2 TC - 12un	23,40€	22,23 €
1024630	SUTURA CATGUT CROMIC 1 TC - 12un	23,40€	22,23 €
1022045	SUTURA CATGUT CROMIC 0 TC - 12un	23,40€	22,23 €
1022046	SUTURA CATGUT CROMIC 2/0 TC - 12un	23,40€	22,23 €
1019711	SUTURA CATGUT CROMIC 3/0 TC - 12un	23,40€	22,23 €
1019712	SUTURA CATGUT CROMIC 4/0 TC3 - 12un	70,20€	66,6 €

EVEREST
tecnovet

ESPECIALISTAS EN
EQUIPAMIENTO
VETERINARIO



+34 936 686 715



www.everest-tecnovet.com



+34 692 063 411



clientes@everest-tecnovet.com



everesttecnovet

OFERTAS EVEREST-TECNOVET

ABSORBEDOR DE GASES ANESTÉSICOS McKinley

ref. 1019921

10% ~~49,90€~~
44,91€



El bidón de carbón activado Fluosorber es una solución eficaz para la absorción de gases anestésicos residuales en clínicas veterinarias y hospitales.

Se conecta directamente al circuito de evacuación de gases, ayuda a reducir la exposición del personal a anestésicos inhalatorios como halotano e isoflurano, contribuyendo a un entorno de trabajo más seguro.

CIRCUITOS RESPIRATORIOS "Y" CON O SIN TRAMPA DE AGUA McKinley

10%

REF.		TARIFA	OFERTA
1024632	Ø10	12,50 €	11,25€
1018928	Ø15	12,50 €	11,25€
1033310	Ø19	12,50 €	11,25€
1035303	Ø15 trampa	14,95 €	13,46 €
1034786	Ø19 trampa	15,75 €	14,18 €



Gama de circuitos anestésicos para uso exclusivo veterinario, disponibles según peso del animal.

Conexiones fáciles y seguras.

Conectores hembra de 22 mm

fabricados en material suave, ligero y flexible, garantizan un ajuste seguro y facilitan la conexión/desconexión al equipo de anestesia.

- Animales de <10Kg, 10-30Kg y >30Kg
- Tubos de 120cm de PVC de ánima lisa.
- CON y SIN trampa de agua.

RESUCITADOR MANUAL Everest

10%

REF.	REF. EVE.	TARIFA	OFERTA
1031886	1.5L/+35kg	40,00€	36,00€
1019656	0.5L/-35kg		



Dispositivos de ventilación manual diseñados para proporcionar respiración asistida o reanimación cardiopulmonar.

Permiten administrar aire ambiente u oxígeno de forma controlada mediante compresión manual de una bolsa autoinflable, ayudando a mantener la ventilación en situaciones de emergencia, anestesia o recuperación.



ESPECIALISTAS EN
EQUIPAMIENTO
VETERINARIO

+34 936 686 715

+34 692 063 411

www.everest-tecnovet.com

clientes@everest-tecnovet.com

everesttecnovet

OFTALMOSCOPIO L1 2,5V

Riester

ref. 1040605

458,85€

Oftalmoscopio veterinario en estuche, modelo ri-scope L1, mango con reostato C 2.5V a pilas, y lupa de 5 aumentos.
Bombilla de repuesto.

MANGO PILAS RIESTER NEGRO

Riester

ref. 1009669

5%~~87,20€~~**82,84€**

Mango para pilas tipo C con diámetro de 28 mm que proporciona un agarre estable. **Sistema de carga sencillo compatible con cargador de enchufe o ri-charger® L.** Incorpora tecnología rheotronic® para un control adecuado del funcionamiento. Funciona con pilas modelo R14 1,5 V (no incluidas).

CABEZAL OFTALMOSCOPIO L2 3,5V

Riester

ref. 1015641

5%~~232,77€~~**221,13€**

Óptica optimizada de alto rendimiento con lente condensadora esférica. Trayectoria de haz paralelo que mejora la calidad de la visualización. Diseño a prueba de polvo que contribuye a la durabilidad del equipo. Compatible con distintos sistemas de alimentación. Rueda de dioptrías con 29 lentes correctivas que abarcan valores positivos y negativos para un enfoque preciso.

CABEZAL OTOSCOPIO XL 3,5V

Riester

ref. 1035444

5%~~88,27€~~**83,86€**

Con lámpara de xenón XL de 3,5 V. Lente orientable de 2,5 aumentos. Soporte de espéculo móvil, se puede fijar en cualquier posición. El diseño abierto permite trabajar libremente durante la exploración o la intervención. Cierre de bayoneta para una fijación rápida y segura al mango. Otoscopio quirúrgico de metal y soporte de espéculos de plástico a prueba de golpes para una larga vida útil.

ESPÉCULOS METÁLICOS reutilizables para uso veterinario.

Fabricados en metal cromado de alta calidad y resistente a la corrosión. Aptos para desinfección y esterilización mediante procedimientos convencionales.

Las superficies interiores mate minimizan los reflejos durante la exploración, mejorando la visibilidad.

Los modelos ranurados incorporan bordes especiales que facilitan una guía óptima de los instrumentos durante su uso.

ESPECULO METALICO 82x6mm
Riester



ref. 1015642

5% ~~30,22€~~
28,71€

ESPECULO METALICO 83x4mm
Riester



ref. 1015643

5% ~~30,22€~~
28,71€

ESPECULO METALICO 62x5mm
Riester



ref. 1026785

5% ~~30,22€~~
28,71€

ESPECULO PVC 2mm
Riester



ref. 1038578

5% ~~6,00€~~
5,70€

ESPECULO PVC 3mm
Riester



ref. 1038579

5% ~~6,00€~~
5,70€

Espejuelos para los otoscopios
ri-scope® O.P.

- Espejuelos de plástico resistentes y duraderos con conexión metálica para uso repetido.
- Esterilizables en autoclave de vapor a 134 °C durante 10 minutos.
- Disponibles en varios tamaños
- Diseño ergonómico que permite una inserción fácil y un ajuste óptimo en oído y nariz.

GEL ULTRASONIDOS
TRANSONIC GEL



5 litros
ref. 1048006

5% ~~14,95€~~
14,20€

Gel para ultrasonidos diseñado para exploraciones ecográficas y tratamientos mediante ultrasonidos. Su formulación garantiza una óptima transmisión acústica, contribuyendo a obtener una correcta comunicación entre el transductor y la superficie de aplicación.

Alta viscosidad:

facilita una aplicación uniforme.

Composición hidrosoluble:

permite una limpieza rápida y sencilla tras su utilización.

OFERTAS EVEREST-TECNOVET

MICROSCOPIO MOTIC PANTHERA E2 BINOCULAR Motic



El Panthera E2 representa la última generación de microscopios de luz transmitida, diseñado para ofrecer una excelente calidad de imagen, ergonomía y precisión en aplicaciones de laboratorio y diagnóstico.

El Panthera E2 combina una óptica avanzada, una estructura ergonómica y componentes de alta calidad, convirtiéndolo en una solución ideal para laboratorios, clínicos, educativos y de investigación que requieren observaciones precisas y fiables.

UNIDADES LIMITADAS

ref. 1040485

5% ~~1.297,00€~~
1.232,15€

MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA RED 223 Motic



- Cabezal inclinado 30° y rotatorio 360°
- Oculares de gran campo
- Porta objetivos cuádruple con objetivos semi plan acromáticos 4X 10X 40X S y 100X S-oil
- Iluminación LED 3W con control de intensidad
- Condensador ABBE con diafragma Iris
- Incluye funda protectora, aceite de inmersión, soporte para recogida del cable y adaptador tipo C 0.5X
- Con cámara Moticam X5PLUS
- Sensor CMOS, de tamaño 1/3"
- Resolución fija 4.0 MP
- Wifi y puerto USB

UNIDADES LIMITADAS

ref. 1042522

5% ~~1.409,00€~~
1.338,55€

MICROSCOPIO 2820 LED CORDLESS + OBJETIVO Motic



El Microscopio 2820 LED Cordless + Objetivo es un equipo binocular educativo diseñado para ofrecer observaciones precisas y cómodas en entornos académicos y de laboratorio. Gracias a su sistema óptico acromático EA y a su iluminación LED inalámbrica con batería recargable, proporciona una imagen nítida y una experiencia fácil de usar sin necesidad de conexión eléctrica constante.

Incluye: funda protectora, cargador, baterías recargables, transformador externo (100-220 V).

UNIDADES LIMITADAS

ref. 1047337

5% ~~565,00€~~
536,75€

OFERTAS EVEREST-TECNOVET

TEST DE SCHIRMER

Everest

ref. 1040485

20,71€



Tiras de Prueba de Lágrimas de Schirmer con **Marca Azul**.

Esta tira de diagnóstico con tinte indicador hecha con papel de filtro Whatman N°41 mide la cantidad de producción de lágrimas. Cada tira tiene una **escala en mm** impresa con tinte indicador.

Se puede conservar para comparar resultados antes y después del tratamiento. Innovador sobre de empaque de apertura fácil con película transparente en un lado.

COLLAR ISABELINO

Everest

5%

10 UNIDADES

REF.	MEDIDA	TARIFA	OFERTA
1039099	7,5cm	9,17€	8,71€
1039098	10cm	10,70€	10,17€
1039097	12,5cm	13,17€	12,51€
1039096	15cm	17,50€	16,63€
1039095	20cm	21,83€	20,74€
1039094	25cm	30,45€	28,93€
1039093	30cm	40,22€	38,21€



Previene el lamido y mordisqueo de heridas o puntos

- Polipropileno Transparente
- Autocierre mediante pestañas
- Resistente, ligero y fácil de limpiar
- Transparente, confort y visibilidad
- Bordes suaves, evitan irritaciones
- Ajuste seguro y regulable
- Apto para perros y gatos

VENDA COHESIVA

Everest

5%

15 UNIDADES

REF.	MODELO	TARIFA	OFERTA
1038772	5cmx4,5m	15,20€	14,44€
1038773	7,5cmx4,5m	21,08€	20,03€
1038771	10cmx4,5m	27,38€	26,01€
1038779	5cmx4,5m	15,20€	14,44€
1038781	7,5cmx4,5m	21,08€	20,03€
1038777	10cmx4,5m	27,38€	26,01€
1038784	5cmx4,5m	15,20€	14,44€
1038780	7,5cmx4,5m	21,08€	20,03€



Nuestra venda elástica cohesiva está longitudinalmente compuesta por fibras sintéticas de poliéster/nylon de alta resistencia y recubierta por ambas cara de masa cohesiva libre de látex. Sólo se adhiere sobre sí misma y no sobre la piel. Es antideslizante, permeable al aire, esterilizable en autoclave (sin el envase original), fácil de aplicar y rasgable en sentido transversal.

EVEREST
tecnovet

**ESPECIALISTAS EN
EQUIPAMIENTO
VETERINARIO**

- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

www.everest-tecnovet.com

+34 936 686 715
+34 918 333 703

+34 692 063 411

clientes@everest-tecnovet.com

sat@everest-tecnovet.com

[everesttecnovet](https://www.instagram.com/everesttecnovet)