

POPA SUITES


Suites para hospitalización de gatos, con certificación Catfriendly de ISFM. Ofrecen todo el confort a los felinos y cuidan la seguridad del veterinario.

NUEVOS CALCETINES COMPRESIVOS:

Pensando en tu salud, ahora tenemos calcetines compresivos que mejoran la sensación de piernas cansadas. Son eficaces, de calidad y también, no se puede negar, son muy bonitos. ¡Nos encantan!

MONT MARTRE

la mejor camilla del mercado



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 102
ENE/FEB
2023



MÓDULO 1

5%

SG030001
695,00€
660,25€

MÓDULO 2

5%

SG030002
785,00€
745,75€

GRATIS

BASE RODABLE
Comprando 3 módulos



Moderno concepto de hospitalización para gatos, con reducción del estrés postoperatorio y que proporciona más confort para el paciente y más seguridad para el veterinario.

POPA Suites no para de crecer, desde su estructura y diseño innovadores hasta la oferta variada de accesorios que la transforma en la suite ideal.

**POPA
Suites**



**VER MÁS
EN LA WEB**

ACCESORIO PARA POPA SUITES


Gotero + Tija



10%


SG030107
129,00€
116,10€ En Acero Inoxidable.

Sistema de extracción /ventilación



10%

SG030102
60,00€
54€



Termohigrómetro



10%

SG030103
50,00€
45€ Hecho en Alemania.

Percha para suero



10%

SG030101
40,00€
36€ En Acero Inoxidable.



No eres tú, es la mesa.



murray

Pensamos en tu salud

Hechos en ESPAÑA

SANITARIOS

GATOS

NUBES

AGUACATES

NUEVOS

CALCETINES COMPRESIVOS

XS, S-M, M-L

VS090...

15,50€

Talla	Nº pie	Contorno del gemelo
XS	34 - 37	- 29 cm
S - M	37 - 40	29 - 38 cm
M - L	40 - 45	38 - 47 cm



**73% algodón , 12% lycra
15% caucho natural (latex)**

Calcetines de descanso ideales para personas que trabajan muchas horas de pie, o sentadas, hagan largos viajes, así como tengan las piernas pesadas. Sensación fresca en verano y cálida en invierno.

PIJAMA COMPLETO

CONJUNTO CASACA + PANTALON

65% Poliéster/ 35% algodón

XXS - 3XL

Corte clásico con dos bolsillos inferiores

Aperturas laterales en la cadera.

Pantalón tiro clásico con un bolsillo trasero y cunta ajustable.



AUTHENTIC
CHEROKEE
WORKWEAR



10%

PS301...

24,78€

22,30€



consultar tallas y colores disponibles



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 102

ENE/FEB

2023

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON GOMAS

20%


50 unidades
MC050002
~~2,50€~~
2,00€



MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2

20%

unidad
MC050601
~~0,60€~~
0,48€



MASCARILLA - RESPIRADOR AUTOFILTRANTE EN 149 FFP3 CON VÁLVULA



**MEDIA MÁSCARA
SIN FILTRO**

**HASTA FIN DE
EXISTENCIAS**

10%

MC052658
~~23,75€~~
21,37€



FILTRO A1+ FORMALDEHÍDO

Este filtro ofrece protección frente a gases y vapores orgánicos y formaldehído.



10%

8 UNIDADES
MC052658-1
~~62,50€~~
56,25€

CONSULTE FICHA TÉCNICA

BATA QUIRÓFANO DESECHABLE
40GR



10%

ESTÉRIL
unidad
VS030010
~~2,82€~~
2,53€

10%

NO ESTÉRIL
10 uds.
VS030001
~~25,00€~~
22,50€



OPORTUNIDADES
www.everest-tecnovet.com

n° 102
ENE/FEB
2023

**GUANTES DE LÁTEX CON POLVO
NO ESTÉRIL - ECONÓMICOS**

GL030101 6 - 6 1/2
GL030102 7 - 7 1/2
GL030103 8 - 8 1/2

10%

100 unidades
3,90€
3,51€



**GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO
NO ESTÉRIL - HIPOALERGÉNICO**

GL040001 P (6/7)
GL040002 M (7/8)
GL040003 G (8/9)

10%

100 unidades
4,70€
4,23€



**ANTISÉPTICO PARA MANOS
STERILIUM**

Base alcohólica

20%

1 litro
DD031010
12,33€
9,86€



GAFAS PROTECCIÓN OCULAR

Superponible, anti rayado y anti vaho

10%

GP030002
11,34€
10,20€



**DESINFECTANTE NDP Med RTU
"Ready-To-Use"**

**SIN
DILUIR**

10%

5 litros
DD040105
33,12€
29,80€



20%

1 litro
DD040101
11,40€
9,12€

**DETERGENTE ENZYM MED 4
TETRAENZIMÁTICO**

para la limpieza previa

10%

1 litro
DD040001
14,34€
12,90€



KUN: LA MESA DE EXAMEN - DESMONTABLE



KUN
mesa de examen

sistema de montaje
ultrafácil
patentado y registrado

PRÁCTICA Y DESMONTABLE.

Fácil transporte. Montaje rápido y seguro.

INSONORIZADA

Superficie anti-ruídos con base de madera.

DISEÑO ERGONÓMICO

Superficie ergonómica, sin barras inferiores.

ESTABLE

Patas ajustables por regulador.

2 RAÍLES UNIVERSALES

Para cualquier tipo de accesorio.

Fabricada en **ACERO INOXIDABLE AISI 304**



**VER MÁS
EN LA WEB**

MR040105

385€

BÁSCULAS MÁXIMA PRECISIÓN - EVEREST

MATERIAL RESISTENTE

Acero Inoxidable
Anti-deslizante

ALIMENTACIÓN

Conexión directa
a la red

100% NACIONAL

Diseñadas y fabricadas
por Everest-Tecnovet

LED Alto contraste



GRAN CAPACIDAD

Animales desde
30g a 150 Kg

MÁXIMA PRECISIÓN

hasta 10Kg : 10g
a partir de 10 Kg: 50g

SERVICIO TÉCNICO

Garantizado en España

5%


90 x 40 cm
BV010003
493€
468,35€

5%

100 x 40 cm
BV010005
565€
536,75€



**VER MÁS
EN LA WEB**



**CERTIFICADO INSTITUTO
ESPAÑOL DE METROLOGÍA**
Ministerio de industria



MESA CAMILLA CON RUEDAS - MONTMARTRE PARIS

Perfil de goma perimetral anti-choque.
En caucho NBR, utilizado en las
industrias automotriz y aeronáutica.

Superficie: 125 x 58 cm
(cantos redondeados)

Cinchas para sujeción de animales.

2 raíles para accesorios

Su estructura en doble "Y"
permite moverla con comodidad y
evita golpearse las pie al desplazarla.

5%

MC100002

895,00€

850,25€

Incluye:

2 raíles para accesorios

+ Cinchas para sujeción de animales

**MONT
MARTRE
PARIS**

GRATIS

**SOPORTE
DE GOTERO**



**VER MÁS
EN LA WEB**



VERSIÓN AUSTENÍTICA PARA USO EN SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (en acero inoxidable no magnético)

Los materiales ferromagnéticos (objetos metálicos susceptibles de ser atraídos por un imán), al estar bajo el efecto de un campo magnético de gran intensidad pueden convertirse en "proyectiles".

MC100004

consulta precio y fecha de entrega

5%**DELANTALES RX**

Anchura: 60 cm

0.50 mm Pb.

(L: distancia del hombro a la rodilla)

5%**CINTURÓN**
274,40€
260,68€**DP029050** - L-90 cm
DP020050 - L-100 cm
DP021050 - L-110 cm**DP040050** - L-100 cm
DP041050 - L-110 cm**VELCRO**
268,80€
255,36€**PROTECTOR TIROIDES****5%****PT060001**
117,60€
111,72€Ajustable
40-44 cm
0.50 mm Pb.**COLORES
DISPONIBLES**

azul 23
burdeos 363
amarillo 25
azul 279
rojo 19
oro 32
verde 4
coral 5
vino 728
verde 522
rosa 12
gris 414

MANOPLAS RX**5%****GP040002**
252,00€
239,40€Talla única
0.50 mm Pb.



OPORTUNIDADES + OFERTAS EXCLUSIVAS

www.everest-tecnovet.com/newsletter

no te las pierdas, suscríbete aquí



GUANTES RX

En polivinilo plomado sin costura interna, con funda. Se suministran con un par de guantes de algodón blanco para su interior.



10%

0,50 mm Pb
GP020250
347,20€
312,48€

POSICIONADOR TORÁCICO

En metacrilato.



5%

Pequeño
30 x 18 cm
PT010001
92,25€
87,63€

5%

Mediano
40 x 28 cm
PT010002
105,55€
100,27€

5%


Grande
50 x 38 cm
PT010003
135,65€
128,86€

PERCHA RX DELANTAL + GUANTES

Para fijar en la pared. Se puede colgar el delantal y un par de guantes de protección de RX.

IMPORTANTE

Los delantales deben guardarse colgados ya que no pueden contener arrugas.



5%

PD010001
336,00€
319,20€

GAFAS RX




5%

GP030001
280€
266€



CIRCUITOS RESPIRATORIOS



"Y" Ø10 mm	"Y" Ø15 mm	"Y" Ø19 mm	"Y" Ø15 mm	"Y" Ø19 mm
Conector "Soft" Ø10/22 mm Tubo de Ánima lisa Ø10 mm Longitud 120 cm Peso paciente <10 Kg	Conector "Soft" Ø15/22 mm Tubo de Ánima lisa Ø15 mm Longitud 120 cm Peso paciente 10-30 Kg	Conector "Soft" Ø22 mm Tubo de Ánima lisa Ø19 mm Longitud 120 cm Peso paciente >30 Kg	Conector "Soft" Ø15/22 mm Tubo de Ánima lisa Ø15 mm Longitud 120 cm Peso paciente 10-30 Kg	Conector "Soft" Ø22 mm Tubo de Ánima lisa Ø19 mm Longitud 120 cm Peso paciente ≥30 Kg
15% CA101001 11,95€ 10,15€	15% CA101501 11,95€ 10,15€	15% CA102201 11,95€ 10,15€	15% CA101505 14,95€ 12,70€	15% CA102205 14,95€ 12,70€

15% COMPRANDO 3 UNIDADES SURTIDAS

Todos los circuitos tienen la marca CE y cumplen con las regulaciones ISO13485.

FRASCO DE MUESTRA CON FORMALINA PARA BIOPSIA SEGURA BIOPSAFE

10%

20 ml
24 uds.
FM001BIO
3,00€
2,70€

10%

60 ml
18 uds.
FM002BIO
4,40€
3,96€

El FORMALDEHÍDO, declarado oficialmente **CANCERÍGENO** por la Comisión Europea.

DESCUENTO POR CAJAS COMPLETAS
precios por unidad



Se desenrosca la tapa



Se introduce la muestra



Se enrosca la tapa



La formalina se libera al presionar la tapa



La formalina y la biopsia se mezclan

AGUJAS DE BIOPSIA

BIOPSPUNCH Estéril

10%

3,95€
3,55€

AB030002 - 2 mm
AB030003 - 3 mm
AB030004 - 4 mm
AB030006 - 6 mm
AB030008 - 8 mm



TRU-CUT

10%

29,50€
26,55€

AB030108
14G x 80 mm - 3"
AB030111
14G x 120 mm - 4.5"
AB030115
14G x 160 mm - 6"



AUTOMÁTICA ACECUT

5%

46,50€
44,17€

AB141502
14G x 15 cm
AB181502
18G x 15 cm



MEDULA ÓSEA JAMSHIDI

Mango en "T"

5%

60,45€
57,42€

AB040000
8G/10 cm
AB040001
11G/10 cm




BIOPSIA ÓSEA

5%

25,25€
23,98€

AB0BT301
8G/4 mm x 10 cm



SPEEDYBELL Semi Automática

10%

30,00€
27,00€

AB051415
14G/150 mm
AB051615
16G/150 mm



OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU



3 PIEZAS



6 PIEZAS



10 PIEZAS

www.hebumedical.com

EL DESCUENTO SE APLICARÁ EN TODO
INSTRUMENTAL DE HEBU MEDICAL
COMPRANDO A PARTIR DE 3 PIEZAS.



PINZA HEMOSTÁTICA MOSKITO HALSTED

RECTA SIN DIENTES



12,5 cm	14 cm
IZHB0510	IZHB0511
17,16€	21,22€

CURVA SIN DIENTES




12 cm	14 cm
IZHB0519	IZHB0516
31,66€	22,69€



PORTA AGUJAS OLSEN HEGAR

CON TIJERA

14 cm	16 cm	18 cm
IZHB2357	IZHB2358	IZHB2359
51,06€	52,75€	56,45€



PINZA HEMOSTÁTICA CRILE

RECTA	IZHB0605
14,5 cm	18,32€

CURVA	IZHB0606
14,5 cm	18,41€



PORTA AGUJAS CRILE WOOD TC



15 cm / 0,4 mm	IZHB2215
	64,52€

DIGESTOR PARA TRIQUINA



- Agitador magnético con calefacción
- Embudo decantación 2L
- Embudo cilíndrico 50 mL
- Tamiz 100 x 40, 180µ
- Soporte pie plato 300 x 180 mm con varilla
- Aro con espiga 100 mm, acero cromado
- Aro con espiga 70 mm, acero cromado
- Pinza 2 dedos sin nuez, 12 - 45 mm
- Nuez doble mediana, 16 mm (3 uds)
- Vaso forma baja 3000 mL
- Imán teflonado cilíndrico 55 x 8 mm
- Probeta graduada vidrio 25 mL
- Pipeta graduada 25 mL/0,1mL
- Aspirador pipetas 25 mL rojo
- 20 Placas Rodac cuadrículadas

5%

DD010002
834,75€
793€

EQUIPO PARA
DETECCIÓN DE TRIQUINA

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL al 25% PARA DIGESTOR

15%

1 litro
ED030031

37,00€
31,45€



PEPSINA EN POLVO PARA DIGESTOR

Actividad: 1:10000 NF
Solubilidad: Solución clara al 5% en agua
Acidez (Ph): máx. 4,5 en solución al 5%

5%

10 x 10 g
ED030032

77,75€
73,86€

5%

50 x 10 g
ED030033

285,60€
271,32€



CRISTAL PORTA TRIQUINAS 28 campos / 5 x 23 x 1

15%


CM020301
28,00€
23,80€




PLACA PETRI - RODAC CUADRICULADA PARA DIGESTOR

5%

20 unidades
PT030001
8,72€
8,28€





E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



NEWSLETTER

SUSCRÍBETE



TELÉFONO

+34 637 86 00 72

+34 93 668 6715

+34 91 833 3703

www.everest-tecnovet.com/newsletter



INSTAGRAM

@everest.tecnovet



WHATSAPP

+34 692 06 34 11

(por favor no hacer pedidos por whatsapp)



LINKEDIN

everest-tecnovet



SAT

Servicio de asesoría técnica

sat@everest-tecnovet.com

+34 692 06 34 30



YOUTUBE

everesttecnovet

www.everest.tecnovet.com

· **Precios sujetos a variación sin previo aviso.** · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**