




EVEREST
tecnovet



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

n° 104

MAY/JUN

2023

MESA ELEVADORA ELÉCTRICA - MURRAY

ACERO
INOX

Hechas en 
ESPAÑA



- Incluye enchufe para conexión de accesorios.
- Mando neumático para evitar calambres si un perro le muerde.
- Construida totalmente en acero inoxidable*.
- Raíl de aluminio para sujeción de accesorios.
- Con madera bajo la superficie (evita sonidos metálicos)

5%

MR040301

1.695€

1.610€

Mesa de examen sin comparación. Sube y baja a cualquier perro con cero esfuerzo

Amiga de los animales, es silenciosa y divertida. Nuestros clientes se sorprenden de las reacciones de los perros al subir a la **Murray**.

Diseño atractivo pensado tanto para una fácil limpieza de la mesa como para mejorar la imagen de la clínica.

La calidad es indiscutible, como en todas las mesas diseñadas y fabricadas por Everest.

Sistema registrado y patentado.



murray 

Pensamos en tu salud

A LOS PERROS LES ENCANTA



Foto cortesía: VET 24 Gavà



CINTA DE CORRER - DOGRUNNER

Pendiente automática, mando a distancia, pantalla LCD
Programas + posibilidad de diseñar programas propios.

Peso máximo admisible: 150 Kg

Velocidad: 0,8 - 18 km/h

Dimensiones:

- Superficie de trabajo: 180 x 46 cm (L x A)
- Aparato: 208 x 65 x 109 cm (L x A x A)



EF010101
1.570€

NUEVA

@everest.tecnovet ...



Síguenos en instagram



CINTAS IDENTIFICADORAS DE INSTRUMENTAL

Esterilizables en Autoclave 134°C
9 colores: Blanca, negra, roja, naranja,
marrón, amarilla, verde, violeta y azul.

Ancho: 6,35 mm (0,25")
Longitud: 635 cm (250")

10%

C10600..
27,00€

24,30€

precio unitario



Hecha en
ESPAÑA

MESA CAMILLA CON RUEDAS - MONTMARTRE PARIS

Perfil de goma perimetral anti-choque.
En caucho NBR, utilizado en las
industrias automotriz y aeronáutica.

Superficie: 125 x 58 cm
(cantos redondeados)

Cinchas para sujeción de animales.

2 raíles para accesorios

Su estructura en doble "Y"
permite moverla con comodidad y
evita golpearse las pie al desplazarla.

MC100002

912€

Incluye:

2 raíles para accesorios +

Cinchas para sujeción de animales



GRATIS

SOPORTE
DE GOTERO



VERSIÓN AUSTENÍTICA PARA USO EN SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA
(en acero inoxidable no magnético) CONSULTAR PLAZOS

KUN: LA MESA DE EXAMEN

PRÁCTICA, ECONÓMICA Y CON SISTEMA DE MONTAJE ULTRAFÁCIL*

Hecha en
ESPAÑA

VER MÁS
EN LA WEB

5%

MR040105

395€

375,25€



Materiales:

100% Acero inoxidable AISI 304
+ Madera bajo la superficie para
evitar ruidos metálicos que asustan
al animal.

Superficie: 112 x 55 cm

Altura: 85 cm

Capacidad: 200 kg

Patas ajustables por regulador.

2 Raíles médicos

*patentado y registrado



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 104
MAY/JUN
2023

AUTOCLAVES CLASE B - Classic

Hechos en 
EUROPA



COMPLETA Y RACIONAL

Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro.

B Classic simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y costes. Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y facilidad de uso.

B CLASSIC ES LA SOLUCIÓN PARA TODOS.

- Wifi y ethernet integrados.
- Software para descargar ciclos.
- Display con iconos claros e intuitivos.
- Arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra

LEASING · RENTING ·
hasta
60
meses
VENTA A PLAZOS

AE040622

3.660€

Se recomienda instalación y formación a cargo del servicio técnico oficial no incluida.



ASPIRADOR MÉDICO ASPIT

Hecho en 
ESPAÑA

13 Lpm. Frasco 1,6 litros
Filtro bactericida.
Regulador de vacío



25%

AM020001

879,52€

659,64€

CÁNULA DE ASPIRACIÓN - POOLE

Cánula de aspiración autoclavable.
Óptima para aspiración de líquidos en abdomen,
lavados quirúrgicos, hemoabdomen, etc.



10%

40,21€

36,18€

IZHB2681 - recta

22cm Ø10mm CH30

IZHB2682 - curva

22cm Ø8mm CH24



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 104
MAY/JUN
2023

BÁSCULA DIGITAL PARA CACHORROS

- Fácil manejo y lectura.
- Pulsador para cambio de escala de kilos a libras
- Función de auto apagado para ahorro de energía
- Funciones de TARA y RETENCIÓN
- Batería de 9v (incluida en el equipo)



Capacidad máx.	20 kg
Dimensiones	601 x 346 x 92 mm
División	10 g
Peso neto	3,5 kg

5%

PB010001
250,00€
237,50€

¿CONFÍAS

en la medición de tu Báscula?

LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS
PUEDE SER DECISIVA EN EL TRATAMIENTO

EN EVEREST, PUEDES CONFIAR



BÁSCULAS MÁXIMA PRECISIÓN - EVEREST



**VER MÁS
EN LA WEB**



 **Hechas en
ESPAÑA**

**CERTIFICADO INSTITUTO
ESPAÑOL DE METROLOGÍA**

Ministerio de industria

90 x 40 cm

BV010003

525€

100 x 40 cm

BV010005

575€

GRAN CAPACIDAD

Animales desde 30g a 150 Kg

MÁXIMA PRECISIÓN

hasta 10Kg : 10g
a partir de 10 Kg: 50g

ALIMENTACIÓN

Conexión directa a la red

LED: Alto contraste

100% NACIONAL

Diseñadas y fabricadas
por Everest

SERVICIO TÉCNICO

En España

MATERIAL RESISTENTE

Acero Inoxidable anti-deslizante

FUNGIBLES EVEREST



SONDAS · VENDAS · TUBOS
ESPARADRAPOS · PIPETAS
HISOPOS · GASAS · TAPONES
y mucho más.



TUBO F/PLANO

5ml c/tapón, vacío
100ud

TP010001

6,75€



TUBO F/CÓNICO

12ml c/tapón, vacío 16x102
100u

TP010002

9,55€




TUBO F/REDONDO

5ml c/tapón, vacío 12x75mm
100ud

TP010003

5,10€



PIPETA FINA PASTEUR

3,3 ml. c/perilla, 100 uds.

PU010001

10,50€



TAPÓN obturación

LUER-LOCK macho-hembra
100 uds.

T0010003

~~10,98€~~

10,43€

5%



TAPÓN Obturación

con punto inyección silicona
100 uds

T0010002

~~14,20€~~

13,49€

5%



Tubo EPPENDORF

1,5 ml.
250 uds.

TP020002

~~4,75€~~

4,27€

10%



Tubo GRANULOS

separador de suero
4 ml. 100 uds

TP010450

~~9,99€~~

9,49€

5%

VENDA ARLAN COHESIVA

LIBRE DE LÁTEX · ALTA RESISTENCIA
AUTOCLAVABLE



5%

Precio por unidad cajas 15 unidades

VA061005

VA061205

VA061505

5 cm x 4,5m

14,45€

13,72€

VA061007

VA061207

VA061507

7,5 cm x 4,5m

17,92€

17,02€

VA061010

VA061210

VA061510

10 cm x 4,5m

22,15€

21,04€

Hisopo madera estéril
en tubo de plástico

HH010004 100 uds

18,20€



Hisopo madera
estéril, en sobre

HH010002

10,50€



Hisopo madera no estéril

15 cm - 300 uds

HH010001

7,90€



KIT SONDA VETERINARIA - EVEREST



SV010106

FG-6 semi rígida

Blanca

10 uds.

SV010108

FG-8 semi rígida

Roja

10 uds.

SV010110

FG-10 semi rígida

Azul

10 uds

10%

31,10€

27,99€

VENDA ELÁSTICA
COHESIVA LIGERA
BERNINA



10%

CAJAS DE 4 UNIDADES

VA020306

6 cm x 20 m

14,90€

13,41€

VA020308

8 cm x 20 m

17,00€

15,30€

VA020310

10 cm x 20 m

17,80€

16,02€

Rasurador quirúrgico no estéril "Wilkinson"

10%

RR010001 100 uds

28,55€

25,69€



BASTONCILLOS
DE ALGODÓN

800 uds.

BA020002

4,75€

4,27€

10%





TRABAJAMOS CON TODO EL CATÁLOGO HEBU




Prueba la calidad del instrumental HEBU: Kits experiencia inicial a un PRECIO EXTRAORDINARIO

KIT BÁSICO

 1 Pinza Hemostática Moskito 12,5 recta	 1 Pinza Hemostática Moskito 12,5 curva	 1 Pinza Adson 12 cm con dientes	 1 Tijera Mayo 14 cm	 1 Tijera Metzenbaum 18 cm
---	---	--	---	--

**KIT BÁSICO + PORTA AGUJAS
MAYO-HEGAR 14,5 cm**

	IZHB0006 116,23€ 87,17 €
---	--

**KIT BÁSICO + PORTA AGUJAS
OLSEN-HEGAR 14,5 cm**

	IZHB0005 129,10€ 96,82 €
---	--

25%

* * * * LIQUIDACIÓN * * * *

35%

PERIOSTOTOMO FARABEUF
CURVO, 15 cm (legra cortante)

IZHB3605
44,72€
29,06€



40%

TIJERA DE VANNAS
CURVA, 8 cm

IZHB7381
152,15€
91,29€



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 104
MAY/JUN
2023



KITS PARA OXIGENOTERAPIA

Pensados para ofrecer una oxigenoterapia a animales sedados o con falta de O₂.
Posibilidad de usar cualquier concentrador de O₂ conectado a uno de los cascos o mascarillas incluidas.

Kit 1 - OK040001
PACIENTES DE 2 A 5 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 2 y 3
+ Casco PEQUEÑO

109,05€

Kit 2 - OK040002
PACIENTES DE 5 A 15 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 3 y 4
+ Casco MEDIANO

111,05€

Kit 3 - OK040003
PACIENTES DE 15 A 60 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 4 y 5
+ Casco GRANDE

117,55€

Kit 4 - OK040004
PACIENTES DE 2 A 60 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 2, 3, 4 y 5
+ Cascos: P, M, G

233,55€



CASCO PARA OXIGENOTERAPIA DE ANIMALES SEDADOS

Pequeño 19 x 18 x 15 /ventana 7 x 5 cm
Mediano 19 x 18 x 15 /ventana 10 x 7 cm
Grande 22 x 21 x 18 /ventana 12 x 10 cm

Conector caudalímetro (árbol de navidad)

Tubo Oxígeno 2,1 m

Conector Oxígeno terapia

Conexión 15M/15M



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 104
MAY/JUN
2023

DeutscheVET

**WIR
SIND
DABEI!**

**26 -27 DE MAYO
ESTAREMOS EN
DORTMUND**

**DEUTSCHE
VET** 

DESDE EL PRIMER MOMENTO ESTARÁ A LA ALTURA DE TUS EXPECTATIVAS

FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III

Littmann Classic III es la versión más avanzada del fonendoscopio que ayuda a millones de profesionales a alcanzar excelentes resultados.

FUNDA DE
NEOPRENO



GRATIS



EC017...
124,80€



CONSULTAR COLORES



VERSATILIDAD DE CAMPANA ABIERTA

El lado pediátrico se convierte en una campana tradicional con el reemplazo de la membrana por un aro quita frío.



3M Littmann®
Fonendoscopios

FRASCO DE MUESTRA CON FORMALINA PARA BIOPSIA SEGURA - BIOPSAFE

El FORMALDEHÍDO, declarado oficialmente
CANCERÍGENO por la Comisión Europea.

15%

Precios por unidad

Descuento por
cajas completas

20 ml
24 uds.
FM001BIO
3,00€
2,55€

60 ml
18 uds.
FM002BIO
4,40€
3,74€



Se desenrosca la tapa



Se introduce la muestra



Se enrosca la tapa



La formalina se libera
al presionar la tapa



La formalina y la
biopsia se mezclan

BIDÓN FLUOSORBER DE CARBÓN ACTIVADO

5%

FA010003
49,90€
47,40€

ABSORBEDOR DE
GASES ANESTÉSICOS



CAL SODADA BLANCA ESFÉRICA SPHERASORB

20%

CS030002 5 kg
23,10€
18,48€



LÍQUIDO FLOTACIÓN PARA HUEVAS DE PARÁSITOS

20%

ED030008
16,45€
13,16€

Solución saturada
sulfato MG.
1 litro



FRASCO PARA TEST OVA DIAGNOSTIC de flotación de heces

10%

TH020001 50 uds.
16,00€
14,40€



PROCEDIMIENTOS DE TINCIÓN DIFF QUICK:

Hematología: frotis sanguíneos, médula ósea. **Citología:** espermocitogramas

Citobacteriología: citología de fluidos biológicos, orina, citopunciones y LCR. Citología de secciones de tejidos fijas y embebidas en parafina. Citología de punciones y derrames de membranas serosas (pleural, peritoneal, etc.)

Parasitología: gota gruesa para la detección de plasmodios. **Parasitología:** frotis de sangre para la detección de plasmodios **Parasitología:** protozoos tisulares (Leishmania, Toxoplasma, Microsporidia), Cryptosporidium, Pneumocystis carinii, hongos que contribuyen a la aparición de micosis profundas. **Histocitología, Parasitología veterinaria** (piroplasmosis, M. panychydrermatis), Trichomonas, Microfilarias. **Histología:** detección de Helicobacter pylori.

DIFF QUICK



10%

KIT 3 BOTELLAS

ED020000

3 botellas de 250 ml
Solución I, II y fijadora

39,80€
35,82€

SOLUCIÓN I

EOSINA

ED020003G
2,5 Litros

130,50€
117,45€

SOLUCIÓN II

THIAZINA

ED020004G
2,5 Litros

130,50€
117,45€

FIJADORA

METANOL

ED020002G
2,5 Litros

86,00€
77,40€

@ **E-MAIL**
info@everest-tecnovet.com

☎ **TELÉFONO**
+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703

💬 **WHATSAPP**
+34 692 06 34 11
(por favor no hacer pedidos por whatsapp)

🔧 **SAT**
Servicio de asesoría técnica
sat@everest-tecnovet.com
+34 692 06 34 30

✉ **NEWSLETTER**
SUSCRÍBETE

www.everest-tecnovet.com/newsletter

📷 **INSTAGRAM**
@everest.tecnovet

🌐 **LINKEDIN**
everest-tecnovet

📺 **YOUTUBE**
everesttecnovet

www.everest-tecnovet.com

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**