



EVEREST  
tecnovet



# OPORTUNIDADES

n° 110

MAY/JUN

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

**2024**

Hecha en  
**ESPAÑA**

## MESA CAMILLA CON RUEDAS - MONTMARTRE PARIS

Perfil de goma perimetral anti-choque.  
En caucho NBR, utilizado en las  
industrias automotriz y aeronáutica.

Superficie: 125 x 58 cm  
(cantos redondeados)

Cinchas para sujeción de animales.

2 raíles para accesorios

Su estructura en doble "Y"  
permite moverla con comodidad y  
evita golpearse las pie al desplazarla.

**MONT  
MARTRE  
PARIS**

**GRATIS**

**SOPORTE  
DE GOTERO**



**MC100002**

**925€**



**Incluye:**

**2 raíles para accesorios  
+ Cinchas para sujeción  
de animales**



**VERSIÓN AUSTENÍTICA PARA USO EN  
SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA**  
(en acero inoxidable no magnético)

Los materiales ferromagnéticos (objetos metálicos  
susceptibles de ser atraídos por un imán), al estar  
bajo el efecto de un campo magnético de gran  
intensidad pueden convertirse en "proyectiles".

**MC100004** consulta precio y fecha de entrega



**OPORTUNIDADES**

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

**nº 110**  
**MAY/JUN**  
**2024**

## NUN - MESA DE EXAMEN

RESISTENTE · DURABLE · INSONORIZADA · ESTABLE

Hecha en   
**ESPAÑA**

### Materiales:

100% Acero inoxidable AISI (18/10)  
+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asusten al animal.

**Superficie:** 120 x 60 cm

**Capacidad:** 200 Kg

**Medida patas:** 40 x 40 mm

**Pata ajustable:**

Compensa posibles desniveles del suelo.

**2 Raíles médicos universales.**



**INMEJORABLE**



mesa de examen

**MR040101**

**489€**

## KUN: LA MESA DE EXAMEN

PRÁCTICA, ECONÓMICA Y CON SISTEMA DE MONTAJE ULTRAFÁCIL

Hecha en   
**ESPAÑA**

### Materiales:

100% Acero inoxidable AISI 304  
+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asustan al animal.

**Superficie:** 112 x 55 cm

**Altura:** 85 cm


**Capacidad:** 200 kg

Patatas ajustables por regulador.

**2 Raíles médicos**



\*patentado y registrado



**MR040105**

**395€**



mesa de examen

## CAJA PARA REDUCCIÓN DE MIEDO Y ESTRÉS DE GATOS



### Confortable

Se puede esconder sin elementos que le puedan molestar o hacer daño.

### Robusta

Crea un ambiente seguro para el gato.

### Higiénica y ecológica

Son de un solo uso, 100% cartón reciclable.

Pestañas dinámicas.

**SG030910**  
**5 unidades**

**21€**

## GOTERO + TIJA PUERTA SUEROS para pared o POPA Suites

Pensado para tener una larga vida, los goteros con tija graduable están fabricados en acero inoxidable y aluminio anodizado y ejes calibrados. Se adaptan tanto a pared como a las POPA Suite.

La calidad es indiscutible, como en todos los productos EVEREST-TECNOVET

Dos tipos de fijación. Los puedes poner en pared o columnas de servicio, Torre Chamonix y otras alternativas.

Llámanos y te asesoramos la versión que más se adapta a tus necesidades.



716 mm

**Tija graduable en altura**  
hasta 145 cm

**Articulado 180°**  
de derecha a izquierda

**Soporta**  
hasta de 50 Kg


**Capacidad para**  
2 bombas de infusión

### GOTERO + TIJA PUERTA SUEROS

**PARA PARED**  
**SG010009**

**129 €**

**PARA POPA**  
**SG030107**



474 mm

# CINTA SUBACUÁTICA PARA HIDROTERAPIA

LEASING · RENTING · VENTA A PLAZOS  
hasta **60** meses

## HIDROTERAPIA

El ejercicio de caminar en una cinta andadora bajo el agua libera al animal de la carga de peso sometida a las extremidades afectadas.


Está demostrado que el uso de la Hidroterapia en perros y gatos proporciona una gran variedad de movimientos que ejercen un trabajo muy completo en las articulaciones, ligamentos y músculos. Estos movimientos son amenizados por la reducción de condiciones que soportan el peso del animal mejorando el tono muscular.



Cinta con inclinación

EF010002

**14.800 €**



- Panel de control giratorio
- Variador de potencia
- Aceleración y desaceleración progresivas
- Parada de emergencia
- Temporizador
- Botones de llenado y vaciado
- Estructura y depósito fabricados en acero inoxidable de alta calidad.
- Ventanas con cristal de seguridad.
- Banda sumergible sin fin.
- Rodillos y ejes en acero AISI31, con rodamientos.
- Cierres herméticos.
- La propia puerta hace de rampa.
- Soportes para enganchar los arneses.
- Zona de apoyo para la persona dentro de la cinta.

# ¿CONFÍAS

en la medición de tu Báscula?

LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS  
PUEDE SER DECISIVA EN EL TRATAMIENTO

**EN EVEREST, PUEDES CONFIAR**



## CINTA DE CORRER - DOGRUNNER

Pendiente automática, mando a distancia,  
pantalla LCD  
Programas + posibilidad de diseñar  
programas propios.

**Peso máximo admisible:** 150 Kg

**Velocidad:** 0,8 - 18 km/h

**Dimensiones:**

- **Superficie de trabajo:**  
180 x 46 cm (L x A)
- **Aparato:**  
208 x 65 x 109 cm (L x A x A)



**EF010101**  
**1.570€**



## CINTAS IDENTIFICADORAS DE INSTRUMENTAL

Esterilizables en Autoclave 134°C  
**Colores:** Blanca, negra, roja, naranja,  
marrón, amarilla, verde y azul.  
Ancho: 6,35 mm (0,25")  
Longitud: 635 cm (250")

**10%** **comprando**  
**5**

**CI0600..**  
~~27,00€~~  
**24,30€**

precio unitario



5%

## DELANTALES RX

5%

**CINTURÓN**  
 279€  
**265,90€**

**DP029050** L - 90 cm  
**DP020050** L - 100 cm  
**DP021050** L - 110 cm

Anchura: 60 cm  
 0.50 mm Pb.  
 (L: distancia del hombro a la rodilla)

**VELCRO**  
 274,20€  
**260,49€**

**DP040050** L - 100 cm  
**DP041050** L - 110 cm



## PROTECTOR TIROIDES

5%

Ajustable  
 40-44 cm  
 0.50 mm Pb.

**PT060001**  
 117,60€  
**111,72€**



## COLORES DISPONIBLES

	Azul 23
	Burdeos 363
	Amarillo 25
	Azul 279
	Rojo 19
	Oro 32
	Verde 4
	Coral 5
	Vino 728
	Verde 522
	Rosa 12
	Gris 414

## MANOPLAS RX

5%

Talla única  
 0.50 mm Pb.

**GP040002**  
 257€  
**244,15€**



## GUANTES RX

En polivinilo plomado sin costura interna, con funda. Se suministran con un par de guantes de algodón blanco para su interior.



**5%**

0,50 mm Pb  
GP020250  
369,60€  
**351,12€**

## POSICIONADOR TORÁCICO

En metacrilato.



**5%**

Pequeño  
30 x 18 cm  
PT010001  
92,25€  
**87,63€**

Mediano  
40 x 28 cm  
PT010002  
105,55€  
**100,27€**

Grande  
50 x 38 cm  
PT010003  
135,65€  
**128,86€**

## PERCHA RX DELANTAL + GUANTES

Para fijar en la pared. Se puede colgar el delantal y un par de guantes de protección de RX.

### IMPORTANTE

Los delantales deben guardarse colgados ya que no pueden contener arrugas.



**5%**

PD010001  
347,20€  
**329,84€**

## GAFAS RX



**5%**

GP030001  
280€  
**266€**



# FUNGIBLES EVEREST

SONDAS · VENDAS · TUBOS · ESPARADRAPOS · PIPETAS  
HISOPOS · GASAS · TAPONES y mucho más.



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 110  
MAY/JUN  
2024

## CÁMARA ADMINISTRACIÓN MEDICINAS con indicador de flujo



Incluye 2 mascarillas; M y L

**5%**

CA070002  
35,80€  
**34,01€**


## PERLAS CATRINE toma de muestras de orina de gato



PERLAS (250g)  
+ PIPETA  
+ TUBO

**10%**

PC050001  
4,47€  
**3,79€**



## KIT SONDA VETERINARIA - EVEREST

**SV010106**

FG-6 semi rígida  
Blanca  
10 uds.

**SV010108**

FG-8 semi rígida  
Roja  
10 uds.

**SV010110**

FG-10 semi rígida  
Azul  
10 uds.

**5%**

31,10€  
**29,54€**

## VENDA ELÁSTICA COHESIVA LIGERA BERNINA



CAJAS DE 4 UNIDADES

**VA020306**

6 cm x 20 m

**14,90€**

**VA020308**

8 cm x 20 m

**17,00€**

**VA020310**

10 cm x 20 m

**17,80€**

## Rasurador quirúrgico no estéril "Wilkinson"

**RR010001**

100 uds  
34,60€

**31,14€**



**10%**

## BASTONCILLOS DE ALGODÓN

800 uds.

**BA020002**

5,62€

**5,33€**



**5%**



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 110  
MAY/JUN  
2024

## FRASCO DE MUESTRA CON FORMALINA PARA BIOPSIA SEGURA - BIOPSAFE

**10%**

20 ml  
24 uds.  
FM001BIO  
3,00€  
**2,70€**

**10%**

60 ml  
18 uds.  
FM002BIO  
4,40€  
**3,96€**

El FORMALDEHÍDO, declarado oficialmente **CANCERÍGENO** por la Comisión Europea.



DESCUENTO POR CAJAS COMPLETAS  
precios por unidad



1 Se desenrosca la tapa



2 Se introduce la muestra



3 Se enrosca la tapa



4 La formalina se libera al presionar la tapa



5 La formalina y la biopsia se mezclan

## AGUJAS DE BIOPSIA

### BIOPSPUNCH Estéril

**10%**

3,95€  
**3,55€**

AB030002 - 2 mm  
AB030003 - 3 mm  
AB030004 - 4 mm  
AB030006 - 6 mm  
AB030008 - 8 mm



### TRU-CUT

**5%**

29,50€  
**28,02€**

AB030108  
14G x 80 mm - 3"  
AB030111  
14G x 120 mm - 4.5"  
AB030115  
14G x 160 mm - 6"



### AUTOMÁTICA ACECUT

**5%**

48€  
**45,60€**

AB141502  
14G x 15 cm  
AB181502  
18G x 15 cm



### MEDULA ÓSEA JAMSHIDI

Mango en "T"

**5%**

64,85€  
**61,60€**

AB040000  
8G/10 cm  
AB040001  
11G/10 cm




### BIOPSIA ÓSEA

**5%**

31,85€  
**30,25€**

AB0BT301  
8G/4 mm x 10 cm



### SPEEDYBELL Semi Automática

**10%**

30,00€  
**27,00€**

AB051415  
14G/150 mm  
AB051615  
16G/150 mm



## HORIZON® - SISTEMA DE LIGADURA

### LAS PINZAS APLICADORAS

Minimiza el uso de suturas  
1 Clip, diferentes aplicadores  
Reduce el tiempo de la cirugía



**195€**

Todos los clips de ligadura se suministran estériles. Adhesivo en la parte posterior para fijar el cartucho en una superficie. Cartuchos codificados por colores.

### EL CLIP

Su diseño impide que los vasos se deslicen fuera del clip. Sus cantos redondeados evitan que el tejido se corte.



### EL CARTUCHO

6 unidades

**ISHZ2200**

M / Azul  
6 uds

**4,50€**

**ISHZ5200**

micro/Blanco  
caja 30 blisters

**170€**

**ISHZ1200**

P / Amarillo  
caja 30 blisters

**145,90€**

**ISHZ3200**

M-G /Verde  
6 uds

**6,00€**

**ISHZ1201**

P ancho /Rojo  
caja 30 blisters


**125€**

**ISHZ4200**

G / Naranja  
6 uds

**6,00€**

## JERINGAS ESCISIÓN SACOS ANALES



Precargada  
18G

5 unidades  
SA011490

48,50€  
**43,65 €**

**10%**

## FILM TRANSPARENTE RAUCODRAPE



**FE064520**

45 x 20 cm.  
10 uds.

**31,05€**

**FE063020**

30 x 20 cm.  
10 uds.

**21,50€**

**FE061520**

15 x 20 cm.  
10 uds.

**12,20€**

## GRAPADORA SUTURA



**NORMAL**  
35 grapas  
SM010006  
**7,90€**

@everesttecnovet





# Su vida está en tus manos



La calidad de los instrumentos de Hebu Medical es el resultado de un sólido camino familiar que se remonta a un taller de pulido en 1928, en Alemania. En la actualidad, es una empresa moderna que cuenta con equipos de última generación, comprometida con su bienhacer, los valores humanos y la excelencia.

# OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO



## PORTA AGUJAS CRILE-WOOD

15 cm  
BOCA-DURA

**IZHB2215**

**64,52€**

## PORTA AGUJAS OLSEN-HEGAR

CON TIJERAS  
14 cm - BOCA-DURA

**IZHB2208**

**77,71€**

## PORTA AGUJAS MAYO HEGAR

18 cm  
BOCA-DURA

**IZHB2202**

**72,51€**

DESCUENTO NO APLICADO

## TIJERA MAYO

RECTA - 14,5 cm  
SUPERCUT

**IZ1791SC**

**58,66€**

## TIJERA METZEMBAUM

RECTA - 14,5 cm  
SUPERCUT

**IZ1821SC**

**47,72€**

## TIJERA METZEMBAUM

CURVA - 14,5 cm  
SUPERCUT

**IZ1851SC**

**59,70€**

**10%**

**3 PIEZAS**

**15%**

**6 PIEZAS**

**25%**

**10 PIEZAS**

[www.hebumedical.com](http://www.hebumedical.com)

EL DESCUENTO SE APLICARÁ EN TODO  
INSTRUMENTAL DE HEBU MEDICAL  
COMPRANDO A PARTIR DE 3 PIEZAS.

El mejor corte combinado a una larga vida

**HEBU**  
ceraBite



# OPORTUNIDADES


[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 109  
MAR/ABR  
**2024**



Aquí somos  
**SOLIDARIOS**  
con San Juan de Dios

**SJD** San Juan de Dios  
Solidaridad



### E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



### NEWSLETTER

SUSCRÍBETE



### TELÉFONO

+34 637 86 00 72

+34 93 668 6715

+34 91 833 3703

[www.everest-tecnovet.com/newsletter](http://www.everest-tecnovet.com/newsletter)



### INSTAGRAM

@everest.tecnovet



### WHATSAPP

+34 692 06 34 11

(por favor no hacer  
pedidos por whatsapp)



### LINKEDIN

everest-tecnovet



### SAT

Servicio de asesoría técnica

sat@everest-tecnovet.com

+34 692 06 34 30



### YOUTUBE

everesttecnovet

[www.everest.tecnovet.com](http://www.everest.tecnovet.com)

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · Portes pagados\* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). \*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**