




**EVEREST**  
tecnovet



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)


n° 112

SEP/OCT

2024

# HEMOS BAJADO LOS PRECIOS

NO ES UNA OFERTA, ES DEFINITIVO



GUANTES LÁTEX  
NO ESTÉRIL  
SIN POLVO

GL040001/2/3

100 uds.

4,70€

**3,99€**



GUANTES NITRILO  
NO ESTÉRIL  
SIN POLVO

GN010101/2/3

100 uds.

~~3,27€~~

**2,85€**



GUANTES LÁTEX  
NO ESTÉRIL  
CON POLVO

GL030101/2/3

100 uds.

~~3,90€~~

**3,50€**



**CryoPen** establece un nuevo estándar para el tratamiento criogénico de lesiones cutáneas y tumores pequeños, ya que ofrece los últimos avances en control, comodidad y rentabilidad, todo ello sin necesidad de anestesia.

Este aplicador de crioterapia ergonómico y de alto rendimiento dispensa un fino chorro de óxido nitroso a alta presión, lo que le permite trabajar con una precisión milimétrica.

### **Dispositivo**

CryoPen X+ es adecuado para todas las situaciones de tratamiento, tanto si se requiere una capacidad de congelación más delicada como más potente. El dispositivo puede utilizarse con cartuchos de 8 g o 16 g y con toda la gama de aplicadores (incluidos los largos), lo que lo convierte en un instrumento muy versátil.

### **¿Qué tipo de lesiones?**

Adenoma, distiquiasis, épulis, adenoma del párpado, disfunción de las glándulas de Meibomio, sarcoidosis, verrugas y otros tipos de lesiones, así como tumores benignos y carcinomas.

### **Procedimiento**

No se requiere una preparación especial.

Aplique el chorro de óxido nitroso durante 2 a 45 segundos en cada lesión, dependiendo del tamaño y la profundidad de la lesión. Para lesiones mayores, utilice movimientos circulares o de ida y vuelta para tratar todo el tejido.



**CryoPen X+. El modelo más versátil gracias a su amplia gama de aplicadores. Es apto para un uso intensivo y variado.**

Incluye 6 aplicadores los cuales permiten tratar todas las lesiones posibles. Especialmente los aplicadores más grandes para tumores en las orejas, fistulas, lesiones en ginecología, lesiones dentales.

**CryoPen® X+**



# CryoPen® X+

CryoPen® establece un nuevo estándar para el tratamiento criogénico de lesiones cutáneas y tumores pequeños, ya que ofrece los últimos avances en control, comodidad y rentabilidad, todo ello sin necesidad de anestesia.



## Dispositivo CryoPen X+

### 6 Aplicadores:

- 1-3 mm
- 2-6mm
- 4-8mm
- 7-20mm
- 1-3 mm (60mm de longitud)
- 2-6mm (60mm de longitud)

### Cartuchos:

6x cartuchos de 16g

### Accesorios:

- Estuche de transporte metálico
- Fórceps
- Convertidor para cartuchos de 8g
- Soporte del dispositivo
- Documentación
- Descripción general del tratamiento
- Manual del usuario

**+ NUEVO**

**CRYOPEN X+**

**2545€**


La microtecnología de vanguardia garantiza un flujo de gas controlado. El flujo de gas con alta presión (55 bars), permite tratar la lesión en profundidad.



Se carga fácilmente con cartuchos de N<sub>2</sub>O de 8g o 16g



**CryoPen® X+**



## MALETÍN TROLLEY HOVI'S

### Comodidad en las visitas domiciliarias



- Fabricado en poliéster bitono, versatilidad y diseño.
- Estructura de trolley incorporada, asa telescópica y ruedas.
- Dos asas para transportarlo tanto de manera horizontal como vertical.
- 5 compartimentos extraíbles con frontal transparente, asa y divisores internos.
- Ampulario isotérmico con capacidad para 43 ampollas.
- Interior modulable gracias a su sistema de gancho y bucle.
- 2 bolsillos acolchados para objetos personales, documentos, tablet, portátil, etc.
- Cremallera con cierre para candado.
- Tacos protectores en la base y parte trasera.
- Estructura reforzada

**+ NUEVO**

MM030003

**187,50€**



Las fotos son referenciales y pueden variar colores o diseño en algunos casos.

## LAVAMANOS REGISTRABLE PORTÁTIL

**COMPLETAMENTE  
AUTÓNOMO**

En acero inoxidable AISI 304, este lavamanos es completamente autónomo. Funciona sin tomas de agua, ni desagüe ni electricidad.

Medidas:  
L:450 x A:450 x H:850 mm  
Peso: 15 Kg



LM010201 **+ NUEVO**  
**538€**

## LAVAMANOS REGISTRABLE

AGUA FRÍA/CALIENTE XS

**SE ADAPTA  
A ESPACIOS  
REDUCIDOS**

Perfecta funcionalidad, a pesar de su pequeño tamaño. Tiene una cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde anti-derrames.

Medidas:  
L:350 x A:300 x H:850 mm  
Peso: 9 Kg



LM010203 **+ NUEVO**  
**304€**

En respuesta a las necesidades de nuestros clientes, hemos desarrollado nuevos accesorios para la MESA CAMILLA MONTMARTRE PARÍS. Ahora puedes transportar pacientes anestesiados de manera más segura y conveniente. Este cambio está diseñado para facilitar y optimizar tu trabajo en la clínica u hospital.

Además, puedes incorporar una variedad de accesorios adicionales en los dos raíles, como lámparas de rail, soportes para gotero, entre otros.



**SOPORTE PARA EQUIPO DE ANESTESIA MCKINLEY\***



**SOPORTE PARA BOTELLA DE OXÍGENO\***

Hemos estudiado su ergonomía.



**CONSULTA LA VERSIÓN AUSTENÍTICA PARA USO EN SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA**

**MONT  
MARTRE  
PARIS**

\* Requieren la instalación en nuestro taller.

## KIT DE COLECCIÓN DE ORINA

con arena no absorbente

**10%**

PC050001

4,47€

**4,02€**

PERLAS (200g)

+ PIPETA

+ TUBO



## GUANTES DE PROTECCIÓN MANEJO DE GATOS

**10%**

GP000102 par

56,00€

**50,40€**



## CÁNULAS MINNESOTA



22 G - 6 unidades

**15%**

CU010001

69,50€

**59,07€**


## JAULA PARA INMOVILIZACIÓN DE GATOS

+ APERTURA SUPERIOR

+ PUERTA LATERAL

+ SEPARADOR:

Tabique interno con asas en el exterior, para controlar al paciente.



46 x 29 x 29 cm

INOX

**5%**

JG010001

221,30€

**210,24€**



## BOLSA CONTENCIÓN DE GATOS

- En nylon, cuello con collar de velcro
- Transparente a rayos-X
- Lavable a máquina a 30°C

**BG010001**

2 - 4 kg  
azul oscuro

**40€**

**BG010002**

4 - 6 kg  
verde

**47,40€**

**BG010003**

6 - 8 kg  
azul claro


**46,30€**



# FUNGIBLES EVEREST

SONDAS · VENDAS · TUBOS · ESPARADRAPOS · PIPETAS  
HISOPOS · GASAS · TAPONES y mucho más.

**+ NUEVO**



## TEST DE LÁGRIMAS DE SCHIRMER CON MARCA AZUL

Esta tira de diagnóstico con tinte indicador hecha con papel de filtro Whatman N°41 mide la cantidad de producción de lágrimas.

Cada tira tiene una escala en milímetros impresa con tinte indicador. Se puede conservar para comparar resultados antes y después del tratamiento Innovador sobre de empaque de apertura fácil con película transparente en un lado

Cajas de 100 tiras. Estériles.



**10%**

**TL010001**

~~23,00€~~

**20,70€**

## TEST FLUORESCÉINA



**10%**

**TF010001**

~~18,50€~~

**16,65€**

Cajas de 100 tiras. Estériles.

## TEST ROSA DE BENGALA



**10%**

**TF010002**

~~25,10€~~

**22,59€**

Cajas de 100 tiras. Estériles.

## BOMBA DESINFECTANTE NDP AIR TOTAL + GLP CE

Nebuliza el desinfectante en una sola aplicación, permitiendo desinfectar los rincones más difíciles.

Desinfectante con amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a **bacterias, hongos, micobacterias y virus con cubierta, eliminándolos en un 99,99% (incluido Coronavirus).**

Compatible con todo tipo de materiales y componentes electrónicos.

El formato de 50ml está indicado para desinfectar hasta 40 m<sup>3</sup>

**UNA SOLA  
APLICACIÓN**

**+ NUEVA**

**DD040350**

**119,40€**



1. Colocar el envase sobre una superficie llana y desprecintar.
2. Presionar y rotar hasta fijar la válvula.
3. Se forma una nube de producto. En 1 a 3 minutos se completará la descarga total.
4. Dejar actuar 1 hora mínimo.

\*\*\*\* Aplicar en ausencia de personas.\*\*\*\*



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

n° 112  
SEP/OCT  
2024

## NUN - MESA DE EXAMEN

RESISTENTE · DURABLE · INSONORIZADA · ESTABLE



### Materiales:

100% Acero inoxidable AISI (18/10)  
+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asusten al animal.

Superficie: 120 x 60 cm

Capacidad: 200 Kg

Medida patas: 40 x 40 mm

Pata ajustable:

Compensa posibles desniveles del suelo.

2 Raíles médicos universales.

Comprando la  
mesa MURRAY  
o la mesa NUN:

**TABURETE  
DE REGALO**



## MESA ELEVADORA ELÉCTRICA - MURRAY

PRÁCTICA · ERGONÓMICA · DURABLE · DIVERTIDA

- Incluye enchufe para conexión de accesorios.
- Mando neumático para evitar calambres si un perro le muerde.
- Construida totalmente en acero inoxidable\*.
- Raíl de aluminio para sujeción de accesorios.
- Con madera bajo la superficie (evita sonidos metálicos)

**murray**

Pensamos en tu salud





P R Ó X I M A M E N T E

## GEL ECOGRAFÍA / ULTRASONIDOS G-15



**15%**

5 Kg, blando  
**GC010006**  
14,95€  
**12,71€**

250 ml  
**GC010005**  
1,50€  
**1,28€**

5 Kg, rígido  
**GC010008**  
14,95€  
**12,71€**

## ELECTROCARDIOGRAFO ECG100L CARDIOLINE



- 12 Derivaciones
- Pantalla táctil 5" en color
- Interfaz de usuario intuitiva
- Cable de paciente 5 hilos

**EG010005**  
**1.140€**

## GEL ECG - G-10

**15%**

250 ml  
**GC010007**  
1,50€  
**1,28€**



## MONITOR TÁCTIL SIGNOS VITALES - K12

NIBP · SpO<sub>2</sub> · ECG · TEMP · RESP · EtCO<sub>2</sub>



**MC110009**  
**CON**  
**capnografía**  
**2.590€**

**PUEDES AÑADIR: RM076001**  
**MÓDULO DE PRESIÓN INVASIVA IBP**

## ELECTRODO EKG FOAM 30 mm

Electrodo de corchete . Ø 30 mm.  
Foam con gel sólido, adhesivo conductor.  
Ofrece muy buena señal. Un solo uso. No estéril.



**+ NUEVO**

600 unidades  
Blisters de 5 ud.

**EE090102**  
55,80€  
**50,22€**

- Adhesivo de grado médico, radiopaco, corchete central metálico Ag/AgCl de anclaje universal, gel sólido y adhesivo, libre de látex.
- Para pruebas ECG en reposo y corta duración.
- El soporte en foam protege el sensor y el gel de productos de limpieza y quirúrgicos.
- El gel sólido ofrece una buena adhesión incluso en pieles que no han sido adecuadamente preparadas.
- Un solo uso. Ofrece muy buena señal. No estéril.

# Estrelalux



LÁMPARA DE CIRUGÍA  
ESTRELA LUX 100 - 65

25%

## Estrela LUX100

LED  
Temperatura de color: 4500°K  
Intensidad lumínica: 100.000 LUX (1m)  
Diámetro de campo (1m): Ø 25 cm

LQ010211  
techo

2.630,46€

**1.972,85€**

LQ010212  
pared

2.497,99€

**1.873,49€**

LQ010213  
rodable

2.397,05€

**1.797,79€**

## Estrela LUX65

LED  
Temperatura de color: 4500°K  
Intensidad lumínica: 65,000 LUX (1m)  
Diámetro de campo (1m): Ø 25 cm

LQ010201  
techo

2.378,13€

**1783,60€**

LQ010203  
pared

2.245,65€

**1.684,24€**

LQ010202  
rodable

2.144,73€

**1.608,55€**



LÁMPARA DE  
RECONOCIMIENTO  
ESTRELA LUX 35

25%

## Estrela LUX35

LED  
Temperatura de color: 5.000 °K  
Intensidad lumínica: 35.000 LUX (1m)  
Diámetro de campo: (1m) Ø 10 cm

### BRAZO ARTICULADO

LS010034  
pared

500,08€

**375,06€**

LS010035  
rail

546,60€

**409,95€**

LS010033  
mesa

500,08€

**375,06€**

BRAZO  
FLEXIBLE  
LS010037  
rodable

546,60€

**409,95€**

## Estrela LUX10

LED  
Temperatura de color: 5.000 °K  
Intensidad lumínica: 10.000 LUX (1m)  
Diámetro de campo: (1m) Ø 12 cm

LS010012  
rodable

428,96€

**300,27€**

LS010013  
pared

375,96€

**263,17€**

LS010014  
mesa

375,96€

**263,17€**

30%

## CALENTADOR DE COLCHÓN-MANTA BAIR HUGGER 3M

3M



10%

CB080177

1.751,62€

1.576,45€




## COLCHÓN-MANTA BAIR HUGGER 3M

3M™ Bair Hugger™ Terapia de calentamiento por aire forzado. Pacientes sometidos a anestesia son incapaces de regular su temperatura.

3M

No hay que preocuparse de fugas causadas al clavarse las garras en los colchones de agua.



10 unidades

5%

CB080100

220,70€

209,67€

## AUTOCLAVES CLASE B - Classic

Hechos en  EUROPA

### COMPLETA Y RACIONAL

Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro. B Classic, simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y costes.

Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y facilidad de uso. B Classic es la solución para todos.

- Wifi y ethernet integrados.
- Software para descargar ciclos.
- Display con iconos claros e intuitivos.
- Arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra



LEASING · RENTING · VENTA A PLAZOS  
hasta **60** meses

AE040622

3.980€



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 112  
SEP/OCT  
2024



**25%**

# KITS DE OXIGENOTERAPIA

LA MEJOR TECNICA DE OXIGENOTERAPIA ADAPTADA A TUS NECESIDADES



Conector caudalímetro (árbol de navidad)    Tubo Oxígeno 2,1 m    Conector Oxígeno terapia    Conexión 15M/15M    Casco

**TAMAÑOS CASCOS:**

Pequeño 19 x 18 x 15 ventana 7 x 5 cm	Mediano 19 x 18 x 15 ventana 10 x 7 cm	Grande 22 x 21 x 18 ventana 12 x 10 cm
--	---	---

Pensados para ofrecer una oxigenoterapia a animales sedados o con falta de O<sub>2</sub>. Posibilidad de usar cualquier concentrador de O<sub>2</sub> conectado a uno de los cascos o mascarillas incluidas.

**Kit 1 - PACIENTES DE 2 A 5 kg**

Tubo + 3 conectores **OK040001**  
Mascarillas: 2 y 3 **109,05€**  
+ Casco PEQUEÑO **81,79€**

**Kit 2 - PACIENTES DE 5 A 15 kg**

Tubo + 3 conectores **OK040002**  
Mascarillas: 3 y 4 **111,05€**  
+ Casco MEDIANO **83,29€**

**25%**

**Kit 3 - PACIENTES DE 15 A 60 kg**

Tubo + 3 conectores **OK040003**  
Mascarillas: 4 y 5 **117,55€**  
+ Casco GRANDE **88,16€**

**Kit 4 - PACIENTES DE 2 A 60 kg**

Tubo + 3 conectores **OK040004**  
Mascarillas: 2, 3, 4 y 5 **233,55€**  
+ Cascos: P, M, G **175,16€**

**2x1**

**EN COLLARES ISABELINOS**

2x1 se cobrará el valor más alto.

**CLASIC TRANSPARENTE**

Cajas de 10 unidades

**CBF030015**  
15 cm

**15,50€**

**CBF030030**  
30 cm

**40,95€**



**CLICK TRANSPARENTE**

Cajas de 10 unidades

**CBF030175**  
7,5 cm

**6,85€**

**CBF030112**  
12,5 cm

**8,96€**

**CBF030115**  
15 cm

**15,50€**

**CBF030120**  
20 cm

**21,65€**

**CBF030125**  
25 cm

**29,25€**

**CBF030130**  
30 cm

**42,00€**



**BUSTER CLICK TRANSPARENTE**

Cajas de 10 unidades

**CB030107**  
7,5 cm

**21,40€**



**¿BUSCAS CÁMARAS HIPERBÁRICAS?**

**CONSÚLTENOS**



**Su vida está en tus manos**



La calidad de los instrumentos de Hebu Medical es el resultado de un sólido camino familiar que se remonta a un taller de pulido en 1928, en Alemania. En la actualidad, es una empresa moderna que cuenta con equipos de última generación, comprometida con su bienhacer, los valores humanos y la excelencia.

# OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO



Descuento no aplicado en los precios abajo.  
Cuanto más instrumentos compres, más facilidades tendrás.

## PORTA AGUJAS OLSEN HEGAR



IZHB2357

14 cm  
**51,06€**

## TIJERA PARA CIRUGÍA MAYO



IZHB1792

15 cm RECTA  
**18,72€**


## TIJERA PARA SUTURAS SPENCER



IZHB1948

9 cm  
**21,34€**


## PINZA HEMOSTÁTICA CRILE



IZHB0605

RECTA 14 cm  
**18,32€**

## PORTA AGUJAS CRILE WOOD TC



IZHB2215

15 cm / 0,4 mm  
**64,52€**

## PORTA AGUJAS MAYO HEGAR



IZHB2330

RECTA - 14 cm  
**23,88€**



boca con ranura

**10%**

3 PIEZAS

**15%**

6 PIEZAS

**25%**

10 PIEZAS

[www.hebumedical.com](http://www.hebumedical.com)

EL DESCUENTO SE APLICARÁ EN TODO  
INSTRUMENTAL DE HEBU MEDICAL  
COMPRANDO A PARTIR DE 3 PIEZAS.

El mejor corte combinado a una larga vida

**HEBU**  
ceraBite



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 109  
MAR/ABR  
**2024**



Aquí somos  
**SOLIDARIOS**  
con San Juan de Dios

**SJD** San Juan de Dios  
Solidaridad



### E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



### NEWSLETTER

SUSCRÍBETE



### TELÉFONO

+34 637 86 00 72

+34 93 668 6715

+34 91 833 3703

[www.everest-tecnovet.com/newsletter](http://www.everest-tecnovet.com/newsletter)



### INSTAGRAM

@everest.tecnovet



### WHATSAPP

+34 692 06 34 11

(por favor no hacer  
pedidos por whatsapp)



### LINKEDIN

everest-tecnovet



### SAT

Servicio de asesoría técnica

sat@everest-tecnovet.com

+34 692 06 34 30



### YOUTUBE

everesttecnovet

[www.everest.tecnovet.com](http://www.everest.tecnovet.com)

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados\*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). \*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**