




EVEREST
tecnovet



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

n° 114

ENERO

2025

MÓDULOS

Puede elegir el lado de los cajones

CAJONERA + ARMARIO



5%

MT100032

1.849€

12x **146,38€**

Total: 1.756,55

CAJONERA + VOLADERA



5%

MT100002

1.245€

12x **98,60€**

Total: 1.182,75



CHAMONIX

MÁS DE LO QUE ESPERABAS



FUNCIONALIDAD Y DISEÑO EN UN SOLO MUEBLE

Más que una mesa de examen, CHAMONIX es una solución integral para tu consulta. Sus amplios cajones en dos alturas, con apertura total (100%) y cubetas extraíbles de acero inoxidable, facilitan tanto la organización como la limpieza, gracias a sus cantos redondeados y curvas sanitarias que cumplen con la norma Gastronorm.

Los nuevos frentes de cajón en fenólico aportan un acabado moderno y resistente, asegurando que cada componente sea práctico y duradero.

CHAMONIX combina espacio, accesibilidad y cuidado en cada detalle, adaptándose a las exigencias de tu día a día.



Consulte condiciones de financiación

¡EN 2025,
OPORTUNIDADES
SERÁN MENSUALES!

TAMAÑO PEQUEÑO, GRANDES CAPACIDADES

BOMBAS DE INFUSIÓN Y JERINGA

6 modos de infusión: Velocidad, hora, peso, secuencia, nivel de burbuja y relevo (opción para Dockstation).

3 Tipos de bolo: Manual, cantidad de bolo rápido y bolo automático.

3 niveles de oclusión ajustable (P1-P2-P3) para adaptarse a diferentes viscosidades de medicación

MVA Una vez finalizada la infusión, se acciona la alarma pero no deja de enviar fluidos para que no se obstruya la vía.

Múltiples idiomas, configuraba en español



Las bombas se pueden montar libremente a través del carril de guía sin otras herramientas.



comprando
1
695€
unidad

comprando
2
655€
unidad

comprando
3
565€
unidad

Precios bombas de jeringa o infusión indistintamente

SOPORTE PARA BOMBAS DE INFUSIÓN O JERINGA

Diseñado y fabricado por nosotros para adaptar nuestras bombas a jaulas de hospitalización.

- En acero inoxidable.
- Tija regulable en altura.
- Espacio para organización de cables.



EXCLUSIVO EVEREST



10%

SG010201
79,99€
71,99€



SOPORTE GOTERO

Acero inoxidable
Base estrella
Gancho azul



10%

SG010008
75,00€
67,50€

EQUIPO GOTERO LUER-LOCK 250 cm

EG020013
0,98€



ESPECIAL para nuestras bombas





COMPLETA Y RACIONAL

Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro. B Classic, simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y costes. Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y facilidad de uso.

B Classic es la solución para todos.

- Wifi y ethernet integrados.
- Software para descargar ciclos.
- Display con iconos claros e intuitivos.
- Arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra
- 5 bandejas

AE040622
12x 332€
valor total: 3.980€



CONSULTAR condiciones de instalación + formación



TU CLÍNICA, EQUIPADA SIN COMPLICACIONES
Financiación diseñada para ti.
Pregúntanos sin compromiso.

*Financiación a través de DLL o Banco Santander. Consulta condiciones.




ROLLO DE ESTERILIZACIÓN



5%

RE03....
17,55€
DESDE **16,67€**

BOLSA DE ESTERILIZACIÓN



5%

BE01....
6,53€
DESDE **6,20€**

CINTAS IDENTIFICADORAS DE INSTRUMENTAL



PRECIO UNITARIO

10%

CI0600..
27,00€
24,30€



KUN: LA MESA DE EXAMEN

Materiales:

100% Acero inoxidable AISI 304
+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asustan al animal.

Superficie: 112 x 55 cm

Altura: 85 cm

Capacidad: 200 kg

Patas ajustables por regulador.

2 Raíles médicos

5%

MR040105

395,00€

375,25€



CON SISTEMA DE MONTAJE ULTRAFÁCIL*

*Patentado y registrado

MESA MAYO

Altura regulable:

93 -130 cm

Desmontable

Bandeja removible:

37 x 55 cm (útil)

Cantos redondeados y pulidos

10%

MI010007

234,00€

210,60€



MESA PUENTE

Superficie:

74 x 42,6 cm

Altura regulable

86 - 120 cm

Ruedas:

movimiento suave

Con reborde

20%

MI010115

395,00€

316€




GRAPA ESPECIAL PARA MESAS DE QUIRÓFANO SHOR-LINE

Estas grapas sujetan la cincha de manera firme, sin necesidad de atar nudos. Su diseño garantiza resistencia y estabilidad, ofreciendo una solución práctica para mantener a los animales inmovilizados durante la cirugía.

Para mesas con raíl de 25 mm x 10 mm.

GR119998

95,10€ /PAR



SUTURAS QUIRÚRGICAS



ASSUFIL MONOFILAR

**ABSORCIÓN PROLONGADA:
210 DÍAS**

28 días: mantiene el 70-75% de fuerza tensil.
42 días: 55 - 60%.
Absorción total: 210 días

SQ0308..

n° 1, 2/0, 3/0

3,35€ /unidad

Cajas de 12 uds.



ASSUFIL

**ABSORCIÓN MEDIA:
60 - 90 DÍAS**

Mantiene el 35% de fuerza tensil después de los 21 días.

SQ0305..

n° 0, 2/0, 3/0

3,15€ /unidad

Cajas de 12 uds.



CATGUT CRÓMICO

**ABSORCIÓN MEDIA:
90 - 100 DÍAS**

Pérdida de fuerza tensil: 15 - 20 días.

SQ0302..

n° 2, 0, 2/0

1,95€ /unidad

Cajas de 12 uds.



ASSUT NYLON

NO ABSORBIBLE

Permanece de forma indefinida en el organismo.

SQ0304..

n°0, 2/0, 3/0

1,60€ /unidad

Cajas de 36 uds.



MANGO BISTURÍ SWANN MORTON



5%

IA012703 n° 3
para hojas de 10 - 15

IA012...

5,45€

5,17€

IA012804 n° 4
para hojas de 20 - 24

HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES SWANN MORTON ESTÉRILES



N° 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24

Producto de primer nivel,
30 años elegido por Everest
por su calidad excepcional.

5%

100 uds.

IA01..

19,15€

18,19€

GRAPADORA SUTURA



**Compra 5
y llévate 6**

**35 grapas 8,25€
SM010006 6,88€**

ESPONJA HEMOSTÁTICA LOCAL - EQUISPON



EG031010

10x10x10 mm
blister 50 uds.

36,00€

EG038050

80x50x10 mm
caja 10 uds.

43,20€

ADHESIVO CUTÁNEO Vetbond®

Adhesivo tisular. Reduce el trauma del tejido y la necesidad de analgesia en la reparación de heridas menores.
3 ml.



5%

SA010004

23,63€

22,45€

JERINGA HIPODÉRMICA LUER ESTÉRIL BD DISCARDIT



JH010002	2 ml	100 uds
JH010005	5 ml	100 uds
JH010010	10 ml	100 uds
JH010020	20 ml	80 uds

DESDE 4,62€

AGUJA EPICRANEAL PIC INDOLORE



AE020005	■ G-25 naranja 0,5 mm
AE020006	■ G-23 azul 0,6 mm
AE020008	■ G-21 verde 0,8 mm
AE020011	■ G-19 beige 1,10 mm

100 unidades

DESDE 12,95€

AGUJA HIPODÉRMICA LUER BD MICROLANCE



AH042509	25 x 0,9	20G	■
AH044008	40 x 0,8	21G	■
AH042508	25 x 0,8	21G	■
AH042506	25 x 0,6	23G	■
AH041605	16 x 0,5	25G	■
AH041304	13 x 0,4	27G	■
AH041203	12 x 0,3	30G	■

Envasadas individualmente.
Cajas de 100 unidades

DESDE 3,51€

JERINGA HIPODÉRMICA - ESTÉRIL LUER



JH010102 - 2 ml

JH010105 - 5 ml

JH010110 - 10 ml

100 unidades

DESDE 3,00€

atlas



Trabajamos con todo el catálogo de Welch Allyn. ¡Consúltenos!

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



@everesttecnovet **You Tube**

ELECTROBISTURÍ EMED ES-120



Corte puro 120W
Corte + coagulación 80W
Coagulación bipolar 80W.

EB010011
desde
12x 134,75€
1.617€



**UNIDAD DE ELECTRO-CIRUGÍA
HBS 200I X-TOUCH**
Vessel Sealing Biséal con AutoStop



**ELECTROBISTURÍ
+ SELLADO**

Vassel Sealing "BiSeal"
+ 2xDiatermy
Corte puro 200W
Coagulación max 140W

EBHF9505
desde
12x 457,92€
5.495€



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 114
ENERO
2025

OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES


OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

¿ESTÁS SEGURO DE LAS CONDICIONES DE TU DEPÓSITO PARA UNIDAD DENTAL?

Con el tiempo se acumulan bacterias, algas y suciedad que pueden dañar la salud del animal y también causar desperfectos en los equipos.

PARA EVITAR PROBLEMAS:
Recomendamos reemplazo del depósito a cada 2 años de uso.

¡RENUÉVALO!



20%

DP060105
59,00€
47,20€



TIJERA BIPOLAR BI-TECH 18CM
PARA ELECTRO-BISTURÍ

25%

RB010421
565,50€
424,12€



8+2 GRATIS
10 UNIDADES A PRECIO DE 8



COPA PROFILAXIS
PERFECTION Plus



CC010002
0,60€
0,48€ ud.



COPA CEPILLO NYLON
para contra-ángulo



CC010001
0,60€
0,48€ ud.



PASTA DE PULIR
PROFILÁCTICA Plus 2g



PP030001
0,41€
0,33€ ud.

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES



Su vida está en tus manos



La calidad de los instrumentos de Hebu Medical es el resultado de un sólido camino familiar que se remonta a un taller de pulido en 1928, en Alemania. En la actualidad, es una empresa moderna que cuenta con equipos de última generación, comprometida con su bienhacer, los valores humanos y la excelencia.



CryoPen®

CRIOCIRUGÍA DE VANGUARDIA



Descubra CryoPen, una gama de instrumentos de criocirugía innovadores, potentes y portátiles, diseñados para eliminar por completo todas las lesiones cutáneas benignas y los tumores con un bajo coste por tratamiento y procedimientos sumamente rápidos.

SIN ANESTESIA, SIN DOLOR

El tratamiento con CryoPen no causa dolor, ni daños en el tejido sano y pocas o ninguna cicatriz. Requiere mínima atención posterior al tratamiento.

FÁCIL DE USAR


Si no tiene experiencia en criocirugía, todo lo que necesitará son sus competencias de diagnóstico y mano firme. Si ya tiene experiencia en el uso de dispositivos tradicionales de criocirugía, estará encantado con el rendimiento excepcional, la precisión milimétrica y la facilidad de uso del CryoPen.



La tecnología de vanguardia de CryoPen revoluciona el tratamiento de lesiones cutáneas y tumores para los veterinarios.

ELIMINACIÓN COMPLETA DE LESIONES CUTÁNEAS





E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



NEWSLETTER

SUSCRÍBETE



TELÉFONO

+34 637 86 00 72

+34 93 668 6715

+34 91 833 3703

www.everest-tecnovet.com/newsletter



INSTAGRAM

@everest.tecnovet



WHATSAPP

+34 692 06 34 11

(por favor no hacer pedidos por whatsapp)



LINKEDIN

everest-tecnovet



SAT

Servicio de asesoría técnica

sat@everest-tecnovet.com

+34 692 06 34 30



YOUTUBE

everesttecnovet

www.everest.tecnovet.com

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**