




EVEREST
tecnovet



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

n° 115

FEBRERO

2025

Ergonomía y seguridad en el quirófano

Las mesas de cirugía Atlas son un referente en el mercado veterinario nacional e internacional. Reconocidas por su durabilidad y destacada ergonomía, permiten prácticas seguras, limpias y con total confort para el profesional en el quirófano.

atlas 



4 RAÍLES

Para accesorios

BASCULACIÓN

30° Trendelenburg
10° Anti-Trendelenburg

RUEDAS AUTOBLOCANTES

Alta calidad.
Fabricada en Alemania.

ACERO INOXIDABLE

Construcción sólida y durable.
Acero inoxidable+ AISI 304 y 430.



MESAS DE CIRUGÍA VETERINARIA - ATLAS

V-top

MC040402 **MC040403**
Eléctrica Hidráulica

2.410€

V-top Plus Size

MC040424 **MC040425**
Eléctrica Hidráulica

2.515€

V-top

MC040412 **MC040413**
Eléctrica Hidráulica

2.000€

V-top Plus Size

MC040414 **MC040415**
Eléctrica Hidráulica

2.110€

Compacta y versátil Perfecta para clínicas felinas

Diseñada en un formato reducido, la Atlas Colour se adapta a los espacios más pequeños sin perder funcionalidad. Ideal para clínicas felinas y entornos compactos, garantiza la misma ergonomía que caracteriza a las mesas Atlas.

atlas 
COLOUR



2 RAÍLES

Para accesorios

BASCULACIÓN

30° Trendelenburg

ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO


Duración, protección integral de las piezas, mayor dureza y resistencia a rayaduras.

PINTURA EPOXI

Gran resistencia tanto a químicos como a agentes atmosféricos, fácilmente limpiable e impermeable.

Ven y Tócalos

La calidad se siente de cerca



iberzoo + PRO-PET
26-28 Feb 2025
Stand: 10G17 ifema.es

Además, descubre el lanzamiento exclusivo que hemos preparado para ti... y mucho más.



POPA Suites GOLD


para hospitalización de largas estancias



Módulo GOLD
SG030400
12x 87,08€
1.045€

62 x 67 x 98 cm

POPA
Suites



Divisor extraíble en su totalidad: Un único espacio o dos ambientes con apertura sin contacto.

Construcción hermética 100% estanca

Base: Rodable o fija en diferentes alturas

Cierre silencioso

Tablero compacto fenólico HPL: Alta densidad, no poroso y homogéneo.



POPA Suites

10 años de éxito en España y en el Mundo



Módulo 1
SG030001A
62 x 57 x 80 cm
875€



Módulo 2
SG030002A
62 x 57 x 80 cm
975€

POPA
Suites

Puertas interiores para aislar al paciente

Puertas exteriores: Apertura de 180°

Configura un espacio a medida

100% estanca

Bases: rodable o fija

Vinilo anti-choque

MATERIAL RESISTENTE: Tablero compacto fenólico HPL
Alta densidad, no poroso y homogéneo.

POR LA COMPRA DE 3 MÓDULOS, REGALO A ELEGIR ENTRE:

TERMÓMETRO HIGRÓMETRO DIGITAL

SG030103



GOTERO + TIJA

SG030107



PERCHA PARA SUERO

En Acero Inoxidable
SG030101



BASE RODABLE
SG030100



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 115
FEBRERO
2025

AUTOCLAVES CLASE B - Classic



COMPLETA Y RACIONAL



Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro. B Classic, simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y costes.

Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y facilidad de uso. B Classic es la solución para todos.

- Wifi y ethernet integrados.
- Software para descargar ciclos.
- Display con iconos claros e intuitivos.
- Arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra



PLAZOS · LEASING · RENTING · VENTA
hasta
60
meses

mocom
STERILIZATION FIRST

FINANCIACIÓN
12
meses
SIN INTERESES*

28 litros
6 bandejas

AE040628
12x 420€
5.040€

22 litros
5 bandejas

AE040622
12x 331,66€
3.980€

Ampliación de XHL a LED^{HQ}.
¡Adiós al cambio de lámparas!



Solo hay que utilizar el nuevo módulo HEINE LED^{HQ}, que garantiza iluminación prácticamente durante una eternidad.

Durabilidad prácticamente ilimitada con LED^{HQ} en calidad HEINE

Amortización después de unas 3 compras de bombillasw XHL

Sin necesidad de mantenimiento y con gran fiabilidad operativa

Ampliación de la duración de pilas y baterías gracias al bajo consumo de corriente

Sostenibilidad evita las complicaciones que supone desechar las pilas

La pieza de repuesto acreditada garantiza la seguridad del paciente*



NO TODOS LOS OJOS SON IGUALES

El tonómetro TONOVET de Icare es el único tonómetro con calibraciones específicas según la especie para ojos de animales*.

Las calibraciones específicas según la especie son necesarias para garantizar la exactitud. Los ojos de animales tiene características específicas según la especie, p.ej., el espesor, la curvatura y la elasticidad de la córnea varían significativamente de una especie a otra.

Gracias a la calibración más exacta y específica solo para perros, el TONOVET Plus generalmente arroja lecturas de la PIO unos 4 mmHg más elevadas que la calibración para perros del TONOVET original, que es una calibración para gatos y perros en conjunto.

TONOVET Plus está calibrado para correlacionarse con valores manométricos específicos según la especie.



LAS CALIBRACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN LA ESPECIE GARANTIZAN LA EXACTITUD Y PRECISIÓN



ESTOS NO SON OJOS DE GATO

icare
TONOVET
www.tonovet.com



El verdadero tonómetro veterinario. Calibraciones específicas según la especie: perro, gato, conejo y caballo.



CARROS MULTIFUNCIONALES RORAIMA

Diseñados para auxiliar el trabajo del veterinario por muchos años. Durables y resistentes como todos los productos de fabricación propia EVEREST, la serie RORAIMA es garantía de calidad y funcionalidad.



460€
esta configuración

MULTIFUNCIONAL
ESTANTES CON Y SIN REBORDE
DOS ALTURAS A ELEGIR: 96 O 160 CM
CESTAS DE DIFERENTES MODELOS
ACERO INOXIDABLE
RUEDAS: 2 CON Y 2 SIN FRENO



705€
esta configuración



Roraima

MONITOR TÁCTIL SIGNOS VITALES - K12

NIBP · SpO₂ · ECG · TEMP · RESP · EtCO₂

CON capnografía
MC110009
12x 215,83€
2.590€

SIN capnografía
MC110007
12x 125€
1.500€



CON O SIN CAPNOGRAFÍA SIDESTREAM
Manguitos PNI reutilizables

PUEDES AÑADIR A AMBOS: **RM076001**
MÓDULO DE PRESIÓN INVASIVA IBP



CAPNÓGRAFO Y OXÍMETRO PC-900B

MC110002
12x 150€
1.800€

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL SP-20

INCLUYE
Sensor lingual
+ Cargador de sobremesa

MC110004
270€



ASISTENCIA VIRTUAL INCLUIDA

EN TODOS LOS MONITORES

Formación y puesta en marcha por video-llamada con nuestro técnico.



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 115
FEBRERO
2025

EQUIPO DE ANESTESIA MCKINLEY ONE



- + 1 Cal Sodada
- + 9 Tubos Traqueales
- + T D'AYRES
- + Balón de 0,5 litro
- + C. Circular Cerrado
- + 3 balones de 1,2 y 3L
- + 3 Mascarillas (3 / 4 / 5)

MESA + VAPORIZADOR
(sin concentrador)

12x 174,16€
2.090€

McKinley
Anaesthetic Machines ONE



PARED
(sin vaporizador
sin concentrador)

12x 83,66€
1.004€

- + 1 Cal Sodada
- + Circuito con trampa de agua
- + 3 balones de 1,2 y 3L



CONCENTRADOR DE OXÍGENO OLV5S



- Flujo de oxígeno: 0 - 5 litros/min.
- Alta pureza de oxígeno. Aprox 93%
- Protección contra sobrecargas.
- Programación por tiempo:
30, 60, 90, 120 min.

C0051001
795€

CIRCUITOS RESPIRATORIOS "Y"

Cuida a tus pacientes con una anestesia segura



McKinley

Trampa de agua

Evita que la humedad del paciente entre en el equipo y asegura una anestesia más efectiva.

Con y sin
trampa de agua



Conectores en forma
de "Y" y codo



Conectores Soft



Tubos de 120 cm
PVC de ánima lisa



**Comprando 2 circuitos
con trampa de agua,
GRATIS, circuito Ø10 mm**



con trampa de agua

CA101505
"Y" Ø15 mm
10-30 Kg

15,75€

CA102205
"Y" Ø19 mm
≥30 Kg

14,95€



CA101001
"Y" Ø10 mm
<10 Kg

GRATIS

sin trampa de agua

CONTAMINACIÓN MICROBIANA:



Evítala con un uso responsable.

NO REUTILICES LOS CIRCUITOS



TU VAPORIZADOR AL MÁXIMO NIVEL

Asegúrate de que tus pacientes reciban el cuidado que merecen.

Incluye:

- Medición inicial al recibir el vaporizador.
- Sustitución de todas las piezas de desgaste y limpieza interna.
- Nueva medición tras el reemplazo de las piezas.
- Devolución junto con un informe detallado del desvío detectado.
- Aviso inmediato al cliente en caso de fallos graves.

Servicio de préstamo de cortesía y posibilidad de calibración.

Consultar condiciones



JAULA INOX

PNHVET
PROFESSIONAL FURNITURE & INNOVATION

Durable y robusta

Jaula de acero inoxidable construida para durar toda una vida. Dispone del máximo confort para los animales hospitalizados de cualquier tamaño y peso.

No presenta deformaciones o puntos de posibles rupturas. Presenta un sistema de aislamiento termico y acústico. Tiene módulos con divisores extraíbles, base rodable con ruedas con freno. Fácil de limpiar, cuenta con unas puertas robustas en acero inoxidable con un mecanismo de apertura fácil y segura.

Ofrecemos 3 modelos de configuración básicos pero se puede crear una nueva configuración a medida de las necesidades de tu clínica:



Jl010201 DOBLE 1 divisor	Jl010101 SIMPLE derecha
Jl010204 DOBLE 1 divisor	
ancho x fondo x alto (mm)	
Jl010204	1520 x 720 x 910
Jl010201	1012 x 720 x 600
Jl010101	506 x 720 x 600 derecha
Jl010302	1520 x 720 x 190 base
Total: 1520 + 720* + 1700 mm	
INOX 1: 12x 329,46€	
3.953,50€	

Jl010202 DOBLE 1 divisor	Jl010103 SIMPLE derecha
Jl010205 DOBLE 1 divisor	
ancho x fondo x alto (mm)	
Jl010205	1830 x 720 x 910
Jl010202	1220 x 720 x 600
Jl010103	610 x 720 x 600 derecha
Jl010303	1830 x 720 x 190 base
Total: 1830 x 720* x 1700 mm	
INOX 2: 12x 366,43€	
4.397,20€	

Jl010104 SIMPLE izquierda	Jl010103 SIMPLE derecha
Jl010203 DOBLE 1 divisor	
ancho x fondo x alto (mm)	
Jl010203	1220 x 720 x 760
Jl010103	610 x 720 x 600 derecha
Jl010104	610 x 720 x 600 izquierda
Jl010301	1220 x 720 x 190 base
Total: 1220 x 720* x 1550 mm	
INOX 3: 12x 279,46€	
3.353,60€	

*No incluye las dimensiones del cierre. Consulte tamaño total exterior en la ficha de producto.



TU CLÍNICA, EQUIPADA SIN COMPLICACIONES
Financiación diseñada para ti.
Pregúntanos sin compromiso.



*Financiación a través de DLL o Banco Santander. Consulta condiciones.

OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

INSTRUMENTO OFTÁLMICO ROTATORIO



CON FRESA
DIAMANTE
de 3,5 mm

I0030001
~~155€~~
131,75€



15%

FRESAS DIAMANTE

I0030025
2,5 mm
redonda, fina

I0030035
3,5 mm
redonda, mediana
~~84,00€~~
71,40€



MASCARILLA QUIRÚRGICA CON GOMAS TIPO II



15%

50 unidades
MC050002
~~2,50€~~
2,12€

CÁNULAS MINNESOTA



15%

22 G
6 unidades
CU010001
~~69,50€~~
59,07€

RECAMBIO MONITOR K12/PC900B Trampa de agua TF4

CUIDA TUS
MONITORES




comprando
2

15%

RM073001
~~10,00€~~
8,50€

Precio unitario, descuento válido comprando 2 unidades

TUBO MUESTRA GASES ANESTÉSICOS



Línea EtCo2 Luer M-M
Diámetro interior: 1,5
longitud: 1,8 m

comprando
5

15%

PP011521
~~3,00€~~
2,55€

Precio unitario, descuento válido comprando 5 unidades

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

UNIDAD DE ELECTRO-CIRUGÍA
HBS 200I X-TOUCH
Vessel Sealing Biséal con AutoStop



Vassel Sealing "BiSeal"
+ 2xDiatermy
Corte puro 200W
Coagulación max 140W

EBHF9505
DESDE
12x 457,92€
5.495€



UNIDAD DE ELECTRO-CIRUGÍA
EMED ATOM



Corte puro 400W
Coagulación
monopolar 200W
Corte Bipolar 330W

EB010019
DESDE
12x 449€
5.388€



20%. EN TODO INSTRUMENTAL
independiente de la cantidad que pidas



Disfruta de la calidad del instrumental alemán a buen precio. Consulte disponibilidad.



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 115
FEBRERO
2025

ALCOHOL SANITARIO 96°

5%

96° 1 litro
AA010010
3,30€
3,13€



AGUA OXIGENADA 5%

5%

5% 1 litro
AA020010
1,95€
1,85€



ALGODÓN HIDRÓFILO enrollado con papel

1 kg
AH020110
7,70€



ANTISÉPTICO PARA MANOS STERILIUM

Base alcohólica

15%

1 litro
DD031010
12,33€
10,48€



SOLUCIÓN JABONOSA DE POVIDONA YODADA 7,5%

7,5% 500 ml
DD033213
5,20€



CLOREXIDINA CHG 4% Solución Jabonosa

CON
DISPENSADOR

500 ml
DD033950
6,20€



BOMBA DESINFECTANTE NDP AIR TOTAL + GLP CE

Nebuliza el desinfectante en una sola aplicación, permitiendo desinfectar los rincones más difíciles.

Desinfectante con amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos, micobacterias y virus con cubierta, eliminándolos en un 99,99% (incluido Coronavirus).

Compatible con todo tipo de materiales y componentes electrónicos.
El formato de 50ml está indicado para desinfectar hasta 40 m³.

UNA SOLA
APLICACIÓN

5%

12 FRASCOS
DD040350
119,40€
113,43€



1. Colocar el envase sobre una superficie llana y desprecintar.
2. Presionar y rotar hasta fijar la válvula.
3. Se forma una nube de producto. En 1 a 3 minutos se completará la descarga total.
4. Dejar actuar 1 hora mínimo.

**** Aplicar en ausencia de personas ****



DISPOSITIVO DE CRIOCIRUGÍA CRYOPEN O+

CryoPen establece un nuevo estándar en el tratamiento criogénico de lesiones cutáneas y pequeños tumores, ofreciendo el máximo control, comodidad y rentabilidad, todo ello sin necesidad de anestesia. Este lápiz crioterapéutico de alto rendimiento y diseño ergonómico dispensa un fino chorro de óxido nitroso a alta presión, lo que le permite trabajar con precisión milimétrica.

- Diseño ergonómico para un control superior.
- Microtecnología de vanguardia que garantiza un flujo de gas controlado.
- Acepta cartuchos de N₂O de 8g o 16g fáciles de cargar.
- Cuerpo de aluminio con aplicadores en materiales de grado médico.
- Se suministra con 4 aplicadores autoclavables.
- Adecuado para uso regular.

Kit de inicio CryoPen O+

- Aplicador de 1-3 mm
- Aplicador de 2-6 mm
- Aplicador de 4-8 mm
- Aplicador de 7-20 mm

Cartuchos 16g

- 6 cartuchos de 16g

Accesorios

- Estuche de transporte metálico
- Pinzas
- Convertidor para cartuchos de 8g
- Soporte para el dispositivo

Documentación

- Resumen del tratamiento
- Manual del usuario


CR050001

2.095€



Éxito de ventas

Nuestros clientes están satisfechos gracias a su rentabilidad, practicidad y nuestro servicio postventa de confianza.



IBERZOO propET

Feria Internacional para el Profesional
del Animal de Compañía

LIVE Connect
IMPACTA 365D · CREA COMUNIDAD · CRECE

País invitado:



PORTUGAL

Promueven:



Colaboran:



En coincidencia con:




Salud, negocio,
innovación...
en Madrid.



**Te Esperamos
STAND 10G17**

26-28 2025
Feb
Recinto Ferial
ifema.es





@ **E-MAIL**
info@everest-tecnovet.com

✉ **NEWSLETTER**
SUSCRÍBETE

📞 **TELÉFONO**
+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703

www.everest-tecnovet.com/newsletter

📷 **INSTAGRAM**
@everesttecnovet

💬 **WHATSAPP**
+34 692 06 34 11
(por favor no hacer pedidos por whatsapp)

🌐 **LINKEDIN**
everesttecnovet

🔧 **SAT**
Servicio de asesoría técnica
sat@everest-tecnovet.com
+34 692 06 34 30

▶ **YOUTUBE**
everesttecnovet

www.everest.tecnovet.com

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**