



EVEREST
tecnovet



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

n° 116

MARZO

2025

POPA Suite basic + Abrazo Animal


Protección y compromiso más allá del rescate

La Asociación Abrazo Animal gestiona el Centro Municipal de Protección Animal de Las Rozas de Madrid, proporcionando atención y refugio a animales en situación de abandono o maltrato. Desde su fundación en 2014, su labor va más allá del rescate: fomentan la adopción responsable, desarrollan programas educativos y colaboran en iniciativas sociales que benefician a personas mayores, menores en riesgo de exclusión y otros colectivos vulnerables.

Gracias a su enfoque integral, Abrazo Animal no solo transforma la vida de los animales que protege, sino que también impacta positivamente en la comunidad.

Agradecemos a Lola Juliá, presidenta de la Asociación, por confiar en nosotros y contar con nuestras POPA Suite basic.

El Logo de Abrazo Animal ha sido grabado por nosotros en puertas de algunas de las Popa Suite basic que nos han encargado.



SENCILLA, ECONÓMICA Y FUNCIONAL

Las POPA Suite Basic son una versión más sencilla y económica de nuestras suites de hospitalización para gatos, sin perder funcionalidad. Ofrecen un espacio único y amplio que permite al gato moverse con libertad y ser visible incluso si decide resguardarse.



100% ESTANCA

DISEÑO INTELIGENTE DE PUERTAS

MATERIAL RESISTENTE
Garantía de durabilidad

BASE FIJA O MÓVIL

Se pueden combinar con módulos de **Popa Suites**



NUEVA



ESPACIO INTERIOR
TOTALMENTE ABIERTO

POPA
Suites
basic

Módulo **SG030106**
POPA BASIC **640€**



10 años han pasado desde el lanzamiento de las ya emblemáticas POPA Suites. Hoy, ofrecemos más versiones para satisfacer todo tipo de necesidades y presupuestos, y seguimos innovando con nuevas soluciones.



POPA
Suites

POPA
Suites

POPA
Suites
basic

Estrelalux



LÁMPARA DE CIRUGÍA
ESTRELA LUX 100 - 65

25%

Estrela LUX100

LED
Temperatura de color: 4500°K
Intensidad lumínica: 100.000 LUX (1m)
Diámetro de campo (1m): Ø 25 cm

LQ010211
techo
2.704,11€
2.028,08€

LQ010212
pared
2.567,93€
1.925,95€

LQ010213
rodable
2.464,17€
1.848,13€

Estrela LUX65

LED
Temperatura de color: 4500°K
Intensidad lumínica: 65,000 LUX (1m)
Diámetro de campo (1m): Ø 25 cm

LQ010201
techo
2.444,71€
1.833,53€

LQ010203
pared
2.308,53€
1.731,40€

LQ010202
rodable
2.204,78€
1.653,59€



LÁMPARA DE
RECONOCIMIENTO
ESTRELA LUX 35

25%

Estrela LUX35

LED
Temperatura de color: 5.000 °K
Intensidad lumínica: 35.000 LUX (1m)
Diámetro de campo: (1m) Ø 10 cm

LS010034
pared
514,09€
385,57€

LS010035
rail
561,91€
421,43€

LS010033
mesa
514,09€
385,57€

**BRAZO
FLEXIBLE
LS010037
rodable
561,91€
421,43€**

Estrela LUX10

LED
Temperatura de color: 5.000 °K
Intensidad lumínica: 10.000 LUX (1m)
Diámetro de campo: (1m) Ø 12 cm

LS010012
rodable
440,97€
308,68€

LS010013
pared
386,49€
270,54€

LS010014
mesa
386,49€
270,54€

30%

RASURADORA ELÉCTRICA A BATERÍA, WATER PROOF

NUEVA



- **Submergible** en agua, no más de 1 m hasta 30 minutos
- **Batería híbrida** de níquel y metal para un rendimiento más largo y continuo
- Control sencillo con **un solo botón**
- La cuchilla móvil queda separada de la piel del paciente para **reducir daños**.
- Se puede utilizar **en mojado o en seco**.
- Autonomía **90 - 120 minutos**
- Fácil limpieza y desinfección



Diseñada para los profesionales, Su ergonomía, semejante a la de un rotulador, brinda comodidad y control.



EV070001

30€

NO INCLUYE CABEZAL

CUCHILLA PARA RASURADORA CORTE UNIVERSAL - GRIS

RECORTE:

Largo 0,9 mm | Ancho 31,3 mm

ruído
61 db



CE070001
1,92€

CUCHILLA PARA RASURADORA ZONAS SENSIBLES - ROJA

RECORTE:

Largo 1,2 mm | Ancho 20 mm

ruído
70 db



CE070002
1,92€

Cuchillas de acero
de alta calidad

Cabezales
desechables

UN
SOLO
USO



Estamos contigo.




EVEREST
tecnovet

Te asesoramos antes, durante y después de la venta.

TUBOS CON TAPÓN - VÁLVULA

Diferentes formatos y volúmenes de tubos con aditivos: anticoagulantes, antiglicólicos, aceleradores de la coagulación o vacíos.



Consulte otras medidas

10%

EDTA K3

HEPARINA LITIO

GEL SEP. SUERO

0,25 ml	0,5 ml	1 ml	1 ml	1,5 ml
TP010102	TP010105	TP010101	TP010010	TP010420
12,00€	11,83€	11,96€	12,78€	20,85€
10,80€	10,65€	10,76€	11,50€	18,77€
100 uds.				

TAPÓN - VÁLVULA AQUISEL

Sistema que permite su manipulación sin necesidad de destaponar, permaneciendo hermético y evitando el riesgo de contaminación.



AQUISEL MICROTUBO CON TAPÓN- VÁLVULA

Tubos para bajos volúmenes de sangre (hasta 1 ml)



10%



EDTA 3K
TP011002

1ml
~~12,24€~~

11,02€

100 uds.

Heparina litio
TP011001

1 ml
~~13,16€~~

11,84€

100 uds.

Suero Gel
TP011003

0,8/0,5 ml
~~14,10€~~

12,69€

100 uds.

CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL RS-0506

Centrífuga de baja velocidad para la separación de sangre y orina. La velocidad del rotor puede ajustarse y visualizarse en rpm o fuerza G. Motor DC sin escobillas que no requiere mantenimiento. Señal sonora y apertura automática de la tapa al finalizar el centrifugado.



SIN ESCOBILLAS
LARGA DURACIÓN

CA040013

275€

Capacidad	6 tubos tipo Falcon 15 ml 6 tubos Vacutainer 16x107 mm 6 tubos Vacutainer 13x75 ml/13x100 mm (con adaptador naranja) 6 microtubos 1,5 ml /2 ml (con adaptador blanco)
Rango velocidad	300-5000 rpm
FCR máx	2350xg
Dimensiones	300x240x180 mm

CIRCUITOS DE ANESTESIA

Conectores en forma de "Y" y de codo




Trampa de agua



Conectores Soft



Tubos de 120 cm PVC de ánima lisa



CON TRAMPA DE AGUA

CA101505

"Y" Ø15 mm

Ø15/22 mm

10-30 Kg

15,75

12,60

CA102205

"Y" Ø19 mm

Ø22 mm

≥30 Kg

14,95

11,96

20%

¿POR QUÉ USAR CIRCUITOS CON TRAMPA DE AGUA?

Su función principal es retener la humedad en el circuito de anestesia, evitando que la condensación acceda a partes sensibles del equipo.

SONDA FOLEY RUSCH

LÁTEX PEDIÁTRICA



SR060508

CH-8, 30 cm

7,85€

6,67€

15%

SR060510

CH-10, 30 cm

7,85€

6,67€

SONDA TRAQUEAL

CON BALÓN y CONEXIÓN



2,5 / 4,5 mm

SR3000..

3,10€

2,79€

10%

5 - 10 mm

SR3000..

2,29€

2,06€

**Pequeño por fuera.
Muy grande por dentro.**

Precisión diagnóstica unida a la movilidad. El HEINE DELTAone está conquistando al vuelo a los profesionales de la medicina. Sus reducidas dimensiones lo convierten en su compañero perfecto sin que haya que sacrificar una magnífica reproducción fiel de los colores con un campo de visión de 21 milímetros reales. La calidad de imagen nunca había sido tan móvil.





MONITOR IM70VET - EDAN

ECG, PANI, Temp, SpO2, CO2, G2

Pantalla TFT-LCD a color de alta resolución de 12,1".

Pantalla táctil.

Accesos directos personalizables.

Sin ventilador, reduce el polvo y crea un ambiente sin ruido.

Protección contra interferencias de desfibrilación y electrocirugía.

Monitoreo de parámetros básicos.

Monitoreo de capnografía y anestesia.

Apto para felinos, caninos y otros animales.

MC110014
12x 280€
3.352€



TU CLÍNICA, EQUIPADA SIN COMPLICACIONES

Financiación diseñada para ti.
Pregúntanos sin compromiso.

*Financiación a través de DLL o Banco Santander.
Consulta condiciones.



CASCO PARA OXIGENOTERAPIA DE ANIMALES SEDADOS

Pequeño 19 x 18 x 15 /ventana 7 x 5 cm

Mediano 19 x 18 x 15 /ventana 10 x 7 cm

Grande 22 x 21 x 18 /ventana 12 x 10 cm



Conector caudalímetro
(árbol de navidad)



Tubo Oxígeno
2,1 m

Conector
Oxigenoterapia

Conexión
15M/15M

KITS PARA OXIGENOTERAPIA

Kit 1 - OK040001 PACIENTES DE 2 A 5 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 2 y 3
+ Casco PEQUEÑO

25%

109,05€
81,79€

Kit 2 - OK040002 PACIENTES DE 5 A 15 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 3 y 4
+ Casco MEDIANO

25%

111,05€
83,29€

Kit 3 - OK040003 PACIENTES DE 15 A 60 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 4 y 5
+ Casco GRANDE

25%

117,55€
88,16€

Kit 4 - OK040004 PACIENTES DE 2 A 60 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 2, 3, 4 y 5
+ Cascos: P, M, G

25%

233,55€
175,16€



ESTOS NO SON OJOS DE CACHORRO

El verdadero tonómetro
veterinario. Calibraciones
específicas según la especie:
perro, gato, conejo y caballo.



PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BOX DE OBRA - TUBQAL

Puertas para box de hospitalización de animales.

Autoinstalables que se pueden montar en espacios desde 92 hasta 150 cm.

Pensadas para la seguridad de los profesionales y para el bien estar del paciente.

Tubqal

AUTOINSTALABLE

ADAPTABLE

**MATERIAL
RESISTENTE**


SEGURIDAD

**COMEDERO
GIRATORIO**

DESDE

795€

consúltenos



Ancho: mín. 92 cm máx. 150 cm Alto: 2 m Comedero giratorio: 2 boles de 1,3 litros en acero inox.



LAMPARA DE HENDIDURA MANUAL SL-19

Cómoda y fácil de sujetar con una empuñadura tipo gatillo y óptimo diámetro de agarre. Muy ligera, minimiza la fatiga del operador.

Iluminación de fondo utilizable simultáneamente con la lámpara de hendidura. Botón de iluminación azul en el mango.

Longitud de hendidura variable continua. (1,5 - 12 mm).

Sistema de ahorro de energía, tiempo de iluminación continua a intensidad máxima durante 360 minutos.





TRANSILUMINADOR FINOFF 3,5 V



HC217080
124,60€



TEST FLUORESCÉINA

15%

TF010001
18,50€
15,73€



DISPOSITIVO DETERMINACIÓN SANGRÍA SURGICUTT® VET




DS010101
PERROS 5 test
39,50€

DS010102
GATOS 5 test
33,20€


TEST DE LÁGRIMAS DE SCHIRMER CON MARCA AZUL

15%

TL010001
23,00€
19,55€



Cajas de 100 tiras.
Estériles.



JERINGA ESCISIÓN DE SACOS ANALES

Gel de polímero seguro y no tóxico que se infunde como gel suave en el saco anal vacío.

El gel se solidifica después de 2-4 minutos en el saco anal.

Proporciona una masa fácilmente discernible que puede diseccionarse con bastante facilidad.

Reduce el tiempo de la cirugía y el riesgo de dejar restos del saco anal.

5%

SA011490
49,50€
47,03€



18G
Precargada
5 unidades



Microscopio MOTIC RED 220SP Binocular LED

RED 200 Series

- Cabezal binocular Siedentopf inclinado 30°, giratorio 360°.
- Oculares gran campo WF10X/20mm.
- Porta-objetivos cuádruple inverso.
- Objetivos Acromáticos Súper Contraste: ASC 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil.
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión.
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos.
- Condensador Abbe A.N1.25 enfocable con diafragma iris.
- Iluminación LED 3W con control de intensidad.

Motic®

FINANCIACIÓN
12
meses
SIN INTERESES*

10%

MB010402

~~772,00€~~

694,80€



*También disponible con cabezal Trinocular (RED-223), incluye adaptador

BA210E Binocular

MICROSCOPIO BINOCULAR BA210E

Diseñado para facilitar su uso y garantizar durabilidad, los nuevos objetivos EC-Plan Achromat muestran el avanzado nivel de calidad de la óptica infinita CCIS® de Motic y proporcionan una calidad de imagen repetible para resultados confiables.

Motic®



Moticam 1080INT

MOTICAM 1080N INT

Diseñada para la serie BA, produce imágenes en tiempo real de alta definición (1920 x 1080 px) y muestra las imágenes en vivo en una pantalla LCD integrada al conectar la cámara a través del puerto HDMI. (No hace falta adaptador)

10%

MB010406

~~1.002€~~

901,80€

FINANCIACIÓN
12
meses
SIN INTERESES*

10%

SV100002

~~1.583€~~

1.424,70€

5%

DIFF QUICK

SOLUCIÓN I

EOSINA

ED020003G

2,5 Litros

~~130,50€~~

123,97€

SOLUCIÓN II

TIAZINA

ED020004G

2,5 Litros

~~130,50€~~

123,97€

FIJADORA

METANOL

ED020002G

2,5 Litros

~~86,00€~~

81,70€



KIT 3 BOTELLAS

ED020000

3 botellas de 250 ml
Solución I, II y fijadora

~~40,00€~~

38€

CryoPen®

CRIOCIRUGÍA DE VANGUARDIA


Descubra CryoPen, una gama de instrumentos de criocirugía innovadores, potentes y portátiles, diseñados para eliminar por completo todas las lesiones cutáneas benignas y los tumores con un bajo coste por tratamiento y procedimientos sumamente rápidos.

SIN ANESTESIA, SIN DOLOR

El tratamiento con CryoPen no causa dolor, ni daños en el tejido sano y pocas o ninguna cicatriz. Requiere mínima atención posterior al tratamiento.

FÁCIL DE USAR

Si no tiene experiencia en criocirugía, todo lo que necesitará son sus competencias de diagnóstico y mano firme. Si ya tiene experiencia en el uso de dispositivos tradicionales de criocirugía, estará encantado con el rendimiento excepcional, la precisión milimétrica y la facilidad de uso del CryoPen.



La tecnología de vanguardia de CryoPen revoluciona el tratamiento de lesiones cutáneas y tumores para los veterinarios.

ELIMINACIÓN COMPLETA DE LESIONES CUTÁNEAS



2.095€

DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA

OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

ASPIRADOR MÉDICO PORTÁTIL

Ajuste de presión continua.
Potencia de entrada: 90VA
Fuente de alimentación: CC 12V; 44VA
Valor máximo de presión negativa: ≥ 0.075 MPa
Tasa de bombeo: ≥ 15 L/min
Ruido de funcionamiento: ≤ 65 dB (A)
Volumen del depósito: 1000 ml, 1 pieza

Depósito de 1 litro
con flotador de seguridad

Incluye:

3 filtros

Sondas de aspiración

F12 y F8

AM020201

345€

172,50€

50%



CON BATERÍA
puede usarse
30 minutos seguidos

JERINGA HIPODÉRMICA 0,5 ml con aguja 30g x 8 mm



20%

JH020205

14,35€

11,48€

FUNDA LÁMPARA - ESTÉRIL

Previene el contacto del cirujano con el mango de la lámpara durante el procedimiento quirúrgico. Sin Látex.



15%

FL030001

1,05€

0,89€

FRASCO PARA HECES NO ESTÉRIL

Fabricados en poliestireno
y cuchara de polipropileno.
Tapón y cuchara en una pieza.

Ø 22.22 mm

Altura 79.5 mm

15 ml / 100 uds

FM010004

17,15€

14,58€

15%



SONDA VETERINARIA PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Ø 5 mm, 22 cm



20%

SV090002

1,30€


1,04€

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES




PRUEBA LA CALIDAD DEL INSTRUMENTAL HEBU: KITS EXPERIENCIA INICIAL A UN PRECIO EXTRAORDINARIO

KIT BÁSICO



1 PINZA HEMOSTÁTICA
mosquito 12,5 cm recta



1 PINZA HEMOSTÁTICA
mosquito 12,5 cm curva



1 PINZA ADSON
12 cm con dientes




1 TIJERA MAYO
14 cm



1 TIJERA METZEMBAUM
18 cm

KIT BÁSICO + PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 14,5 cm




IZHB0006
116,23€
87,17 €

25%

KIT BÁSICO + PORTA AGUJAS OLSEN-HEGAR 14,5 cm



IZHB0005
129,10€
96,82 €



@ **E-MAIL**
info@everest-tecnovet.com

✉ **NEWSLETTER**
SUSCRÍBETE

📞 **TELÉFONO**
+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703

www.everest-tecnovet.com/newsletter

📷 **INSTAGRAM**
@everesttecnovet

💬 **WHATSAPP**
+34 692 06 34 11
(por favor no hacer pedidos por whatsapp)

🌐 **LINKEDIN**
everesttecnovet

🔧 **SAT**
Servicio de asesoría técnica
sat@everest-tecnovet.com
+34 692 06 34 30

▶ **YOUTUBE**
everesttecnovet

www.everest.tecnovet.com

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**