




OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 120
SEPTIEMBRE

2025

Webinar Gratuito

DESCUBRIENDO NUEVOS HORIZONTES EN FISIOTERAPIA VETERINARIA CON GLOBUSVET

Martes **23 de Septiembre de 2025**
de las **12.00** a las **13.00** horas CET



Temas Tratados

- Cuáles son los equipos de la línea **GlobusVet**
- Beneficios de la tecnología **GlobusVet** para su negocio

La Ponente
Valentina Lorenzetto
Export Manager



Visita la web www.academyglobus.com donde encontrarás videos y cursos de capacitación profesional siempre a tu disposición

Webinar Veterinario

- Duración de 1 hora
- Podrás interactuar en tiempo real con nuestro especialista durante toda la sesión

Cómo participar

- Tener una buena conexión a Internet y un dispositivo (smartphone, tablet o PC)
- Hacer clic en "Participar en el seminario web" el día y hora indicados arriba

Inscríbete AQUÍ





**EXCLUSIVO
EVEREST**

BODY POST QUIRÚRGICO NANO COBRE

Tecnología que protege

“Cu-9 Schultz”: Solución avanzada de nanopartículas de cobre que garantiza protección antimicrobiana, antiviral y antifúngica de larga duración.

Efecto inmediato, protección duradera

Su fórmula nanotecnológica actúa en segundos y mantiene su efecto protector a largo plazo.

Nanotecnología adaptable

Con partículas de solo 7,5 nanómetros, se integra de forma segura en textiles sin alterar sus propiedades.

Efecto inmediato

Elimina más del 99% de bacterias, hongos y virus, en solo 15 segundos.

Versátil y seguro

Diseñado para múltiples aplicaciones, desde el ámbito hospitalario hasta el uso diario.

Certificada y confiable

Su eficacia y seguridad están respaldadas por normativas ISO, ASTM y OCDE.



**VER MÁS
EN LA WEB**




20%

desde

27,90€

DIVERSAS MEDIDAS
para perros y gatos



cunatex
HEALTHY PETS
+ NANOCOBRE CHILENO





CAJONERA
derecha o izquierda

MT100002
1.449€



CAJONERA
+ ARMARIO
MT100032

1.849€



DOBLE CAJONERA

MT100012
1.950€

CHAMONIX - MUEBLE TÉCNICO FUNCIONAL

Es mueble, mesa de examen y mucho más.



Hecho en
ESPAÑA



DURABILIDAD

Construcción en
Acero Inoxidable

CALIDAD

Materiales resistentes

ORGANIZACIÓN

Cajones con 2 alturas
y mucho espacio

FACILIDAD y LIMPIEZA

Cubeta de cajón extraíble
con cantos redondeados

PRACTICIDAD

Apertura 100% de cajones

CHAMONIX 
MÁS DE LO QUE ESPERABAS



Torre CHAMONIX reúne en un solo espacio
todos los elementos necesarios para las
tareas del pre-quirófano y pre-hospital.



**CONFIGURACIÓN
A MEDIDA
CONSÚLTENOS**



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 120
SEPTIEMBRE
2025

MESA DE EXAMEN - NUN

RESISTENTE · DURABLE · INSONORIZADA · ESTABLE



INMEJORABLE

NUN
mesa de examen

MR040101

489€

Comprando las mesas
MURRAY o NUN:

**TABURETE
DE REGALO**



MESA ELEVADORA ELÉCTRICA - MURRAY
PRÁCTICA · ERGONÓMICA · DURABLE · DIVERTIDA



murray
Pensamos en tu salud

MR040301

1.695€

MESA PUENTE

Superficie: 74 x 42,6 cm

Altura regulable: 86 - 120 cm

Ruedas: movimiento suave

Con reborde



15%

MI010115

395,00€

335,75€

@everesttecnovet



Síguenos en instagram



DISPOSITIVO ULTRASOUNDVET 4000

Terapia con ultrasonido indicada para:
perros, gatos y caballos.

La terapia de ultrasonidos se utiliza en rehabilitación veterinaria y fisioterapia por sus profundos efectos térmicos, atérmicos y anti-inflamatorios.

Esta técnica terapéutica proporciona una estimulación térmica y atérmica mecánica para favorecer la curación de los tejidos dañados, de músculos, tendones, cápsulas articulares, ligamentos y huesos.



FUNCIONA CON
RED ELÉCTRICA
Y CON BATERÍA

NUEVO

**IMPORTANTE EFECTO
ANTIINFLAMATORIO**

- Fácil de usar
- Acelera la función metabólica
- Aumenta la elasticidad del tejido conjuntivo
- Acelera el proceso de reparación
- Reduce el dolor

Dispositivo UltrasoundVet 4000

- 1 bolsa
- 1 dispositivo ultrasoundvet 4000
- 1 manípulo Ø42 mm - IP 68
- 1 bote de gel de 260 ml
- 1 manual de uso
- 1 alimentador

FV013869

900,83€



Novedades en fisioterapia

Trabajamos con todo el catálogo de GlobusVet



Webinar Gratuito

ULTRASONIDO TERAPÉUTICO EN FISIOTERAPIA VETERINARIA: Fundamentos y aplicaciones con el Globus Ultrasoundvet 4000

Modalidades Físicas en Rehabilitación Animal: El Ultrasonido como Herramienta Terapéutica
Tecnología Globus en la Rehabilitación: Veterinaria: Ventajas del UltrasoundVet 4000
Potencia Terapéutica en tu Clínica: Cómo Optimizar el Uso del UltrasoundVet 4000



Edson Alfredo Bocardo Martinez

Médico veterinario Zootecnista
Especialista en rehabilitación y fisioterapia
en pequeñas especies.

Podrás interactuar en tiempo real con el especialista durante toda la sesión.

**Miércoles
8 Octubre
15-16h**

**Inscríbete
AQUÍ**



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 120
SEPTIEMBRE
2025

KIT DE 6 MASCARILLAS VETERINARIAS

MV020000

Talla 0

MV020002

Talla 2

10%

MV020001

Talla 1

MV020003

Talla 3

MV020004

Talla 4

MV020005

Talla 5

25,60€

23,04€

28,00€

25,20€

29,00€

26,10€

32,50€

29,25€



BOLSAS DE REINSPIRACIÓN

15%

1 L

BR050101

6,60€

5,61€

2 L

BR050102

9,45€

8,03€

3 L

BR050103

10,50€

8,92€



MASCARILLAS ANESTÉSICAS GATOS / EXOTICOS

3 unidades:
tallas 0, 1 y 2

5%

MG010001

20,25€

19,23€



TU VAPORIZADOR AL MÁXIMO NIVEL

Asegúrate de que tus pacientes reciban el cuidado que merecen.

Incluye:

- Medición inicial al recibir el vaporizador.
- Sustitución de todas las piezas de desgaste y limpieza interna.
- Nueva medición tras el reemplazo de las piezas.
- Devolución junto con un informe detallado del desvío detectado.
- Aviso inmediato al cliente en caso de fallos graves.

Mantén tu vaporizador en óptimas condiciones.

Nuestra revisión garantiza el mejor rendimiento y precisión.

Servicio
de préstamo
de cortesía
+
posibilidad de
calibración

Consultar



REPARAVAP

275€





Instrumental Dental

10% comprando 3 surtidos

ELEVADOR DENTAL BEIN RAÍCES - 13,5 cm



ID360612

n°2 circular
2 mm

19,80€

17,82€

ID360613

n°3 circular
3 mm

26,50€

23,85€

ID360614

n°4 circular
4 mm

9,90€

8,91€

FÓRCEPS EXTRACCIÓN de fragmentos y raíces



ID352001

19,80€

17,82€

PINZA PARA EXTRACCIÓN de fragmentos y raíces




ID340001

13,5 cm

16,35€

14,71€

RASPADOR DE SARRO



ID010004

15 cm izq/der

6,25€

5,62€

ID010003

15 cm - der/izq

cada

ESPEJO DENTAL



ID382803

20 mm

3,25€

2,92€

FÓRCEPS KLEIN para extracción dientes

ID353001

recto 12,5 cm

37,10€

33,39€



ID353002

curvado 11 cm

13,50€

12,15€



MANGO PARA ESPEJO



ID382780

4,30€

3,87€

CURETA HEMINGWAY



ID371301

pequeña 17cm

7,65€

6,88€

ID371302

mediana 17cm

cada

CURETA LUCAS PARA LEGRAR



ID377503

grande

17cm

7,65€

6,88€

8+2 GRATIS

10 UNIDADES A PRECIO DE 8



**COPA PROFILAXIS
PERFECTION Plus**



CC010002
0,60€
0,48€ ud.



COPA CEPILLO NYLON
para contra-ángulo



CC010001
0,60€
0,48€ ud.



**PASTA DE PULIR
PROFILÁCTICA Plus 2g**



PP030001
0,41€
0,33€ ud.

CINTA DE CORRER - DOGRUNNER

Pendiente automática, mando a distancia, pantalla LCD. Programas + posibilidad de diseñar programas propios.



EF010101
1.570€

Peso máximo admisible: 150 Kg
Velocidad: 0,8 - 18 km/h
Superficie de trabajo: 180 x 46 cm (LxA)
Aparato: 208 x 65 x 109 cm (LxAxA)

Gracias MASSCAN
por enviarnos foto
y video.

(ver el video en reels
de instagram).
@everesttecnovet



CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL RS-0506



**SIN ESCOBILLAS
LARGA DURACIÓN**

Capacidad	6 tubos tipo Falcon 15 ml 6 tubos Vacutainer 16x107 mm 6 tubos Vacutainer 13x75 ml/13x100 mm (con adaptador naranja) 6 microtubos 1,5 ml /2 ml (con adaptador blanco)
	Rango velocidad 300-5000 rpm
	FCR máx 2350xg
	Dimensiones 300x240x180 mm

CA040013

280€



**200
TUBOS**

consultar



REF.	n° de cajetines + color	5%
CD030103	■ ■ ■	74,30€
CD030203	■ ■ ■	70,58€
CD030104	■ ■ ■ ■	54,35€
CD030204	■ ■ ■ ■	51,63€
CD030105	■ ■ ■ ■ ■	38,70€
CD030205	■ ■ ■ ■ ■	36,76€
CD030106	■ ■ ■ ■ ■ ■	26,70€
CD030206	■ ■ ■ ■ ■ ■	25,36€



Incluye:

Tarjetas en blanco para identificación de productos almacenados.

CAJÓN DISPENSADOR MULTIUSOS



HORIZON® - SISTEMA DE LIGADURA

LAS PINZAS APLICADORAS

Minimiza el uso de suturas

1 Clip, diferentes aplicadores

Reduce el tiempo de la cirugía

212,20€



EL CLIP

Su diseño impide que los vasos se deslicen fuera del clip.

EL CARTUCHO Cargas fáciles con adhesivo disponible.
Maximiza la superficie de contacto con el clip, facilitando su manejo.



ISHZ5200

micro/Blanco
caja 30 blisters

170€

ISHZ1201

P ancho /Rojo
caja 30 blisters

125€

ISHZ1200

P / Amarillo
caja 30 blisters

153€

ISHZ2200

M/Azul
6 uds

4,71€

ISHZ3200

M-G/Verde
6 uds

6,30€

ISHZ4200

G/Naranja
6 uds

6,30€

TALLAS QUIRÚRGICAS - ESTÉRILES

1 CAPA

LS035075

45 x 75 cm

0,51€

LS037510

75 x 90 cm

0,69€

LS031015

100 x 150 cm

1,40€

2 CAPAS

LS065075

45 x 75 cm

0,64€

LS067590

75 x 90 cm

0,83€

LS061015

100 x 150 cm

1,83€

**EVEREST
RECOMIENDA**

SUTURAS QUIRÚRGICAS

ASSUFIL MONOFILAR

**ABSORCIÓN PROLONGADA:
210 DÍAS**

28 días: mantiene el
70-75% de fuerza tensil.
42 días: 55 - 60%.
Absorción total: 210 días

SQ0308..

n° 1, 2/0, 3/0

3,35€ /unidad

Cajas de
12 uds.

ASSUFIL

**ABSORCIÓN MEDIA:
60 - 90 DÍAS**

Mantiene el 35% de fuerza
tensil después de los 21 días.

SQ0305..

n° 0, 2/0, 3/0

3,15€ /unidad

Cajas de
12 uds.

SQ0305..

n° 1/2

3,20€ /unidad

CATGUT CRÓMICO

**ABSORCIÓN MEDIA:
90 - 100 DÍAS**

Pérdida de fuerza tensil:
15 - 20 días.

SQ0302..

n° 2, 0, 2/0

1,95€ /unidad

Cajas de
12 uds.

ASSUT NYLON

NO ABSORBIBLE

Permanece de forma
indefinida en el organismo.

SQ0304..

n° 0, 2/0, 3/0

1,60€ /unidad

Cajas de
36 uds.

OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

VENDA COHESIVA VETRAP

AZUL
5 cm x 4,5 m
VA062005
113,76€
91€

CAJA
36 uds



20%

3M

ROJO
5 cm x 4,5 m
VA062205
113,76€
91€

CAJA
36 uds


PINZA CLAMP KOCHER 28cm



20%

IP502327
40,70€
32,56€

FÉRULA TRASERA BUSTER ERGONÓMICA



20%

Pequeña FB020001 32,14€ 25,71€	Grande FB020003 47,08€ 37,66€
--	---

CARTERITA PORTA-OBJETOS



20%

Para 2 PORTA-OBJETOS CP030001 0,97€ 0,77€
--

CONTENEDOR 1L AGUJAS HIPODÉRMICAS USADAS



20%

Apto para RESÍDUOS SÓLIDOS tipo II y III CA020006 2,30€ 1,84€
--

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

NO TODOS LOS OJOS SON IGUALES

El tonómetro TONOVET de Icare es el único tonómetro con calibraciones específicas según la especie para ojos de animales*.

Las calibraciones específicas según la especie son necesarias para garantizar la exactitud. Los ojos de animales tienen características específicas según la especie, p.ej., el espesor, la curvatura y la elasticidad de la córnea varían significativamente de una especie a otra.

Gracias a la calibración más exacta y específica solo para perros, el TONOVET Plus generalmente arroja lecturas de la PIO unos 4 mmHg más elevadas que la calibración para perros del TONOVET original, que es una calibración para gatos y perros en conjunto.

TONOVET Plus está calibrado para correlacionarse con valores manométricos específicos según la especie.



DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA

SIN ANESTESIA
SIN CALIBRACIÓN



LAS CALIBRACIONES ESPECÍFICAS
SEGÚN LA ESPECIE GARANTIZAN
LA EXACTITUD Y PRECISIÓN



ESTOS NO SON OJOS DE GATO

icare
TONOVET
www.tonovet.com



El verdadero tonómetro
veterinario. Calibraciones
específicas según la especie:
perro, gato, conejo y caballo.

OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU

3
PIEZAS

10%

6
PIEZAS

15%

10
PIEZAS

25%

TIJERA CIRUGÍA MAYO



recta 14,5 cm

IZHB1791

17,43€

curva 14,5 cm

IZHB1796

19,24€

TIJERA CIRUGÍA METZEMBAUM



recta 18 cm

IZHB1822

27,19€

curva 18 cm

IZHB1852

28,64€

PINZA HEMOSTÁTICA MOSKITO HALSTED

recta
sin dientes
12,5 cm

IZHB0510

17,16€



TIJERA PARA SUTURAS SPENCER



9 cm

IZHB1948

21,34€

El descuento se aplicará comprando a partir de 3 piezas.




made
in
Germany



CryoPen®

DISPOSITIVO DE CRIOCIRUGÍA TODO EN UNO

La tecnología de vanguardia de CryoPen revoluciona el tratamiento de lesiones cutáneas y tumores para los veterinarios.





E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



NEWSLETTER

SUSCRÍBETE



TELÉFONO

+34 637 86 00 72

+34 93 668 6715

+34 91 833 3703

www.everest-tecnovet.com/newsletter



INSTAGRAM

@everesttecnovet



WHATSAPP

+34 692 06 34 11



LINKEDIN

everesttecnovet



SAT

Servicio de asesoría técnica

sat@everest-tecnovet.com

+34 692 06 34 30



YOUTUBE

everesttecnovet



www.everest.tecnovet.com

· **Precios sujetos a variación sin previo aviso.** · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**