




EVEREST
tecnovet



OPORTUNIDADES

nº 121
OCTUBRE

www.everest-tecnovet.com

2025

LA EXPERIENCIA DE LA PRÁCTICA

Hemos hablado con la veterinaria **Erika Silva Cuzmar, del CV Rubí Nord. Es chilena y conoce bien las diversas aplicaciones del nanocobre, ya que allí es una tecnología muy reconocida. Erika nos comparte su experiencia tanto con su propio perro como con los animales de su clínica.**



Centre Veterinari Rubí Nord
@centreveterinarirubinord

¿Qué te llevó a probarlos por primera vez?

Empezó por mi perro. Después de quitarle los puntos, la herida se volvió a abrir. Probé el body y fue la diferencia: durante tres meses lo llevé sin problemas, hacía vida normal –corría, nadaba, jugaba– y la prenda siempre se mantuvo en su sitio.

¿Has visto beneficios reales en la cicatrización?

Sí, sobre todo porque evita el lamido y mantiene la zona más protegida. El tejido contiene nanocobre, que ayuda a reducir la proliferación de bacterias y hongos alrededor de la herida. En heridas grandes, a veces uso apósitos al principio, pero después el body solo es suficiente.

¿En qué se diferencian estos bodies de otros modelos del mercado y de los collares isabelinos?

Muchos de los bodies post quirúrgicos habituales cumplen la función básica de cubrir la herida, pero no suelen aportar nada más, este, en cambio, está hecho con un tejido muy agradable, que además protege frente a patógenos. En cuanto a los collares isabelinos, hoy en día se usan mucho menos, sobre todo porque resultan incómodos para el animal: limitan su movilidad, su descanso y hasta su relación con el entorno. Con el body puede moverse, jugar, dormir y hacer sus necesidades con normalidad.



Efecto inmediato
Protección duradera
Nanotecnología adaptable
Efecto inmediato
Versátil y seguro
Certificada y confiable



COMPRANDO 3

20%

para perros y gatos
desde **27,90€**



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 121
OCTUBRE
2025

MESAS DE CIRUGÍA VETERINARIA - ATLAS CLÁSICA



Superficie LIBRO
140x48 cm

Eléctrica MC040402

Hidráulica MC040403

180,75€/mes
sin intereses

SOLO
Octubre **10%**

Superficie LIBRO
Plus Size 140x54 cm

Eléctrica MC040402

Hidráulica MC040403

189€/mes
sin intereses



ACERO
INOX

ACCIONAMIENTO
Hidráulico o Eléctrico

BASCULACIÓN
2 tipos de basculación
30° Trendelemburg
10° Anti-Trendelemburg


SUPERFICIE "V" LIBRO
Sistema "EASY CLEAN"

4 RAÍLES
para accesorios

RUEDAS
AUTOBLOCANTES
fabricación alemana



4 Grapas OMEGA
para cinchas de sujeción



ACCESORIOS 40%



Compra tu mesa y disfruta el descuento en accesorios

SOPORTE + BATEA

Incluye grapa,
bandeja y soporte
35x24cm

MA030001

~~141,00€~~

84,60€



SOPORTE DE GOTERO

Incluye grapa

SG010004

~~85,00€~~

51,00€



ARCO DE TRACCIÓN

No incluye grapas

Standard

AC010003

Plus Size

AC010004

~~99,00€~~

59,40€ /cada




Descuento válido con la compra de la mesas Atlas.



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 121
OCTUBRE
2025



ESTOS NO SON OJOS DE CACHORRO

El verdadero tonómetro veterinario. Calibraciones específicas según la especie: perro, gato, conejo y caballo.



MESA SE EXAMEN ABATIBLE DE PARED - NUN WALL



ELEGANTE Y ACTUAL

Cuidamos la estética de tu zona de trabajo.



MR040201
849€

MESA MAYO INSTRUMENTAL



Altura regulable: 93 -130 cm
Desmontable
Bandeja removible: 37 x 55 cm (útil)
Cantos redondeados y pulidos


EN ACERO
INOXIDABLE

MI010007
249€

GRAPA ESPECIAL PARA MESAS SHOR-LINE

Estas grapas sujetan la cincha de manera firme, sin necesidad de atar nudos.

Su diseño garantiza resistencia y estabilidad, ofreciendo una solución práctica para mantener a los animales inmovilizados durante la cirugía.



Para raíl de
25x10mm

15%

GR119998
95,10€
80,83€ /PAR

Estrelalux



LÁMPARA DE CIRUGÍA
ESTRELA LUX 100 - 65

25%

Estrela LUX100

LED
Temperatura de color: 4500°K
Intensidad lumínica: 100.000 LUX (1m)
Diámetro de campo (1m): Ø 25 cm

LQ010211
techo

169€/mes
sin intereses

LQ010212
pared

160,50€/mes
sin intereses

LQ010213
rodable

154€/mes
sin intereses

Estrela LUX65

LED
Temperatura de color: 4500°K
Intensidad lumínica: 65,000 LUX (1m)
Diámetro de campo (1m): Ø 25 cm

LQ010201
techo

152,80€/mes
sin intereses

LQ010203
pared

144,28€/mes
sin intereses

LQ010202
rodable

138€/mes
sin intereses



LÁMPARA DE
RECONOCIMIENTO
ESTRELA LUX 35

25%

Estrela LUX35

LED
Temperatura de color: 5.000 °K
Intensidad lumínica: 35.000 LUX (1m)
Diámetro de campo: (1m) Ø 10 cm

BRAZO ARTICULADO

LS010034
pared

514,09€
385,57€

LS010035
rail

561,91€
421,43€

LS010033
mesa

514,09€
385,57€

BRAZO
FLEXIBLE
LS010037
rodable

561,91€
421,43€



LÁMPARA DE
RECONOCIMIENTO
ESTRELA LUX 10

30%

Estrela LUX10

LED
Temperatura de color: 5.000 °K
Intensidad lumínica: 10.000 LUX (1m)
Diámetro de campo: (1m) Ø 12 cm

LS010012
rodable

440,97€
308,68€

LS010013
pared

386,49€
270,54€

LS010014
mesa

386,49€
270,54€

POPA Suites

10 años de éxito en España y en el Mundo



GRATIS

POR LA COMPRA DE 3 MÓDULOS, REGALO

BASE RODABLE

SG030100



Puertas interiores para aislar al paciente

Puertas exteriores: Apertura de 180°

Configura un espacio a medida

100% estanca

Bases: rodable o fija

Vinilo anti-choque

MATERIAL RESISTENTE: Tablero compacto fenólico HPL
Alta densidad, no poroso y homogéneo.



1 espacio (basic)
2 puertas
SG030006
62 x 57 x 80 cm
640€



2 espacios (1 puerta)
SG030001A
62 x 57 x 80 cm
875€



3 espacios (2 puertas)
SG030002A
62 x 57 x 80 cm
975€



POPA Suites GOLD

para hospitalización de largas estancias



Módulo GOLD
SG030400
62 x 67 x 98 cm
1.045€

CONSULTAR BASES Y ACCESORIOS



Diseña un espacio personalizado



Divisor extraíble en su totalidad: Un único espacio o dos ambientes con apertura sin contacto.

Construcción hermética
100% estanca

Base:
Rodable o fija en diferentes alturas

Cierre silencioso

Tablero compacto fenólico HPL:
Alta densidad, no poroso y homogéneo.



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 121
OCTUBRE
2025

DISPOSITIVO TECARVET 4000

No invasivo · Rápido de aplicar · Reduce el dolor

- Doble modalidad terapéutica (capacitiva + resistiva)
- Acción profunda y superficial en tejidos
- Tratamiento preciso para múltiples condiciones



EFICAZ EN
POCO TIEMPO

APTO PARA TODO
TIPO DE TEJIDO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
TAMBÉN PARA CABALLOS



DIATERMIA
de última generación
para perros y gatos

Principales indicaciones:

- Osteoartrosis/osteoartritis (modalidad capacitiva o resistiva)
- Contracturas musculares (agudas/crónicas)
- Dorsalgias y lumbalgias
- Hematomas y edemas

FV013865
5.545€



Novedades en fisioterapia

Trabajamos con todo el catálogo de GlobusVet



GLOBUS
ACADEMY

13
NOVIEMBRE
15:00-16:00

WEBINAR

USO DE LA TECARTERAPIA EN ÁMBITO VETERINARIO:
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES

El Especialista:

Edson Alfredo Bocardo Martinez, Medico Veterinario Zootecnista,
Especialista en Rehabilitación y Fisioterapia en Pequeñas Especies

Temas Tratados:

- La tecarterapia como herramienta terapeutica
- Beneficios de la rehabilitación con TecarVet 4000
- Ventajas del TecarVet 4000

APÚNTATE
Es gratuito



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 121
OCTUBRE
2025



SUPER OFERTA ! SOLO OCTUBRE

TAMAÑO PEQUEÑO,
GRANDES CAPACIDADES

6 modos de infusión,
3 niveles de oclusión

FLEXIBLE Y LIGERA

ULTRA TIEMPO DE ESPERA
Batería de litio de alta capacidad.

AUTOMÁTICA ANTI LIBRE-FLUJO

MULTIPLES IDIOMAS

PUERTA AUTOMÁTICA



BOMBAS DE INFUSIÓN y/o JERINGA


BI020301 Bomba infusión
BI020401 Bomba jeringa

30% 695€
486,50€

GOTERO + TIJA PUERTA SUEROS



716 mm



474 mm

Articulado 180°
de derecha a izquierda

Tija graduable en altura
hasta 145 cm

Soporta
hasta de 50 Kg

Capacidad para
2 bombas de infusión



10%

PARA PARED 199,00€ PARA POPA
SG010009 179,10 € SG030107

Dos tipos de fijación

Los puedes poner en pared o columnas de servicio, Torre Chamonix y otras. Llámanos y te asesoramos sobre la que más se adapta a tus necesidades.

La calidad es indiscutible, como en todos los productos EVEREST-TECNOVET



ORIGINAL para nuestras bombas



EQUIPO GOTERO DE INFUSION LUER-LOCK 250 cm

EG020013
0,98€



OPORTUNIDADES

www.everest-technovet.com

nº 121
OCTUBRE
2025

KUN: LA MESA DE EXAMEN

PRÁCTICA, ECONÓMICA Y CON SISTEMA DE MONTAJE ULTRAFÁCIL*



MR040105

395€

* Sistema patentado y registrado

MATERIALES:

100% Acero inoxidable AISI 304
+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asustan al animal.

SUPERFICIE: 112 x 55 cm

ALTURA: 85 cm

CAPACIDAD: 200 kg

Patas ajustables por regulador.

2 Raíles médicos



KUN CAT: LA MESA PARA 7 VIDAS

La revolución en mesas de exploración felina, diseñada para durar 7 vidas con superficie intercambiable que los gatos y profesionales prefieren.

DISEÑO INNOVADOR

COMPARTIMENTO TRANSPORTÍN

Única con espacio inferior específico

DIMENSIONES ÓPTIMAS

90x50 cm para exploración felina

ALTURA ERGONÓMICA

90 cm previene lesiones profesionales

SUPERFICIE SUPERIOR



MATERIAL FENÓLICO

Hidrófugo y antibacteriano



REDUCE ESTRÉS FELINO

Mejor que acero inoxidable



SISTEMA INTERCAMBIABLE

Renueva solo el tablero



KUN
cat

25%

654€

490,50€



CryoPen®

CRIOCIRUGÍA DE VANGUARDIA


Descubra CryoPen, una gama de instrumentos de criocirugía innovadores, potentes y portátiles, diseñados para eliminar por completo todas las lesiones cutáneas benignas y los tumores con un bajo coste por tratamiento y procedimientos sumamente rápidos.

SIN ANESTESIA, SIN DOLOR

El tratamiento con CryoPen no causa dolor, ni daños en el tejido sano y pocas o ninguna cicatriz. Requiere mínima atención posterior al tratamiento.

FÁCIL DE USAR

Si no tiene experiencia en criocirugía, todo lo que necesitará son sus competencias de diagnóstico y mano firme. Si ya tiene experiencia en el uso de dispositivos tradicionales de criocirugía, estará encantado con el rendimiento excepcional, la precisión milimétrica y la facilidad de uso del CryoPen.



La tecnología de vanguardia de CryoPen revoluciona el tratamiento de lesiones cutáneas y tumores para los veterinarios.

ELIMINACIÓN COMPLETA DE LESIONES CUTÁNEAS



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 121
OCTUBRE
2025

BA210E Binocular

MICROSCOPIO BINOCULAR BA210E

Diseñado para facilitar su uso y garantizar durabilidad, los nuevos objetivos EC-Plan Achromat muestran el avanzado nivel de calidad de la óptica infinita CCIS® de Motic y proporcionan una calidad de imagen repetible para resultados confiables.

Motic®



10%

MB010406

75,15*€/mes

sin intereses

Moticam 1080INT

MOTICAM 1080N INT

Diseñada para la serie BA, produce imágenes en tiempo real de alta definición (1920 x 1080 px) y muestra las imágenes en vivo en una pantalla LCD integrada al conectar la cámara a través del puerto HDMI. (No hace falta adaptador)

10%

SV100002

118,73€/mes

sin intereses

*Importe mínimo para financiación: 1.200€



CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL RS-0506

Capacidad	6 tubos tipo Falcon 15 ml 6 tubos Vacutainer 16x107 mm 6 tubos Vacutainer 13x75 ml/13x100 mm (con adaptador naranja) 6 microtubos 1,5 ml /2 ml (con adaptador blanco)
Rango velocidad:	300-5000 rpm
FCR máx:	2350xg
Dimensiones:	300x240x180 mm



**SIN ESCOBILLAS
LARGA DURACIÓN**

20%

CA040013

280,00€

224€

Centrífuga de baja velocidad para la separación de sangre y orina. La velocidad del rotor puede ajustarse y visualizarse en rpm o fuerza G. Motor DC sin escobillas que no requiere mantenimiento. Señal sonora y apertura automática de la tapa al finalizar el centrifugado.

ESTUFA DE CULTIVO CULTURA®M volumen 4 litros



NUEVA

Para incubar 18 portaobjetos de inmersión (por ejemplo, medio de cultivo ROTI® DipSlides) o 12 placas de Petri y otros recipientes pequeños para verificar bacterias, hongos y levaduras.

Rango de temperatura de funcionamiento desde +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 45°C; rango de ajuste de temperatura de 25 a 45°C
Termómetro en tubo con relleno especial de petróleo.
Medida exterior: 31 x 16,8 x 15,5 cm

Incluye: Termómetro de control en tubo y estante



EC080104
350€



CASCO PARA OXIGENOTERAPIA DE ANIMALES SEDADOS

Pequeño 19 x 18 x 15 /ventana 7 x 5 cm

Mediano 19 x 18 x 15 /ventana 10 x 7 cm

Grande 22 x 21 x 18 /ventana 12 x 10 cm

Conector caudalímetro (árbol de navidad)

Tubo Oxígeno 2,1 m

Conector Oxígeno terapia

Conexión 15M/15M

KITS PARA OXIGENOTERAPIA

Kit 1 - OK040001 PACIENTES DE 2 A 5 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 2 y 3
+ Casco PEQUEÑO

25%

~~109,05€~~
81,79€

Kit 2 - OK040002 PACIENTES DE 5 A 15 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 3 y 4
+ Casco MEDIANO

25%

~~111,05€~~
83,29€

Kit 3 - OK040003 PACIENTES DE 15 A 60 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 4 y 5
+ Casco GRANDE

25%


~~117,55€~~
88,16€

Kit 4 - OK040004 PACIENTES DE 2 A 60 kg

Tubo + 3 conectores
Mascarillas: 2, 3, 4 y 5
+ Cascos: P, M, G

25%

~~233,55€~~
175,16€



KIT SONDA VETERINARIA - EVEREST

FG-6 blanca

SV010106
semi rígida

SV010006
blanda

FG-8 roja

SV010108
semi rígida

SV010008
blanda

FG-10 azul

SV010110
semi rígida

SV010010
blanda

Cajas de 10 uds.

5%

~~31,10€~~

29,54€



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 121
OCTUBRE
2025

OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

CÁNULAS MINNESOTA

20%

22 G
6 unidades

CU010001
69,50€
55,60€



CANIS MOBILE

20%

OC050002
273,20€
218,56€



	1 (max)	2 (mín-máx)	3 (mín-máx)
M	660 mm	250 - 350 mm	240 - 380 mm

SOLUCIÓN ACUOSA POVIDONA YODADA



10%
500 ML

30%

DD033212
6,47€
4,52€

KIT DE COLECCIÓN DE ORINA con arena no absorbente



30%



PERLAS (200g)
+ PIPETA + TUBO
PC050001
4,47€
3,12€


FÉRULA MIEMBRO ANTERIOR



CONSULTAR
TALLAS
DISPONIBLES

20%

OR011...
desde
44,80€




FÉRULA MIEMBRO POSTERIOR



CONSULTAR
TALLAS
DISPONIBLES

20%

OR411...
desde
44,80€



OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAFO ECG100L CARDIOLINE



- 12 Derivaciones
- Pantalla táctil 5" en color
- Interfaz de usuario intuitiva
- Cable de paciente 5 hilos

EG010005
1.140€



FUNGIBLES EVEREST

Sondas · Vendas · Tubos
Esparadrapos · Pipetas · Hisopos
Gasas · Tapones y mucho más.



BOTAS DE CAUCHO



- Cómodas y resistentes
- Mantienen la sensibilidad
- Caucho Natural
- 100% biodegradable
- Permite los movimientos.
- Resistentes al agua

desde
18,25€

Cajas de 12 unidades



Cada uno se puede usar muchas veces

¿COMO TOMARLE LA MEDIDA AL PERRO?

Mide desde el extremo de la almohadilla grande hasta la punta de la uña más larga. Si la medida está entre 2 tallas, elige la más grande. La bota de caucho debe encajar de forma segura alrededor de la pata y comfortable alrededor del pie.

TALLA	REFERENCIA	MEDIDA PATA
XL	OR435625	10,16 cm +
L	OR435624	hasta 10,16 cm
M	OR435623	hasta 7,67 cm
X	OR435622	hasta 6,35 cm
XS	OR435621	hasta 5,08 cm
XXS	OR435620	hasta 3,81 cm
tiny	OR435619	hasta 2,54 cm

JAULA PARA INMOVILIZACIÓN DE GATOS



+ APERTURA SUPERIOR

+ PUERTA LATERAL

+ SEPARADOR:

Tabique interno con asas
en el exterior, para controlar
al paciente.

46 x 29 x 29 cm
INOX

5%

JG010001
221,30€
210,24€

La calidad de los instrumentos de Hebu Medical es el resultado de un sólido camino familiar que se remonta a un taller de pulido en 1928, en Alemania. En la actualidad, es una empresa moderna que cuenta con equipos de última generación, comprometida con su bien hacer, los valores humanos y la excelencia.



PINZA SUIZA FINA - JOYERO n°5



IZHB0105
n°5 - 0,15 mm
55,60€

PINZA IRIS GRAEFE

estriada



IZHB7005
10 cm, recta,
sin dientes
23,40€

PINZA CHALACIÓN DESMARRES



IZHB7100
9 cm 25 mm
42,74€

TIJERA PARA IRIS



IZHB7450
aguda - recta - 9 cm
19,24€

TIJERA PARA TENOTOMÍA - STEVENS



IZHB7490
aguda - recta - 10 cm
32,99€

ESTILETE PARA CANAL LACRIMAL BOWMAN



IZHB7159
PLATA - Ø 0,7/0,8
26,21€

10%

3 PIEZAS

15%

6 PIEZAS

25%

10 PIEZAS

EL DESCUENTO SE APLICARÁ EN TODO INSTRUMENTAL DE HEBU MEDICAL COMPRANDO A PARTIR DE 3 PIEZAS.

www.hebumedical.com



TELÉFONO

+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703



NEWSLETTER

SUSCRÍBETE

www.everest-tecnovet.com/newsletter



Aquí som
SOLIDARIS
amb Sant Joan de Déu
SJD Sant Joan de Déu



E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



INSTAGRAM

@everesttecnovet



WHATSAPP

+34 692 06 34 11



LINKEDIN

everesttecnovet



SAT

Servicio de asesoría técnica
sat@everest-tecnovet.com
+34 692 06 34 30



YOUTUBE

everesttecnovet

www.everest-tecnovet.com

· **Precios sujetos a variación sin previo aviso.** · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**