




¡Hemos pensado en todo! Diseñamos y fabricamos la **mesa camilla** más práctica, durable y resistente del mercado.

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



OPORTUNIDADES



También la tenemos en **VERSIÓN AUSTENÍTICA** para uso en salas de resonancia magnética.

Consúltanos.

**MONT
MARTRE
PARIS**

MC100002
795 €
+ TABURETE
DE REGALO
TS020110



nº 86
ENE/FEB
2020

EVEREST

WWW.
everest-tecnovet
.com

@ info@everest-tecnovet.com



+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703



whatsapp: 692 06 34 11
No hacer pedidos por whatsapp



@everestecnovet



everesttecnovet



SAT Servicio de Asesoría Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30



Suscríbete a nuestra **newsletter**:
www.everest-tecnovet.com/newsletter

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.
Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consultar.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN EXISTENCIAS

Tecnología Veterinaria y Médica S.L.



POPA Suites

Un paso adelante
en seguridad y confort


SILLA DE PIE Taburete

Asa incorporada:
Favorece un traslado fácil

Asiento de espuma/
poliuretano flexible:
Asegura un confort óptimo

Ajuste de altura por columna de
gas con amortiguador de asiento
63 - 98 cm

Base en forma de herradura:
Acero envuelto en PVC plastifica-
do satinado (490 x 330 mm)



NUN: LA MESA DE EXAMEN PARA LOS VETERINARIOS MÁS EXIGENTES



INMEJORABLE

NUN
mesa de examen

RESISTENTE Y DURABLE

Diseñada especialmente para uso veterinario. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (18/10). Pieza única, sin tornillos ni montajes.

INSONORIZADA

Superficie anti-ruidos: Base de madera que absorbe los sonidos metálicos que asusten al animal.

DISEÑO ERGONÓMICO

Barra inferior central: Evita golpearse los pies mientras trabaja.

ESTABLE

Patas ajustables que compensan posibles desniveles del suelo.

2 RAÍLES UNIVERSALES

En acero inoxidable para colocar cualquier tipo de accesorio.

YouTube



Superficie: 120 x 60 cm

Altura: 85 cm

Capacidad: 200 Kg

MR040101

475 €

10%

TS020411
248€

223,20 €

KITS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES

GATAS COMPLETO



- 2 Pinza Hemostática MOSKITO HALSTED recta sin dientes, 14 cm
- 1 Pinza disección sin dientes, 14 cm
- 1 Pinza ADSON con dientes, 12 cm
- 1 Porta Agujas MAYO-HEGAR, 14 cm
- 4 Pinza de campo SCHAEDEL (cangrejo)
- 2 Pinza Hemostática CRILE recta, 14 cm
- 1 Tijera METZEMBAUM recta, 14 cm
- 1 Mango Bisturí nº3
- 2 Pinza Hemostática MOSKITO curva sin dientes, 14 cm
- 1 Tijera cirugía MAYO recta, 14,5 cm
- 1 Ovariotomo abotonado, 14 cm

KITESTERGC
177,30€

159,57 €



PERRAS COMPLETO



- 1 Mango Bisturí nº3
- 1 Pinza Disección con dientes 1x2 14 cm
- 1 Porta Agujas MAYO-HEGAR 15 cm
- 4 Pinzas de campo SCHAEDEL (cangrejo)
- Pinzas Hemostáticas:
 - 2 CRILE, recta, 14 cm
 - 2 CRILE, curva, 14 cm
 - 2 ROCHESTER-PEAN recta, 18 cm
- 2 Pinza ALLIS, 5x4, 15 cm
- 1 Tijera MAYO recta, 14 cm
- 1 Ovariotomo abotonado, 16 cm

KITESTERPC
152,80€

137,52 €



GATAS BÁSICO



- 1 Mango bisturí nº3
- 1 Tijera cirugía METZEMBAUM curva, 14,5 cm
- 1 Pinza disección ADSON-BROWN con dientes 9+9, 12 cm
- 2 Pinzas hemostática MOSKITO recto con dientes, 12,5 cm
- 1 Porta agujas MAYO-HEGAR - TC bocadura, 14 cm
- 1 Ovariotomo abotonado, 16 cm

KITESTER
135,10€

121,59 €



ACEITE DE PARAFINA para instrumental



400 ml
IZHB9109
13,00€

11,70 €

TALLAS QUIRÚRGICAS ESTÉRILES



DESCUENTO
en compra de
30 uds.
pueden ser surtidas

Precios por unidad

1 CAPA

2 CAPAS

LS035075
45 x 75 cm
0,41€

LS037510
75 x 90 cm
0,60€

LS031015
100 x 150 cm
1,28€

LS065075
45 x 75 cm
0,45€

LS067590
75 x 90 cm
0,77€

LS061015
100 x 150 cm
1,57€

0,38 €

0,57 €

1,21 €

0,42 €

0,73 €

1,49 €

BÁSCULAS EVEREST

10%



BV010001 80 x 40 cm
BV010003 90 x 40 cm

479€

431,10 €

BV010005 100 x 40 cm

549€

494,10 €



**CERTIFICADO
INSTITUTO ESPAÑOL
DE METROLOGÍA**

Ministerio de industria,
energía y turismo.

**DISEÑADA PARA EVITAR
ERRORES EN EL PESAJE**

Capacidad	Animales desde 30g a150Kg		
Pantalla	LED alto contraste		
Precisión	hasta 10Kg : 10g a partir de 10 Kg: 50g		
Material	Acero Inoxidable Anti-deslizante		
Clase	III - IV grado médico		
Dimensiones	Altura: 60 mm		
	80 x 40 cm	90 x 40 cm	100 x 40 cm
Alimentación	Conexión directa a la red		
Certificado	Instituto Nacional de Metrología (Madrid)		
Accesorio	Goma anti-deslizante (opcional)		

CONFÍAS

en la medición de tu Báscula?

**LA VARIACIÓN DE
LOS PARÁMETROS
PUEDE SER DECISIVA
EN EL TRATAMIENTO**



**EN EVEREST,
PUEDES
CONFIAR**



SIN ERRORES

MÁXIMA PRECISIÓN

MATERIAL RESISTENTE

SERVICIO TÉCNICO

Garantizado en España

100% NACIONAL

Diseñadas y fabricadas por Everest

GUANTES DE PROTECCIÓN MANEJO DE GATOS

-10%

PAR
GP000102
55,75€

50,17 €



CÁNULAS MINNESOTA

-15%

22 G
6 unidades
CU010001
69,50€

59,07 €



CLIPNOSIS

Provoca un efecto relajante sobre los gatos

2 GRANDES +
2 PEQUEÑOS
(cachorros)

-15%

CL010001
14,90€

12,66 €



PERLAS CATRINE

Toma muestras de orina de gatos.

PERLAS (250g) +
PIPETA +
TUBO

-15%

PC050001
4,47€


3,79 €

unidad



**DESCUENTO
en compra de
10 uds.**

JAULA PARA INMOVILIZACIÓN DE GATOS




-5%

PLASTIFICADA
JG010002


139,50€

132,53 €

54 x 30 x 30 cm



APERTURA
SUPERIOR



Separador:

Tabique interno con asas en el exterior, para controlar al paciente.

VISITA NUESTRA WEB

www.everest-tecnovet.com



OTOSCOPIO F.O Mini 3000® LED

Otoscopio de bolsillo compacto con iluminación directa



CON ILUMINACIÓN LED DE CALIDAD HEINE – LED^{HQ}



- + Mango a pilas mini 3000
- + 5 espéculos desechables de 2,5 y 4 mm
- + Pilas

-5%

HD870110
478€
169,20 €

DIFF QUICK

-10%



	SOLUCIÓN I eosina	SOLUCIÓN II tiazina	FIJADORA metanol
250ml	ED020003 250 ml 47,70€ 15,93 €	ED020004 250 ml	ED020002 250 ml 44,90€ 10,71 €
2,5L	ED020003G 2,5 l 430,50€ 117,45 €	ED020004G 2,5 l	ED020002G 2,5 l 86,00€ 77,40 €
KIT	ED020000 3 botellas de 250 ml (solución fijadora, solución I y II)		39,80€ 35,82 €

KIT FRASCOS DE MUESTRA

Cierre hermético.
ESTÉRIL A.
Envasados individualmente
Bolsa de 25 unidades.

-50%

2ª BOLSA

FM010001K 125 ml
FM010002K 60 ml

1ª bolsa: **3,65 €**

2ª bolsa: **1,82 €**



Comprando 2 bolsas de 25 uds. Cada bolsa sale a 2,74 €.

No eres tú, es la mesa.



murray
Pensamos en tu salud

SISTEMA PATENTADO Y REGISTRADO



FÉRULAS REUTILIZABLES CAERUS™

Las más avanzadas en post-operaciones de cirugía ortopédicas.

APLICACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
MÁS CONFORT PARA EL ANIMAL
PRONTA RECUPERACIÓN Y MÁXIMA EFECTIVIDAD

- Completamente ajustables
- Fabricadas en plástico termoformable
- Radiolúcidas y fáciles de cortar a medida
- Moldeable después de 3-5 minutos en el calentador
- Elimina la necesidad de soluciones de estabilización
- Reduce el tiempo de preparación y de aplicación



1 CALENTADOR DE FÉRULAS

20 FÉRULAS REUTILIZABLES

5 uds: 5 x 25,5 cm
5 uds: 7,5 x 30,5 cm
5 uds: 10 x 33 cm
5 uds: 12,5 x 33 cm

40 RELLENOS ACOLCHADOS

10 uds: 5 x 25,5 cm
10 uds: 7,5 x 30,5 cm
10 uds: 10 x 33 cm
10 uds: 12,5 x 33 cm



FR010001
495€

445,50 €

BOTAS DE CAUCHO

- Cómodo y resistente
- Mantienen la sensibilidad
- Caucho Natural
- 100% biodegradable
- Permite los movimientos
- Resistentes al agua



Cajas de 12 unidades
(cada uno se puede usar muchas veces).

TINY, XXS, XS, S y M
49,40€

18,14 €

L y XL
24,64€

23,40 €

¿Como tomarle la medida al perro?



Mide desde el extremo de la almohadilla grande hasta la punta de la uña más larga. Si la medida está entre 2 tallas, elige la más grande. La bota de caucho debe encajar de forma segura alrededor de la pata y confortable alrededor del pie.

talla	referencia	medida pata
XL	OR435625	10,16 cm +
L	OR435624	hasta 10,16 cm
M	OR435623	hasta 7,67 cm
X	OR435622	hasta 6,35 cm
XS	OR435621	hasta 5,08 cm
XXS	OR435620	hasta 3,81 cm
tiny	OR435619	hasta 2,54 cm

FÉRULA DE PLÁSTICO CON ESPUMA



FP030103
20 x 3 cm

4,40€

4,18 €

FP030104
30 x 4 cm

4,99€


4,74 €

FP030105
40 x 5 cm

6,25€

5,93 €

FÉRULA FUERTE DE ALUMINIO



FA010102
2 x 50 cm

1,26€

1,13 €

FA010103
3 x 50 cm

2,09€

1,88 €

FA010104
4 x 50 cm

2,72€

2,44 €

PEPSINA EN POLVO

PARA DIGESTOR

Actividad: 1:10000 NF

Solubilidad: Solución clara al 5% en agua

Acidez (Ph): máx. 4,5 en solución al 5%

10 x 10 g
ED030032

68€

50 x 10 g
ED030033

278€

61,20 € 250,20 €



ÁCIDO CLORHÍDRICO al 25%

PARA DIGESTOR

1 litro
ED030031

37€

33,30 €



CRISTAL PORTA TRIQUINAS

28 campos / 5 x 23 x 1

CM020301

20€

19 €



JERINGA HIPODÉRMICA CON AGUJA

Aguja: 30G
0,30 x 8 mm
JH020203
0,3 ml

Aguja: 30G
0,30 x 8 mm
JH020205
0,5 ml

100 unidades

14,35 €



DIGESTOR PARA TRIQUINA

EQUIPO PARA DETECCIÓN DE TRIQUINA



- Agitador magnético con calefacción
- Embudo decantación 2L
- Embudo cilíndrico 50 mL
- Tamiz 100 x 40, 180µ
- Soporte pie plato 300 x 180 mm con varilla
- Aro con espiga 100 mm, acero cromado
- Aro con espiga 70 mm, acero cromado
- Pinza 2 dedos sin nuez, 12 - 45 mm
- Nuez doble mediana, 16 mm (3 uds)
- Vaso forma baja 3000 mL
- Imán teflonado cilíndrico 55 x 8 mm
- Probeta graduada vidrio 25 mL
- Pipeta graduada 25 mL, 1 mL
- Aspirador pipetas 25 mL rojo
- 20 Placas Rodac cuadrículadas

DD010002

736 €

SONDA COBERTURA HIDROFÍLICA

SUAVE, SEGURA Y ECONÓMICA

SE AUTOLUBRICAN
AL CONTACTO CON SUERO

DESCUENTO
en compra de
5 uds.

SV010506
FG6 30cm

SV010508
FG8 40cm

SV010510
FG10 40cm



2,25€

2,02 €

precio por unidad




JERINGAS ESCISIÓN DE SACOS ANALES

Gel de polímero seguro y no tóxico que se infunde como gel suave en el saco anal vacío.

El gel se solidifica después de 2-4 minutos en el saco anal.

Proporciona una masa fácilmente discernible que puede diseccionarse con bastante facilidad.

Reduce el tiempo de la cirugía y el riesgo de dejar restos del saco anal.



-10%

Precargada
18G
5 unidades
SA011490
48,50€

43,65 €

FRASCO PARA OVA DIAGNOSTIC TEST DE FLOTACIÓN DE HECES

-30%

50 uds.
TH020001
55,70€

38,99 €



CÁMARA PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICINAS

Con indicador de flujo y 2 mascarillas M,L

!

NUEVA



CA070002

34 €

LÍQUIDO PARA HUEVAS DE PARÁSITOS - FASOL

Solución saturada sulfato MG.
1 litro



-10%

ED030008
16,45€

14,80 €

SONDA BUSTER para inseminación artificial



DESCUENTO en compra de 5 uds.

-10%

SV090002
1,30€

1,17 €

precio por unidad

MICROTIJERA OFTÁLMICA FEDERESCHERE



-10%

11 cm
IP607411
8,20€

7,38 €

SONDA OSIRIS para inseminación artificial



-5%

SV090001
51,80€

49,21 €

OPORTUNIDADES EVEREST Nº 86 ENE/FEB 2020

¿Que tal tienes el instrumental?

RENUEVA

CON ALTA CALIDAD



10 piezas

15 piezas

20 piezas
o más

10%

15%

20%

EN TODO EL CATÁLOGO

