



Roraima

CARROS AUXILIARES

Nuestro departamento de I+D+I ha desarrollado un nuevo concepto de carro auxiliar en que tienes la libertad de configurarlo según tus necesidades.

- 2 alturas: 96 cm y próximamente 160 cm.
 - 2 baldas diferentes: Plana y bandeja.
 - 3 cestas diferentes 50, 100 y 200 mm de profundidad
- Ruedas con y sin freno.

Construido íntegramente en acero inoxidable, cestas de plástico.



Nuestro canal: **EVEREST** tecnovet



DISTINTAS COMBINACIONES
A partir de

285 €



Roraima 5° 08'36''N 60° 45'45''W

OPORTUNIDADES

n° 89
NOV/DIC
2020

Hecho en
ESPAÑA

EVEREST

WWW.
everest-tecnovet
.com

@ info@everest-tecnovet.com

+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703

whatsapp: 692 06 34 11
No hacer pedidos por whatsapp

@everestecnovet

everesttecnovet

SAT Servicio de Asesoría Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30

Suscríbete a nuestra **newsletter**:
www.everest-tecnovet.com/newsletter

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).


Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.
Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consultar.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN EXISTENCIAS

EVEREST-TECNOVET, S.L.

GOTERO + TIJA GRADUABLE



Articulado 180°
de derecha
a izquierda

Tija graduable
hasta 145 cm

SOPORTA
más de 50Kg

ACERO INOX

NUEVO

FIJACIÓN POSTERIOR:
Oculta. Especial para soportes que se pueden acceder desde la parte trasera. Ej: Torre Chamonix, K2

FIJACIÓN ANTERIOR:
Pared, cheniles, jaulas grandes, columnas de servicio, etc.



Pensado por EVEREST para tener una larga vida, los nuevos goteros con tija graduable están fabricados en acero inoxidable y aluminio anodizado y ejes calibrados.

Dos tipos de fijación. Los puedes poner en pared o en jaulas, cheniles, K2, columnas de servicio, Torre Chamonix y otros soportes. Llámamos y te asesoramos la versión que más se adapta a tus necesidades.

La calidad es indiscutible, como en todos los productos EVEREST.

XX709020
Fijación Posterior
XX709025
Fijación Anterior

10%
129€
116,10 €

LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS

SI BUSCAS ENTRE LAS MEJORES MESAS DEL MERCADO,
VERÁS QUE **CON LAS ATLAS NO HAY COMPARACIÓN.**

atlas
INCOMPARABLES



www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com

SUITES PARA GATOS - POPA SUITES

GOTERO COMPLETO

POPA Accesorio

SG030103

39€



TERMOHIGROMETRO Hecho en Alemania

- Termómetro higrómetro digital ultrafino
- Dígitos grandes de fácil lectura
- Temperatura y humedad interior
- Indicación de nivel de confort
- Memoria máxima-mínima
- Rango temperatura: -20°C a +50°C
- Rango humedad: 20% a 99% hR
- Dimensiones: 100 x 82 x 11mm

POPA Accesorio

SG030103

49€



NUEVO

SISTEMA DE EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN

- Canal de ventilación en acero inoxidable con adaptador a tubo de Ø100 mm.
- Adaptable a motor extractor centrífugo lineal de Ø 100mm
- Adaptable a todos los modelos anteriores de las POPA Suites



POPA Accesorio

para 3 módulos

SG030102

59€



NUEVO



POPA Suites



SG030001

1 puerta de fenólico
1 puerta de policarbonato

645€



SG030002

2 puertas de fenólico
1 puerta de policarbonato

695€



SG030003

2 puertas de fenólico

545€



SG030100

Base Rodable

149€

gratis BASE RODABLE COMPRANDO 3 MÓDULOS

MESA CAMILLA - MONTMARTRE PARÍS

La camilla más resistente del mercado

Cinchas para sujeción de animales.

Superficie: 125 x 58 cm
(Cantos redondeados)

Altura: 85 cm

En Acero inoxidable,
sin piezas de unión

2 raíles
para accesorios

Ruedas muy robustas: Ø125 cm.
Doble llanta, totalmente sintética.
2 con frenos autoblocantes.

MC100002

795€

gratis

TIJA DE GOTERO
Valorada en 70€

MONTMARTRE PARIS



Perfil de goma perimetral anti-choque. En caucho NBR, utilizado en las industrias automotriz y aeronáutica.

Su estructura en doble "Y" permite moverla con comodidad y evita golpearse las piernas al desplazarla.

Calidad Indiscutible Everest




ESPECIAL VENDAS

Elige las vendas que quieras
descuento válido para compra
de 10 paquetes o cajas surtidos



VENDA GASA DE MALLA



PAQUETES DE
10 UNIDADES

VG010205
5 cm x 5 m
0,95€

0,85 €

VG010207
7 cm x 5 m
1,23€

1,11 €

VG010210
10 cm x 10 m
3,17€

2,85 €

VENDA ARLAN COHESIVA - EVEREST

LIBRE DE LÁTEX
ALTA RESISTENCIA
AUTOCLAVABLE



CAJAS DE
15 UNIDADES

VA061005
VA061205
VA061505
5 cm x 4,5m

13,50€
12,15 €

VA061007
VA061207
VA061507
7,5 cm x 4,5m

17,25€
15,52 €

VA061010
VA061210
VA061510
10 cm x 4,5m

19,20€
17,28 €

VENDA ELÁSTICA CREPE "ERRIGAL"



VE030105
5 cm x 4 m /10 uds.
4,00€

3,60 €

VE030110
10 cm x 4 m /12 uds
8,40€

7,56 €

VE030107
7 cm x 4 m /12 uds.
6,48€

5,83 €

VE030100
10 cm x 10 m /6 uds
9,90€

8,91 €

VENDA ADHESIVA ELÁSTICA ARLAN



CAJAS DE
10 UNIDADES

VA010205
5 cm x 2,7 m
26,60€

23,94 €

VA010207
7,5 cm x 2,7 m
35,40€

31,86 €

VA010210
10 cm x 2,7 m
44,70€

40,23 €

VENDA ALMOHADILLADA



PRECIOS PACK
10 UNIDADES

VA040305
5 cm x 2,7 m
3,40€

3,06 €

VA040307
7 cm x 2,7 m
4,30€

3,87 €

VA040310
10 cm x 2,7 m
5,60€

5,04 €

VENDA ELÁSTICA COHESIVA LIGERA BERNINA



CAJAS DE
4 UNIDADES

VA020306
6 cm x 20 m
12,55€

11,29 €

VA020308
8 cm x 20 m
14,55€

13,10 €

VA020310
10 cm x 20 m
15,95€

14,35 €

DESCUENTO APLICADO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS/PAQUETES SURTIDOS

MESA MURRAY: ELÉCTRICA Y ARTICULADA

¿Te duele la espalda?

¿Has pensado que quizás la mesa que has comprado hace años ya no es buena para ti?

Sabemos que subes y bajas a tus pacientes de las mesas y que normalmente trabajas en las posturas menos convenientes para tu espalda. Hemos diseñado la Mesa Murray para acabar definitivamente con los problemas causados por los esfuerzos que sueles hacer para tratar a tus pacientes.

A los animales también les gusta la Mesa Murray. Es cómoda, amplia, tienen superficie sin ruidos metálicos y funcionamiento suave.

Nuestras mesas son funcionales, prácticas, bonitas y cuidan de ti, de tus pacientes y de la imagen que muestras a los clientes.

¡Está todo estudiado por nosotros, solo falta que la pruebes!



No eres tú, es la mesa.



100% Acero inoxidable*

Superficie: 120 x 55 cm

Regulación eléctrica:

Altura mín: 40 cm / máx: 100 cm

Mando neumático: Total seguridad.

Capacidad: 80 Kg

2 raíles médicos para accesorios.

*excepto elementos estructurales

FINANCIACIÓN*
12!
meses

MR040301

12X

116 €

murray



Pensamos en tu salud

TABURETE SILLA DE MONTAR

Base de plástico
Altura ajustable (con pistón de gas)
Base estable con 5 ruedas
Asiento en forma de silla de montar

Asiento: 38 x 38 cm
Altura min-máx: 51 - 73 cm
Peso: 4,3 Kg

TS020201
60€

51€



TABURETE SANITARIO

Base de plástico
Altura ajustable (con pistón de gas)
Base estable con 5 ruedas

Ø asiento: 31 cm
Altura min-máx: 51 - 70 cm
Peso: 3,7 Kg

TS014841
40€

32€



OPORTUNIDADES

EVEREST

Nº 89 NOV/DIC 2020

ESTETOSCOPIO ERKA - FINESSE²

EL GENIO UNIVERSAL

Cada paciente es único. Por eso, ERKA. ha diseñado un estetoscopio que ayude al médico en prácticamente cualquier situación del paciente.

La pieza torácica combinada reversible tiene dos lados de diafragma, cada uno de los cuales permite escuchar perfectamente todo el espectro de frecuencias.



ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889



**SÚPER
PRECIO**



NUEVO

EC5350
64,06€

46 €

Negro · Gris oscuro
Azul marino · Azul claro
Rosa · Gris claro
Verde oscuro · Burdeos

Extraordinaria transmisión de la resonancia y el sonido.

El anillo protector asegura la máxima comodidad.

Garantía de una higiene perfecta de la superficie.

Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio.

La acústica se transmite desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.

Extraordinario aislamiento acústico frente a interferencias exteriores y comodidad y ajuste máximos.



ESTETOSCOPIO ERKA - SENSITIVE

LA REFERENCIA EN AUSCULTACIÓN PARA EXPERTOS EN DIAGNÓSTICO

La combinación del diafragma doble patentado de ERKA. y una geometría óptima de la cámara acústica permiten auscultar perfectamente tanto tonos graves como agudos, **incluso en puntos de auscultación de difícil acceso.**

El ERKA. Sensitive representa la **cima en la medicina de diagnóstico** para un amplio abanico de aplicaciones en pruebas de corazón, pulmones y ruidos gastrointestinales.



ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889



NUEVO

EC5250
132,98€

86 €

**SÚPER
PRECIO**

Negro
Gris oscuro
Azul marino
Azul claro
Rosa
Gris claro,
Verde oscuro
Burdeos



LITTMANN CLASSIC III™

Desde el primer momento estará a la altura de sus expectativas



406,35€

98,75 €



3M Littmann®
Fonendoscopios

*Consultar precios, acabados especiales

ELECTROCIRUGÍA - SURGICAL UNITS

HBS 200i

EBHF9505



RB010103 Pedal simple

200W Potencia de Corte
140W Coagulación Monopolar
140W Coagulación Bipolar
140W Sellado "Vassel Sealing" BiSeal

5.120 €

ES-120

EB010011



RB010103 Pedal simple

120W Potencia de corte
120W Coagulación Monopolar
120W Coagulación Bipolar

1.320 €



Consulte condiciones de financiación



ASISTENCIA VIRTUAL

incluida

Instalación y puesta en marcha por video-llamada con nuestro técnico.

+ ACCESORIOS

DOTACIÓN BÁSICA uso esporádico



PINZA BIPOLAR + CABLE
RB010521 180 mm punta 1.0 mm



MANGO + PUNTAS
RB010204



PLACA NEUTRA
Acero inoxidable 300 x 200 mm

KIT DOTACIÓN BÁSICA

EB010103 + EB010138

79 €

DOTACIÓN STANDARD uso rutinario



PINZA BIPOLAR + CABLE
RB010521 180 mm punta 1.0 mm



MANGO + PUNTAS
RB010201 Monopolar 4 mm



PLACA NEUTRA
Goma silicona 150 x 200 mm

KIT DOTACIÓN STANDARD

EB010102 + EB010138

249 €

DOTACIÓN PREMIUM uso diario



PINZA BIPOLAR + CABLE
RB010505 160 mm punta 2 mm



MANGO + PUNTAS
RB010201 Monopolar 4 mm



PLACA NEUTRA
RB010904 Goma silicona 300 x 170 mm

KIT DOTACIÓN PREMIUM

EB010101 + EB010131

449 €

GEL ULTRASONIDOS



-5%

GC010006
14,95€

14,20 €

PIPETA FINA CON PERILLA PASTEUR



-5%

PU010001
8,90€

8,45 €

**GEL PARA ECG - ElectroGEL
Transonic G-10**



-5%

GC010007
1,50€

1,42 €

FUNDA PRESERVATIVO

PARA SONDA ECÓGRAFO

Fundas de látex para protección de ecógrafos 34 mm.
No estéril. No lubricadas.

-5%

100 unidades
FE070001
17€

16,15 €



ECÓGRAFO PORTÁTIL

Se conectan a una unidad principal mediante un cable, las sondas son totalmente inalámbricas, y tienen un transmisor Wi-Fi que se utiliza para conectarse a una tablet, PC o móvil.

Con la sonda conectada mediante Wi-Fi, y habiéndose descargado previamente una app, podemos utilizar el transductor y visualizar las ecografías en nuestro dispositivo.



-35%

**CAJA ABIERTA
Producto de Demo**

EC030001
Sonda Lineal 7,5 / 10 MHz
4.875€

3.168 €



**MONITOR COMDEK MD 660P
PULSIOXIMETRÍA-CAPNOGRAFÍA**

Incluye sensor SpO₂ de veterinaria y una línea de EtCO₂. Gran pantalla donde se muestra saturación de oxígeno, pulso, gráfica de capnografía. Con puerto USB. Alarmas audibles y posibilidad de silenciar.

Especificaciones técnicas:

- Rango saturación: 30% - 100%
- Pulso: 30 bpm - 250bpm
- Rango EtCO₂: 0mm Hg a 80mm Hg
- Cálculo de media de EtCO₂: 4 respiraciones EtCO₂
- Rango de respiración: 0 a 99 bpm
- Cálculo de media de respiración: 8 respiraciones

-40%

**CAJA ABIERTA
Producto de Demo**

MC110017
2.795€

1.677 €



PEPSINA EN POLVO PARA DIGESTOR

Actividad: 1:10000 NF
Solubilidad: Solución clara al 5% en agua
Acidez (Ph): máx. 4,5 en solución al 5%



10 x 10 g
ED030032
68€

-10%

61€

50 x 10 g
ED030033
278€

250,20 €

ÁCIDO CLORHÍDRICO al 25%

PARA DIGESTOR




1 litro
ED030031
37€

-15%

31,45 €

PLACA PETRI - RODAC

CUADRICULADA PARA DIGESTOR



20 unidades
PT030001
8,20€

-5%

7,79 €

PERLAS CATRINE

Toma muestras de orina de gatos.

PERLAS (250g)
+
PIPETA
+
TUBO

3x2



PC050001
4,47€
Comprando 3, la unidad sale a:

2,98 €

DIGESTOR PARA TRIQUINA

EQUIPO PARA DETECCIÓN DE TRIQUINA



- Agitador magnético con calefacción
- Embudo decantación 2L
- Embudo cilíndrico 50 mL
- Tamiz 100 x 40, 180µ
- Soporte pie plato 300 x 180 mm con varilla
- Aro con espiga 100 mm, acero cromado
- Aro con espiga 70 mm, acero cromado
- Pinza 2 dedos sin nuez, 12 - 45 mm
- Nuez doble mediana, 16 mm (3 uds)
- Vaso forma baja 3000 mL
- Imán teflonado cilíndrico 55 x 8 mm
- Probeta graduada vidrio 25 mL
- Pipeta graduada 25 mL, 1 mL
- Aspirador pipetas 25 mL rojo
- 20 Placas Rodac cuadriculadas

-5%

DD010002
754,40€

716,68 €

TEMÓMETRO DIGITAL CON PUNTA FLEXIBLE

Precisión, rapidez y comodidad. Apagado automático.



TC010003
6€
Comprando 3, la unidad sale a:

4 €

3x2

ADHESIVO Derma+Flex® TISULAR

Cianoacrilato médico de alta viscosidad. 0,7 ml.



NUEVO



SA010008
UNIDAD
12,50 €

5 - 9 unidades

-5%

+10 unidades

-10%

FRASCO DE MUESTRA - BIOPSAFE con formalina para biopsia segura

-10%

COMPRANDO
CAJAS COMPLETAS

20 ml
FM001BIO
3€

2,70 €

cajas de 24 uds.

60 ml
FM002BIO
4,40€

3,96 €

cajas de 18 uds.

precios por unidad



ADHESIVO CUTÁNEO Vetbond®

3M

Adhesivo tisular. Reduce el trauma del tejido y la necesidad de analgesia en la reparación de heridas menores. 3 ml



-5%

SA010004
20,20€

19,19 €

ATENCIÓN

El FORMALDEHÍDO,
declarado oficialmente
cancerígeno por la
Comisión Europea.



Se desenrosca la tapa.



Se introduce la
biopsia en el recipiente.



Se enrosca la tapa.



La formalina se libera
al presionar la tapa.



La formalina y la
biopsia se mezclan.

MARCADOR CUTÁNEO

Tinta resistente y de larga duración, prácticamente inodora, contiene básicamente violeta de genciana, que no es ni tóxico, ni alergénico, ni irritante. Solo uso, estéril por radiación, difícil de borrar durante el procedimiento de desinfección.



!
NUEVO

RQ020001
1,15 €

FUNDA LÁMPARA ESTÉRIL

Previene el contacto del cirujano con el mango de la lámpara durante el procedimiento quirúrgico. Sin látex.

!
NUEVO

FL030001

1,05 €



CEPILLOS INSTRUMENTAL

Kit completo de cepillos para la limpieza manual de instrumentos quirúrgicos. Cerdas de plástico, latón e inoxidable. Ideales para eliminar restos en rincones difíciles.



CI030001

18 €

RASURADOR

NO ESTERIL - WILKINSON



-5%

100 unidades
RR010001
27,35€

25,98 €

COLLAR ISABELINO EZ SOFT™

10%



	Ø CUELLO	PROFUNDIDAD
XS	9 - 25 cm	10 cm
S	14 - 31 cm	14 cm
M	17,5 - 38 cm	17 cm
L	30 - 50 cm	20 cm
XL	35,5 - 57 cm	24 cm

XS CB030801

6,15€

5,53 €

S CB030802

6,30€

5,67 €

M CB030803

8,99€

8,09 €

L CB030804

12,20€

10,98 €

XL CB030805

13,65€

12,28 €

ELECTRO ESTIMULADOR

Terapias contra el dolor y para el desarrollo muscular

3 EN 1:
TENS
EMS
Masaje

EN010002

55 €



COLLAR ISABELINO KONG® CLOUD™

INFLABLE Y ULTRA DURABLE

10%



	RAZAS	PROFUNDIDAD
XS	Razas Toy y gatos	hasta 15 cm
S	Jack Russell y Sheltie	15 - 25,4 cm
M	Border Collie y Spaniels	25,4 - 33 cm
L	Labrador y Golden Retriever	33 - 45,5 cm
XL	Ex Rottweiler y Mastiff	45,5 y más

XS CB031001

11,34€

10,20 €

S CB031002

12,61€

11,34 €

M CB031003

13,85€

12,46 €

L CB031004

16,40€

14,76 €

XL CB031005

17,75€

15,97 €

ESTERILIZADOR UV

Esterilización de pequeños instrumentos (sólo donde la luz UV llega)

Medidas: 36 x 25 x 12 cm

Peso: 1,15 kg

Tiempo de desinfección: 45 min

Radiación UV: 254 nm (UV-C)

Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 6W



NUEVO



EE004841

36 €

MELAG®

Quality - made in Germany



CARBURO DE TUNGSTENO

EXTRAORDINARIA DUREZA

-10%

3 PIEZAS

-15%

6 PIEZAS

-25%

10 PIEZAS

COMPLETA TU PEDIDO

con cualquier pieza del catálogo **HEBU**

Descuentos no aplicados en los precios expuestos abajo.



ENVÍO GRATIS*



PINZA DE DISECCIÓN ADSON TC



IZHB2008
12 cm - 1,6 mm

47,34 €

IZHB2009
15 cm - 1,6 mm

53,49 €

TIJERA MAYO TC RECTA



IZHB2270
14,5 cm

73,13 €

IZHB2271
17 cm

75,44 €

PORTA AGUJAS TC MATHIEU



IZHB2222
0,5 mm - 14 cm

63,32 €

IZHB2223
0,5mm - 17 cm

70,24 €

PINZA DISECCIÓN STANDARD TC RECTA



IZHB2002
14'5 cm - 2,0 mm

43,26 €

IZHB2004
18 cm - 2,0 mm

46,98 €

TIJERA METZEMBAUM TC



recta

IZHB2280
14'5 cm

84,74 €

IZHB2281
18 cm

85,90 €

curva

IZHB2284
14'5 cm

86,34 €

IZHB2285
18 cm

87,53 €

PORTA AGUJAS MAYO HEGAR TC



recta

IZHB2200
14 cm - 0,5 mm

47,84 €

IZHB2201
16cm - 0,5mm

48,88 €

de fuerte construcción

IZHB2202G
18 cm - 0,5 mm

61,69 €

IZHB2203G
20 cm - 0,5 mm

65,92 €

PINZA DISECCIÓN POTTS-SMITH



IZHB2015
18 cm - 1,8 mm

81,10 €

IZHB2016
21 cm - 2,0 mm

83,92 €

www.hebumedical.com

*Transporte gratuito solo para instrumental Hebu. Compra mínima 3 unidades. No incluye otros productos en el envío y no acumulable con otras ofertas. Consulte plazo y disponibilidad.



made
in
Germany

