

MESA BAÑERA ESPECIAL PARA CLÍNICAS DE GATOS

CONFORT DEL ANIMAL

Hemos unido las varillas de la parrilla hasta 12 mm para que los pequeños animales no se hagan daño. No usamos chapa perforada a modo de parrilla porque sabemos que con esa superficie los animales dañan sus uñas.

NO DERRAMA EL AGUA

El resalte perimetral ayuda a evitar que parte del agua caiga al suelo.

ANTI-SUCIEDAD

Más fácil de limpiar debido a sus curvas sanitarias de radio mínimo 30 mm. Hechas por artesanos con amplia experiencia.

MATERIAL

Acero inoxidable AISI304 de grado médico (chapas de 1,2 mm de espesor).

ESTABILIDAD TOTAL

Regulador en las 4 patas.

MB071061

1.190 €

consulte otras medidas

GRIFOS

Opciones de grifos
(vendidos separadamente)



Opción sin hueco:
En caso de tener un grifo directo de la pared u otro sistema.



A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR

Nuestras bañeras Karymsky cumplen con la excelencia de los productos que fabrica Everest. Garantizamos alta calidad, diseño inteligente y durabilidad.

Mientras cuidas los gatos en tu hospital, nosotros nos ocupamos de PENSAR, DISEÑAR y FABRICAR equipamientos que faciliten tu trabajo.

EVEREST siente pasión por la tecnología en el mundo veterinario. Nuestro objetivo es seguir estando a la vanguardia en el sector, IMPULSÁNDOLO HACIA EL FUTURO.

OPORTUNIDADES

nº 90
ENE/FEB
2021

EVEREST

WWW.
everest-tecnovet
.com



info@everest-tecnovet.com



+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703



whatsapp: 692 06 34 11
No hacer pedidos por whatsapp



@everestecnovet



everesttecnovet



SAT Servicio de Asesoría Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30



Suscríbete a nuestra **newsletter**:
www.everest-tecnovet.com/newsletter

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.
Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consultar.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN EXISTENCIAS

Tecnología Veterinaria y Médica S.L.

www.everest-tecnovet.com

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL SP-20

Medida de SpO₂, Ritmo de Pulso.

Rango de medida: 30~250 ppm.

Pantalla de TFT de 3.5" con %IP, onda pletismográfica y barra de pulso.

Batería de Litio con autonomía de hasta 18 horas.

Memoria para 500 horas de SpO₂.



NUEVO



MC110004

270€

256,50 €

CAPNÓGRAFO Y OXÍMETRO PC-900B



NUEVO



- Pantalla de 3,5 pulgadas TFT para la monitorización de EtCO₂, RR, SpO₂ y PPM;

- Aplicable en Anestesiología, Respiración y UCI

- Aplicable a pacientes intubados y no intubados

- Almacenamiento del gráfico de las tendencias de hasta 24h.



MC110002

1.800€

1.710 €

PROLONGADOR TUBO MUESTRA GASES ANESTÉSICOS M-H



**DESCUENTO
en compra de 10**



PP011520

3,00€

2,70 €

Precio unitario

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com

ESTERILIZACIÓN

CAJA PARA INSTRUMENTAL en acero inoxidable



CI011802 18 x 8 x 4 cm 16,00€ 15,20 €	CI012001 c/asas 20 x 10 x 5 cm 36,80€ 34,96 €	CI012001A c/asas y agujeros 20 x 10 x 5 cm 52,00€ 49,40 €	CI012502 c/asas (poupinel drytime) 25 x 15 x 5 cm 45,00€ 42,75 €
---	--	--	--

PRECINTO con indicador de proceso VAPOR

Control de esterilización en procesos de vapor (autoclave)

PC040102
19 mm x 50 m
3,40€
3,23 €



PRECINTO

Sólo para cerrar, sin indicador de proceso de vapor.

25 mm x 45 m
PC040002
1,96€
1,86 €



CONTROL de ESTERILIZACIÓN por VAPOR EN TIRAS

Tira con tinta indicadora de fácil lectura e indicación. Ofrece un método preciso y fácil de leer para la supervisión de las condiciones del proceso de esterilización dentro de los paquetes.

No utilizarlo para procesos de calor seco, óxido de etileno u otros sistemas de esterilización a baja temperatura.

caja con 480 uds

CE080001
21,60€
20,52 €



CINTAS IDENTIFICADORAS DE INSTRUMENTAL

(amarillo, rojo, negro, blanco, verde, marrón, azul, naranja)

El color no se altera con la esterilización por hervor, en frío o en autoclave.

6 m x 6,2 mm
CI060000
56,00€
53,20 €



BATEA RIÑONERA acero inoxidable



20 cm
BR030020
9,30€
8,83 €

26 cm
BR030025
11,50€
10,92 €

BOMBONA DE ESTERILIZACIÓN Charnela - INOX



Ø14
12 cm alto
BE021412
35,60€
33,82 €

Ø20
14 cm alto
BE022014
40,50€
38,48 €



Quality - made in Germany

MELAG®

TRABAJAMOS CON TODO
EL CATÁLOGO DE MELAG

OPORTUNIDADES

EVEREST

Nº 90 ENE/FEB 2021

ESPECIAL ESPARADRAPOS



Elige los esparadrapos que quieras
descuento válido para compra
de 10 paquetes o cajas surtidos



TELA - OMNIPLAST



EE020215 Blanco
EE020115 Rosa
1,25 cm x 5 m - 20 uds.
10,82€

9,74 €

EE020250 Blanco
EE020150 Rosa
5 cm x 5 m - 10 uds.
16,33€

14,70 €

EE020225 Blanco
EE020125 Rosa
2,50 cm x 5 m - 20 uds.
16,69€

15,02 €

EE020210 Blanco
10 cm x 10 m - 5 uds.
31,91€

28,72 €

NON WOVEN OMNIFIX ELASTIC



EE021410
10 cm x 10 m - 1 ud
3,71€

3,34 €

CON APÓSITO PRIMAPORE



EE020810
8 cm x 10 cm
10,90€
20 unidades
por caja

9,81 €

EE020812
8 cm x 15 cm
14,40€

12,96 €

EE020818
10 cm x 20 cm
21,80€

19,62 €

PAPEL - MICROPORE HIPOALERGÉNICO



EE020025
2,5 cm x 9,14 m - 12 uds.

12,99€

11,69 €

EE020050
5 cm x 9,14 m - 6 uds.

SEDA - ELGON SILK

Sin Látex



EE020925
2,5 cm x 9,1 m - 12 uds.

12,60€

11,34 €

EE020950
5 cm x 9,1 m - 6 uds.

SEDA - DURAPORE



EE020525
2,5 cm x 9,1 m - 12 uds.

EE020550
5 cm x 9,1 m - 6 uds.

22,15€

19,94 €

www.everest-tecnovet.com



Suscríbete a la
NEWSLETTER

No te pierdas nuestras
OFERTAS ESPECIALES

APÓSITO MELOLIN



Envase hospitalario. 100 unidades



5 x 5 cm
AM035050
43,80 €

39,42 €

10 x 20 cm
AM031020
62,35 €

56,12 €

GASAS COMPRESAS



NO ESTÉRILES

18 hilos
GG012020
20 x 20 cm
2.500 uds.

33,20 €

mallá C
GG012040
20 x 40 cm
1.250 uds.

NO ESTÉRILES
RX

GG014545
45 x 45 cm
100 uds.

28,00 €

APÓSITO MEDIPORE + PAD



5 x 7 cm - 50 uds
AM045072
7,90 €

7,11 €

10 x 6 cm - 50 uds
AM041006
11,85 €

10,67 €

10 x 15 cm - 25 uds
AM041015
11,25 €

10,13 €

10 x 20 cm - 25 uds
AM041020
14,95 €

13,46 €

10 x 25 cm - 25 uds
AM041025
17,45 €

15,71 €



INTRASITE GEL LIMPIADOR REGENERADOR DE LA ÚLCERA



IG010001
6,65 €

6,32 €
unidad



ALGODÓN HIDRÓFILO enrollado con papel

AH020110
1 Kg

5,53 €



APÓSITO TEGADERM



10 x 12 cm - 50 uds
AM061012
47,85 €

43,07 €

4,4 x 4,4 cm - 100 uds
AM064444
47,50 €

42,75 €



Nuestro canal: **You Tube**
EVEREST
tecnovet

CARROS AUXILIARES RORAIMA



Nuestro departamento de I+D+I ha desarrollado un nuevo concepto de carro auxiliar en que tienes la libertad de configurarlo según tus necesidades.

2 alturas: 96 cm y 160 cm.

2 baldas diferentes: Plana y bandeja.

3 cestas distintas:


50, 100 y 200 mm de profundidad.

Ruedas con y sin freno.

Construido íntegramente en acero inoxidable, cestas de plástico.

**DISTINTAS
COMBINACIONES**


Desde **285 €**



**NUEVA ALTURA
DISPONIBLE
160 cm**



NUEVO



Roraima



MESA MAYO - RORAIMA



Bandeja grande: Norma médica, curva sanitaria. SIN RINCONES.

Fácil limpieza y desinfección.

Medidas:

53 x 65 cm (perfil incluido).

50 x 60 cm (zona útil).

Altura regulable con brida de seguridad
85 - 130 cm.

Base en "T":
Mayor libertad de posicionamiento
y movimiento.

Ruedas resistentes de doble llanta.

MI010003

375 €

MESA PUENTE

superficie
con o sin reborde



Superficie:
74 x 42,6 cm

Altura regulable
86 - 120 cm



Deslizamiento
fácil y suave

Totalmente construidas en Acero inoxidable.

MI010114 - Plana (sin reborde)
MI010115 - Con reborde



~~395,00 €~~

355,50 €

MESA MAYO

Bandeja desmontable:
37 x 55 cm (útil)

Altura regulable
93 - 130 cm

Cantos
redondeados
y pulidos

Ruedas:
movimiento suave



Totalmente construida en Acero inoxidable,
excepto elementos estructurales

MI010004
~~225 €~~

202,50 €



EQUIPOS DE ANESTESIA MCKINLEY ONE



MESA / MURAL
(sin concentrador)

1.824 €

Equipo + Vaporizador

- + 1 Cal Sodada
- + 9 Tubos Traqueales
- + T D'AYRES
- + Balón de 0,5 litro
- + C. Circular Cerrado
- + 3 balones de 1,2 y 3L
- + 3 Mascarillas (3 / 4 / 5)



RODABLE +
CONCENTRADOR

2.820 €



NUEVO

Everest presenta el nuevo equipo de anestesia McKinley ONE de pared. Indicado para espacios reducidos, prequirófanos, salas de RX o diagnóstico por imagen. Praticidad y calidad garantizadas.

Equipo de pared

- + 1 Cal Sodada
- + Circuito con trampa de agua
- + 3 balones de 1,2 y 3L

PARED
(sin vaporizador)

975 €

McKinley
Anaesthetic Machines ONE



MASCARILLAS VETERINARIAS



MV020001 - Talla 0
9,95€

9,45 €

MV020002 - Talla 1
11,50€

10,93 €

MV020003 - Talla 2
23,20€

22,04 €

MV020004 - Talla 3
26,80€

25,46 €

MV020005 - Talla 4
28,50€

27,08 €

MV020006 - Talla 5
32,50€

30,88 €

Este producto puede variar ligeramente de apariencia. Consultar medidas.

BOLSAS DE REINSPIRACIÓN

SIN LÁTEX

Bolsas de reinspiración con conectores que cumplen con la normativa ISO. Diseño de triple pliegue, ofrece un agarre más seguro.



6,60€

5,94 €



1 litro Lila
BR050101

2 litros Azul
BR050102

3 litros Verde
BR050103

Este producto puede variar de color

FILTROS DE ANESTESIA



Electroestático G
FA000000

2,95€

1,85 €



Humificador P
FA000001

3,70€

3,33 €



CARBÓN ACTIVADO FLUOSORBER

Los gases anestésicos son **nocivos** para la salud humana y por lo tanto deben ser eliminados por un **sistema** de evacuación adecuado.



FA010003

35,00€

31,50 €



ORTOPEDIA



FÉRULA MIEMBRO ANTERIOR

La medida "B" no es necesaria pero representa la longitud total de la férula.

talla/ref.	peso kg	A (cm)	B(cm)
gato - OR011070	1 - 4,5	7,6	14
XS - OR011071	4,5 - 11	10,8	19,7
S - OR011072	11 - 18	13,3	22,9
M - OR011073	18 - 30	15,2	26,7
L - OR011074	30 - 38	17,8	27,9
XL - OR011075	38-55	18,4	30



GATO / XS

56,00€

53,20€

S

59,20€

56,24€

M

62,40

59,28€

L

67,20€

63,84€

XL

73,60€

69,92€

PROTECTOR DE CODO

Medir alrededor del codo con una cinta métrica y aplicar la siguiente tabla:



14,00€

13,30€

talla	referencia	medidas
S	OR602020	10 - 13cm
M	OR602021	13,50 - 15cm
L	OR602022	15,50 - 19cm
XL	OR602023	19,50 - 23cm

SOPORTE PROTECTOR DE CARPO CON INMOVILIZADOR

Medir con una cinta métrica el contorno de la pata del perro a la altura del carpo y aplicar la tabla:

XS	OR472030	- de 6 cm
S	OR472031	6 - 8 cm
M	OR472032	8 - 10 cm
L	OR472033	10 - 12,5 cm
XL	OR472034	12,5 - 15 cm
XXL	OR472035	15 - 19 cm
XXXL	OR472036	+ de 19 cm



18,00€

17,10€



PROTECTOR DE RODILLA

Para elegir la talla debes de utilizar una cinta métrica y medir el perímetro mas alto de la pata (alrededor del muslo) cerca de la ingle:



22,00€


20,90€

XXS	OR355669	15 a 17 cm
XS	OR355670	17 a 20 cm
S	OR355671	20 a 23 cm
M	OR355672	23 a 27 cm
L	OR355673	27 a 31 cm
XL	OR355674	31 a 36 cm
XXL	OR355675	36 a 41 cm

FÉRULA MIEMBRO POSTERIOR

Medir la distancia desde la punta del dedo más largo a la zona por encima del tarso (animal en estación). La férula no ha de sobrepasar la altura de la rodilla. Peso del animal aproximado.

talla/ referencia	peso Kg	cm
gato OR411070	1 - 4	10,2
XS - OR411071	5 - 11	16,5
S - OR411072	11 - 20	17,8
M - OR411073	21 - 27	20,3
L - OR411074	28 - 36	24



GATO (XXS) / XS

56,00€

53,20€

S

59,20€

56,24€

M

62,40€

59,28€

L

67,20€

63,84€

SOPORTE PROTECTOR DE TARSO

talla	referencia	*superior	*inferior
XS	OR136540	14 cm	10 cm
S	OR136541	16 cm	12 cm
M	OR136542	17 cm	13 cm
L	OR136543	20 cm	16 cm
XL	OR136544	22 cm	18 cm

22,00€

20,90€



FÉRULAS REUTILIZABLES CAERUS™

LAS MÁS AVANZADAS EN POST-OPERACIONES DE CIRUGÍA ORTOPÉDICAS.

- Completamente ajustables
- Fabricadas en plástico termoformable
- Radiolúcidas y fáciles de cortar a medida
- Moldeable después de 3-5 minutos en el calentador
- Elimina la necesidad de soluciones de estabilización
- Reduce el tiempo de preparación y de aplicación



1 CALENTADOR DE FÉRULAS

20 FÉRULAS REUTILIZABLES

5 uds: 5 x 25,5 cm
5 uds: 7,5 x 30,5 cm
5 uds: 10 x 33 cm
5 uds: 12,5 x 33 cm

40 RELLENOS ACOLCHADOS

10 uds: 5 x 25,5 cm
10 uds: 7,5 x 30,5 cm
10 uds: 10 x 33 cm
10 uds: 12,5 x 33 cm

15%

FR010001
495,00 €
420,75 €

FÉRULA FUERTE DE ALUMINIO

-5%

Venta por unidad



FA010102
2 x 50 cm
1,26 €

1,20 €

FA010103
3 x 50 cm
2,09 €

1,99 €

FA010104
4 x 50 cm
2,72 €

2,58 €

KIT FRASCOS DE MUESTRA

Cierre hermético. ESTÉRIL A.
Envasados individualmente
Bolsa de 25 unidades.

-50%

2ª BOLSA

FM010001K 125 ml

FM010002K 60 ml



Comprando 2 bolsas de 25 uds.
Cada bolsa sale a 2,74 €.

1ª bolsa:

3,65 €

2ª bolsa:

1,82 €

BOTAS DE CAUCHO



- Cómodo y resistente
- Mantienen la sensibilidad
- Caucho Natural
- 100% biodegradable
- Permite los movimientos
- Resistentes al agua

Cajas de 12 unidades
(cada uno se puede
usar muchas veces).

TINY, XXS, XS, S y M
19,10 €

18,15 €

L y XL
24,64 €

23,41 €



¿COMO TOMARLE LA MEDIDA AL PERRO?

Mide desde el extremo de la almohadilla grande hasta la punta de la uña más larga. Si la medida está entre 2 tallas, elige la más grande. La bota de caucho debe encajar de forma segura alrededor de la pata y confortable alrededor del pie.

talla	referencia	medida pata
XL	OR435625	10,16 cm +
L	OR435624	hasta 10,16 cm
M	OR435623	hasta 7,67 cm
X	OR435622	hasta 6,35 cm
XS	OR435621	hasta 5,08 cm
XXS	OR435620	hasta 3,81 cm
tiny	OR435619	hasta 2,54 cm

TESTS OFTALMOLOGÍA



15%



TEST de SCHIRMER

TL010001
23,00 €

19,55 €

ROSA DE BENGALA

TF010002
25,10 €

21,34 €

VERDE LISAMINA

TF010003
23,00 €

20,23 €

ESPECIAL SONDAS



Elige las sondas que quieras
descuento válido para compra
de 10 sondas surtidas



SONDA GÁSTRICA PEZZER forma de seta

Estéril, roja. Reutilizable. Unidad



9,20€
8,28 €

SR800010 CH10
SR800012 CH12
SR800014 CH14
SR800016 CH16
SR800018 CH18
SR800020 CH20
SR800022 CH22
SR800024 CH24

SONDA URETRAL GATO



SIN FIADOR

SV010003
FG-3 1 mm

SV010004
FG-4 1,3 mm

3,14€
2,83 €

CON FIADOR

SV010103
FG-3 1 mm
~~4,65€~~

4,18 €
SV010104
FG-4 1,3 mm
~~4,98€~~
4,48 €

SONDA URETRAL PERRA TIEMANN - ESTÉRIL

Estéril, PERRA Unidad.



SV010308
FG 8 - nº 8 - 39 cm

SV010310
FG 10 - nº10 - 39 cm

3,70€
3,33 €

SONDA ALIMENTACIÓN RADIOPACA



SA030105 (gris) FG 5 x 50 cm
SA030106 (verde) FG 6 x 50 cm
SA030108 (azul) FG 8 x 50 cm
SA030110 (negro) FG 10x 50 cm

1,85€
1,67 €

SONDA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL - Buster



SV090002
1,30€

1,17 €

SONDA TOM CAT



Polipropileno, semi rígida. Punta abierta
Alas extra, anchas y flexible. 14 cm.
Con punta abierta FG 3 1/2

SV010604
0,95€
0,85 €

SONDA URETRAL ESTÉRIL PARA PERROS EVEREST



SEMI RÍGIDA

SV010106k - blanca
FG-6 2 mm x 50 cm

SV010108k - roja
FG-8 2,6 mm x 50 cm

SV010110k - azul
FG-10 3,3 mm x 50 cm



**CAJAS DE 10
UNIDADES**
misma medida

~~25,50€~~
22,95 €



BLANDA

SV010006k - blanca
FG-6 2 mm x 50 cm

SV010008k - roja
FG-8 2,6 mm x 50 cm

SV010010k - azul
FG-10 3,3 mm x 50 cm

Todas las sondas de la página se venden por unidad excepto las uretrales de Everest que van en cajas de 10. El descuento es válido por la compra de 10 sondas.

EQUIPO GOTERO

Equipos de infusión para terapia intravenosa (20 gotas = 1 ml), Venta por unidad.



EG020001
Luer sin rosca
(20 gotas) 162 cm

-5%

0,40€
0,38 €

EG020004
Luer - lock con rosca
(20 gotas)



EG020003
Transfusión
de sangre
0,81€

-10%

0,73 €

EG020002
Luer lock pediátrico
con rosca (60 gotas)
0,64€

0,58 €

SOPORTE GOTERO

Acero inoxidable, base estrella, gancho azul, rueda 50 mm.



-10%

72,00€
64,80 €

BOLSAS TRANSFUSIÓN DE SANGRE

450 ml con 63 anti coágulos. Bolsa con tubo donador integral de 14 segmentos con 450 ml de anticoagulante CPDA, PL 146.



-5%

UNIDAD
BT020001
4,45€

4,22 €

AGUJA EPICRANEAL PIC INDOLORE

-10%



AE020005 ■ G-25 naranja / 0,5 mm
AE020006 ■ G-23 azul / 0,6 mm
AE020008 ■ G-21 verde / 0,8 mm
AE020011 ■ G-19 beige / 1,10 mm

100 unidades
12,95€

11,66 €

ELECTRO BISTURÍ - COAGULADOR 970B

Doble display que presenta las potencias de corte y coagulación

Intensidad de sonido ajustable



Selector de potencia separado para corte y coagulación

Posibilidad de trabajar con placa REM



DOTACIÓN STANDARD

Cable de red
Pedal de control antiexplosión
Cable para electrodo neutro
Electrodo neutro metálico
Juego de electrodos reutilizables
Mango reutilizable con pulsadores

DOTACIÓN BIPOLAR

Cable + pinza

**ACCESORIOS
MONOPOLAR + BIPOLAR
INCLUIDOS**

CUT corte puro 120 W-250Ω
BLEND corte-coagulado 90 W-250Ω
FORCED COAG corte superficial 80 W-200Ω
SOFT COAG coagulación profunda sin carbonización 60 W-100Ω
Coagulación BIPOLAR gracias al adaptador especial 40 W-100Ω
Frecuencia de trabajo 600 KHz
Placa paciente-Placa neutra F
Potencia de voltaje 115-230 Vac / Potencia de trabajo 50-60 Hz
Corriente máxima de absorción 300 VA
Peso 5 Kg
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 254 x 104 x 288 mm

!

NUEVO

990 €

ESPECIAL OFTALMOLOGÍA

ALTA CALIDAD - INSTRUMENTAL ALEMÁN

10%

3 PIEZAS

15%

6 PIEZAS

25%

10 PIEZAS

COMPLETA TU PEDIDO

con cualquier pieza del catálogo **HEBU**

Descuentos no aplicados en los precios expuestos abajo.

MICRO TIJERA PARA CÓRNEA - TROUTMAN



IZHB7385
10 cm a la izquierda

IZHB7386
10 cm a la derecha

172,95 €

PORTA AGUJAS BARRAQUER 13,5 cm

TC - con boca de CARBURO DE TUNGSTENO
micro 0,3 recomendados para 6/0 - 10/0



IZHB2110
0,3 mm
recto

115,36 €

IZHB2111
0,3 mm
curvo

117,58 €

Boca LISA recomendada para 9/0 - 11/0



IZHB2412
lisa
recto

151,41 €

IZHB2413
lisa
curvo

160,68 €

CÁNULA LAGRIMAL GILL



10 mm - 5x3
8 cm - 25G
IEAK1445

36,75 €

PINZA MCPHERSON



IZHB705502
8,5 cm recta 1x2 con dientes

164,36 €



PINZA PARA SUTURA MC PHERSON



IZ705601
8,5 cm angulada, lisa

119,93 €



ESPÁTULA BARRAQUER



IE0AH855
10 cm

49,90 €

BLEFAROSTATO BARRAQUER



IE210104
4 cm

17,60 €

www.hebumedical.com

Oferta válida para todos los productos del catálogo Hebu. Consulte plazo y disponibilidad.

made
in
Germany

