



iberzoo+ **PRO-PET** 15-17
Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía Mar
2023

Monitores · Infusión · Electrocirugía y más

OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 103
MAR/ABR
2023

EQUIPOS DE ANESTESIA MCKINLEY ONE

Hechos en 
ESPAÑA



- + 1 Cal Sodada
- + Circuito con trampa de agua
- + 3 balones de 1, 2 y 3L

PARED
(sin vaporizador)

1.004€



MESA
(sin concentrador)

1.890€

**EQUIPO +
VAPORIZADOR**

- + 1 Cal Sodada
- + 9 Tubos Traqueales
- + T D'AYRES
- + Balón de 0,5 litro
- + C. Circular Cerrado
- + 3 balones de 1,2 y 3L
- + 3 Mascarillas (3 / 4 / 5)

RODABLE
(sin concentrador)

2.125€



 **McKinley**
Anaesthetic Machines ONE

 **VER MÁS
EN LA WEB**



VAPORIZADOR TEC III CON MODERNO SISTEMA DE LLENADO QUICK/EASY FILL PARA AGENTES ANESTÉSICOS

**LA TRANQUILIDAD DE
UNA ANESTESIA SEGURA**

GARANTIZAN LA
**PROTECCIÓN
TOTAL**
DEL USUARIO

MESA MAYO

Altura regulable:
93 -130 cm

Desmontable

Bandeja removible:
37 x 55 cm (útil)

Cantos redondeados
y pulidos

MI010007

234€



MESA PUENTE

Superficie:
74 x 42,6 cm

Altura regulable
86 - 120 cm

Ruedas:
movimiento suave

Con reborde

MI010115

395€



**EN ACERO
INOXIDABLE**

Hechos en 
ESPAÑA


EVEREST
tecnovet

OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 103
MAR/ABR
2023



SUITES PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS

Hechos en 
ESPAÑA

MÓDULO 1
SG030001

715€

MÓDULO 2
SG030002

799€

BASE RODABLE
SG030100

153€



Moderno concepto de hospitalización para gatos, con reducción del estrés postoperatorio y que proporciona más confort para el paciente y más seguridad para el veterinario.

POPA Suites no para de crecer, desde su estructura y diseño innovadores hasta la oferta variada de accesorios que la transforma en la suite ideal.

CONSULTE ACCESORIOS

- Soporte de gotero
- Sistema de extracción/ventilación
- Gotero + tija
- Percha para suero



**VER MÁS
EN LA WEB**

POPA
Suites

GRATIS

BASE RODABLE
Comprando 3 módulos



CAJA PARA REDUCCIÓN DE MIEDO Y ESTRÉS DE GATOS

GRATIS

COMPRANDO
3 módulos de
POPA SUITES

Confortable

Se puede esconder sin elementos que le puedan molestar o hacer daño.

Robusta

Crea un ambiente seguro para el gato.

Higiénica y ecológica

Son de un solo uso, 100% cartón reciclable.

Pestañas dinámicas.



SG030910
5 unidades
21€



POPA
cave



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 103
MAR/ABR
2023

BOMBAS DE INFUSIÓN Y JERINGA + DOCK STATION ESTACIÓN DE TRABAJO CON PROGRAMA SECUENCIAL

UN PASO GIGANTE EN LAS
TÉCNICAS DE INFUSIÓN

GRATIS



3 BOMBAS
+ DOCK STATION
+ RUEDA DE
FLUIDOTERAPIA
1.995€

Bombas vendidas por separado: 695€ cada.



SOPORTE PARA BOMBAS DE INFUSIÓN O JERINGA

EXCLUSIVO
EVEREST



Diseñado y fabricado por nosotros para adaptar nuestras bombas a jaulas de hospitalización.

En acero inoxidable.
Tija regulable en altura.
Espacio para organización de cables.



SG010201

80€

EQUIPO GOTERO LUER-LOCK 250 cm



ESPECIAL para
nuestras bombas

EG020013
0,98€



YouTube



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 103
MAR/ABR
2023

MONITOR TÁCTIL SIGNOS VITALES - K12

NIBP · SpO₂ · ECG · TEMP · RESP · EtCO₂

- Pantalla 12" Táctil con retroiluminación por LED
- 9-señales en pantalla.
- Indicador visible 360 grados con 3 niveles de alarma.
- HL7 protocolo para conectar con el sistema hospitalario.
- Batería de Li-Ion hasta 3 horas de monitorización continua.
- Sin impresora.

CON O SIN CAPNOGRAFÍA SIDESTREAM
MANGUITOS PNI REUTILIZABLES



CON capnografía **SIN capnografía**

MC110009

2.590€

MC110007

1.500€

**PUEDES AÑADIR A AMBOS:
MÓDULO DE PRESIÓN INVASIVA IBP RM076001
360€**



ASISTENCIA VIRTUAL INCLUIDA EN TODOS LOS MONITORES

Formación y puesta en marcha por video-llamada con nuestro técnico.

FINANCIACIÓN*
12!
meses

CAPNÓGRAFO Y OXÍMETRO PC-900B

- Pantalla de 3,5 pulgadas TFT para la monitorización de EtCO₂, RR, SpO₂ y PPM;
- Aplicable en Anestesiología,
- Respiración y UCI.
- Almacenamiento del gráfico de tendencias de hasta 24h.



MC110002

1.800€

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL SP-20

- Medida de SpO₂, Ritmo de Pulso.
- Rango de medida: 30 ~ 250 ppm.
- Pantalla de TFT de 3.5" con % IP
- Onda pletismográfica y barra de pulso.
- Batería de Litio (hasta 18 horas).
- Memoria para 500 horas de SpO₂.

INCLUYE
Sensor lingual
+ Cargador de sobremesa

MC110004


270€



ELECTROCARDIOGRAFO - CARDIOLINE - ECG100L

- 12 DERIVACIONES
- PANTALLA TÁCTIL 5" EN COLOR
- INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA
- CABLE DE PACIENTE 5 HILOS

**SOFTWARE
EASY APP
300€**



**EG010005
1.085€**

ELECTRODO ECG ADHESIVO FOAM



3 cm x 4 cm
0,8 cm (espesor)
50 unidades

**EE090002
6,85€**

3M

ELECTRODO ECG RED DOT MICROPORE



50 unidades

**EE090003
16,88€**

3M

COLGADOR PARA SONDAS TRAQUEALES EN ACERO INOXIDABLE




15%

**CS050001
61,00€
51,85€**

SONDA TRAQUEAL CON BALÓN y CONEXIÓN

RÜSCH
Desde 1885



2,5 / 4,5 mm
**SR3000..
3,10€
2,79 €**

5 - 10 mm
**SR3000..
1,95€
1,75 €**



10%

AUTOCLAVES CLASE B - Classic



COMPLETA Y RACIONAL

Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro. B Classic, simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y costes.

Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y facilidad de uso. B Classic es la solución para todos.

- Wifi y ethernet integrados.
- Software para descargar ciclos.
- Display con iconos claros e intuitivos.
- Arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra

AE040622

Hechos en
EUROPA



LEASING · RENTING ·
PLAZO · VENTA A PLAZO
hasta
60
meses

LIMPIADOR DENTAL ULTRASONIDOS



3 PROGRAMAS:
LIMPIEZA · PERIODONCIA · ENDODONCIA

UD010302 LED
575€

UD010301
520€

INCLUYEN: 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante,
llave endo, soporte 6 puntas

MICROSCOPIO TRINOCULAR CX-33

Diseño ergonómico. Objetivos planos de claridad de imagen.
Iluminación LED de larga vida útil.

OLYMPUS

El sistema viene de serie
con objetivos, oculares,
trinoculares, escenario y
condensador incluidos.

25%
MB010301
2.645€
1.984€



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 103
MAR/ABR
2023

ELECTROCIRUGÍA CON AUTÉNTICO SELLADO DE VASOS

UNIDAD DE ELECTRO-CIRUGÍA HEBU HBS 300I X-TOUCH Vessel sealing con AutoStop

Vassel Sealing "BiSeal"
+ 4xDiatermy
Corte puro 300W
Coagulación max 150W



EBHF9509
DESDE
7.495€

UNIDAD DE ELECTRO-CIRUGÍA HEBU HBS 200I X-TOUCH Vessel Sealing Bisecal con AutoStop

Vassel Sealing "BiSeal"
+ 2xDiatermy
Corte puro 200W
Coagulación max 140W



EBHF9505
DESDE
5.495€

UNIDAD DE ELECTRO-CIRUGÍA EMED ATOM Vessel Sealing Thermostapler

Corte puro 400W
Coagulación monopolar 200W
Corte Bipolar 330W
Vessel sealing Thermostapler®



EB010018
DESDE
6.318€



ELECTROCIRUGÍA

Trabajamos con una amplia gama de equipos y accesorios para electrocirugía.
Consúltenos.

ELECTROBISTURÍ COMPLETO CON DOTACIÓN INTEGRAL "Coagulador 970 beta"

monopolar/bipolar 120W.
Corte puro 120W
Corte + coagulación 90W
Coagulación bipolar 40W.



EB010201
1.045€

ELECTROBISTURÍ EMED ES-120

Corte puro 120W
Corte + coagulación 80W
Coagulación bipolar 80W.



EB010011
**DESDE
1.540€**

UNIDAD DE ELECTRO-CIRUGÍA EMED ATOM


Corte puro 400W
Coagulación monopolar 200W
Corte Bipolar 330W



EB010019
**DESDE
5.388€**


TUBOS CON TAPÓN- VÁLVULA

Diferentes formatos y volúmenes de tubos con aditivos: anticoagulantes, antiglicólicos, aceleradores de la coagulación o vacíos.



TAPÓN-VÁLVULA

Sistema que permite su manipulación sin necesidad de destaponar, permaneciendo hermético y disminuyendo el riesgo de contaminación.



Petzen



Consulte otros tipos y medidas



Pueden ser surtidas

**EDTA
K3** 100 uds.

15%

0,25 ml
TP010102
~~11,66€~~
9,91€

15%

0,5 ml
TP010105
~~11,48€~~
9,75€

15%

1 ml
TP010101
~~11,61€~~
9,86 €

**HEPARINA
LITIO** 100 uds.

15%

1 ml
TP010010
~~12,40€~~
10,54€

**GEL SEP.
SUERO** 100 uds.

15%

1,5 ml
TP010420
~~20,23€~~
17,19€

FRASCOS DE MUESTRA ESTÉRILES



5%

~~4,96€~~
4,71€

60 ml - 25 uds.
FM010002
150 ml - 25 uds.
FM010001

EMPAPADORES

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO



10%



A1036040
~~33,47€~~
30,12€

Cada uno sale a
0,125 €

60 x 40 cm - 240 uds.
Absorción (ISO 11948 1:1996):
Superior 740 ml

A1039060
~~48,10€~~
43,29€

Cada uno sale a
0,240 €

90 x 60 cm - 180 uds.
Absorción (ISO 11948-1:1996):
Superior 1.400 ml

LÁMPARA DE QUIRÓFANO IGLUX - ORDISI



IG - 100

25%

IG - 65

25%

95.000 LUX (1m) 4.500°K RA>95

RODABLE

LQ010213

2.304,86€

1.729€

PARED

LQ010212

2.401,91€

1.802€

TECHO

LQ010211

2.529,29€

1.897€

65.000 LUX (1m) 4.500°K RA>95

RODABLE

LQ010202

2.062,23€

1.547€

PARED

LQ010203

2.159,28€

1.620€

TECHO

LQ010201

2.286,66€

1.715€

LÁMPARA DE CONSULTA FLH-3 - ORDISI



35.000 LUX
a 1 m

25%

LS010033

brazo articulado
+ soporte de mesa

451,50€

338,62€

LS010034

brazo articulado
+ soporte pared

451,50€

338,62€

LS010037

brazo flexible
+ soporte rodable

525,58€

394,18€

LÁMPARA DE CONSULTA FLH-2 LED LUZ FRÍA - ORDISI



12.000 LUX
a 1 m

30%

RODABLE

LS010012

412,45€

288,71€

PARED

LS010013

361,49€

253,04€

MESA

LS010014

361,49€

253,04€



DISPONEMOS DE TODO EL
CATÁLOGO DE ORDISI.
LLÁMANOS Y TE INFORMAMOS.



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 103
MAR/ABR
2023

OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO



PORTA AGUJAS CRILE-WOOD

15 cm
BOCA-DURA

IZHB2215
64,52€

PORTA AGUJAS OLSEN-HEGAR

CON TIJERAS
14 cm - BOCA-DURA

IZHB2208
70,71€

PORTA AGUJAS MAYO HEGAR

18 cm
BOCA-DURA

IZHB2202
72,51€

DESCUENTO NO APLICADO

TIJERA MAYO

RECTA - 14,5 cm
SUPERCUT

IZ1791SC
58,66€

TIJERA METZEMBAUM

RECTA - 14,5 cm
SUPERCUT

IZ1821SC
47,72€

TIJERA METZEMBAUM

CURVA - 14,5 cm
SUPERCUT

IZ1851SC
59,70€

10%

3 PIEZAS

15%

6 PIEZAS

25%

10 PIEZAS

www.hebumedical.com

EL DESCUENTO SE APLICARÁ EN TODO
INSTRUMENTAL DE HEBU MEDICAL
COMPRANDO A PARTIR DE 3 PIEZAS.

El mejor corte combinado a una larga vida

HEBU
ceraBite



OPORTUNIDADES

www.everest-tecnovet.com

nº 103
MAR/ABR
2023

ACEITE DE PARAFINA - INSTRUMENTAL



400 ml

10%

IZHB9109

19,51€

17,55€

CÁMARA ADMINISTRACIÓN MEDICINAS CON INDICADOR DE FLUJO



5%

CA070002

35,80€

34€

3 MASCARILLAS S, M, L

CEPILLOS PARA INSTRUMENTAL

Kit 3 cepillos para limpieza de instrumental
NYLON - LATÓN - ACERO INOXIDABLE



15%

CI030001

18,00€

15,30€

CONTENEDOR DE 1 LITRO PARA AGUJAS HIPODÉRMICAS USADAS



Apto para residuos
sólidos tipo II y III.

20%

CA020006

3,30€

2,64€

JUEGO DE LARINGOSCOPIOS DE URGENCIA XP



MANGO A PILAS
con maletín
+ 5 palas
(2 Miller + 3 Mac)

HF810858

138,90€

INSTRUMENTO OFTÁLMICO ROTATORIO

10%

I0030001

155,00€

139,50€

CON FRESA
DIAMANTE
de 3,5 mm



FRESA DIAMANTE de 2,5 mm o 3,5 mm



84,00€

75,60€

10%

iberzoo + PRO-PET

Feria Internacional para el Profesional
del Animal de Compañía

LIVE Connect

Promueven:

aedpac

Asociación Española
de la Industria y el Comercio
del Sector del Animal de Compañía



AMVAC
Asociación Madrileña de Veterinarios
de Animales de Compañía

Colaboran:



Asociación Nacional de Fisiólogos
de Animales de Compañía



Veterindustria

En coincidencia con:



Vet+i Congreso
2023



**XL CONGRESO
AMVAC**
Medicina y Cirugía
de atención
inmediata



5º FORUM
DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DEL SECTOR
DEL ANIMAL DE COMPAÑIA EN ESPAÑA

STAND
10G22




La primera plataforma de negocio del
mercado iberoamericano del sector petcare.

**15-17
Mar**

2023

Recinto Ferial
ifema.es

**IFEMA
MADRID**



E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



NEWSLETTER

SUSCRÍBETE



TELÉFONO

+34 637 86 00 72

+34 93 668 6715

+34 91 833 3703

www.everest-tecnovet.com/newsletter



INSTAGRAM

@everest.tecnovet



WHATSAPP

+34 692 06 34 11

(por favor no hacer pedidos por whatsapp)



LINKEDIN

everest-tecnovet



SAT

Servicio de asesoría técnica

sat@everest-tecnovet.com

+34 692 06 34 30



YOUTUBE

everesttecnovet

www.everest.tecnovet.com

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). *Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**