



OPORTUNIDADES n° 111

www.everest-tecnovet.com

JUL / AGO
2024



Aquí somos
SOLIDARIOS
con San Juan de Dios

SJD San Juan de Dios
Solidaridad



Suscríbete a nuestra newsletter
www.everest-tecnovet.com/newsletter



everesttecnovet



everest-tecnovet



SAT Servicio de Asesoría
Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30



+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703



692 06 34 11



@everest.tecnovet

POPA Suites

Un ejemplo de crecimiento en todos los sentidos

La POPA Suites han evolucionado desde su creación, y mientras lo hacían, Everest ha crecido con ellas.

Un ejemplo de buen hacer, pensadas y diseñadas para el bienestar de los felinos que cada vez son más parte de las familias por todo el mundo.

La sociedad internacional de medicina felina ISFM, con su óptica amigable para gatos, avala las POPA Suites, y nuestros clientes, nacionales e internacionales están encantados con los resultados. Seguimos trabajando para aumentar la familia y ofrecer los gatitos, la calidad y comodidad que merecen.



POPA Suites



Módulo 1
SG030001A

62x57x80 cm

875€




Módulo 2
SG030002A

62x57x80 cm

975€

Base Fija

Desde una columna con 1,2 o 3 módulos hasta una zona con diversos módulos de hospitalización / almacenaje. Bases fijas con diferentes alturas. Disponibles para la Silver Popa Suites y la Golden Popa Suites. Consúltenos.



Base Rodable

Base robusta con ruedas de alta calidad garantizada. Facilitan la limpieza y desplazamientos. Disponibles para la Silver Popa Suites y la Golden Popa Suites. Base rodable sin cargo, por 3 unidades






POPA
Suites

Módulo Gold
SG030400
62x67x98 cm

1.045€




ACCESORIOS PARA POPA SUITES

Gotero + Tiia



SG030107 **129€**

Sistema de extracción/ventilación



SG030102 **60€**

Percha para suero



SG030101
Acero Inoxidable
45€

Termohigrómetro



SG030103
Hecho en Alemania
50€

Roraima

CARROS MULTIFUNCIONALES RORAIMA

Diseñados para auxiliar el trabajo del veterano por muchos años. Durables y resistentes como todos los productos de fabricación propia EVEREST, la serie RORAIMA es garantía de calidad y funcionalidad.

CARRO RORAIMA 96 cm


460€+IVA



CARRO RORAIMA 96 cm MA441201

Carro Roraima, 96 cm de altura. Ruedas: 2 con y 2 sin frenos. (No incluye accesorios)

235€




Estante plano

MA441231

Estante plano con reborde. Carro auxiliar. Acero Inoxidable. 640x420mm

75€




Cesta 100mm

MA441251

Cesta de 100mm transparente para carro auxiliar Roraima de 600x400mm

75€



CARRO RORAIMA 160 cm

705€+IVA



CARRO RORAIMA 162 cm


MA441202

Carro Roraima, 162 cm de altura.

Ruedas: 2 con y 2 sin frenos.

(No incluye accesorios)

320€



Cesta 50mm

MA441250

Cesta de 50mm transparente para carro auxiliar Roraima de 600x400mm

75€




Cesta 100mm

MA441251

Cesta de 100mm transparente para carro auxiliar Roraima de 600x400mm

75€




Estante plano

MA441230

Estante plano sin reborde. Carro auxiliar.

Acero Inoxidable. 640x420mm

75€




Cesta 200mm

MA441252

Cesta de 200mm transparente para carro auxiliar Roraima de 600x400mm

85€



Mesa puente MI010115

Mesa puente instrumental. Plana con reborde.
Acero inoxidable. 740x426cm graduable en
altura de 86-120cm

395€



LA NUEVA ERA DE LA INFUSIÓN

DOCK STATION: ESTACIÓN DE TRABAJO CON PROGRAMA SECUENCIAL

Modo de infusión realmente inteligente
Auto-Infusión continua,
reduciendo riesgos de
interrupción satisfaciendo los
requisitos de la infusión de los
medicamentos.



**3 BOMBAS
+DOCK STATION
+RUEDA DE
FLUIDOTERAPIA**

1.995€

**SÍGUENOS EN NUESTRO
INSTAGRAM**



comprando



695€

Unidad

comprando



655€

Unidad

comprando



565€

Unidad



OPORTUNIDADES n° 111

www.everest-tecnovet.com

**JUL / AGO
2024**

SOPORTE PARA BOMBAS DE INFUSIÓN O JERINGA

Diseñado y fabricado por nosotros para adaptar nuestras bombas a jaulas de hospitalización. En acero inoxidable, tija regulable en altura, espacio para organización de cables.

Soporte de gotero

SG010201

Soporte de gotero para bomba de infusión MedCaptain

79,99€ -10% =
71,99€.



Equipo gotero Luer-Lock

EG020013

Equipo gotero de Luer-Lock para bomba de infusión peristáltica. 250 cm.

0,98€



Trabajando sin descanso para ofrecerte
excelencia en anestesia veterinaria

McKinley

LA TRANQUILIDAD DE UNA ANESTESIA SEGURA

Revisamos tu vaporizador y sustituimos el dispositivo llenado por el más moderno sistema.
Easy fill/Quick fill

REVISIÓN DEL VAPORIZADOR

231€

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE LLENADO EASY O QUICK FILL

95€



*Portes no incluidos

EL VALOR DE LA SALUD



RIESGO PARA LA REPRODUCCIÓN

Muchos investigadores han estudiado las alteraciones de la función reproductiva de los trabajadores expuestos a gases anestésicos.



XX010539
QUICK FILL* SEVO



XX010549
EASY FILL* ISO



XX010548
EASY FILL* SEVO

Venta por separado **95€**

Revisión de vaporización e instalación de dispositivo **65€**

*Quick Fill: Abbot Laboratories *Easy Filt: GE-General Electric



GASAS COMPRESAS

MALLA "C"



NO ESTÉRILES

GG012020
20x20 cm
2.500 uds.

41,41€

GG012040
20x40 cm
1.250 uds.

42,48€

ESTÉRILES

GG032020
20x20 cm
200 sobres de 5 uds.

32,70€

GG032040
20x40 cm
150 sobres de 5 uds.

39,45€

RECTILÍNEA - CONTRASTE RX



NO ESTÉRILES

GG014545
45x45 cm
100 uds.

36,26€

ESTÉRILES

GG034545
45x45 cm
En sobres de 5 uds.

2,35€

NON-WOVEN (Medicomp)



NO ESTÉRILES

GG050001
10x10 cm
100 uds.

2,27€

ESTÉRILES

GG050410
10x10 cm,
40 sobres de 5 uds.

9,60€

VENDA ALMOHADILLA

Hidrófoba. Tejido vaporoso y elástico resistente.
Esterilizable (121°C)

VA040305
5cmx2,7m
10 uds.
~~3,40€~~
2,89€

VA040307
7cmx2,7m
10 uds.
~~4,30€~~
3,66€

VA040310
10cmx2,7m
10 uds.
~~5,60€~~
4,76€

15%



VENDA GASA DE MALLA

VG010205
5cmx5m
10 uds.
0,98€

VG010207
7cmx5m
10 uds.
1,37€

VG010210
10cmx10m
10 uds.
3,52€



VENDAJE TUBULAR ELÁSTICO DE MALLA

1. **VT010301**
1,50cmx25m

2. **VT010302**
2cmx25m

3. **VT010303**
2,5cmx25m

4. **VT010304**
3cmx25m

5. **VT010305**
4,5cmx25m

6. **VT010306**
5cmx25m

7. **VT010307**
5,5cmx25m

8. **VT010308**
6cmx25m

Desde... 3,80€



PINZA PARA PÓLIPOS COCODRILO - HARTMAN

IP623144 ~~32,70€~~
85cm **27,80€**

IP623143 ~~73,90€~~
14cm **62,81€**

IE426114 ~~103€~~
14cm **87,55€**

15%



COMPRESA PARA OTOHEMATOMA



10%

CB040001 ~~28,65€~~
12x8CM
10 uds **25,78€**

DRENAJE TUBULAR PENROSE

DT020106
9,5mmX45cm 1/4"

DT020113
13mmX45cm 3/8"

DT020119
19mmX45cm 1/2"

~~1,73€~~
1,47€ **15%**




VISITA NUESTRA WEB!

[Inicio](#) [Productos](#) [Catálogos](#) [S.A.T.](#) [Contacto](#) 

Everest Tecnovet, especialistas en equipamiento veterinario

Referencia, nombre, marca, necesidad...



ENVÍO GRATIS
a partir de 150€

FINANCIACIÓN
12 meses sin intereses

SUSCRÍBETE
ofertas exclusivas

SOPORTE
y asistencia técnica



OPORTUNIDADES n° 111

www.everest-tecnovet.com

JUL / AGO
2024



AUTOCLAVES CLASE B - Classic

COMPLETA Y RACIONAL

Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro. B Classic simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempos y costes. Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y facilidad de uso.

B CLASSIC ES LA SOLUCIÓN PARA TODOS

- Wifi y ethernet integrados
- Software para descargar ciclos
- Display con iconos claros e intuitivos
- Arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos para racionalizar el uso de la máquina
- Secado extra
- Venta a plazos hasta 60 MESES



AE040622

3.980€



VER MAS EN LA WEB

Se recomienda instalación y formación a cargo del servicio técnico oficial no incluida.



ORDISI

ASPIRADOR MÉDICO ASPIT

13 Lpm. Frasco 1,6 litros
Filtro bactericida
Regular de vacío



25%

AM020001

~~914,70€~~

686,03€



CÁNULA DE ASPIRACIÓN - POOLE

Cánula de aspiración autoclavable. Óptima para aspiración de líquidos en abdomen, lavados quirúrgicos, hemoabdomen, etc.



IZHB2681- recta

22cm Ø10mm CH30

IZHB2682 - curva

22cm Ø8mm CH24

10%

~~40,21€~~

36,18€



OPORTUNIDADES n° 111

www.everest-tecnovet.com

JUL / AGO
2024



CAJAS PARA INSTRUMENTAL



CI011802
18x8x4cm

18,80€

CI012001
20x10x15cm

42€

CI012502
20x15x5cm

53,60€

COLGADOR PARA SONDAS TRAQUEABLES

EVEREST
tecnovet



CS050001
Para 16 sondas

~~61,00€~~

51,85€

15%



CI012001A
20x10x5cm

63€

CI012502A
25x15x5cm

71€

CI013002A
30x15x5cm

82€

BATEA RECTANGULAR



BR013017
32,5x17x3,5cm

20€

BR012416
24x16x3cm

17,30€

BATEA RIÑONERA



BR030020
20x11x3,5cm

11,20€

BR030025.
26x14x3,5cm

13,76€



MURRAY



MESA ELEVADORA ELÉCTRICA - MURRAY



A LOS PERROS LES ENCANTA!

Mesa de examen sin comparación. Sube y baja cualquier perro con cero esfuerzo.

Amiga de los animales, es silenciosa y divertida. Nuestros clientes se sorprenden de las reacciones de los perros al subir a la **Murray**.

Diseño atractivo pensado tanto para una fácil limpieza de la mesa como para mejorar la imagen de la clínica.

La calidad es indiscutible, como en todas las mesas diseñadas y fabricadas por **Everest**.

Sistema registrado y patentado.



MR040301

Mesa Reconocimiento
articulada MURRAY.
1,2x0,50m min.
Altura 40 cm
Carga 80Kg

1.695€

- Incluye enchufe para conexión de accesorios
- Mando neumático para evitar calambres si un perro lo muerde
- Construida totalmente en acero inoxidable
- Raíl de aluminio para sujeción de accesorios.
- Con madera bajo la superficie (para evitar sonidos metálicos)



CRIOCIRUGÍA DE VANGUARDIA

Descubra CryoPen, una gama de instrumentos de criocirugía innovadores, potentes y portátiles, diseñados para eliminar por completo todas las lesiones cutáneas, benignas y los tumores con un bajo coste por tratamiento y procedimientos sumamente rápidos.

SIN ANESTESIA, SIN DOLOR
El tratamiento con CryoPen no causa dolor, ni daños en el tejido sano y pocas o ninguna cicatriz.

Requiere mínima atención posterior al tratamiento.

FÁCIL DE USAR

Si no tiene experiencia en cirugía, todo lo que necesitará son sus competencias de diagnóstico y mano firme. Si ya tiene experiencia en el uso de dispositivos tradicionales de criocirugía, estará encantado con el rendimiento excepcional, la precisión milimétrica y la facilidad de uso del CryoPen.



La tecnología de vanguardia de CryoPen revoluciona el tratamiento de lesiones los veterinarios.

ELIMINACIÓN COMPLETA DE LESIONES CUTÁNEAS

CR050001
Incluye 4 puntas: amarillo, blanco, verde, azul + 6 cartuchos de 16gr

1.995€



OPORTUNIDADES n° 111

www.everest-tecnovet.com

JUL / AGO
2024



MESA DE EXAMEN ABATIBLE DE PARED



ELEGANTE Y ACTUAL

Cuidamos la estética de tu zona de trabajo.

MATERIALES

100% Acero inoxidable AISI 304 (18/10)

+Madera para insonorización

ALTURA:Según instalación de la pared.

La altura del trabajo habitual es de 92 cm

CAPACIDAD: 70Kg

MECANISMOS OCULTOS

SUPERFICIE: 114,6x55,8CM

FÁCIL DE APERTURA Y DESLIZAMIENTO SUAVE

MR040201
Mesa Nun Wall

695€



MATERIALES:
100% Acero inoxidable AISI 304 (18/10)
+ Madera para insonorización

CAPACIDAD:
150 Kg

2 RAÍLES MÉDICOS:
Barras en acero inoxidable formato universal para sujeción de accesorios.

SUPERFICIE:
120 x 60 cm

INMEJORABLE

ALTURA:
85 cm

MEDIDA PATAS:
40 x 40 mm
+ refuerzos de 30 x 30 mm de tubo inoxidable.

PATA AJUSTABLE:
Por regulador

MR040101
Mesa de Examen
489€



CHAMONIX-MUEBLE TÉCNICO FUNCIONAL

Es mueble, mesa de examen y mucho más.
La calidad es innegable, el estilo, lo decides tú.



MT100002

Derecha o Izquierda.
Cajonera grande 4 +
voladora Tipo A

1.245€



MT100032

Armario pequeño +
Cajonera 4 grande
Tipo C

1.849€



MT100012

Cajonera grande 4 +
Cajonera pequeña 4
Tipo B

1.950€

CALIDAD

2 opciones de superficie.
Acero Inox y Compacto fenólico

FACILIDAD Y LIMPIEZA

Cubeta de cajón extraíble con cantos
redondeados.

PRACTICIDAD

Apertura 100% de cajones

DURABILIDAD

Construcción en Acero
Inoxidable.

PERSONALIZACIÓN

Puedes decidir a que lado van
los cajones o bien, pedir un
proyecto personalizado.

ORGANIZACIÓN

Cajones con 2 alturas.
Mucho espacio para tener al
alcance de tus manos todo lo
que necesitas para examinar
al animal.

CAJONES:

APERTURA TOTAL

Con Chamonix, tienes al alcance de tus manos los
materiales que necesitas para examinar al animal.

Además los cajones son muy am-
plios (en dos alturas
diferentes), tienen apertura del 100% y facili-
tan la organización de toda la sala de consulta


LIMPIO Y PRÁCTICO

Las cubetas extraíbles en Acero inox facilitan la limpie-
za de todo el interior del mueble gracias a una curva
sanitaria. Norma Gastronorm.



KITS PARA OXIGENOTERAPIA

Pensados para ofrecer una oxigenoterapia a animales sedados o con falta de O₂
Posibilidad de usar cualquier concentrador de O₂ conectado a uno de los cascos o mascarillas incluidas



KIT 1 - Pacientes de 2-5kg

MV020002 - Mascarilla Size 2
MV020003 - Mascarilla Size 3
XX080035 - Conector recto
OT020031 - Casco Size "S"
XX010320 - Tubo oxígeno
RC040300 - Conector caudalímetro Rosca Biss
XX010148 - Conexión paciente

OK040001 109,05€

KIT 2 - Pacientes de 5-15kg

MV020003 - Mascarilla Size 3
MV020004 - Mascarilla Size 4
XX080035 - Conector recto
XX010320 - Tubo oxígeno
RC040300 - Conector caudalímetro Rosca Biss
OT020033 - Casco Size "M"
XX010148 - Conexión paciente

OK040002 111,05€

KIT 3 - Pacientes de 15-60kg

- MV020004 - Mascarilla Size 4
- MV020005 - Mascarilla Size 5
- XX080035 - Conector recto
- XX010320 - Tubo oxígeno
- RC040300 - Conector caudalímetro Rosca Biss
- OT020034 - Casco Size "L"
- XX010148 - Conexión paciente

OK040003 117,55€

KIT 4 - Pacientes de 2-60kg

- MV020002 - Mascarilla Size 2
- MV020003 - Mascarilla Size 3
- MV020004 - Mascarilla Size 4
- MV020005 - Mascarilla Size 5
- XX080035 - Conector recto
- XX010320 - Tubo oxígeno
- RC040300 - Conector caudalímetro Rosca Biss
- OT020031 - Casco Size "S"
- OT020033 - Casco Size "M"
- OT020034 - Casco Size "L"
- XX010148 - Conexión paciente

OK040004 233,55€



CIRCUITOS RESPIRATORIOS "Y"

comprando

1

10%

comprando

2

15%

comprando

3

20%

"Y" Ø10 mm	"Y" Ø15 mm	"Y" Ø19 mm	"Y" Ø15 mm	"Y" Ø19 mm
<p>Conector "Soft" Ø10/22 mm Tubo de Ánima lisa Ø10 mm Longitud 120 cm Peso paciente <10 Kg</p>	<p>Conector "Soft" Ø15/22 mm Tubo de Ánima lisa Ø15 mm Longitud 120 cm Peso paciente 10-30 Kg</p>	<p>Conector "Soft" Ø22 mm Tubo de Ánima lisa Ø19 mm Longitud 120 cm Peso paciente >30 Kg</p>	<p>Conector "Soft" Ø15/22 mm Tubo de Ánima lisa Ø15 mm Longitud 120 cm Peso paciente 10-30 Kg</p>	<p>Conector "Soft" Ø22 mm Tubo de Ánima lisa Ø19 mm Longitud 120 cm Peso paciente ≥30 Kg</p>
CA101001	CA101501	CA102201	CA101505	CA102205

12,50€

12,50€

12,50€

15,75€

14,95€

**NO ESPERES A ESTO.
CUIDA DE TUS ANIMALES.
EL CRITERIO LO PONES TÚ.**



OPORTUNIDADES nº 111

www.everest-tecnovet.com

**JUL / AGO
2024**

MONT MARTRE PARIS

MESA CAMILLA CON RUEDAS

Perfil de goma perimetral anti-choque. En caucho NBR, utilizado en las industrias automotriz y aeronáutica.

- Superficie: 125x58cm (cantos redondeados)
- Cinchas para sujeción de animales
- 2 raíles para accesorios
- Su estructura en "Y" permite moverla con comodidad y evita golpearse los pies al desplazarla.



GRATIS

**SOPORTE
GOTERO**

MC100002

2 raíles para accesorios + Cinchas para sujeción de animales

925€



**www.
everest-tecnovet
.com**

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluye IVA ni transporte
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA)

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.

Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta.

**OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE
EXISTENCIAS**



HEBU
medical

SIERRA OSCILANTE-220V



A corriente.
Regulación del número de
revoluciones. Aceleración suave. La
refrigeración del motor se hace a
través de la circulación del aire.

IZHB8894GO

~~771,68€~~

10%

694,51€

**CUCHILLA
GRATIS**

IZHB889301

20 mm (ancho)
70mm (altura)



ACEITE DE PARAFINA



10%

Aceite de parafina
en Spray para
instrumental 400ml

IZHB9109

~~19,51€~~

17,55€

comprando

3



10%

comprando

6



15%

comprando

10



25%

El descuento se aplicará en
todo instrumental de HEBU
MEDICAL comprando a partir
de 3 piezas.

www.hebumedical.com