



VENDAJE TUBULAR ELÁSTICO DE MALLA

-5%



VT010301 Nº 1 1,5 cm x 25 m 3,80€ 3,61 €	VT010302 Nº 2 2 cm x 25 m 4,35€ 4,13 €	VT010303 Nº 3 2,5 cm x 25 m 4,80€ 4,56 €	VT010304 Nº 4 3 cm x 25 m 5,10€ 4,85 €
VT010305 Nº 5 4,5 cm x 25 m 6,55€ 6,22 €	VT010306 Nº 6 5 cm x 25 m 7,40€ 7,03 €	VT010307 Nº 7 5,5 cm x 25 m 7,95€ 7,55 €	VT010308 Nº 8 6 cm x 25 m 8,45€ 8,03 €

VENDA ARLAN COHESIVA



LIBRE DE LÁTEX
ALTA RESISTENCIA
AUTOCLAVABLE

CAJAS DE 15 UNIDADES

VA061005 VA061205 VA061505 5 cm x 4,5m 13,50 €	VA061007 VA061207 VA061507 7,5 cm x 4,5m 17,25 €	VA061010 VA061210 VA061510 10 cm x 4,5m 19,20 €
---	---	--



Nuevo ECÓGRAFO



Especial ANESTESIA



Limpieza | Esterilización

OPORTUNIDADES

nº 92
MAY/JUN
2021

EVEREST

WWW.
everest-tecnovet
.com

@ info@everest-tecnovet.com

+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703

whatsapp: 692 06 34 11
No hacer pedidos por whatsapp

@everestecnovet

everesttecnovet

SAT Servicio de Asesoría Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30

Suscríbete a nuestra **newsletter**:
www.everest-tecnovet.com/newsletter

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.
Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consultar.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN EXISTENCIAS

ECÓGRAFO DUS60

SISTEMA ULTRASÓNICO DIGITAL DE DIAGNÓSTICO

El Sistema Ultrasónico Digital de Diagnóstico DUS 60 es un sistema de ultrasonidos compacto, que ofrece un excelente valor así como una excepcional calidad de imágenes en toda la gama de aplicaciones de imágenes generales.



NUEVO



ECÓGRAFO DUS 60

Sonda micro-convex 5.5 - 7.5 MHz 12,1"
Alcanza una profundidad de 15/20 cm aprox

EC030101

3.955 €



Tecnología de gran alcance para aumentar su confianza en el diagnóstico

Tecnología de Imagen de Armónicos con Inversión de Fase que ofrece la mejor calidad de imagen de su clase
El PW Doppler proporciona más información hemodinámica
Cinco frecuencias de transductores que aumentan su versatilidad



Va donde usted lo necesite

Diseño compacto y ligero que facilita la movilidad
Batería incorporada que proporciona hasta 2 horas de imágenes
Gran capacidad de almacenamiento de datos



Diseño sencillo e intuitivo

Optimización de la imagen con un toque mediante la tecla de IP inteligente
Panel de control fácil de utilizar, retroiluminado
Teclas definidas por el usuario para personalizar su flujo de trabajo



Herramientas prácticas que aumentan la eficiencia

TGC inteligentes de 8 segmentos para un ajuste preciso
Múltiples formatos de transferencia de datos a través de USB y DICOM
Múltiples opciones de pseudo-color que realzan la presentación de imágenes

OPCIONAL:

SONDA CONVEX 2.5 - 4.5 MHZ,
Alcanza una profundidad de 30 cm aprox

1.350 €



GEL ULTRASONIDOS



GC010005
250 ml, G-15
1,50 €

GC010006
5 Kg, blando G-15
14,95 €

FUNDA PRESERVATIVO

PARA SONDA ECÓGRAFO

Fundas de látex para protección de ecógrafos
34 mm. No estéril. No lubricadas.



100 unidades
FE070001
47,00€
16,15 €

JERINGA HIPODÉRMICA CON AGUJA



100 unidades
Aguja: 30G 0,30 x 8 mm

JH02023
0,3 ml
14,30€



JH02025
0,5 ml
14,35€

13,58 € **13,63 €**

TERMÓMETRO DIGITAL CON PUNTA FLEXIBLE

Precisión, rapidez y comodidad.
Apagado automático.



TC010003
6,00€
4,80 €

SUTURAS ASSUT



Precios por unidad.
Consulte unidades por caja y otras medidas.

CATGUT - ASSUCROM

Absorción Media: 90 - 100 Días
Aguja triangular

nº 2, 1, 0, 2/0, 3/0 y 4/0
1,95€

1,85 €

ASSUSILK (seda)

No Absorbible
Aguja triangular

nº 2, 1, 0, 2/0, 3/0
1,30€

1,23 €

ASSUNYL (nylon)

No absorbible
Aguja triangular

nº 2, 1, 0, 2/0, 3/0
1,60€

1,52 €

MONOFIL ASSUT

Absorción media: 90-120 días
Aguja triangular

nº 1, 0, 2/0 y 3/0
3,20€

3,04 €

ASSUFIL MONOFILAR

Absorción prolongada: 210 días
Aguja triangular

nº 1, 0 y 2/0
3,35€

3,18 €

ASSUFIL

Absorción media: 60 - 90 días

nº 2, 1
3,20€

3,04 €

nº 0, 2/0, 3/0 y 4/0
3,15€

2,99 €

TUBO DE INFUSIÓN OPACO PARA MEDICAMENTOS FOTO-SENSIBLES



Existe una larga lista de
medicamentos foto-sensi-
bles los cuales pierden sus
propiedades en contacto
con luz intensa o duradera.
Se requiere el uso de equi-
pos foto-resistentes como
el tubo de infusión opaco.



EVEREST
Con conexiones:
macho luer lock
y hembra luer lock.
180 cm
exterior: 2,5 cm
interior: 1,5 cm

PP011518
4,95€

1,98 €

CATÉTER INTRAVENOSO NEOFLON CON ALAS



26G 0,6 x 19 mm
CC060826
3,43€

2,40 €

COLLAR ISABELINO - CLASIC TRANSPARENTE

Cajas de 10 unidades

-15%

CBF030075
7,5 cm
5,45€
4,63 €



CBF030010
10 cm
6,50€
5,52 €

CBF030012
12,5 cm
8,95€
7,60 €

CBF030015
15 cm
15,50€
13,17 €

CBF030020
20 cm
21,25€
18,06 €

CBF030025
25 cm
27,85€
23,67 €

CBF030030
30 cm
38,90€
33,06 €



COLLAR ISABELINO - CLICK TRANSPARENTE

Cajas de 10 unidades



-15%

CBF030175
7,5 cm
6,50€
5,52 €

CBF030110
10 cm
7,40€
6,29 €

CBF030112
12,5 cm
8,15€
6,92 €

CBF030115
15 cm
14,70€
12,49 €

CBF030120
20 cm
20,60€
17,51 €

CBF030125
25 cm
27,85€
23,67 €

CBF030130
30 cm
40,00€
34,00 €



CINTAS VASCULARES DORMOLOOP


Cintas vasculares para una segura identificación, retracción, oclusión de venas, arterias, nervios, uréteres y tendones, durante los procedimientos quirúrgicos.

Radiopaco. Estéril por Óxido de Etileno. Silicona (grado médico) curada con platino. Proporciona una adecuada retracción y mantiene la tensión. Sección oval para evitar trauma en tejidos.

PROPORCIONA UNA ADECUADA RETRACCIÓN Y MANTIENE LA TENSIÓN.



-5%



10 x 2 uds.
48€
17,10 €

CV010001	SUPERMAXI	X: 5,30 mm Y: 1,70 mm	
CV010002	MAXI		
CV010003	MAXI	X: 2,50mm	
CV010004	MAXI	Y: 1,40 mm	
CV010005	MAXI		
CV010006	MINI		
CV010007	MINI	X: 1,90 mm	
CV010008	MINI	Y: 1,20 mm	
CV010009	MINI		
CV010010	MICRO	X: 0,70 mm Y: 0,50 mm	

ROTULADOR QUIRÚRGICO

Dos calidades de marcado, fino y standard, en una sola punta, según inclinación. Color violeta. Incluye regla independiente.

-10%

RQ020001
1,15€
1,03 €



Suscríbete a la NEWSLETTER

No te pierdas nuestras OFERTAS ESPECIALES

www.everest-tecnovet.com

HORIZON® - SISTEMA DE LIGADURA

LAS PINZAS APLICADORAS

Minimiza el uso de suturas

1 Clip, diferentes aplicadores

Reduce el tiempo de la cirugía



165 €

Todos los clips de ligadura se suministran estériles.
Adhesivo en la parte posterior para fijar el cartucho en una superficie.
Cartuchos codificados por colores.

EL CLIP

Su diseño impide que los vasos se deslicen fuera del clip.

Sus cantos redondeados evitan que el tejido se corte.



EL CARTUCHO

6 unidades

ISH2200 M / Azul **3,75 €**
ISH5200 micro/Blanco **5,30 €**

ISH1200 P / Amarillo **3,75 €**
ISH3200 M-G /Verde **5,30 €**

ISH1201 P ancho /Rojo **3,75 €**
ISH4200 G / Naranja **5,30 €**

PINZAS	longitud aplicador		tipo de mandíbula
IS537061	15 cm	microclip	curvada
IS537081	20 cm	microclip	curvada
IS137061	15 cm	pequeño	curvada
IS137081	20 cm	pequeño	curvada
IS137085	20 cm	pequeño	angulada
IS137111	28 cm	pequeño	curvada
IS137062	15 cm	pequeño	curvada
IS137082	20 cm	pequeño	curvada
IS137086	20 cm	pequeño	angulada
IS137112	28 cm	pequeño	curvada
IS237061	15 cm	mediano	curvada
IS237081	20 cm	mediano	curvada
IS237085	20 cm	mediano	angulada
IS237111	28 cm	mediano	curvada
IS237115	28 cm	mediano	angulada
IS237117	28 cm	mediano	angulo recto
IS337081	20 cm	med-grande	curvada
IS337085	20 cm	med-grande	angulada
IS337111	28 cm	med-grande	curvada
IS337115	28 cm	med-grande	angulada
IS437081	20 cm	grande	curvada
IS437085	20 cm	grande	angulada
IS437111	28 cm	grande	curvada
IS437115	28 cm	grande	angulada
IS437117	28 cm	grande	angulo recto

JERINGAS ESCISIÓN SACOS ANALES



Gel de polímero seguro y no tóxico que se infunde como gel suave en el saco anal vacío.

El gel se solidifica después de 2-4 minutos en el saco anal.

Proporciona una masa fácilmente discernible que puede diseccionarse con bastante facilidad.

Reduce el tiempo de la cirugía y el riesgo de dejar restos del saco anal.



-10%

Precargada 18G
5 unidades
SA011490
48,50€

43,65 €

FILM TRANSPARENTE RAUCODRAPE



-5%

FE064520
45 x 20 cm. 10 uds.
31,05€

29,49 €

FE063020
30 x 20 cm. 10 uds.
21,50€

20,42 €

FE061520
15 x 20 cm. 10 uds.
12,20€

11,59 €

GRAPADORA SUTURA



3x2

COMPRANDO 3
la unidad sale a

NORMAL 5 €
35 grapas SM010006 7,50€

CEPILLO UÑAS CON ESPONJA



-15%

CU030001
0,65€
0,55 €

STERILIUM

Antiséptico para manos, base alcohólica



-20%

1 litro
DD031010
12,33€

9,86 €

ESTACIÓN DE ANESTESIA ELITE 3

Equipo de anestesia con ventilación mecánica integrada, específico para veterinaria. Volumen tidal de 5 a 1500 ml., lo que permite ventilar animales desde 400 gramos de peso. Circuito de paciente con sistema de calefacción, para evitar la condensación de agua. Pantalla de 10,4 pulgadas TÁCTIL con visualización de 3 curvas simultáneas. Modos ventilatorios: VCV, PCV, PSV, SIMV-VC y SIMVPC. Sistema de By-pass del cánister, lo que permite cambiar la cal sodada durante la intervención, sin necesidad de detener la ventilación.



NUEVO

**OFERTA
LANZAMIENTO**

EA060001*
12.500-€

9.900 €

Incluye:
**VAPORIZADOR
ISOFLURANO**



INSTALACIÓN del equipo FORMACIÓN en su clínica por un especialista. CONSULTE
*No incluye compresor *Venta exclusiva en Cataluña y Galicia. Otras comunidades, consultar.

EQUIPO DE ANESTESIA MATRX VMS®

Diseñado para una anestesia por inhalación simple, segura y controlable.



Incluye:
**VAPORIZADOR
ISOFLURANO**
cagemount screwfill

EA090001

3.600 €

Acepta vaporizadores
Matrix VIP 3000® y TEC 3 McKinley®
Incluye kit de montaje vaporizador
Estantes opcionales disponibles

CONCENTRADOR DE OXÍGENO

5 LPM. Grado Médico.
95,5-87% concentración de O²
Flujo de O² - 5L.
Sistemas de Seguridad.



CO050001
795 €

COMPRESORES

54 litros/min
8 Bar · 40 dB · 24 litros



Receptor de aire recubierto internamente. "Clearview" del nivel de aceite.

40%

CO060050
888-€
532,80 €

110 litros/min
8 Bar · 54 dB · 24 litros




Compresor de aire silencioso. Funcionamiento sin aceite. Bajo mantenimiento. Adecuado para espacios reducidos. Ciclo Max = 65%.

CO060075
895 €

FILTROS DE TRATAMIENTO DE AIRE

Sólo el uso correcto de un grupo de filtros garantiza un aire de calidad para el equipo de anestesia y/o ventilador.



**DESDE
195 €**

3 BOLSAS REINSPIRACIÓN

BR050101 1 litro Lila
BR050102 2 litros Azul
BR050103 3 litros Gris*

1, 2 y 3 L
3 bolsas

19,80 €



Circuito "Y" Ø19 mm

Conector "Soft" Ø 22 mm
Tubo de Ánima lisa Ø19 mm
Longitud 120 cm
Peso paciente >30 Kg



CA102201

11,95 €

Circuito "Y" Ø15 mm

Conector "Soft" Ø15/22 mm
Tubo de Ánima lisa Ø15 mm
Longitud 120 cm
Peso paciente 10-30 Kg




CA101501

11,95 €

Circuito "Y" Ø10 mm

Conector "Soft" Ø10/22 mm
Tubo de Ánima lisa Ø10 mm
Longitud 120 cm
Peso paciente <10 Kg




CA101001

11,95 €

Circuito con TRAMPA DE AGUA Ø19 mm

Conector "Soft" Ø22 mm
Tubo de Ánima lisa Ø19 mm
Longitud 120 cm
Peso paciente ≥30 Kg
CON TRAMPA DE AGUA




CA102205

14,95 €

Circuito con TRAMPA DE AGUA Ø15 mm

Conector "Soft" Ø15/22 mm
Tubo de Ánima lisa Ø15 mm
Longitud 120 cm
Peso paciente 10-30 Kg
CON TRAMPA DE AGUA



CA101505

14,95 €

Circuito T D'AYRES

con válvula pediátrica
0,5 - 5 KG
180 cm



XX010213

52,00 €

Circuito BAIN

5 - 15 KG
160 cm



XX010207

52,00 €



KIT BÁSICO

Circuito con TRAMPA DE AGUA + 3 BOLSAS de reinspiración



A ELEGIR:
Tubo de Ø19mm
o Ø15 mm

-10%

34,75€

31,28 €

KIT
1

-15%

1 KIT BÁSICO
+1 CIRCUITO "Y"
adicional

KIT
2

-20%

1 KIT BÁSICO
+2 CIRCUITOS "Y"
adicionales

KIT
3

-25%

1 KIT BÁSICO
+3 CIRCUITOS "Y"
adicionales

AÑADE A
CUALQUIER KIT

BAIN y/o
T D'AYRES

-25%

RAPID VET CANINO O FELINO


Para saber tipo sanguíneo.

Caja con 5 tests
 TM010004 FELINO
 TM010003 CANINO

106,40 €



TEST PARA DIAGNÓSTICO



Test simple Test doble

punta de pipeta


pipeta desechable

TIRAS DE ORINA

pH, Nitritos, Proteína, Glucosa, Cetonas, Bilirrubina, Urobilinógeno, Sangre, Leucocitos, Densidad.

10 PARÁMETROS
 100 TIRAS

TO030001
38,70 €



POSITIVO

NEGATIVO



10% DESCUENTO en compra de **5** uds.

PIPETAS AUTOMÁTICAS volumen variable



Totalmente autoclavables. Ergonomía y ligereza. 85 g aprox. Permite el uso con ambas manos. Mínima transferencia del calor. Elevada precisión. Informe de calibración según ISO8655. Eyector de puntas.

PD020005 10-100 µL PD020002 20-200 µL

130,89 €
124,34 €



LÍQUIDO ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL al 25% PARA DIGESTOR

1 litro
 ED030031

37€
31,45 €



<p>TM020001 Parvovirus Canino Ag</p> <p>TM020002 Filariosis Ag Incluye: pipeta desechable</p> <p>TM020003 Leishmaniosis Canina Ac Incluye: punta de pipeta de 10 µL*</p> <p>TM020101 Leucemia Felina Ag Incluye: pipeta desechable</p>	<p>TM020004 Parvo/Corona Canino Ag/Ag</p> <p>UNIDAD COMPRANDO 5 13,00 € 11,70 €</p> <p>TM020102 Leucemia/ Inmunodeficiencias felinas Ag/Ac Incluye: pipeta desechable FELV/FIV</p> <p>TM020005 Parvo/Giardia Canino Ag/Ag</p> <p>UNIDAD COMPRANDO 5 11,00 € 9,90 €</p>
<p>UNIDAD COMPRANDO 5 8,00 € 7,20 €</p>	

5% DESCUENTO en compra de **5** uds.

<p>TM010102 felino A+B</p> <p>TM010101 canino</p> <p>Quick test Grupo sanguíneo</p>	<p>UNIDAD COMPRANDO 5 30,90 € 29,35 €</p>
---	--

También disponemos de Test:
 Cryptosporidium, Giardia, Rotavirus, Moquillo Canino, Borreliosis Canina, Coronavirus, Inmunodeficiencia Felina, Panleucopenia Felina.

* Necesita pipeta automática

OPORTUNIDADES EVEREST Nº 92 MAY/JUN 2021

ACCESORIOS



Soporte de gotero
JH015055

62 €



Placa
sujeta historiales
JN017100

35 €



Puerta de
Oxigenoterapia
PO020001

360 €



Parrilla
recubierta de goma
**según medida
CONSULTAR

JAULAS ACERO INOX CON DESAGÜE

ACERO
INOX



gratis

SEPARADORES
Y PORTES*

3.613 €


Consulte precio parrillas



OTRAS COMBINACIONES

CR010


1280 x 1680 x 700 mm



TE120

CR040


1280 x 1930 x 700 mm



TE120

CR050


1280 x 1930 x 700 mm



TE120

CR190

1900 x 1680 x 700 mm



TE180


Incluyen: base rodable y separadores. No incluyen: parrilla ni accesorios. CONSULTAR. Consulte disponibilidad y plazos de entrega de jaulas.
Las jaulas de un piso no incluyen el soporte rodable. Consulte precio de soporte y parrillas * portes a península / ** Según medida, consultar

JAULAS DE PVC



gratis

BASE RODABLE,
SEPARADOR Y PORTES*



Jaula PVC 4 módulos
(sin accesorios ni desagüe)

Medidas:
1300 x 750 x 1800 mm
Cada módulo simple:
650 x 800 mm

JPMT300P

2.100 €

CONSULTAR PARRILLA

No eres tú,
es la mesa.



murray

Pensamos en tu salud

SISTEMA PATENTADO Y REGISTRADO

TERMODESINFECTADORA Melatherm®10

- Secado activo: Exterior e interior, protege los instrumentos contra la corrosión y daños.
- Agentes de procesos integrados: Crea espacio adicional, facilita el trabajo y ayuda a evitar errores.
- Cámara de lavado optimizada para la consulta: Ahorra tiempo y dinero.
- Una ranura para tarjeta CF integrada y dos interfaces de red no requieren costes adicionales para la documentación



MELAG

LI010001
8.832€

6.624 €



SELLADORA TÉRMICA



PRECIO DE LANZAMIENTO

SB010001
355€

295 €



NUEVA

BAÑO ULTRASONIDOS Análogo con calefacción

- Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301).
- Generadores de alta frecuencia con protección contra sobrecarga.
- Temporizador de 1-60 min o funcionamiento en modo continuo.
- Calefacción hasta 80°C.
- Grado de protección IP32.
- Grifo de vaciado de la cuba.



BL010101

910 €

Incluye:
TAPA Y
CESTILLO

FECHADOR ESTERILIZACIÓN

Fechador de inicio y caducidad.
Para bolsas de esterilización.



ESTERILIZADO
15 MARZO 2021
CADUCIDAD 3 MESES

AS060001

91€

CEPILLOS para instrumental

CI030001
18,00€

17,10 €



DESINFECTANTE NDP Med RTU “Ready-To-Use”

**SIN
DILUIR**



1 litro
DD040101

11,40 €

5 litros
DD040105

28,70 €

DETERGENTE TETRAENZIMÁTICO ENZYM MED 4

Detergente tetraenzimático para la limpieza previa



1 litro
DD040001

12,00 €

5 litros
DD040005

54,00 €

ROLLO DE ESTERILIZACIÓN



RE011020
100 mm x 200 m
49,35€

18,38 €

RE011520
150 mm x 200 m
27,45€

25,79 €

RE012520
250 mm x 200 m
54,45€

48,88 €



RE012020
200 mm x 200 m
36,90€

35,06 €

RE013020
300 mm x 200 m
65,65€

62,37 €

PRECINTO

con indicador de proceso de vapor (autoclave).



-10%

PC040102
19 mm x 50 m

3,40€
3,06 €

AUTOCLAVE MELATRONIC® 23

AUTOCLAVE ESTÁNDAR CON CONTROL ELECTRÓNICO



MELAG

- Control electrónico para el seguimiento del programa
- Pre calentamiento y secado
- Indicación digital de temperatura de cámara
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad
- Drenaje mecánico para el agua utilizada
- Fácil acceso al recipiente de agua para su llenado y limpieza

AE040201

2.640 €



PRECINTO

Sólo para cerrar, sin indicador.



-5%

25 mm x 45 m
PC040002
1,96€

1,86 €

AUTOCLAVE - VACUVET 23B+



MELAG

- Perfectamente adecuado para clínicas veterinarias
- Clase B para una esterilización más segura
- Tiempos de ciclo cortos y secado al vacío rápido y efectivo
- Fácil manejo y documentación versátil
- Dispositivo independiente con un eficaz sistema de refrigeración por aire

AE040205

4.840 €



BOLSA DE ESTERILIZACIÓN



-5%

BE011024
100 x 240 mm
caja 200 uds.
5,80€

5,51 €

BE011528
150 x 280 mm
caja 200 uds.
8,90€

8,46 €

BE012032
200 x 320 mm
caja 200 uds.
12,50€

11,88 €

BE012536
250 x 360 mm
caja 100 uds.
9,40€

8,93 €

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR EN TIRAS - Comply

NO CORRA RIESGOS INNECESARIOS



POR 0,0456 €
CADA CONTROL

-5%

480 uds
CE080001
23,00€

21,85 €

ACEITE DE PARAFINA



-15%

400 ml
IZHB9109
14,56€

12,37 €

Nuestro canal: **YouTube**
EVEREST
tecnovet

made
in
Germany



PORTA AGUJAS - BOCA DURA

www.hebumedical.com

CRILE WOOD TC



IZHB2215
15 cm 0,4 mm
49,19 €

IZHB2216
18 cm 0,4 mm
54,54 €

-10%

3 PIEZAS

-15%

6 PIEZAS

-25%

10 PIEZAS

COMPLETA TU PEDIDO

con cualquier pieza del catálogo HEBU

INSTRUMENTOS CON
BOCA DE CARBURO
DE TUNGSTENO

Para que el cirujano pueda trabajar con diversos gruesos de agujas, presentamos los instrumentos con boca de carburo de tungsteno en 3 tamaños y también lisa.

La forma piramidal del perfil dental afilado sirve también para el apoyo seguro en situaciones extremas.

La extraordinaria dureza del material de este instrumento se da por su composición:

82,5% Wolfram-Carbide
15% Cobalt
2,5 % Tantal-Carbide

Recomendada para material de sutura:



GILLIES TC



baby
IZHB2253-11
11 cm 0,3 mm
117,87 €

IZHB2253-16
16 cm 0,5 mm
112,80 €

OLSEN HEGAR TC

con tijera



BABY - LISA
IZHB2248
11,5 cm
71,49 €

IZHB2208
14 cm 0,4 mm
60,11 €

IZHB2209
17 cm 0,4 mm
63,90 €

MAYO HEGAR



IZHB2200
14 cm 0,5 mm
47,84 €



recto
IZHB2201
16 cm 0,5mm
48,88 €

curvo
de fuerte construcción

IZHB2202G
18 cm 0,5 mm
61,69 €



IZHB2203G
20 cm 0,5 mm
65,29 €

DERF TC



IZHB2192
12,5 cm 0,4 mm
45,22 €

MATHIEU TC



IZHB2222
14 cm 0,5 mm
63,32 €

IZHB2223
17 cm 0,5mm
70,24 €

DESCUENTOS NO APLICADOS EN LOS PRECIOS EXPUESTOS.

Oferta válida para todos los productos del catálogo Hebu. Consulte plazo y disponibilidad.



Quality - made in Germany

MELAG®

Todo el sistema de trabajo
en la clínica sobre prepara-
ción del instrumental