



NUEVO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Seguridad, fiabilidad y vanguardismo son los valores que desde hace más de veinticinco años guían el diseño y la fabricación de los productos Mocom, líder en el mundo de la esterilización.



OPORTUNIDADES



Especial **RIESGOS LABORALES**



Tips sobre riesgos laborales en el mantenimiento de las máquinas de anestesia (p.2)
Ofertas especiales en máscara, gafas, lupa, mobiliario ergonómico, vestuario, etc. (p.4)

PENSAMOS EN TU SALUD

nº 94
SEP/OCT
2021



info@everest-tecnovet.com



+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703



whatsapp: 692 06 34 11



@everesttecnovet



everesttecnovet



SAT Servicio de Asesoría Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30



Suscríbete a nuestra newsletter:
www.everest-tecnovet.com/newsletter

foto portada: cedida por Albert Belil

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.

Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS

RIESGOS LABORALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA

MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR

1- Cal sodada del canister

Cuando la cal sodada cambia de color (por lo general a violeta) es el momento de cambiarla. **¿Sabías qué... para evitar riesgos laborales tenemos que protegernos y utilizar un equipo de protección según corresponda?** Lo principal es evitar el contacto con la piel (guantes), ojos (gafas) y vías respiratorias (mascarilla).

2- Absorbedor de gases anestésicos

Es una **inmejorable solución** a la salida de los gases anestésicos que son nocivos para la salud humana. Sólo hay que tener en cuenta que tienen una caducidad, cuando el absorbedor llega a 1,400kg (según fabricante) ha llegado el momento de cambiarlo por otro nuevo.

3- Agentes anestésicos inhalatorios, Isoflurano o Sevoflurano.

Como sabemos, llega un momento en el que hay que rellenar el vaporizador ya sea con Iso o con Sevo.

¿ Como podemos prevenir y evitar los riesgos laborales derivados por estos agentes?.

- 1- Utilizar guantes y mascarilla en el momento del rellenado.
- 2- ¿Sabías qué... existen unos aplicadores que se adaptan perfectamente a la botella y encajan a la perfección en el vaporizador tipo Key-Fill . Tenemos el adaptador Key-Fill que evita que toquemos o inhalamos estos agentes anestésicos, reduciendo la contaminación del llenado y vaciado.

Pequeños consejos que nuestra salud agradecerá.

Ver productos en Especial PROTECCIÓN LABORAL en páginas 4 y 5.

BÁSCULAS VETERINARIAS DE MÁXIMA PRECISIÓN



El peso del paciente es de gran relevancia y tu trabajo puede sufrir complicaciones innecesarias por una medición imprecisa. Te garantizamos una medición exacta, sin desviaciones.

MATERIAL RESISTENTE
Acero Inoxidable Anti-deslizante

GRAN CAPACIDAD
Animales desde 30g a 150 Kg

ALTA CALIDAD EVEREST

LED
Alto contraste

SIN ERRORES

SERVICIO TÉCNICO
Garantizado en España

ALIMENTACIÓN
Conexión directa a la red


MÁXIMA PRECISIÓN
hasta 10Kg : 10g
a partir de 10 Kg: 50g



Hechas en
ESPAÑA

CERTIFICADO

Instituto Español de Metrología.



80 x 40 cm
BV010001
90 x 40 cm
BV010003
479 €

100 x 40 cm
BV010005
549 €



Hechas en
EUROPA

SUTURAS QUIRÚRGICAS



ASSUFIL MONOFILAR

**ABSORCIÓN PROLONGADA:
210 DÍAS**

Sutura sintética monofilamento de polidioxanona.

28 días: mantiene el 70-75% de fuerza tensil. 42 días: 55 - 60%. Absorción total: 210 días

5%

nº 1, 2/0, 3/0
3,35€
3,18 €



ASSUFIL

**ABSORCIÓN MEDIA:
60 - 90 DÍAS**

Sutura sintética trenzada de polímero de ácido glicólico

Mantiene el 35% de fuerza tensil después de los 21 días.

5%

nº 0, 2/0, 3/0
3,15€
2,99 €



CATGUT CRÓMICO


**ABSORCIÓN MEDIA:
90 - 100 DÍAS**

Sutura natural plurifilamento de catgut crómico retorcido.

Pérdida de fuerza tensil: 15 - 20 días.

5%

nº 2, 0, 2/0
1,95€
1,85 €



ASSUT NYLON

NO ABSORBIBLE

Sutura sintética Nylon Monofilamento de poliamida


Permanece de forma indefinida en el organismo.

5%

nº 0, 2/0, 3/0
1,60€
1,52 €

Otras medidas, consultar.

HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES SWANN MORTON



Producto de primer nivel, hace 30 años elegido por Everest por su calidad excepcional.

Nº 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24
100 uds.
IA01..

18,15€
17,24 €

5%

MALLA DE POLIPROPILENO



15%

MM055050 5 x 5 cm	13,70€	11,64 €
MM055075 5 x 7,5 cm	18,70€	15,89 €
MM055010 5 x 10 cm	20,70€	17,59 €
MM051010 10 x 10 cm	35,45€	30,13 €
MM050001 30 x 30 cm	116,00€	98,60 €

ESPONJA HEMOSTÁTICA LOCAL - EQUISPON



Para procedimientos quirúrgicos en los que se puede producir hemorragias y go-teos venosos, en situaciones en las cuales hemostasis tradicional resulta difícil o impredecible y se desaconseja el uso de materiales no absorbibles.

5%

EG031010
10x10x10 mm
blister 50 uds.
33,75€
32,06 €

EG038050
80x50x10 mm
caja 10 uds.
40,50€
38,47 €



ESPECIAL RIESGOS LABORALES

MÁSCARA REUTILIZABLE ALTA PROTECCIÓN

3M

5%

MC052658
22,00€
20,90 €



media máscara
sin filtro

FILTRO A1+ FORMALDEHÍDO

Este filtro ofrece protección frente a gases, vapores orgánicos y formaldehído.



5%

8 unidades
MC052658-1
57,00€
54,15 €

GUANTES DE PROTECCIÓN MANEJO DE GATOS



PAR
GP000102
67,20€
60,48 €

10%

BIOPSAFE FRASCO DE MUESTRA CON FORMALINA PARA BIOPSIA SEGURA



El FORMALDEHÍDO, declarado oficialmente **CANCERÍGENO** por la Comisión Europea.

10%

DESCUENTO POR
CAJAS COMPLETAS

PRECIOS POR
UNIDAD

24 uds.
20 ml
FM001BIO
3,00€
2,70 €

18 uds.
60 ml
FM002BIO
4,40€
3,96 €



1 Se desenrosca la tapa.

2 Se introduce la muestra.

3 Se enrosca la tapa.

4 La formalina se libera al presionar la tapa.

5 La formalina y la biopsia se mezclan.

LUPA BINOCULAR - LED



INCLUYE
4 lentes intercambiables:
1,0x / 1,5x / 2,0x / 2,5x

10%

LG010004
66,00€
59,40 €

FLUOSORBER - ABSORBEDOR DE GASES ANESTÉSICOS EL SISTEMA MÁS FIABLE Y ECOLÓGICO EN EVACUACIÓN DE GASES



10%

FA010003
35,00€
31,50 €

Los gases anestésicos **SON NOCIVOS A LA SALUD HUMANA** y por lo tanto deben ser eliminados por un sistema de evacuación adecuado.

GAFAS PROTECCIÓN OCULAR

SUPERPONIBLE, ANTI RAYADO, ANTI VAHO



20%

GP030002
11,34€
9,07 €



Hecha en
ESPAÑA



NO ERES TÚ, ES LA MESA.

¿TE DUELE LA ESPALDA?

¿Has pensado que quizás la mesa que has comprado hace años ya no es buena para ti?

Sabemos que subes y bajas a tus pacientes de las mesas y que normalmente trabajas en las posturas menos convenientes para tu espalda. Hemos diseñado la Mesa Murray para acabar definitivamente con los problemas causados por los esfuerzos que sueles hacer para tratar a tus pacientes.

A los animales también les gusta la Mesa Murray.

Nuestras mesas son funcionales, prácticas, bonitas y cuidan de ti, de tus pacientes y de la imagen que muestras a los clientes.

¡Está todo estudiado por nosotros, solo falta que la pruebes!

MESA ELEVADORA MURRAY: ELÉCTRICA Y ARTICULADA



Pensamos en tu salud

En Acero inoxidable
Superficie: 120 x 55 cm
Regulación eléctrica:
Altura 40 / 100 cm
Mando neumático
Capacidad: 80 Kg
2 railes

MR040301
1.495 €



CONJUNTO BÁSICO SANITARIO UNISEX CASACA+PANTALÓN

Resistentes
Fácil cuidado
Soil Release
65% Poliéster
35% Algodón



10%

PS0314..
Tallas desde
XXS a 2XL
24,78€
22,30 €

Colores:
Negro, caribe, cielo,
verde oscuro, gris oscuro,
blanco, burdeos y azul marino.



CONTENEDOR PARA AGUJAS HIPODÉRMICAS USADAS

APTO PARA RESIDUOS SÓLIDOS TIPO II Y III

20%



1 litro
CA020006
3,30€
2,64 €



15%

6 litros
CA020005
4,60€
3,91 €

SILLA DE PIE - TABURETE

Asa incorporada, asiento de espuma/
poliuretano flexible: **Confort óptimo.**
Ajuste de altura (columna de gas)
con **amortiguador de asiento:** 63-98 cm
Base en forma de herradura:
Acero envuelto en PVC satinado.
490 x 330 mm.



**¡HASTA FIN DE
EXISTENCIAS!**

10%

TS020411
248€
223,20 €



ESTERILIZACIÓN

NUEVO

Easy, it's Mocom

Seguridad, fiabilidad y vanguardismo son los valores que desde hace más de veinticinco años guían el diseño y la fabricación de los productos Mocom, líder en el mundo de la esterilización.

La atención dedicada a la selección de los materiales y a la aplicación de tecnologías innovadoras, la adopción de rigurosos protocolos productivos y de control y la experiencia de personal cualificado y especializado en el diseño de sistemas de esterilización hacen que nos distingamos por nuestra competencia e innovación.

Requisitos normativos y de seguridad.

Una producción de calidad, garantizada por rigurosas certificaciones y aprobaciones, como:

- ISO 9001/ISO 13485
- Sistema de calidad aplicado a los Dispositivos Médicos
- CE 0051
- Aprobación del Dispositivo Médico para la Comunidad Europea

Servicio 48 h

Servicio de asistencia rápida, que prevé el análisis del problema y la sustitución de los componentes defectuosos en un plazo máximo de 48 horas. Elegir Mocom significa contar la asistencia garantizada de personal cualificado.

Pertenece al GRUPO CEFLA

Cefla (fundada en Italia en 1932) consta de 4 unidades de negocio. Cada una tiene su propia historia de éxito, productos e innovaciones. Sin embargo, todos son parte de una búsqueda compartida de mejora en la que las asociaciones y las habilidades interactúan para generar excelencia y garantizar la satisfacción de todos nuestros clientes y partes interesadas.

CEFLA HOY

Hoy Cefla es una empresa con una sólida identidad reconocida que opera en todo el mundo en diversos sectores empresariales y cree en los valores de compartir, de involucrarse y hacer negocios con las personas, de estar cerca de los territorios en los que invierte, fortaleciendo el grupo y los clientes más seguros.

Ésta es la fuerza que proviene de hacer cosas juntos: un legado valioso, un testigo que debe transmitirse de una generación a la siguiente.



TERMDESINFECTADORA TETHYS H10 PLUS - MOCOM



! PÁSATE AL AUTOMÁTICO

**ESTANDARIZA EL PROCESO
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Y OBTIENE RESULTADOS ÓPTIMOS,
SIN ESFUERZOS**

Un dispositivo innovador que sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases que preceden a la esterilización y reduce el trabajo del operador.

Tethys H10 Plus hace que el proceso de reacondicionamiento de los instrumentos resulte todavía más simple y funcional.

DESCONTAMINACIÓN · LAVADO CON ULTRASONIDOS · DESINFECCIÓN TÉRMICA · SECADO

Tethys integra en un único proceso exclusivo. La fuerza del agua, la energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garantizar la máxima seguridad. Una elevada velocidad del proceso y una gran facilidad de uso.

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- 1 cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Tethys H10 PLUS

4.290 €

**SERVICIO TÉCNICO
E INSTALACIÓN
INCLUIDOS**
en toda la península





AUTOCLAVES CLASE B - MOCOM

Mocom: autoclaves para la esterilización de alta gama

Los aparatos médicos **Mocom** ofrecen la fiabilidad de una marca de alta gama, capaz de distinguirse por las prestaciones y la tecnología de vanguardia de sus esterilizadoras y productos sanitarios. La mejor autoclave debe ser capaz de simplificar los ciclos de trabajo de manera práctica, rápida y eficaz, facilitando el trabajo del profesional.

**SERVICIO TÉCNICO
E INSTALACIÓN
INCLUIDOS**
en toda la península



Classic



Completa y racional

Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro.

B Classic, simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y costes.

Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y fiabilidad de uso.

B Classic es la solución para todos.

- Wifi y ethernet integrados.
- Software para descargar ciclos
- Display con iconos claros e intuitivos
- **Arranque diferido** permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra

5 bandejas
porta instrumentos
22 litros
AE040622

3.990 €

6 bandejas
porta instrumentos
28 litros
AE040628

4.490 €

+25%



Futura



**FUNCIONA CON
AGUA DEL GRIFO**

Creada para simplificarte la vida, reducir costes y asegurar una eficiencia superior.

Futura no requiere una conexión hídrica externa para el tratamiento del agua corriente. **Puedes llenar el depósito principal con agua de grifo, gracias al filtro desmineralizador allí ubicado.**

Arranque diferido: permite aplazar el inicio de los ciclos para racionalizar el uso de la máquina.

Secado extra: Permite programar el tiempo de secado de forma personalizada para aquellas cargas más difíciles.

- Funciona con agua del grifo
- Display 4,3" color, táctil intuitivo.
- **Arranque diferido** permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra.
- Conectividad avanzada, Ethernet y wifi.

5 bandejas
porta instrumentos
22 litros
AE040722

4.490 €

6 bandejas
porta instrumentos
28 litros
AE040728

5.390 €

+25%



Supreme



**FUNCIONA CON
AGUA DEL GRIFO**

50 ciclos de esterilización con 5 litros de agua de grifo solamente.

Consumo de aprox. 100 ml/ciclo. Nace el primer autoclave de **circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos.**

Se eliminan así todos los problemas de almacenamiento y abastecimiento de agua desmineralizada.

- Funciona con agua del grifo.
- 50 ciclos con solo 5 litros de agua del grifo, ya que tiene un filtro de reciclaje.
- Display de 7", con menú fácil e intuitivo, tutoriales de vídeo y avisos luminosos.
- Conectividad avanzada, Ethernet y wifi

5 bandejas
porta instrumentos
22 litros
AE040822

5.990 €

6 bandejas
porta instrumentos
28 litros
AE040828

6.890 €

+25%

DE REGALO con PRODUCTOS MOCOM

Control Comply Vapor en tiras - 480 uds.
Bolsa esterilización 150 x 280 mm - 200 uds.



28 LITROS

25% más de capacidad
por muy poca diferencia
de precio

+25%

PLAZOS · LEASING · RENTING · VENTA
hasta
60
meses



DIAGNÓSTICO

KITS COMPLETOS - OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO HEINE

CABEZAL OTOSCOPIO HENDIDO G100® con lupa abatible



Iluminación XHL
De xenón halógena

OFTALMOSCOPIO STANDARD K180®



Óptica con pocos reflejos
Protegido contra el polvo

OFTALMOSCOPIO BETA 200® Óptica esférica superior



Óptica sin reflejos
Óptimo para pupilas estrechas
Hermético al polvo

ESPÉCULOS



1 Sanalón + 3 metal



BETA 4 USB

KIT CON MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB

G100	K180	-	Espéculos 3 metal + 1 Sanalón	00010002	823,10 €
	-	BETA 200		00010005	922,50 €



EN200



NT4

KIT CON CARGADOR DE MESA HEINE NT4 (1 mango incluido)

G100	K180	-	Espéculos 3 metal + 1 Sanalón	00010006	1.002 €
	-	BETA 200		00010007	1.101,40 €

KIT CON TRANSFORMADOR DE PARED HEINE EN200

G100	K180	-	Espéculos 3 metal + 1 Sanalón	00010001	958,60 €
	-	BETA 200		00010004	1.058 €

TRABAJAMOS CON TODOS LOS PRODUCTOS HEINE



REFRACTÓMETRO 3 ESCALAS

Rango:

0 - 12 g/dl Proteínas en suero
1.000 - 1.040 Peso específico
1.333 - 1.360 nD



5%

RC020103
96,76€
91,92 €

LINTERNA DIAGNÓSTICO LED TIPO BOLÍGRAFO CON PILAS

! PILAS
incluidas



10%

LD010005
5,80€
5,22 €

Nuestro canal: **You Tube**
EVEREST
tecnovet





ASPIRADOR MÉDICO - ASPIT

13 Lpm. Frasco 1,6 litros
Filtro bactericida.
Regulador de vacío



20%

AM020001
786,51€
629,20 €



Filtro Bactericida



Regulador de vacío



ASPIRADOR MÉDICO - FV SERIE SH

FUTURVAC sea uno de los aspiradores más versátiles en el mercado a la hora de recolectar los líquidos aspirados y así se adapte a sus necesidades.

Chasis	Carcasa, moldeada en polietileno lineal
Motobomba	Bomba de vacío de pistón en seco
Caudal	5.4 m ³ /h (90 l/min)
Vacío máximo	Mando regulador de 0-700 mmHg (93.5 kPa)
Nivel de ruido	45 dB
Tensión eléctrica	230 V / 50 Hz
Potencia	350 VA
Peso	22 Kg aproximado
Medidas	53 x 43 x 80 cm

20%

AM1202SH
2 frascos de 1 litro
1.391,27€
1.113 €

AM1220SH
2 frascos de 4 litros
1.251€
1.000,80 €



Conectores rápidos y válvula de seguridad

Ruedas antiestáticas y con freno

Filtro bactericida

Posibilidad de incorporar pedal



Hechos en  **ESPAÑA**

SONDA TUBO DE ASPIRACIÓN CON CÁNULA YANKAUER



5%

SR030002
3,23€
3,06 €

ASPIRADOR MÉDICO V7

Aspirador portátil alto vacío. Ideal por su versatilidad para uso en instalaciones diversas. Carcasa en ABS con asa y sistema de anclaje testado a 10g. Bomba de vacío de pistón de grado médico. Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760 mmHg). Mando regulador de vacío. Frasco recolector PC1, de 1 litro (capacidad útil 0,75 L), con válvula de seguridad. Interruptor ON/OFF con protección contra humedad. Dimensiones: 385 x 155 x 255 mm.

imagen genérica - puede presentar pequeños cambios.



Hechos en  **ESPAÑA**



AM020003
405 €

www.everest-tecnovet.com



VARIOS

CINTA SMARCH para extracción y hemostasia

Cinta plana elástica de silicona.
Indicada para la realización de torniquetes.
Venta por unidad



CS060001
0,36€

0,34 €

5%



AGUJA HIPODÉRMICA LUER - BD MICROLANCE

Envasadas individualmente.
Cajas de 100 unidades



AH042509	25 x 0,9	20G		3,30€	3,13 €
AH044008	40 x 0,8	21G			
AH042508	25 x 0,8	21G		2,45€	2,32 €
AH042506	25 x 0,6	23G			
AH041605	16 x 0,5	25G			
AH041304	13 x 0,4	27G		3,00€	2,85 €
AH041203	12 x 0,3	30G		5,45€	5,17 €



5%

JERINGA HIPODÉRMICA LUER ESTÉRIL BD DISCARDIT



JH010002	2 ml	100 uds	3,42€	3,24 €
JH010005	5 ml	100 uds	4,37€	4,15 €
JH010010	10 ml	100 uds	6,25€	5,93 €
JH010020	20 ml	80 uds	8,00€	7,60 €

5%



AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE - ESTÉRIL



Apirógenas.
Aportan precisión y seguridad.
Precios unitarios

AH052015	20 G	medula ósea	0,9 x 38
AH052035	20 G	espinal	0,9 x 90
AH052225	22 G"	mielografía	0,7 x 64
AH052230	22 G	espinal	0,7 x 75

5%

1,84€

1,74 €



MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DOPPLER

MINI-DOP CON ESFIGMO



EL EQUIPO INCLUYE:

- Bolsa de transporte
- Sonda de 8 Mhz plana
- Gel de ultrasonidos
- 4 pilas alcalinas AA
- Auriculares
- Pack 3 Cmanguitos
 - Nº1: 3 - 9 cm
 - Nº2: 3 - 14 cm
 - Nº3: 5 - 15 cm



15%

MC110025

950€

807,50 €

ELECTROCAUTERIO BIPOLAR



- Desechables y estériles
- Incluye baterías

10%

C0031000
1200°C

C0030005
600°C
Baja temperatura

C0030006
Punta ultrafina
600°C
Baja temperatura

unidad

10,50€

9,45 €



MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR



+ 50 TIRAS
+ 50 LANCETAS

10%

GM010001

46,75€

42,07 €





Hechos en
ESPAÑA

CONSULTE VERSIÓN
AUSTENÍTICA
Para uso en salas de
resonancia magnética



MESA CAMILLA - MONTMARTRE PARÍS

La camilla más resistente del mercado

Las camillas Montmartre París son uno de los productos más importantes de la historia de Everest. No existe mesa camilla más práctica, durable y resistente que la nuestra, sin dudas.



MC100002

795 €

**MONT
MARTRE
PARIS**

gratis

TIJA DE GOTERO
Valorada en 70€



DE REGALO



CARROS AUXILIARES - RORAIMA

100%
configurable



Altura: 96 cm o 160 cm
Estantes: con y sin reborde
Cestas de plástico: diferentes modelos
Ruedas: 2 con y 2 sin freno

Roraima

**PERSONALIZA
A MEDIDA DE
TUS NECESIDADES**

Otras combinaciones:
DESDE 285 €
(estructura + 2 accesorios)

esta combinación:

337 €



**Nuevos separadores para cestas,
personaliza tus carros Roraima.**

CONSÚLTENOS

NUN - MESA DE EXAMEN

Resistente y durable · Insonorizada
Diseño ergonómico · Estable



INMEJORABLE

MATERIALES:

100% Acero inoxidable AISI + Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asusten al animal.

PATA AJUSTABLE:

Compensa posibles desniveles del suelo.

2 RAÍLES MÉDICOS:

Formato universal para sujeción de accesorios.



YouTube

NUN

mesa de examen

MR040101

475 €



DE REGALO

made
in
Germany



INSTRUMENTOS PARA TRAUMATOLOGÍA

PINZA CORTANTE PARA HUESOS LISTON



Recta, 14 cm.
IZHB3814

103,60 €

PINZA REPOSICIÓN DE HUESOS (fragmentos)



13'5 cm
IZHB371401

60,84 €

SIERRA DE ACERO INOXIDABLE LANGENBECK



23 cm
IZHB3402

53,41 €

SEPARADOR GELPI-LOKTITE



9 cm
IZHB334509

88,00 €

11,5 cm
IZHB334511

89,65 €

14 cm
IZHB334514

92,46 €

18 cm
IZHB334518

115,84 €

OSTEOTOMO MINI-LAMBOTTE



4 mm x 12,5 cm
IZ346904

6 mm x 12,5 cm
IZ346906

8 mm x 12,5 cm
IZ346908

15,68 €

10 mm x 12,5 cm
IZ346910

12 mm x 12'5 cm
IZ346912

18,76 €

COMPLETA TU PEDIDO

con cualquier pieza del catálogo HEBU

10%

3
PIEZAS

15%

6
PIEZAS

25%

10
PIEZAS

Descuento no aplicado, se descontará en función a la cantidad de piezas Hebu que pidas.

www.hebumedical.com

CUCHARILLA CORTANTE DOBLE WILLIGER



Fig.1/2,13'5cm.
IZHB3563

27,19 €

ELEVADOR DE HUESOS HOHMANN



Mini-Hohmann
IZ366408
16 cm x 8 mm

30,24 €

IZ366710
10 mm x 22 cm

59,61 €

SEPARADOR SENN MILLER



16 cm. agudo
IZHB3155

17,93 €

El mejor corte
combinado a una larga vida

HEBU
ceraBite

