

## **NUEVO**

#### LIMPIADOR DENTAL ULTRASONIDOS

Limpiador dental con depósito de agua incorporado para usar tanto con agua como con productos clínicos.

Compatible con puntas Satelec (conexión manguera y rosca puntas).

Pieza de mano desmontable y esterilizable, fabricada en titanio.

Cable de gel de silicona.

Suministro de agua: autónomo.

Posibilidad de conexión a toma de agua o uso con depósito.

Frecuencia de trabajo regulable: 25.000 Hz - 31.000 Hz.

Movimiento de trabajo: 100 µm

Pieza de mano HD-7L separable y autoclavable.

3 Programas: Limpieza Periodoncia Endodoncia

Incluye: 8 puntas, 4 limas, Ilave autolimitante, Ilave endo, soporte 6 puntas

UD010301 <del>450€</del>

<sup>450€</sup> 396€



nº 95
NOV/DIC
2021

www.everest-tecnovet.com

# **EVEREST**

WWW. everest-tecnovet



info@everest-tecnovet.com



+34 637 86 00 72



+34 93 668 6715 +34 91 833 3703



whatsapp: 692 06 34 11

(por favor no hacer pedidos por whatsapp)



@everestecnovet



everesttecnovet



SAT Servicio de Asesoria Técnica sat@everest-tecnovet.com T. 692 06 34 30



Suscríbete a nuestra newsletter: www.everest-tecnovet.com/newsletter



Foto portada: Mel Paçoca

- · Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- · No incluyen IVA ni transporte.
- · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- · Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados\* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.

Financiación sujeta a aprobación bancaria.

\*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta.

**OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS** 

**Everest Tecnovet S.L.** 



## **CUIDADOS DEL ACERO INOXIDABLE**

Evererest-Tecnovet a lo largo de sus años de experiencia, ha seleccionado el acero denominado AISI 304 y el AISI 430, con tratamiento de superficie esmerilada y pulida de espejo por su dureza, elasticidad y por su resistencia a la corrosión.

#### ¿Sabias que siguiendo unas sencillas reglas de limpieza puedes mantener el acero brillante como el primer día?

- 1. Lo más importante es una limpieza frecuente (ideal después de cada uso) con agua y jabón.
- 2. Otros restos más rebeldes o residuos muy adheridos, pueden requerir frotar, cepillar por ejemplo con el típico Scoth Brite.
- 3. Las manchas de cal pueden sacarse con vinagre seguido de un aclarado con agua clara y secado con un paño.
- 4. Intentar limpiar la superficie de acero siguiendo siempre la dirección de las vetas del acero.
- 5. Antes de utilizar un producto químico, revisar la etiqueta respecto a su uso con metales (acero inoxidable).
- 6. Existen productos en el mercado como NDP SURFAPLUS que es un producto con el cual a la vez que limpias desinfectas las superficies de acero inoxidable, sin dañarlas.
- 7. NO SE RECOMIENDA USAR LEJÍA más de 2 o 3 minutos, en caso de usarla aclarar abundantemente. La lejía es uno de los productos más corrosivos.

Teniendo en cuenta estas sencillas reglas de limpieza nuestras mesas, jaulas, encimeras de acero, mantendrán su aspecto como cuando las compramos.















## **MESAS**







Spray de 750ml DD040201 <del>11,95 €</del>

10,85 € NDP SurfaPlus es una solución lista para la desinfección de superficies y productos sanitarios no invasivos en hospitales,

clínicas y laboratorios. Su formulación con alto contenido en alcohol (30%), asegura un secado rápido y un acabado brillante.

Eficacia bactericida en sólo 1 minuto. Compatible con todo tipo de materiales.

Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos (incluyendo Aspergillus) y virus, según las normas EN1276, EN13697, EN1650, EN 14476. Producto sanitario CE Clase IIa.

## **MESA MAYO INSTRUMENTAL**

**EN ACERO INOXIDABLE** 

Bandeja desmontable: 37 x 55 cm (útil)

Cantos redondeados y pulidos



## **MESA PUENTE INSTRUMENTAL**

**EN ACERO INOXIDABLE** 

Superficie: 74 x 42,6 cm



MI010115 - Con reborde 406,00 €

345.10 €

#### **BANDEJA GRANDE**

Norma médica, curva sanitaria.

#### Sin rincones.

Fácil limpieza y desinfección.

#### **ALTURA REGULABLE** con brida de seguridad

Mayor libertad de posicionamiento y movimiento.







#### MESA MAYO - RORAIMA



#### **RORAIMA SERIES**

Las mesas y carros RORAIMA están diseñados para auxiliar el trabajo del veterinario por muchos años.

Durables y resistentes como todos los productos de fabricación propia EVEREST, la serie RORAIMA es garantía de calidad y funcionalidad. Está todo pensado para el bien estar del profesional veterinario.

Roraima



# DERMATOLOGÍA

#### **DERMATOSCOPIO**

La acreditada microscopía de reflexión permite diferenciar entre estructuras melanocíticas y no melanocíticas y observar de forma precisa las lesiones pigmentadas de la piel.







La lámpara se puede cambiar rápidamente en el lado inferior del cabezal de instrumentos.



Dispositivo focalizador con protector de gafas.



Fijación segura de ri-derma® en el mango gracias al cierre de

## LÁMPARA LUPA DE 5 DIOPTRIAS

Lupa H.F es una lámpara de luz fría con lente de aumento, indispensable para trabajos de gran precisión.

de 22W. Produce una luz sin sombras y no calienta. Vida útil de 10.000 horas. Brazo articulado de altura regulable que permite ajustar fácilmente en distintas posiciones. Cabezal con lente biconvexa circular de 5 dioptrías, ajustable y de mecanismo sencillo.

Tubo fluorescente circular de bajo consumo





Vista UV Handle H.F es una lámpara de Woodscon lente de aumento. Luminaria de radiación ultravioleta. Tapa protectora corredera que cubre la lente. Reflector de aluminio pulido.

Lente especial de aumento en cristal.



10 x 6 cm LU010001 225€ 191.25 €





379.05€

RI010001

399€





SOLUCIÓN I (roia) eosina ED020003G 2,5 I 130,50€

117.45 €

FIJADORA (lila) metanol

ED020002G 2,5 I 86.00€ **77.40 €** 

SOLUCIÓN II (azul) tiazina ED020004G 2,5 I

130,50€

117.45 €

KIT COMPLETO 250ml 3 botellas de 250 ml

Solución I, II y fijadora ED020000 39.80€ 35.82 €

## CRISTAL MICROSCOPIO **CUBRE OBJETOS**



**ACEITE DE INMERSIÓN** 

100 ml

36,05€

AI010001

34.24€

CM012020 20 x 20 mm 200 uds.

4,06€ 3.86€

CM012240 22 x 40 mm 100 uds.

4<del>,75€</del>

## **CRISTAL PORTA OBJETOS**

Cajas 50 uds. 26 x 76 mm



CM020101 cantos pulidos, banda mate 20 mm

5,15€

4.89€

CM020001 cantos sin pulir 2.66€

2.53€

## **BASTONCILLOS ALGODÓN** PARA LOS OÍDOS





800 uds. BA020002 4,75€ 4.27 €

## **DESECHABLES**





## **EN TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA PÁGINA**



DESCUENTO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS/PACKS SURTIDOS

#### **EMPAPADORES**

#### **EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO**



AI036040 60 x 40 cm 240 uds.

28.95€ 27.50 € sale a

Absorción (ISO 11948 1:1996): Superior 740 ml

AI039060 90 x 60 cm 150 uds.

37,45€ 35.57€ Cada uno sale a 0,23 €

Absorción (ISO 11948-1:1996): Superior 1.400 ml

**VENDA ELÁSTICA CREPE** 

"ERRIGAL"



VE030105 5 cm x 4 m /10 uds. 4.00€

3.80€

VE030110 10 cm x 4 m /12 uds 8,40€

7.98 €

VE030107 7 cm x 4 m /12 uds. 6.48€

6.15 €

VE030100 10 cm x 10 m /6 uds

9,90€

9.40€

#### VENDA ALMOHADILLADA

Hidrófoba. Tejido vaporoso y elástico resistente. Esterilizable (121°C)

VA040305 5 cm x 2,7 m 3.40€

3.23 €

VA040307 7 cm x 2,7 m

4.30€

4.08 €

VA040310 10 cm x 2,7 m 5.60€

5.32 €



#### **VENDA GASA DE MALLA**



#### **PAQUETES DE 10 UNIDADES**

VG010205 5 cm x 5 m 0,95€

0.90€

VG010207 7 cm x 5 m 1,23€

10 cm x 10 m 3,17€ 1.16 € 3.01 €

## ALGODÓN HIDRÓFILO **ENROLLADO CON PAPEL**



#### **GASAS COMPRESAS**



#### **NON-WOVEN (Medicomp)**

**NO ESTÉRILES** GG050001

10 x 10 cm

100 uds.

GG050410 10 x 10 cm 40 sobres de 5 uds.

**ESTÉRILES** 

2.27€ 2.15 € 9.60€



#### MALLA "C"

**NO ESTÉRILES** GG012020

20 x 20 cm 2.500 uds.

33.20

31.54€

GG012040

20 x 40 cm 1.250 uds.

33,20€ 3154€ 31.06€

32.70€

**ESTÉRILES** 

GG032020

20 x 20 cm

200 sobres de 5 uds.

GG032040 20 x 40 cm 150 sobres de 5 uds.

32,70€ 31.06€



#### RECTILÍNEA - CONTRASTE RX

**NO ESTÉRILES** 

GG014545 45 x 45 cm

100 uds. 28.00€ 26.60€ **ESTÉRILES** 

GG034545 45 x 45 cm en sobres de 5 uds.

2.35€



## RECTILÍNEA

**NO ESTÉRILES** GG012525 20 x 30 cm

1.600 uds.

37,00€

35.15€

VG010210

## **EVITA LAS URGENCIAS**

#### REVISA TU EQUIPO ANTES DE QUE ALGO SE ESTROPEE

Estar sin equpo de anestesia te puede causar varios problemas y gastos inesperados.

## AGENDA DE REVISIÓN DE EQUIPOS POR ZONAS

#### **AHORRA EN DESPLAZAMIENTOS**

Estamos concertando visitas por zonas para así poder ofrecerte las revisiones de equipos McKinley a mejor precio.

¡APÚNTATE!





SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES



#### **EQUIPOS DE ANESTESIA MCKINLEY ONE**



#### **EOUIPO DE PARED**

- + 1 Cal Sodada
- + Circuito con trampa de agua
- + 3 balones de 1,2 y 3L

PARED (sin vaporizador)

1004 €











MESA (sin concentrador)

1872 €

#### **EQUIPO + VAPORIZADOR**

- + 1 Cal Sodada
- + 9 Tubos Traqueales
- + T D'AYRES
- + Balón de 0,5 litro
- + C. Circular Cerrado
- + 3 balones de 1,2 y 3L
- + 3 Mascarillas (3 / 4 / 5)

RODABLE + Concentrador

2898 €



## **ESTACIÓN DE ANESTESIA ELITE 3**

INSTALACIÓN del equipo FORMACIÓN en su clínica por un especialista. CONSULTE





Incluye: VAPORIZADOR ISOFLURANO

EA060001\* <del>12.500 €</del>

9.900€







\*No incluye compresor \*Venta exclusiva en Cataluña y Galicia. Otras comunidades, consultar.

## **ANESTESIA**





Defendemos el uso responsable de los circuitos respiratorios ya que así se evitan complicaciones en la práctica quirúrgica y se garantizan resultados excelentes en anestesia.

VELAMOS POR LA SEGURIDAD DEL LOS PACIENTES Y DE LOS PROFESIONALES.

#### CIRCUITO RESPIRATORIOS

#### ÚNICO EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO

EVEREST ofrece una gama exclusiva de circuitos anestésicos para uso exclusivo veterinario, disponibles en diferentes configuraciones según peso del animal, para anestesia, quirófano y sala de recuperación.

#### **CONEXIONES FÁCILES Y SEGURAS**

Conectores hembra de 22 mm, fabricados en material suave, ligero y flexible, garantizan un ajuste seguro y facilitan la conexión/desconexión al equipo de anestesia.

#### **FABRICACIÓN LIMPIA**

Todos los circuitos se fabrican en salas blancas.

#### **DIFERENTES TAMAÑOS**

para animales de <10KG, 10 - 30 kg y >30 kg

- · Tubos de 120 cm de PVC de ánima lisa
- · Conectores Soft en forma de "Y" y de codo
- · Con o sin trampa de aqua
- $\cdot$  Alta calidad para anestesia segura.













# ORTOPEDIA-REHABILITACIÓN

## **ELECTROESTIMULADOR ELÉCTRICO**

## LA SOLUCIÓN DEFINITIVA EN FISIOTERAPIA INVASIVA



#### **CONTIENE:**

- Electroestimulador
- Manípulo con botón de encendido y apagado
- 4 cables para corriente monofásica pulsada
- Cargador diseñado para dispositivo médico
- Caja de agujas IPEN para tratamientos con corriente galvánica
- Caja de agujas punción seca APS
- Puntero para Neuromodulación
- 4 electrodos



EN020001 **2300**€

#### **COMPACTO**

Nunca un equipo portátil de estas características ha ocupado tan poco espacio.

#### **ESTABLE**

Ofrece máxima estabilidad y precisión en la emisión de corrientes. Además, nos permite conocer la carga de voltaje exacta para poder valorar la efectividad real de los tratamientos.

#### **INNOVADOR**

Primer equipo de fisioterapia invasiva con el que podrás trabajar conectado a la corriente eléctrica.

#### **SEGURO**

Dispone de un sistema anti-colapso que lo reinicia automáticamente en caso de bloqueo, evitando así interferir con el paciente.

#### **FIABLE**

El sistema checkbox realiza autocomprobación constante del equipo y sus conexiones.

## ARNÉS DELANTERO Y TRASERO PARA PERROS

De fácil colocación, diseñados para encajar en las patas del perro sin problemas y para ajustarse a la perfección gracias a sus tiras de velcro. Altura, ancho y largo regulables. Neopreno lavable a 30°C



|    | referencia | medida   | peso     |
|----|------------|----------|----------|
| S  | OC060002   | 40-49 cm | 5-15 kg  |
| М  | OC060003   | 49-60 cm | 15-25 kg |
| L  | OC060004   | 60-70 cm | 25-35 kg |
| XL | OC060005   | 70-80 cm | 35-50 kg |

Medir el contorno del pecho del perro

### **ELECTRO ESTIMULADOR**

Terapias contra el dolor y para el desarrollo muscular





EN010002 55,00€ **52.25€** 





## **AGUJAS PUNCIÓN SECA (APS)**



Agujas de punción seca APS. Únicas agujas diseñadas específicamente para Punción Seca o Dry Needling.

> AP03.... **desde 6.95€**

## **NUEVA**

#### **APS** regular

Segura · Duradera · Directa al punto Con fiador de color, para su rápida identificación

## APS safety tube

Doble tubo guia.
Protege el contacto con la aguja evitando posibles contaminaciones.
Aumenta la precisión y seguridad.
Mayor comodidad para el paciente.

# ORTOPEDIA-REHABILITACIÓN



### **SILLA DE RUEDAS**

## **NUEVA**

194.75 €

Un perro discapacitado puede tener una excelente calidad de vida. Hoy en día muchos perros tienen una vida prácticamente normal, juegan, corren, suben y bajan escaleras gracias a las sillas de ruedas.



PARA PERROS 6 A 17 KG 4 RUEDAS, ALUMINIO









## CINTA SUBACUÁTICA PARA HIDROTERAPIA



## HIDROTERAPIA

EF010001

Cinta con inclinación EF010002 €


12800€

El ejercicio de caminar en una cinta andadora bajo el agua libera al animal de la carga de peso sometida a las extremidades afectadas.

Está demostrado que el uso de la Hidroterapia en perros y gatos proporciona una gran variedad de movimientos que ejercen un trabajo muy completo en las articulaciones, ligamentos y músculos. Estos movimientos son amenizados por la reducción de condiciones que soportan el peso del animal mejorando el tono muscular.



- Panel de control giratorio
- Variador de potencia
- Aceleración y desaceleración progresiva
- Parada de emergencia
- Temporizador
- Botones de llenado y vaciado



- Panel de control giratorio.
- Estructura y depósito fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Ventanas con cristal de seguridad.
- Banda sumergible sin fin.
- Rodillos y ejes en acero AISI31 con rodamientos.
- Cierres herméticos.
- La propia puerta hace de rampa.
- Soportes para enganchar los arneses.
- Zona de apoyo para la persona dentro de la cinta.



Medir el perímetro mas alto de la pata (alrededor del muslo) cerca de la ingle, con una cinta métrica.



 S
 OR602020
 10 - 13cm

 M
 OR602021
 13,50 - 15cm

 L
 OR602022
 15,50 - 19cm

 XL
 OR602023
 19,50 - 23cm

086020.. <del>14,00€</del> **13,30€** 

Medir alrededor del codo con una cinta métrica.



# **CASTRACIÓN**

### KITS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES



## **GATAS COMPLETO**

- 2 Pinza Hemostática MOSKITO HALSTED recta sin dientes, 14 cm
- 1 Pinza disección sin dientes, 14 cm
- 1 Pinza ADSON con dientes, 12 cm
- 1 Porta Agujas MAYO-HEGAR, 14 cm
- 4 Pinza de campo SCHAEDEL (cangrejo)
- 2 Pinza Hemostática CRILE recta, 14 cm
- 1 Tijera METZEMBAUM recta, 14 cm
- 1 Mango Bisturí nº3
- 2 Pinza Hemostática MOSKITO curva sin dientes, 14 cm
- 1 Tijera cirugia MAYO recta, 14,5 cm
- 1 Ovariotomo abotonado,14 cm

PERRAS COMPLETO 10

LITTING COM

- 1 Mango Bisturí nº3
- 1 Pinza Disección con dientes 1x2 14 cm
- 1 Porta Agujas MAYO-HEGAR 15 cm
- 4 Pinzas de campo SCHAEDEL (cangrejo)
- Pinzas Hemostáticas:
- 2 CRILE, recta, 14 cm
- 2 CRILE, curva, 14 cm
- 2 ROCHESTER-PEAN recta, 18 cm
- 2 Pinza ALLIS, 5x4, 15 cm
- 1 Tijera MAYO recta, 14 cm
- 1 Ovariotomo abotonado, 16 cm

## **GATAS BÁSICO**

10%

- 1 Mango bisturí nº3
- 1 Tijera cirugía METZEMBAUM curva, 14,5 cm
- 1 Pinza disección ADSON-BROWN
- con dientes 9+9, 12 cm
- 2 Pinzas hemostática MOSKITO
- recto con dientes, 12,5 cm 1 Porta agujas MAYO-HEGAR - TC
- bocadura, 14 cm 1 Ovariotomo abotonado,16 cm

KITESTER 151,30€ 136.17 €

## **BODY POST QUIRÚRGICO**



Los colores pueden variar.

Tallas 0 a 4

Tallas 5 a 9

**KITESTERGC** 

179.18 €

199.09€

Tallas 10 a 12

9,90€

**€ 11,65 €** 

13.65 €

| PERROS   |       |           |  |  |  |
|----------|-------|-----------|--|--|--|
| Ref.     | Talla | Peso (Kg) |  |  |  |
| PP06BC00 | 0     | 1 - 1,5   |  |  |  |
| PP06BC01 | 1     | 1,5 - 2,5 |  |  |  |
| PP06BC02 | 2     | 2 - 3     |  |  |  |
| PP06BC03 | 3     | 3 - 4,5   |  |  |  |
| PP06BC04 | 4     | 4,5 - 5,5 |  |  |  |
| PP06BC05 | 5     | 5,5 - 7   |  |  |  |
| PP06BC06 | 6     | 7 - 9     |  |  |  |
| PP06BC07 | 7     | 9 - 14    |  |  |  |
| PP06BC08 | 8     | 14 - 18   |  |  |  |
| PP06BC09 | 9     | 18 - 20   |  |  |  |
| PP06BC10 | 10    | 20 - 24   |  |  |  |
| PP06BC11 | 11    | 24 - 29   |  |  |  |
| PP06BC12 | 12    | 29 - 34   |  |  |  |
| GATOS    |       |           |  |  |  |

**KITESTERPC** 

156.20€

173,56€

| GATOS    |       |           |  |  |
|----------|-------|-----------|--|--|
| Ref.     | Talla | Peso (Kg) |  |  |
| PP06BG00 | 0     | 2 - 2,5   |  |  |
| PP06BG01 | 1     | 2,5 - 3,2 |  |  |
| PP06BG02 | 2     | 3,2 - 4   |  |  |
| PP06BG03 | 3     | 4 - 4,5   |  |  |
| PP06BG04 | 4     | 4 - 5     |  |  |
|          |       |           |  |  |

## ESPARADRAPO CON APÓSITO PRIMAPORE



**EE020810** 

8 cm x 10 cm 10,90€

10,35 €

**EE020812** 8 cm x 15 cm

14,40€ **13**,68 **€**  **EE020818** 10 cm x 20 cm

> <del>21,80€</del> **20**.71**€**

#### COLLAR ISABELINO EZ SOFT™



XS CB030801 <del>6,15€</del>

**5**,53 €

©B030803 8,99€ **8.09** €

10%

S CB030802 6,65€ **5.98** €

CB030804 <del>12,20€</del> **10.98 €** 

XL CB030805 <del>13,65€</del> **12.28 €** 

## POVIDONA YODADA



JABONOSA 7,5% 1 litro DD033210

<del>7,20€</del> **6**,84 €

ACUOSA 10% 500 ml DD033212 4,75€

**1**,51 €







Esterilización de pequeños instrumentos (sólo donde la luz UV llega)

Medidas: 36 x 25 x 12 cm

**Peso:** 1,15 kg

Tiempo de desinfección:

45 min Radiación UV: 254 nm (UV-C) Frecuencia: 50 Hz Potencia: 6W

EE004841

40€









## POPA SUITES - HOSPITALIZACIÓN CATFRIENDLY

Suites de hospitalización para gatos, con reducción del estrés postoperatorio y que proporciona más confort para el paciente y más seguridad para el veterinario.





**ESPAÑA** 

#### Accesorios opcionales:

Gotero completo · Termohigrómetro Sistema de exracción / ventilacion Vinilos para personalización Base rodable · Base fija

#### **MÓDULO 2**

2 puertas de fenólico + 1 puerta de policarbonato

#### **MÓDULO 1**

1 puerta de fenólico + 1 puerta de policarbonato

> opción: MÓDULO ARMARIO





Un paso adelante en seguridad y confort

#### **BASE RODABLE**

Base robusta con ruedas de alta calidad garantizada. Facilitan la limpieza y desplazamientos. Muy recomendada en montajes de 2 o 3 módulos.

Opción: BASE FIJA Para 4 u 8 módulos. Configura un espacio a medida de tus necesidades.



# OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU



ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL



