

! VERSIÓN DIGITAL
2 PÁGINAS EXTRA
más ofertas para ti



CHAMONIX

MÁS DE LO QUE ESPERABAS

CALIDAD

2 opciones de superficie:
Acero Inox y Compacto fenólico.

FACILIDAD y LIMPIEZA

Cubeta de cajón extraíble
con cantos redondeados.

PRACTICIDAD

Apertura 100% de cajones

DURABILIDAD

Construcción en
Acero Inoxidable.

PERSONALIZACIÓN

Colores de cajones a elegir
(básicos Chamonix o personalizado RAL).
Puedes decidir a que lado van los cajones
o bien, pedir un proyecto personalizado.

ORGANIZACIÓN

Cajones con 2 alturas.
Mucho espacio para tener al
alcance de tus manos todo lo que
necesitas para examinar al animal.



desde
1.245 €



**DESCUENTO EN TODOS
LOS CHAMONIX STANDARD**

OPORTUNIDADES

iberzoo+ PRO-PET

Feria Internacional para el profesional del animal de compañía

**10-12
Mar**

2022
Recinto Ferial
ifema.es



nº 96
ENE/FEB
2022

www.everest-tecnovet.com



info@everest-tecnovet.com



+34 637 86 00 72
+34 93 668 6715
+34 91 833 3703



whatsapp: 692 06 34 11
(por favor no hacer pedidos por whatsapp)



@everestecnovet



everesttecnovet



SAT Servicio de Asesoría Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30



Suscríbete a nuestra newsletter:
www.everest-tecnovet.com/newsletter



- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.

Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MONITORIZACIÓN

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA MONITORIZACIÓN

¿Sabías que una buena monitorización puede salvar la vida de nuestro paciente?

Una buena monitorización ayuda al anestesista, veterinario o ATV que se ocupa de la anestesia a entender qué está sucediendo en cada momento, a reducir las posibles complicaciones, a la posibilidad de anticiparnos y actuar con rapidez ante un posible problema.

¿Cómo podemos optimizar las funciones de nuestro monitor?

Es muy importante el cuidado y mantenimiento del material. Los cables siempre han de ser tratados con delicadeza, sin retorcer. Lo ideal es guardarlos colgados haciendo circunferencias bien amplias para que no se doblen ni sufran ningún daño evitando así los costes de los repuestos.

Para su limpieza y desinfección es muy importante no usar productos abrasivos. Evitar los artefactos que pueden alterar los valores de los parámetros. En el caso de usar el electro poner el filtro adecuado en el monitor.

En este artículo nos centraremos en evitar los artefactos.

CAPNÓGRAFO: El parámetro más fiable.

Obligado en V.M. (Ventilación Mecánica).

Causas más comunes de que el CO₂ marque 0:

- 1- Intubación en esófago.
- 2- Apnea.
- 3- Tubo traqueal pequeño = fugas.
- 4- Tubo traqueal grande = necrosis de tráquea.

E.C.G: Es muy importante no utilizar el gel de ecógrafo. Tenemos dos opciones:

- 1- Mojar con alcohol (inconveniente: se evapora bastante rápido y se pierde la lectura).
- 2- Utilizar los electrodos adheridos en las almohadillas, unos parches bien puestos nos garantizan una buena lectura durante toda la cirugía.

Posibles causas de artefactos:

Bisturí eléctrico, manta eléctrica, movimiento intraoperatorio...

SPO₂, causas externas que pueden influir en una correcta lectura:

- 1 - El color oscuro de las mucosas (la lengua de los Chow-Chow), en estos casos poner una gasa blanca envolviendo la lengua puede ayudar.
- 2 - Demasiada sequedad o humedad en la lengua.
- 3 - Exceso de luz directa en la lengua.

TEMPERATURA:

Para obtener buenos resultados es necesaria una buena colocación del termómetro, ya sea vía oral o rectal y posteriormente una buena desinfección y mantenimiento del cable.





CAPNÓGRAFO Y OXÍMETRO PC-900B

Pantalla de 3,5 pulgadas TFT para la monitorización de EtCO₂, RR, SpO₂ y PPM; Aplicable en Anestesiología, Respiración y UCI. Almacenamiento del gráfico de tendencias de hasta 24h.

FINANCIACIÓN*
12!
meses



MC110002
1.800 €

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MATRON - BPM101

ECG · Temp · SpO₂ · NIBP · Resp · Mainstream · EtCO₂



- Pantalla táctil a color LCD
- Hasta 12 formas de onda
- ECG con análisis 13 tipos de arritmias
- Frecuencia respiratoria
- Saturación de oxígeno
- 1 Temperatura (2, opcional)
- 2 canales de presiones invasivas
- 30 días de memoria
- Batería recargable Li-ion (autonomía de 5h)

FINANCIACIÓN*
12!
meses

CAPNOGRAFÍA MAINSTREAM RESPIRONICS
MÓDULO DE PNI SUNTECH VET
PANTALLA TÁCTIL

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MC110049
3.495 €

ELECTRODO ECG ADHESIVO FOAM



5%

3 cm x 4 cm
0,8 cm (espesor)
50 unidades

EE090002
~~12,00€~~
11,40 €

3M

ELECTRODO ECG - RED DOT MICROPORE



5%

50 unidades
EE090003
~~18,00€~~
17,10 €

3M

ELECTROCARDIOGRAFO - CARDIOLINE - ECG100L

El ECG 100L, de 12 canales, ha sido diseñado para una portabilidad total, sólo 26 cms de longitud, y facilidad de uso, sin comprometer los estándares de calidad reconocidos mundialmente de Cardioline. Su brillante pantalla táctil a color de 5 pulgadas, así como de teclas dedicadas para la operatividad rápida, aumentan la usabilidad.



Los exámenes de ECG se pueden archivar en el equipo o transferir, por medio de una conexión USB a una aplicación dedicada para el PC, "ECG Easy App, diseñada para permitir una gestión sencilla pero completa de los ECG de los pacientes.

- 12 DERIVACIONES
- PANTALLA TÁCTIL 5" EN COLOR
- INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA
- CABLE DE PACIENTE 5 HILOS

EG010005
985€

EASY APP
software
GRÁTIS
300€



ESPARADRAPOS

PAPEL - MICROPORÉ HIPOALERGÉNICO

5%



EE020025
2,5 cm x 9,14 m
12 rollos
13,10€
12,45 €

EE020050
5 cm x 9,14 m
6 rollos
13,16
12,50 €

TELA - OMNIPLAST



10 cm x 10 m 5 uds.

EE020210
Blanco

34,25€
30,82 €

10%

5 cm x 5 m 10 uds.

EE020150
Rosa

16,74€
15,06 €

EE020250
Blanco

16,75€
15,07 €

2,5 cm x 5 m 20 uds.

EE020125
Rosa

19,20€
17,28 €

EE020225
Blanco

17,10€
15,39 €

SEDA - DURAPORE

5%



EE020525
2,5 cm x 9,1 m
12 uds.
23,10€
21,95 €

EE020550
5 cm x 9,1 m
6 uds.
23,00€
21,85 €

NON WOVEN - OMNIFIX ELASTIC

5%



EE021425
2,5 cm x 10 m
2 uds.

5,90€
5,60 €

EE021410
10 cm x 10 m
1 ud.

3,90€
3,70 €

EE021415
15 cm x 10 m
1 ud.

5,95€
5,65 €

EE021420
20 cm x 10 m
1 ud.

9,20€
8,74 €

SEDA - ELGON SILK

Sin Látex



EE020925
2,5 cm x 9,1 m
12 uds.

5%

EE020950
5 cm x 9,1 m
6 uds.

12,60€
11,97 €

CIRCUITOS





CAJAS PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE



5%

CI011802 18 x 8 x 4 cm 17,15€ 16,29 €	CI012001 c/asas 20 x 10 x 5 cm 41,00€ 38,95 €	CI012502 c/asas (poupinel drytime) 25 x 15 x 5 cm 48,75€ 46,31 €
CI012001A c/asas y agujeros 20 x 10 x 5 cm 57,75€ 54,86 €	CI012502A c/asas y agujeros 25 x 15 x 5 cm 65,10€ 61,84 €	CI013002A c/asas y agujeros 30 x 15 x 5 cm 74,60€ 70,87 €

CAJAS DE GUANTES INOX PARA PARED

NUEVO



5%

Caja Para Colgar.
250 x 80 x 125 mm
CG010001
40,80€
38,76 €

BATEA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE

5%



BR013017 32,5 x 17 x 3,5 cm 20,00€ 19,00 €	BR012416 24 x 17 x 3 cm 15,80€ 15,01 €
---	---

BATEA RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE

5%



BR030020 20 x 11 x 3,5 cm 10,75€ 10,21 €	BR030025 26 x 14 x 3,5 cm 13,15€ 12,49 €
---	---

PORTA DOCUMENTOS EN ACERO INOXIDABLE

5%



NUEVO

330 x 250 x 50 mm
(alto x ancho x fondo)
PD070001
51,00€
48,45 €

CUBO SANITARIO 12 L + SOPORTE RODABLE EN ACERO INOXIDABLE

5%



SC020001 Soporte con ruedas 89,50€ 85,02 €	CS020001 Cubo 12L. ø320 mm altura: 300 mm 49,00€ 46,55 €
---	---




10%

CS010002
Cubo 12L + Soporte
138,30€
124,74 €

COLGADOR PARA SONDAS TRAQUEALES EN ACERO INOXIDABLE

10%



CS050001
61,00€
54,90 €




Suscríbete a la NEWSLETTER

No te pierdas nuestras OFERTAS ESPECIALES

www.everest-tecnovet.com



TUBQAL - PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BOX DE OBRA



Puertas para box de hospitalización de animales. Pensadas para la seguridad de los profesionales y para el bien estar del paciente. Diseñadas con CAD 3D y mecanizadas con CNC Láser. Ofrecemos puertas autoinstalables que se pueden montar en espacios desde 92 hasta 150 cm.

AUTOINSTALABLE

Fácil instalación. Solo necesitas un taladro y un atornillador.

ADAPTABLES

A las posibles dificultades arquitectónicas como paredes irregulares. Extensión a medida para adaptar la puerta al espacio disponible 92-150 cm

MATERIAL RESISTENTE

Construido en acero INOX 18/8 AISI 304 grado medico.


SEGURIDAD

Herrajes y componentes robustos. Promueve gran resistencia para albergar con solidez a perros de todos los tamaños y en cualquier circunstancia.

COMEDERO GIRATORIO

Facilidad al cambiar el agua y la comida sin tener que abrir puertas ni entrar en contacto con el animal. Comedero giratorio seguro, con 2 boles en acero inox de 1,3 litros de capacidad.

Tubqal



DESDE **795€**

consúltenos



TABURETE DE REGALO



MR040105

385 €

MESA DE RECONOCIMIENTO DESMONTABLE

PRÁCTICA, ECONÓMICA Y DESMONTABLE



sistema de montaje **ultrafácil**
patentado y registrado

INNOVADORA Y ECONÓMICA

Mesa de examen que, debido a la calidad de los materiales y del sistema de montaje ultrafácil, mantiene los niveles de calidad del mobiliario diseñado y fabricado por EVEREST, pero a un precio más económico.

100% ACERO INOXIDABLE

AISI 304 (18/10)
+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asustan al animal.

Superficie: 112 x 55 cm
Altura: 85 cm
Capacidad: 200 kg

Patas Ajustables por regulador.
2 raíles médicos



Foto: Cortesía
VET 24 Gavà



UN PERFECTO EJEMPLO DE BUENOS RESULTADOS

Nuestros clientes a menudo nos explican lo fascinados que están con la reacción de los animales al subir a la Mesa Murray: permanecen tranquilos y en algunos casos, hasta se divierten con la experiencia.

MURRAY: MESA DE RECONOCIMIENTO ELEVADORA

PARA TODA LA VIDA



Murray: ha sido pensada y diseñada al detalle para ser la mesa de examen definitiva.

SALUD DEL PROFESIONAL: Práctica y ergonómica. Evita lesiones causadas por los esfuerzos repetitivos que suelen hacer para tratar a sus pacientes.

CONFORT DEL ANIMAL: Cómoda y amplia. Tiene superficie sin ruidos metálicos y funcionamiento elevatorio suave.

IMAGEN DE LA CLÍNICA: Diseño atractivo. Su contorno fluido, además de bello, facilita la limpieza en todos los rincones.

PARA TODA LA VIDA: Funcionamiento sencillo y suave, materiales de alta calidad y la garantía de durabilidad que tienen los productos fabricados por Everest.



MR040301

1.539 €



SISTEMA PATENTADO Y REGISTRADO

MATERIAL RESISTENTE
Acero Inoxidable
Anti-deslizante

GRAN CAPACIDAD
Animales desde
30g a 150 Kg

SERVICIO TÉCNICO
Garantizado en España

100% NACIONAL
Diseñadas y fabricadas
por Everest

MÁXIMA PRECISIÓN
hasta 10Kg : 10g
a partir de 10 Kg: 50g

LED
Alto contraste

ALIMENTACIÓN
Conexión directa a la red

BÁSCULAS MÁXIMA PRECISIÓN - EVEREST



CERTIFICADO INSTITUTO
ESPAÑOL DE METROLOGÍA

Ministerio de industria

ELECTROESTIMULADOR GRATIS



3 EN 1
TENS · EMS · Masaje

BV010003
90 x 40 cm

493 €

BV010005
100 x 40 cm

565 €



ESPECIAL SONDAS

SONDA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL



10%

SV090002
1,30€
1,17 €


GEL LUBRICANTE CATHEJELL - con lidocaína



15%

12,5 g
GL100001
3,95€
3,35 €

SONDA ALIMENTACIÓN RADIOPACA



10%

10 UNIDADES
1,85€
1,66 €

SA030104 (rojo)
FG 4 x 50 cm
SA030105 (gris)
FG 5 x 50 cm
SA030106 (verde)
FG 6 x 50 cm
SA030108 (azul)
FG 8 x 50 cm
SA030110 (negro)
FG 10x 50 cm

SONDA FOLEY RUSCH



10%

SR061706
CH-6 31 cm
Brillant silicona
con balón

14,00€
12,60 €

SR060508
CH-8 30 cm
SR060510
CH-10 30cm
Látex pediátrica

7,85€
7,06 €

SONDA URETRAL PERRA TIEMANN - ESTÉRIL



10%



Perra.
Unidad.

4,07€
3,66 €

SV010308
FG 8 - nº 8 - 39 cm
SV010310
FG 10 - nº10 - 39 cm

SONDA VETERINARIA PERRO



10%

5,48€
4,93 €

SV010406
FG-6 2 x 500 mm
SV010408
FG-8 2,6 x 500 mm
SV010410
FG-10 3,3 x 500 mm



TUBO TRAQUEAL REFORZADO

con balón, Murphy, PVC termosensible

Indicado para procedimientos donde la cabeza del paciente debe ser flexionada, extendida o reposicionada durante la cirugía y para intubación broncoscópica donde los circuitos respiratorios deben estar alejados del área quirúrgica.



SR900004 4 mm
SR900005 5 mm
SR900006 6 mm
SR900007 7 mm
SR900045 4,5 mm
SR900055 5,5 mm
SR900065 6,5 mm
SR900075 7,5 mm
SR900085 8,5 mm

20%

unidad
11,56€
9,24 €

SONDA GÁSTRICA PEZZER FORMA DE SETA



Estéril, roja.
Unidad

9,20€
8,28 €

10%

SR800010 CH10
SR800012 CH12
SR800014 CH14
SR800016 CH16
SR800018 CH18
SR800020 CH20
SR800022 CH22
SR800024 CH24
SR800026 CH26

SONDA TRAQUEAL SIN BALÓN CON CONEXIÓN



1,58€
1,42 €

10%

SR310002 - 2 mm
SR310025 - 2,5 mm
SR310003 - 3 mm
SR310035 - 3,5 mm

SONDA TRAQUEAL CON BALÓN CON CONEXIÓN

RÜSCH

Desde 1885



2,5 / 3 mm
SR3000..
3,10€
2,79 €

3,5 - 10 mm
SR3000..
1,95€
1,75 €

10%

Nuestro canal:



EVEREST
tecnovet



DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO (SGAD) DESECHABLE

Están diseñados para descansar sobre la faringe y evitan muchos de los problemas provocados por los tubos ET, como el trauma laríngeo y traqueal. También son fáciles y rápidos de colocar y resultan útiles para las reanimaciones de emergencia.

GATOS

- SR4D40000 0,5 -1 kg
- SR4D40001 1-2 kg
- SR4D40002 1,5-3,5 kg
- SR4D40003 3-5 kg

15,92 €

- SR4D40004 4,5-6kg
- SR4D40005 +6 kg

16,99 €

Conejo



Gato



CONEJOS

- SR4D30001 0,6-1,5 kg
- SR4D30002 1-2 kg
- SR4D30003 1,8-3,5 kg
- SR4D30004 2,5-4 kg

14,86 €

- SR4D30005 3,5-5 kg
- SR4D30006 + 4,5 kg

15,06 €



SONDA VETERINARIA GATO TOM CAT

punta abierta para litiasis

10%




SV010604
1,25 x 14 cm 3,5 fr

3,10€
2,79 €

SONDA URETRAL - GATO

10%



CON FIADOR

SV010103
FG-3 1 mm

4,65€
4,18 €

SV010104
FG-4 1,3 mm

4,98€
4,48 €

SIN FIADOR

SV010003
FG-3 1 mm

3,14€
2,82 €

SV010004
FG-4 1,3 mm

3,14€
2,82 €

SONDA URETRAL ESTÉRIL PARA PERROS - EVEREST



SEMI RÍGIDA

SV010106 - blanca
FG-6 2 mm x 50 cm

SV010108 - roja
FG-8 2,6 mm x 50 cm

SV010110 - azul
FG-10 3,3 mm x 50 cm

BLANDA

SV010006 - blanca
FG-6 2 mm x 50 cm

SV010008 - roja
FG-8 2,6 mm x 50 cm

SV010010 - azul
FG-10 3,3 mm x 50 cm

10%

10 unidades
28,05€
25,24 €

SONDA COBERTURA HIDROFÍLICA

Suave, segura y económica

SE AUTOLUBRICAN
AL CONTACTO CON SUERO



SV010506
FG-6 | 30 cm | verde

SV010508
FG-8 | 40 cm | azul

SV010510
FG-10 | 40 cm | negra

10%

precio por
unidad
2,25€
2,02 €

SONDA DE ASPIRACIÓN CH-12 / 50 cm



10%

SR223112
0,33€
0,29 €





BIOPSIA - LABORATORIO

FRASCO DE MUESTRA CON FORMALINA PARA BIOPSIA SEGURA BIOPSAFE

El FORMALDEHÍDO, declarado oficialmente **CANCERÍGENO** por la Comisión Europea.



10%

DESCUENTO POR CAJAS COMPLETAS

precios por unidad

FM001BIO

24 uds.
20 ml

3,00€

2,70 €

FM002BIO

18 uds.
60 ml

4,40€

3,96 €



Se desenrosca la tapa



Se introduce la muestra



Se enrosca la tapa



La formalina se libera al presionar la tapa



La formalina y la biopsia se mezclan

MICROSCOPIO MOTIC BA 210 LED DIGITAL con CÁMARA 3 MP



10%

MB010404

1.941,00€

1.746,90 €



- Cabezal binocular tipo Siedentopf, inclinado 30°, cámara digital integrada CMOS 1/2".
- CÁMARA : 3MP - 2048x1536 píxeles con salida USB2.SOFW : Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux.
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares.
- Porta-objetivos cuádruple inverso.
- Objetivos CCIS® Plan acromáticos EC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil.
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión.
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos.
- Condensador Abbe A.N. 1.25 enfocable con diafragma iris y ranura.
- Iluminación LED 3W, control de intensidad.

AGUJAS DE BIOPSIA

Biopsy-punch Estéril



AB030002 - 2 mm
AB030003 - 3 mm
AB030004 - 4 mm
AB030006 - 6 mm
AB030008 - 8 mm

3,95 €

AGUJAS DE BIOPSIA

Automática Acecut

5%




AB141502
14G x 15 cm
AB181502
18G x 15 cm

46,50€

44,17 €

Biopsia Ósea



AB0BT301
8G/4 mm x 10 cm

25,25€

23,98 €

Tru-Cut



AB030108

14G x 80 mm - 3"

AB030111

14G x 120 mm - 4.5"

AB030115

14G x 160 mm - 6"

29,50€

28,02 €

Medula Ósea Jamshidi



Mango en "T"

AB040000

8G/10 cm

AB040001

11G/10 cm

60,45€

57,42 €

AGUJAS DE BIOPSIA

Speedybell

Semi Automática

10%



AB051415

14G/150 mm

AB051615

16G/150 mm

30,00€

27 €



ECÓGRAFO DUS60

SISTEMA ULTRASÓNICO DIGITAL DE DIAGNÓSTICO

El Sistema Ultrasónico Digital de Diagnóstico DUS 60 es un sistema de ultrasonidos compacto, que ofrece un excelente valor así como una excepcional calidad de imágenes en toda la gama de aplicaciones de imágenes generales.

ECÓGRAFO DUS 60

Sonda micro-convex
5.5 - 7.5 MHz 12,1"
Alcanza profundidad
de 15/20 cm aprox

EC030101

3.955 €



OPCIONAL:

Sonda convex 2.5 - 4.5 MHz
Alcanza profundidad
de 30 cm aprox.

1.350 €



AQUISEL MICROTUBO

TUBOS PARA BAJOS VOLÚMENES DE SANGRE (hasta 1 ml)

Dimensiones de los tubos : 11 x 40 (ØxL)
Anillo superior que permite introducirse en un tubo de 13x75 para ser centrifugado.
Tubos para pequeños volúmenes de sangre de 12 x 55.

TAPÓN- VÁLVULA AQUISEL

Sistema que permite su manipulación sin necesidad de destaponar, permaneciendo hermético y evitando el riesgo de contaminación.

TP011002

EDTA 3K

1ml 11 x 40 lila 100 uds.

11,00€

9,35 €

TP011001

HEPARINA LITIO

1 ml 11 x 40 verde 100 uds.

11,83€

10,05 €

TP011003

GEL SEPARADOR DE SUERO

0,8/0,5 ml 11 x 40 rojo 100 uds.

12,67€

10,76 €



15%



PIPETA FINA PASTEUR CON PERILLA 3,3 ML



foto: punta fina



PU010001

FINA

100 uds.

10,00

9,50 €

SURTIDAS

5%

PU010002

GRUESA

100 uds.

3,35€

3,18 €

TUBO EPPENDORF 1,5 ml



10%

TP020002

250 uds.

4,50€

4,05 €

FUNDA PRESERVATIVO PARA SONDA ECÓGRAFO

100 unidades



5%

FE070001

17,00€

16,15 €

RESUCITADOR MANUAL



15%

RM010007

500 ml - perros pequeños (máx 30 kg)

40,00€

34,00 €

RM010001

2 L - perros grandes (máx 80 kg)

GRADILLA PARA EPPENDORF

De plástico para 60 Eppendorf
0.5 - 1.5 ml



20%

GG060001

6,41€

5,12 €



VARIOS

VERSIÓN DIGITAL
2 PÁGINAS EXTRA
más ofertas para ti

LENCERÍA SANITARIA TELA - 100% ALGODÓN

CERRADAS	LS017040 70 x 40 cm 2,04€ 1,83 €	LS017070 70 x 70 cm 3,06€ 2,75 €	LS019090 100 x 100 cm 4,25€ 3,82 €	LS019016 90 x 160 cm 7,99€ 7,19 €
----------	--	--	--	---

ABIERTAS	LS027070 70 x 70 cm 20 x 3 5,25€ 4,72 €	LS029011 90 x 110 cm 35 x 4 7,40€ 6,66 €	LS029090 90 x 90 cm 30 x 3 5,65€ 5,08 €	LS029016 90 x 160 cm 50 x 5 9,20€ 8,28 €
----------	--	---	--	---

Precios por unidad



TALLAS QUIRÚRGICAS - ESTÉRILES

Venta por unidad

1 CAPA	LS035075 45 x 75 cm 0,48 €	LS037510 75 x 90 cm 0,64 €	LS031015 100 x 150 cm 1,31 €
--------	---	---	---

2 CAPAS	LS065075 45 x 75 cm 0,60 €	LS067590 75 x 90 cm 0,78 €	LS061015 100 x 150 cm 1,61 €
---------	---	---	---



BOLSAS FRIO-CALOR



precios por unidad

BC010002 18 x 13 cm 1,35€ 1,14 €	BC010001 24 x 16 cm 1,80€ 1,53 €
--	--



FRASCOS DE MUESTRA

Cierre hermético.
Estéril A.
Envasados individualmente.



FM010002w 60 ml. 25 unidades 3,99€ 3,19 €

MICROESPONJAS



200 unidades (10 por bolsa)



ME010001 105,52€ 94,96 €

TEST DE OFTALMOLOGÍA

3x2

PUEDEN SER SURTIDOS



Cajas de 100 tiras. Estériles.

SCHIRMER LÁGRIMA TL010001 23,00€	COMPRANDO 3, la caja sale a: 15,34 €
FLUORESCÉINA TF010001 18,50€	COMPRANDO 3, la caja sale a: 12,34 €
ROSA DE BENGALA TF010002 25,10€	COMPRANDO 3, la caja sale a: 16,74 €
VERDE LISAMINA TF010003 23,80€	COMPRANDO 3, la caja sale a: 15,87 €




VERSIÓN DIGITAL
2 PÁGINAS EXTRA
más ofertas para ti



ESTERILIZACIÓN



CONTROL DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR EN TIRAS - COMPLY



**NO CORRA
RIESGOS
INNECESARIOS**
POR 0,0475 €
CADA CONTROL

5%

480 uds
CE080001
~~24,00€~~
22,80 €

ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN

5%



RE011020
100 mm x 200 m
49,35€
18,38 €

RE011520
150 mm x 200 m
27,45€
25,79 €

RE012020
200 mm x 200 m
36,90€
35,06 €

RE012520
250 mm x 200 m
51,45€
48,88 €

RE013020
300 mm x 200 m
65,65€
62,37 €

RE014020
400 mm x 200 m
79,80€
75,81 €

ROLLO ESTERILIZACIÓN CON FUELLE

NUEVA

Indicadores químicos para Vapor/OE/Formol.
Film plástico transparente tintado en azul.
Papel grado médico 60 g/m²

Mismo ancho, más capacidad.

OTRAS MEDIDAS,
CONSULTAR



5%

300 mm x 100 m
RE010030
49,50€
47,02 €

AUTOCLAVE PRESTIGE - SERIE 2100

La solución más económica para la esterilización de su instrumental

Máxima longitud de instrumentos: 228, 290 y 460 mm.
Tiempo de esterilización: 11 min.
Tiempo de ciclo total: 22 min.
Presión de funcionamiento: 1,4 bar
Voltaje: 230 V / Potencia: 1500 W / Frecuencia: 50-60 Hz
Volumen de agua: 0,75 litros



**BOLSAS AUTOSELLABLES
GRATIS**

AE040006
9 litros
920 €

AE040001
12 litros
1.100 €

Bolsas de 140 x 280 mm
Caja de 200 uds

SELLADORA TÉRMICA PRESTIGE



SB010001
470 €

Selladora térmica diseñada para asegurar un cerrado hermético al aire y al agua de las cargas preparadas para la esterilización.

Funcionamiento rápido y práctico. Diseño compacto.
Se puede colocar en la pared.
Calentamiento automático.
Longitud de sellado: 250 mm / Ancho de sellado: 12 mm
Alimentación: 230V/50-60Hz / Potencia: 100W
Medidas: 470 x 300 x 270 mm / Peso: 6 kg

OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU



3

PIEZAS

10%

6

PIEZAS

15%

10

PIEZAS

25%

El descuento se aplicará en todo instrumental de HEBU MEDICAL comprando a partir de 3 piezas.

www.hebumedical.com

ACEITE DE PARAFINA



15%

400 ml
IZHB9109
~~14,56€~~
12,37€

SIERRA OSCILANTE - 220V



CUCHILLA GRATIS

20 mm (ancho)
70 mm (largo)

A corriente.
Regulación del número de revoluciones.
Aceleración suave.
La refrigeración del motor se hace a través de la circulación del aire.



15%

IZHB8894G0
~~771,68€~~
655,92€



Sistema de enfriamiento del motor con circulación del aire.



Regulación de las revoluciones para una oscilación óptima de la hoja de sierra

ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL

**made
in
Germany**