


www.everest-tecnovet.com



iberzoo+ **PRO-PET**
Feria Internacional para el profesional del animal de compañía

Volvemos a encontrarnos
para impulsar de nuevo el sector!



10-12
Mar
2022

Te esperamos
en **PRO-PET**
stand: **9B16**



OPORTUNIDADES

nº 97
MAR/ABR
2022



info@everest-tecnovet.com



+34 637 86 00 72

+34 93 668 6715

+34 91 833 3703



whatsapp: 692 06 34 11

(por favor no hacer pedidos por whatsapp)



@everest.tecnovet



everesttecnovet



SAT Servicio de Asesoría Técnica

sat@everest-tecnovet.com

T. 692 06 34 30



Suscríbete a nuestra newsletter:

www.everest-tecnovet.com/newsletter



WWW.
everest-tecnovet
.com

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.

Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Everest Tecnovet S.L.

Los mismos, actualizados.

Somos una empresa, fundada en el año 1992, especializada en la creación y distribución de productos para clínicas y hospitales veterinarios. Tenemos una amplia cartera de productos, trabajamos con marcas líderes del sector y además somos especialistas en mobiliario veterinario y equipos de anestesia, diseñados y fabricados en exclusiva por nosotros con las técnicas más avanzadas. Nuestra dedicación al estudio y desarrollo de productos nos permite ofrecer artículos de alta calidad, para así hacer más fácil la labor del veterinario tanto en España como en el mercado internacional.

• I+D INNOVAR PARA MEJORAR

Invertimos en investigación y desarrollo pues estamos convencidos de que estar a la vanguardia de la tecnología y del diseño trae beneficios no solo a nuestra compañía, sino también a todo el sector veterinario.

• COMPETIR AL MISMO NIVEL CON FABRICANTES MUNDIALES

Hemos logrado conquistar espacios en el mercado internacional y nuestro objetivo es mostrar que en España se diseña y fabrica equipos veterinarios de calidad similar o superior a otros equipos ya consolidados en el mercado actual mundial.

• NOTABLE EVOLUCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En el año 2015 ampliamos nuestras instalaciones y creamos una planta exclusiva a los trabajos de producción. Hemos generado empleo de personal altamente capacitado para poner en práctica nuestros equipos.

• COLABORACIÓN DE PROXIMIDAD

Apostamos por la colaboración de proximidad y cada vez más trabajamos junto a talleres y proveedores ubicados cerca de nosotros, acciones que impulsan la economía local y la salud del planeta. Queremos asegurarnos de la excelencia de todos nuestros equipos y de la facilidad de asistencia técnica si un día es necesario.

• SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO - SAT

La tecnología actual nos ha permitido dinamizar el trabajo del SAT. A través de videollamadas, envío de fotos para ilustrar dudas, tutoriales en vídeo y nuestro canal de You Tube, asesoramos siempre que sea posible al veterinario para facilitar su labor.

• CREEMOS EN EL SECTOR, EN LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN

Nos preocupamos del bienestar de nuestros clientes y trabajadores y les ofrecemos pequeñas grandes soluciones que marcan la diferencia en su trabajo diario. Somos humanos y tratamos con humanos. Igual que nuestro personal, nuestros clientes nunca serán un número.

• OPORTUNIDADES PARA TODOS

Everest abre las puertas y los brazos a todos. Nuestra plantilla es variada, hay gente de todas las edades, orígenes, capacidades, mujeres y hombres por igual. Tenemos puestos para prácticas de estudiantes y que en nuestra empresa han conseguido su primer empleo.

• RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Tenemos una especial preocupación en cuidar el medio ambiente y la preservación de nuestro entorno. Estamos trabajando sin pausa para disminuir nuestro impacto medioambiental con la seriedad que exigen nuestros tiempos.

EVEREST
Tecnología Veterinaria y Médica

1992

EVEREST
tecnología veterinaria

2007

EVEREST
tecnovet

2022

Hechos en **ESPAÑA**

100%
configurable

CARROS AUXILIARES

Las mesas y carros RORAIMA están diseñados para auxiliar el trabajo del veterinario por muchos años. Nuestro departamento de I+D+I ha desarrollado un nuevo concepto de carros auxiliares en que tienes la libertad de configuración según tus necesidades.

Durables y resistentes como todos los productos de fabricación propia EVEREST, la serie RORAIMA es garantía de calidad y funcionalidad. Está todo pensado para el bienestar del profesional veterinario.

Estantes
con y sin reborde

2 Alturas a elegir
96 cm o 160 cm

Ruedas
2 con y 2 sin freno

Cestas de plástico
diferentes modelos

MA441201
Altura 96 cm

185 €

MA441202
Altura 160 cm

289 €

ACCESORIOS
Cesta o estante

59 €

Roraima



MONITOR SIGNOS VITALES K12 - TÁCTIL

NIBP · SPO₂ · ECG · TEMP · RESP · EtCO₂

CAPNOGRAFÍA SIDESTREAM
MANGUITOS PNI REUTILIZABLES
PANTALLA TÁCTIL

FINANCIACIÓN*
12!
meses

- Pantalla 12" Táctil con retroiluminación por LED
- 9-señales en pantalla.
- Indicador visible 360 grados con 3 niveles de alarma.
- HL7 protocolo para conectar con el sistema hospitalario.
- Batería de Li-Ion hasta 3 horas de monitorización continua.
- Sin impresora.

MC110009

12x 215,83 €

total 2.590€





Hecho en **EUROPA**

ATOM SMART

Pequeño gran Versátil

Uso intuitivo para múltiples técnicas quirúrgicas y endoscopia.

Pantalla táctil

Uso intuitivo



Conexión SDS



Tamaño pequeño y diseño estético

Salidas SDS

Equipo muy intuitivo con ajuste automático de la potencia de salida basado en seguimiento en tiempo real de los parámetros de trabajo.

PANTALLA TÁCTIL

Diseñada para proporcionar al usuario un fácil acceso a todas las funciones.

SALIDAS SDS

Identifican el instrumento conectado, ajusta automáticamente modos y parámetros de salida al instrumento conectado.

AUTOTEST

Cada vez que se enciende el sistema realiza una prueba interna de todos los componentes del equipo.

Características Técnicas

- Corte puro máx: 200 W
- Mezcla de corte máx: 200 W
- Coagulación suave monopolar: 200 W
- Coagulación forzada monopolar: 200 W
- Coagulación Bipolar – 120 W



6 electrodos monopolares



1 pinza bipolar 16 cm/ 2 mm



1 mango monopolar



Cable bipolar 3M conexión SDS



Pedal 6-pin plug

FINANCIACIÓN*
12!
meses

ATOM SMART
EB010017

2843,95 €

CIRCUITOS RESPIRATORIOS

Conectores en forma de "Y" y de codo

Con y sin trampa de agua

Tubos de 120 cm de PVC de ánima lisa

Conectores soft



DESDE
11,95 €



ATOM VESSEL SEALING

Multiplica tu rendimiento sin complicaciones
Potencia y control para todas tus cirugías



6 electrodos monopolares



1 pinza bipolar 16 cm/ 2 mm



1 mango monopolar


Cable bipolar 3M
conexión SDS



Placa neutra



Pedal doble 6-pin plug



Pantalla táctil
y fácil de leer

Monitor de potencia
instantánea y promedio

Permite controlar los parámetros de trabajo de la unidad electroquirúrgica.




Salidas
SDS

Conexión
SDS




Vessel Sealing / ThermoStapler®

Modo bipolar especial que permite el sellado de grandes vasos y la preparación de haces de tejido antes del corte.



Sella hasta 7 mm de tejido



FINANCIACIÓN*
12!
meses

ATOM
THERMOSTAPLER
EB010018
7521,70 €

No te imaginas hasta donde puedes llegar.

CONFIGURA TU ATOM PARA DIVERSAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

CONSÚLTENOS

ATOM está equipado con un sistema de medición avanzado que ajusta automáticamente en tiempo real la potencia de salida a las condiciones cambiantes dentro del campo de operación basado en mediciones de los parámetros de salida.

AUTOTEST

Cada vez que se enciende el sistema realiza una prueba interna de todos los componentes del equipo.

Características Técnicas

- Corte Monopolar: 400 W
- Coagulación Monopolar: 200 W
- Corte Bipolar: 330 W
- Coagulación Bipolar: 400 W
- Frecuencia de funcionamiento del generador: 333 kHz
- Vessel sealing/ ThermoStapler®



Hechas en **ESPAÑA**

MESAS DE CIRUGÍA ATLAS

LA MESA QUE MÁS SE ADAPTA A TUS NECESIDADES



2 RAÍLES
Para accesorios

BASCULACIÓN
Clásica: 30° Trendelenburg

ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO
Duración excepcional, protección integral de las piezas, mayor dureza y resistencia a rayaduras.

4 RAÍLES
Para accesorios

BASCULACIÓN
30° Trendelenburg
10° Anti-Trendelenburg

RUEDAS AUTOBLOCANTES
Alta calidad.
Fabricada en Alemania.

PINTURA EPOXI
Gran resistencia tanto a químicos como a roces, resistencia a los agentes atmosféricos, fácilmente limpiable e impermeable.

ACERO INOXIDABLE
Construcción sólida y durable.
Acero inoxidable* AISI 304 y 430.



atlas
COLOUR

desde **1771 €**

atlas

desde **1952 €**



PLANA	"V" TOP	"V" TOP PLUS SIZE
MC040432 eléctrica	MC040412 eléctrica	MC040414 eléctrica
MC040433 hidráulica	MC040413 hidráulica	MC040415 hidráulica

PLANA	"V" TOP	"V" TOP PLUS SIZE
MC040422 eléctrica	MC040402 eléctrica	MC040424 eléctrica
MC040423 hidráulica	MC040403 hidráulica	MC040425 hidráulica

ACCESORIOS consulte precios y características



Grapa sujeción de animales



Grapa para accesorios



Soporte + batea



Soporte de gotero



Arco de tracción



Percha para tallas



Brazo para cámara de fotos

LA NUEVA ERA DE LA INFUSIÓN

DOCK STATION: ESTACIÓN DE TRABAJO CON PROGRAMA SECUENCIAL

Modo de infusión realmente inteligente:

Auto-infusión continua, reduciendo riesgos de interrupción satisfaciendo los requisitos de la infusión de los medicamentos.

NUEVA

GRATIS



**3 BOMBAS
+ DOCK STATION
+ RUEDA DE
FLUIDOTERAPIA**

1695 €

cada unidad sale a 565€

Bombas vendidas por separado: 695€ cada.

UN PASO GIGANTE EN LAS TÉCNICAS DE INFUSIÓN

**Tamaño pequeño,
grandes capacidades**

6 Modos de Infusión, 3 niveles de oclusion Control independiente de doble CPU, control real y fiable de los datos.

Automática anti libre-flujo

Cuando las puertas de la bomba se abre, la abrazadera de flujo libre se cierra automáticamente evitando riesgos de derrames de líquidos.

Inteligente y fácil de usar

Pantalla táctil, respuesta rápida a diferentes configuraciones. Múltiples idiomas, configurable para español.





KUN: LA MESA DE EXAMEN

**PRÁCTICA,
ECONÓMICA Y
DESMONTABLE**

INSONORIZADA

DISEÑO ERGONÓMICO

ESTABLE

2 RAÍLES UNIVERSALES

MR040105

385 €



KUN
examination table

sistema de montaje
ultrafácil
patentado y registrado

Materiales:

100% Acero inoxidable AISI 304

+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asustan al animal.

Superficie: 112 x 55 cm

Altura: 85 cm

Capacidad: 200 kg

Medida patas:

50 x 50 mm refuerzos de 50 x 25 mm (tubo inoxidable).

Patas ajustables por regulador.

2 Raíles médicos



MESA CAMILLA CON RUEDAS - MONTMARTRE PARIS

RESISTENCIA

Diseñada y construida para evitar el deterioro de las paredes y poder abrir las puertas de vaivén. Con protección de caucho NBR (muy resistente, usado en las industrias automotriz y aeronáuticas.) en todo el perímetro redondeado de la mesa, para que los posibles golpes no dañen paredes o puertas.

CONFORT

Su estructura en doble "Y" permite mover la mesa camilla con comodidad y evita golpearse las piernas al desplazarla.

SEGURIDAD

Dispone de dos ruedas con frenos autoblocantes.

Superficie: 125 x 58 cm
Altura: 85 cm


Construcción:
Acero inoxidable,
sin piezas de unión.

Incluye:
2 raíles para accesorios
+ Cinchas para sujeción
de animales

MC100002

819 €

**MONT
MARTRE
PARIS**



GRATIS

**Soporte
de gotero**

Superficie: 125 x 58 cm
(cantos redondeados)

Perfil de goma perimetral anti-choque. En caucho NBR, utilizado en las industrias automotriz y aeronáutica.

Cinchas para sujeción de animales.

2 raíles para accesorios

Su estructura en doble "Y" permite moverla con comodidad y evita golpearse las piernas al desplazarla.



Hemos creado la **VERSIÓN AUSTENÍTICA** (en acero inoxidable no magnético) de la camilla más valorada por nuestros clientes.
PARA USO EN SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Los materiales ferromagnéticos (objetos metálicos susceptibles de ser atraídos por un imán), al estar bajo el efecto de un campo magnético de gran intensidad pueden convertirse en "proyectiles".

MC100004

Consultar precio y plazo





SUITE MASTER PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS

Suite para hospitalización de gatos, con reducción del estrés postoperatorio, que proporciona total confort para el paciente, con mucho espacio para largas estancias y seguridad para el veterinario.

Hechas en  **ESPAÑA**

Divisor extraíble en su totalidad, proporcionando un espacio amplio de más de 0,320 m³ o bien dos ambientes independientes con apertura sin contacto.

GARANTÍA DE DURABILIDAD


Tablero compacto fenólico HPL:
Alta densidad, no poroso y homogéneo.

Cierre con **AUSENCIA DE RUIDO**.

Medidas módulo: 60 x 98 x 67 cm

Bases: 30 y 60 cm de altura según tus necesidades.

PUERTA DE POLICARBONATO Makralon de Bayer (avanzado sistema de acristalamiento) **CON PASA-TUBOS**.



POPA
Suites



Visite la **NUEVA POPA GOLD** en nuestro stand en **PROPET**



PERLAS CATRINE

Toma muestras de orina de gatos.

PERLAS (250g) + PIPETA + TUBO



15%

PC050001
4,47€
3,80 €

CÁNULAS MINNESOTA



15%

22 G
6 unidades
CU010001
69,50€
59,08 €

CATÉTER INTRAVENOSO NEOFLO

CON ALAS • 26 G violeta • 0,6 x 19 mm



20%


CC060826
2,50€
2,00 €

JAULA PARA INMOVILIZACIÓN DE GATOS

5%



INOX
JG010001
191,50€
181,93 €



GUANTES DE PROTECCIÓN MANEJO DE GATOS



10%

PAR
GP000102
67,20€
60,48 €

CÁMARA PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICINAS

Con indicador de flujo y 2 mascarillas M,L



5%

CA070002
35,80€
34,01 €

MASCARILLAS ANESTÉSICAS GATOS / EXOTICOS



5%

MG010001
13,60€
12,92 €

3 unidades
tallas 0,1 y 2

BÁSCULAS EVEREST



Hechas en **ESPAÑA**

BOLSAS TRANSFUSIÓN DE SANGRE

5%

comprando **5**

surtidas



450-550 cc.
63 ml. anticoág.
16G CPDA1

UNIDAD **BT020001** **4,45€**
4,22€



450-550 cc.
DOBLE
CPDA-1

UNIDAD **BT020003** **8,90€**
8,45€



250 cc.
35 ml. anticoág.

UNIDAD **BT020002** **13,50€**
12,82€

CENTRÍFUGA ANGULAR - NAHITA BLUE DIGITAL, 6 TUBOS 15 ml

Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc. De diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación

INCLUYE KIT ACCESORIOS: CA040010
· 6 portatubos 15 ml **285,21€**
· 6 conteras **242,43€**
· Fusible

Control	Digital
Cabezal	Angular
Velocidad	1000-4000 rpm (pasos 500 rpm)
Tiempo	1 - 59 min (pasos 1 min.)
Capacidad	6 x 15 mL
FCR máx.	1790 g



TUBOS HEMATOCRITO

Capilares para micro-hematocritos.
70 mm Ø interno: 1,5mm. 200 uds.



5%

TH010201 con heparina (rojo) **7,35€**
6,98€

TH010202 sin heparina (azul) **5,60€**
5,32€

RAPID VET CANINO O FELINO

Para saber tipo sanguíneo.



TM010004
FELINO

TM010003
CANINO

5%

Cajas con 5 tests **106,40€**
101,08€

EQUIPO GOTERO TRANSFUSION DE SANGRE

Equipos de infusión para terapia intravenosa (20 gotas = 1 ml), Venta por unidad.



15%

EG020003
0,81€
0,68€

comprando **10**

TEST GRUPO SANGUINEO



Test para tipificación sanguínea en perros y gatos

TM010101
canino

TM010102
felino A+B

5%

33,00€
31,35€
unidad

OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU



3
PIEZAS

10%

6
PIEZAS

15%

10
PIEZAS

25%

El descuento se aplicará en todo instrumental de HEBU MEDICAL comprando a partir de 3 piezas.

www.hebumedical.com

ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO



Standard

RECTA
IZHB1791

17,43 €

CURVA
IZHB1796

19,24 €



TIJERA MAYO

14,5 cm

Boca tungsteno SC

RECTA
IZHB1791SC

29,91 €

CURVA
IZHB1796SC

31,72 €

ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL

 made
 in
Germany