



[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

**POR PRIMERA VEZ**

**VAPORIZADOR TEC III  
CON MODERNO SISTEMA DE  
LLENADO QUICK/EASY FILL  
PARA AGENTES ANESTÉSICOS**

GARANTIZAN LA  
**PROTECCIÓN  
TOTAL**  
DEL USUARIO





info@everest-tecnovet.com



+34 637 86 00 72  
+34 93 668 6715  
+34 91 833 3703



whatsapp: 692 06 34 11  
(por favor no hacer pedidos por whatsapp)



@everest.tecnovet



everest-tecnovet



everesttecnovet



SAT Servicio de Asesoría Técnica  
sat@everest-tecnovet.com  
T. 692 06 34 30



Suscríbete a nuestra newsletter:  
[www.everest-tecnovet.com/newsletter](http://www.everest-tecnovet.com/newsletter)



WWW.  
**everest-tecnovet**  
.com

- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA ni transporte.
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual.

Portes pagados\* a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA).

Financiación: Consulte condiciones de pago de su distribuidor.

Financiación sujeta a aprobación bancaria.

\*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Everest Tecnovet S.L.

# Golpe de calor en perros, un enfoque diferente



Los meses de verano traen consigo días divertidos en la playa, días con la familia, las actividades al aire libre y tomarse un poco de tiempo libre. También trae consigo una de las emergencias más comunes que vemos en el mundo veterinario, el golpe de calor.

El golpe de calor ha ido en aumento gradualmente, en parte debido al calentamiento global, y también debido al aumento de razas braquiocefálicas y sus cruces, y la obesidad en las mascotas.

Todos los años es común ver carteles sobre que és, cómo tratar los golpes de calor.

## ¿Qué más podemos hacer dentro de la clínica veterinaria para ayudar a prevenir el golpe de calor?

La educación del cliente es un factor clave para prevenir esta emergencia, y otras enfermedades, en todas las mascotas, ya que no solo son los perros que están en riesgo.

Como se mencionó anteriormente, las razas braquiocefálicas están particularmente en riesgo debido a que su tracto respiratorio no está adecuadamente equipado para ayudar a la termorregulación y también a su tendencia a tener sobrepeso. En la clínica podemos educar a los clientes cuando vienen para sus vacunas anuales, o el primer control de cachorro cuando vienen con esta raza de perro. Enfaticé la importancia de una dieta adecuada para prevenir un aumento de peso inadecuado, ya que esto no solo ayuda a prevenir el sobrecalentamiento, sino que también tiene una serie de otros beneficios para el paciente.

También están en riesgo los perros que tienen niveles de actividad más altos, como los bracos, los podencos y las razas mixtas que realizan actividades de alta energía, es importante poder identificar estas razas y entender su comportamiento habitual.

Debemos recalcar a los propietarios la importancia de pasear a los perros a primera hora de la mañana, o al anochecer, no realizando actividades extenuantes por mucho que el perro las disfrute. Ofrezca alternativas para perros de alta energía, como trabajo con olores, alimentadores de rompecabezas, en las zonas costeras evitar las playas y optar por pasear por parques naturales o paseos con sombra.

El riesgo de golpe de calor y sobrecalentamiento no se limita a ocurrir afuera, es cualquier situación que perjudique la capacidad de un perro para refrescarse, como estar debajo de un secador de pelo en la peluquería, no tener sombra disponible, no tener acceso a agua.

El golpe de calor puede tener consecuencias fatales, sin embargo, tenemos la obligación como profesionales de la salud animal de proporcionar una correcta educación a los clientes. Aunque esto requiere repetir conceptos básicos de las necesidades de las mascotas según su especie.

**Amber Crookshank**, enfermera veterinaria diplomada en The Royal Veterinary College. Actualmente ejerce su profesión en C.V.Canfeliqus en Málaga, y formadora en Auxclivet.



# ESPECIAL DESECHABLES DE 3M

## ELECTRODO ECG ADHESIVO FOAM



3 cm x 4 cm  
0,8 cm (espesor)  
50 unidades

EE090002  
12,00 €

**11,40 €**

## ELECTRODO ECG - RED DOT MICROPORE



50 unidades

EE090003  
18,00 €

**17,10 €**

## STERI-BLU™

**NUEVO**

Hoja de tejido sin tejer para envolver el material que vaya a ser esterilizado, ideal para ser utilizado en procesos de esterilización por vapor, Óxido de Etileno, vapor a baja temperatura y formaldehído y rayos gamma.

No desprende fibras



**EXCELENTE BARRERA MICROBIANA**

Norma DIN 589953

75 x 75 cm  
250 uds.

PC060001

106,00 €

**100,70 €**

## ADHESIVO CUTÁNEO VETBOND®



Adhesivo tisular. Reduce el trauma del tejido y la necesidad de analgesia en la reparación de heridas menores. 3 ml

SA010004  
3 ml

18,10 €

**17,19 €**

## VENDA ESCAYOLA RESINA VETCAST PLUS



VY010205  
5 cm x 3,60 m

6,30 €

**5,98 €**

VY010207  
7,5 cm x 3,60 m

7,82 €

**7,42 €**

VY010210  
10 cm x 3,60 m

10,20 €

**9,69 €**

## CONTROL DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR EN TIRAS - COMPLY



NO CORRAS RIESGOS INNECESARIOS

CE080001

480 uds

24,00 €

**22,80 €**

POR 0,0475 €  
CADA CONTROL

## ESPARADRAPO SEDA DURAPORE



EE020525  
2,5 cm x 9,1 m  
12 uds.

23,10 €

**21,94 €**

EE020550  
5 cm x 9,1 m  
6 uds.

23,00 €

**21,85 €**

## PAPEL - MICROPORE HIPOALERGÉNICO



EE020025  
2,5 cm x 9,14 m  
12 rollos

13,10 €

**12,44 €**

EE020050  
5 cm x 9,14 m  
6 rollos

13,16 €

**12,50 €**

## VENDA ELÁSTICA COHESIVA VETRAP



Precio unitario.  
Cajas 12 unidades

VA060005  
VA060205

5 cm x 4,5 m

32,70 €

**31,06 €**

VA060007  
VA060207

7,5 cm x 4,5 m

37,12 €

**35,26 €**

VA060010  
VA060210

10 cm x 4,5 m

39,00 €

**37,05 €**



### ESTERILIZADOR UV

Esterilización de pequeños instrumentos (sólo donde la luz UV llega)

- Medidas: 36 x 25 x 12 cm
- Peso: 1,15 kg
- Tiempo de desinfección: 45 min
- Radiación UV: 254 nm (UV-C)
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 6W



**10%**  
 EE004841  
 45,00 €  
**40,50 €**

### AUTOCLAVE PRESTIGE SERIE 2100

La solución más económica para la esterilización de su instrumental

- Máxima longitud de instrumentos: 228, 290 y 460 mm.
- Tiempo de esterilización: 11 min.
- Tiempo de ciclo total: 22 min.
- Presión de funcionamiento: 1,4 bar
- Voltaje: 230 V / Potencia: 1500 W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Volumen de agua: 0,75 litros



**10%**      **5%**

AE040006 9 litros 895-€ <b>805,50 €</b>	AE040001 12 litros 1.175-€ <b>1.116,25 €</b>
--	---

### ESTERILIZADOR POUPINEL CALOR SECO - DRITIME II

Para temperaturas regulables desde 50°C hasta 220°C. Estabilidad: ±6°C.



**10%**  
 EE010303  
 137,10 €  
**123,39 €**

### AUTOCLAVE MELATRONIC® 23

- Control electrónico para el seguimiento del programa
- Precalentamiento y secado
- Indicación digital de temperatura de cámara
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad
- Drenaje mecánico para el agua utilizada
- Fácil acceso al recipiente de agua para su llenado y limpieza



AUTOCLAVE ESTÁNDAR CON CONTROL ELECTRÓNICO



19 L.  
 AE040201  
**2.840 €**

**!** PUESTA EN MARCHA INCLUIDA POR VIDEOLLAMADA  
 Recomendamos formación\* / instalación\* del servicio técnico oficial

\*no incluidas

### CAJA INSTRUMENTAL REDONDA

para PRESTIGE MEDICAL Ø18,5 cm



**20%**  
 CIO21850  
 50,00 €  
**40 €**

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Hechos en  
**EUROPA**

## AUTOCLAVES CLASE B - MOCOM



### Mocom: autoclaves para la esterilización de alta gama

Los aparatos médicos Mocom ofrecen la fiabilidad de una marca de alta gama, capaz de distinguirse por las prestaciones y la tecnología de vanguardia de sus esterilizadoras y productos sanitarios. La mejor autoclave debe ser capaz de simplificar los ciclos de trabajo de manera práctica, rápida y eficaz, facilitando el trabajo del profesional.

#### AUTOCLAVES CLASE B - CLASSIC



##### Completa y racional

Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro.

B Classic, simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y costes.

Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, confiabilidad y facilidad de uso. B Classic es la solución para todos.

- Wifi y ethernet integrados.
- Software para descargar ciclos
- Display con iconos claros e intuitivos
- **Arranque diferido** permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
- Secado extra

5 bandejas  
porta instrumentos  
22 litros

10%

AE040622  
3.660 €  
**3.294 €**

#### AUTOCLAVES CLASE B - SUPREME



**50 ciclos de esterilización con 5 litros de agua de grifo solamente.**  
Consumo de aprox. 100 ml/ciclo.

Nace el primer autoclave de **circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos.**

Se eliminan así todos los problemas de almacenamiento y abastecimiento de agua desmineralizada.

- Funciona con **agua del grifo.**
- 50 ciclos con solo 5 litros de agua del grifo, ya que tiene un filtro de reciclaje.
- Display de 7", con menú fácil e intuitivo, tutoriales de vídeo y avisos luminosos.
- Conectividad avanzada, Ethernet y wifi

5 bandejas  
porta instrumentos  
22 litros

10%

AE040822  
5.990 €  
**5.391 €**



**PUESTA EN MARCHA  
INCLUIDA POR VIDEOLLAMADA**

Recomendamos formación\* / instalación\*  
del servicio técnico oficial

\*no incluidas

PLAZOS · LEASING · RENTING · VENTA  
hasta  
**60**  
meses



Hecho en **ESPAÑA**

### EQUIPOS DE ANESTESIA MCKINLEY ONE



MESA  
(sin concentrador)

**1.872 €**

#### EQUIPO + VAPORIZADOR

- + 1 Cal Sodada
- + 9 Tubos Traqueales
- + T D'AYRES
- + Balón de 0,5 litro
- + C. Circular Cerrado
- + 3 balones de 1,2 y 3L
- + 3 Mascarillas (3 / 4 / 5)

RODABLE +  
CONCENTRADOR

**2.898 €**



- + 1 Cal Sodada
- + Circuito con trampa de agua
- + 3 balones de 1,2 y 3L

PARED  
(sin vaporizador)

**1.004 €**



### CIRCUITO RESPIRATORIOS

VELAMOS POR LA SEGURIDAD DEL LOS  
PACIENTES Y DE LOS PROFESIONALES.

Defendemos el uso responsable de los circuitos respiratorios ya que así se evitan complicaciones en la práctica quirúrgica y se garantizan resultados excelentes en anestesia.

ÚNICO EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO

Diferentes tamaños para animales de <10KG, 10 - 30 kg y >30 kg

#### CONEXIONES FÁCILES Y SEGURAS

- Conectores hembra de 22 mm
- Tubos de 120 cm de PVC de ánima lisa
- Conectores Soft en forma de "Y" y de codo
- Con o sin trampa de agua
- Alta calidad para anestesia segura.

### KIT BÁSICO


circuito con  
TRAMPA DE AGUA

ø19 mm o ø15 mm



3 BOLSAS  
de reinspiración

1, 2 y 3 litros



**10%**

34,75€  
**31,28 €**



**KIT 1**

1 KIT BÁSICO +  
1 CIRCUITO "Y"

sin trampa de agua

46,70€

**39,70 €**

**15%**

**KIT 2**

1 KIT BÁSICO +  
2 CIRCUITOS "Y"

sin trampa de agua

58,65€

**46,92 €**

**20%**

**KIT 3**

1 KIT BÁSICO +  
3 CIRCUITOS "Y"

sin trampa de agua

70,60€

**52,95 €**

**25%**

**25%**

**AÑADE A CUALQUIER KIT:  
Bain y/o T D' Ayres**



## VAPORIZADOR + DISPOSITIVO DE LLENADO

VAPORIZADOR TEC III CON MODERNO SISTEMA DE LLENADO  
QUICK/EASY FILL PARA AGENTES ANESTÉSICOS



GARANTIZAN LA  
**PROTECCIÓN  
TOTAL**  
DEL USUARIO



DESDE  
**1.055 €**

consultar modelos y precios

## LA TRANQUILIDAD DE UNA ANESTESIA SEGURA

ELIGE VAPORIZADOR  
CAGEMOUNT - SELECTATEC

ELIGE AGENTE ANESTÉSICO  
SEVOFLORANO - ISOFLORANO

ELIGE DISPOSITIVO DE LLENADO  
QUICK FILL O EASY FILL\*



### ADAPTADORES DE LLENADO



XX010539  
Quick Fill\* SEVO



XX010548  
Easy Fill\* SEVO



XX010549  
Easy Fill\* ISO

Venta por separado

**95€**

Comprando vaporizador

**65€**

\*Quick Fill™ Abbott Laboratories / \*Easy Fill™ GE - General Electric



### LÍQUIDO FLOTACIÓN PARA HUEVAS DE PARÁSITOS

Solución saturada sulfato MG. 1 litro

10%

ED030008  
16,45 €  
**14,80 €**



### FRASCO PARA TEST OVA DIAGNOSTIC DE FLOTACIÓN DE HECES

10%

50 uds. TH020001  
16,00 €  
**14,40 €**



### FRASCO PARA HECES NO ESTÉRIL

Fabricados en poliestireno y cuchara de polipropileno. Tapón y cuchara en una pieza.

Ø 22.22 mm  
Altura 79.5 mm  
15 ml / 100 uds

15%

FM010004  
15,75 €  
**13,38 €**



### CENTRÍFUGA ANGULAR - NAHITA BLUE DIGITAL, 6 TUBOS 15 ML

Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc. De diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación

Control	Digital
Cabezal	Angular
Velocidad	1000-4000 rpm (pasos 500 rpm)
Tiempo	1 - 59 min (pasos 1 min.)
Capacidad	6 x 15 mL
FCR máx.	1790 g

5%

INCLUYE KIT ACCESORIOS:

- 6 portatubos 15 ml
- 6 conteras
- Fusible

CA040010  
297 €  
**282,15 €**



### GRADILLA PARA EPPENDORF

De plástico para 60 Eppendorf 0.5 - 1.5 ml

20%

GG060001  
6,41 €  
**5,12 €**

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

### PIPETA FINA PASTEUR CON PERILLA 3,3 ML



comprando 3

15%

100 uds. PU010001  
10,50 €  
**8,93 €**

### ACEITE DE INMERSIÓN

5%

100 ml AI010001  
39,15 €  
**37,19 €**



### SPRAY DE SILICONA SILKOSPRAY

Facilita la intubación, sondaje e inserción de dispositivos.

10%

500 ml. SS040001  
14,45 €  
**13 €**



everesttecnovet

YouTube



### MESA PUENTE PARA INSTRUMENTAL



**EN ACERO INOXIDABLE**

**15%**

MI010115  
Con reborde  
406 €  
**345,10 €**

### MESA CAMILLA CON RUEDAS - MONTMARTRE PARIS

# MONTMARTRE PARIS



**GRATIS**

**Soporte de gotero**

Perfil de goma perimetral anti-choque. En caucho NBR, utilizado en las industrias automotriz y aeronáutica.



**5%**

MC100002  
819 €  
**778,05 €**

**Incluye:** 2 railes para accesorios + Cinchas para sujeción de animales



@everest.tecnovet

Síguenos en instagram

@everest.tecnovet



Hemos creado la **VERSIÓN AUSTENÍTICA** (en acero inoxidable no magnético) de la camilla más valorada por nuestros clientes.

### PARA USO EN SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Los materiales ferromagnéticos (objetos metálicos susceptibles de ser atraídos por un imán), al estar bajo el efecto de un campo magnético de gran intensidad pueden convertirse en "proyectiles".

MC100004  
cinsulte fecha de entrega





### DESINFECTANTE NDP MED RTU "READY-TO-USE"



**SIN DILUIR**

5 litros  
DD040105  
33,12€  
**31,46 €**

1 litro  
DD040101  
**12,70 €**

### DETERGENTE ENZYM MED 4 TETRAENZIMÁTICO

para la limpieza previa



1 litro  
DD040001  
**14,34 €**

### CLOREXIDINA CHG 4% SOLUCIÓN JABONOSA



500 ml  
(con dispensador)  
DD033950  
**5,25 €**

### DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO (SGAD) DESECHABLE

Están diseñados para descansar sobre la faringe y evitan muchos de los problemas provocados por los tubos ET, como el trauma laríngeo y traqueal. También son fáciles y rápidos de colocar y resultan útiles para las reanimaciones de emergencia.


#### GATOS

- SR4D40000 0,5-1 kg
- SR4D40001 1-2 kg
- SR4D40002 1,5-3,5 kg
- SR4D40003 3-5 kg

**15,92 €**

- SR4D40004 4,5-6kg
- SR4D40005 +6 kg

**16,99€**



#### CONEJOS

- SR4D30001 0,6-1,5 kg
- SR4D30002 1-2 kg
- SR4D30003 1,8-3,5 kg
- SR4D30004 2,5-4 kg

**14,86 €**

- SR4D30005 3,5-5 kg
- SR4D30006 + 4,5 kg

**15,06 €**



### GUANTES DE LÁTEX CON POLVO - NO ESTÉRIL ECONÓMICOS



100 unidades

- GL030100 5 - 5 1/2
- GL030101 6 - 6 1/2
- GL030102 7 - 7 1/2
- GL030103 8 - 8 1/2

**10%**  
4,90€  
**4,41€**

### GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO - NO ESTÉRIL HIPOALERGÉNICO



100 unidades

- GL040001 P (6/7)
- GL040002 M (7/8)
- GL040003 G (8/9)

**10%**  
5,80€  
**5,22 €**

### GUANTES DE NITRILÓ SIN POLVO - NO ESTÉRIL ECONÓMICOS



100 unidades

- GN010101 P
- GN010102 M
- GN010103 G

**10%**  
4,80€  
**4,32 €**



### PASTA DE PULIR PROFILÁCTICA PLUS

**8+2**  
GRATIS

LLÉVATE 10 a precio de 8



PP030001  
**0,41 €**  
unidad

### COPA CEPILLO DE NYLON

para contra-ángulo

**8+2**  
GRATIS

LLÉVATE 10 a precio de 8



CC010001  
**0,60 €**  
unidad

### COPA PROFILAXIS PERFECTION PLUS

**8+2**  
GRATIS

LLÉVATE 10 a precio de 8



CC010002  
**0,60 €**  
unidad

### DISCO DE DIAMANTE

PARA CORTAR DIENTES

Ø 8 mm. 134° máx  
Para contrángulo de  
20.000 -25.000 rpm

**5%**



FF010006  
~~51,00€~~  
**48,45 €**

### CURETA HEMINGWAY



17 cm  
pequeña  
ID371301  
**7,65 €**

### FÓRCEPS EXTRACCIÓN DIENTES

Mango forma diamante.  
15 cm. Sin muelle.



ID351001  
**13,50 €**

### MOTOR DENTAL

Hasta 35000 rpm  
3,3 Ncm  
90W de potencia  
Sentido de giro derecha/izquierda  
Pedal reostato (acelerador)  
Funciona sin pedal  
Protección por sobrecarga



MD010002

**495 €**

### LIMPIADOR DENTAL ULTRASONIDOS

Limpiador dental con depósito de agua incorporado para usar tanto con agua como con productos clínicos. Compatible con puntas Satelec (conexión manguera y rosca puntas).

Cable de gel de silicona.

Suministro de agua:  
autónomo.  
Posibilidad de conexión a toma  
de agua o uso con depósito.

3 Programas:  
**LIMPIEZA · PERIODONCIA · ENDODONCIA**

Frecuencia de trabajo regulable:  
25.000 Hz - 31.000 Hz.

Movimiento de trabajo: 100 µm

Pieza de mano HD-7L  
separable y autoclavable.

INCLUYEN:  
8 puntas,  
4 limas,  
llave autolimitante,  
llave endo,  
soporte 6 puntas



LED

UD010302

**565 €**

UD010301

**481 €**

### CONTRA ÁNGULO



**GRATIS**

**SPRAY LUBRICANTE**

Para piezas mano y  
contraángulo 500 ml.



AD010001

**160 €**


# OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU



Prueba la calidad  
del instrumental HEBU:  
**KITS EXPERIENCIA INICIAL**  
a un precio extraordinario

**25%**

[www.hebumedical.com](http://www.hebumedical.com)



1 Pinza Hemostática Mosquito  
12,5 recta



1 Pinza Hemostática Mosquito  
12,5 curva



**KIT BÁSICO**  
1 Pinza Adson  
12 cm con dientes



1 Tijera Mayo  
14 cm



1 Tijera Metzgerbaum  
18 cm

IZHB0006  
116,23€  
**87,17 €**



**KIT BÁSICO**  
+ Porta Agujas  
Mayo-Hegar  
14,5 cm

**25%**

**KIT BÁSICO**  
+ Porta Agujas  
Olsen-Hegar  
14,5 cm



IZHB0005  
129,10 €  
**96,82 €**

ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL

made  
in  
Germany