

del 11/05 al 10/07 2026

OPORTUNIDADES



www.everest-tecnovet.com

del 11/05 al 10/07 2026

OPORTUNIDADES



KUN: LA MESA DE EXAMEN

PRÁCTICA, ECONÓMICA Y CON SISTEMA DE MONTAJE ULTRAFÁCIL*



MATERIALES:

100% Acero inoxidable AISI 304
+ Madera bajo la superficie
para evitar ruidos metálicos que
asustan al animal.

SUPERFICIE: 112 x 55 cm

ALTURA: 85 cm

CAPACIDAD: 200 kg

Patas ajustables por regulador.
2 Raíles médicos



CON SISTEMA DE MONTAJE ULTRAFÁCIL*

*Patentado y registrado

MR040105

395,00€

375,25€

5%



ESTOS NO SON OJOS DE CACHORRO



El verdadero tonómetro veterinario. Calibraciones específicas según la especie: perro, gato, conejo y caballo.

del 11/05 al 10/07 2026

OPORTUNIDADES



MESA ELEVADORA ELÉCTRICA - MURRAY

- Incluye enchufe para conexión de accesorios.
- Mando neumático para evitar calambres si un perro le muerde.
- Construida totalmente en acero inoxidable*.
- Raíl de aluminio para sujeción de accesorios.
- Con madera bajo la superficie (evita sonidos metálicos)

ACERO
INOX



murray

MR040301

1.695,00€

1.525,50€

10%

A LOS PERROS LES ENCANTA



Foto cortesía: VET 24 Gavà

www.everest-tecnovet.com

del 11/05 al 10/07 2026



OPORTUNIDADES

VENDA COHESIVA EVEREST

Libre de látex · Alta resistencia · Autoclavable



cajas 15 unidades

5 cm x 4,5m 7,5 cm x 4,5m 10 cm x 4,5m

10%

VA061005	VA061007	VA061010
VA061205	VA061207	VA061210
VA061505	VA061507	VA061510
14,45€	17,92€	22,15€
13,01€	16,13€	19,94€

VENDA ELÁSTICA COHESIVA LIGERA EVEREST



CAJAS DE 4 UNIDADES

5%

VA020306	VA020308	VA020310
6 cm x 20 m	8 cm x 20 m	10 cm x 20 m
16,00€	18,20€	20,00€
15,20€	17,29€	19,00€



GASA COMPRESA MALLA "C"

NO ESTÉRILES

5%

GG012020
20 x 20 cm
2.500 uds.
41,41€
39,34€

GG012040
20 x 40 cm
1.250 uds.
42,48€
40,36€

ESTÉRILES

5%

GG0312020
20 x 20 cm
400 sobres de 5 uds.
62,53€
59,40€

10%

GG032040
20 x 40 cm
240 sobres de 5 uds.
63,12€
56,81€



GASA COMPRESA RECTILÍNEA - CONTRASTE RX

NO ESTÉRILES

5%

GG014545
45 x 45 cm
100 uds.
36,26€
34,45€

ESTÉRILES
GG034545
45 x 45 cm
en sobres de 5 uds.
2,35€
2,12€



GASA COMPRESA NON-WOVEN (Medicomp)

NO ESTÉRILES

5%

GG050001
10 x 10 cm
100 uds.
2,52€
2,39€

ESTÉRILES
GG050410
10 x 10 cm
40 sobres de 5 uds.
10,40€
9,88€



FUNGIBLES EVEREST

www.everest-tecnovet.com



www.everest-tecnovet.com

CryoPen®

DISPOSITIVO DE CRIOCIRUGÍA TODO EN UNO

La tecnología de vanguardia de CryoPen revoluciona el tratamiento de lesiones cutáneas y tumores para los veterinarios.



www.everest-tecnovet.com


del 11/05 al 10/07 2026

OPORTUNIDADES



SUITES PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS

Distintas configuraciones para el confort felino.



MÓDULO - 1 ESPACIO


1 puerta opaca + puerta policarbonato

SG030106

640,00€

5%

608€



MÓDULO - 2 ESPACIOS


1 puerta opaca + puerta policarbonato

SG030001

875,00€

5%

831,25€



MÓDULO - 3 ESPACIOS

2 puertas opacas + puerta policarbonato

SG030002

975,00€

5%

926,25€

Puertas interiores para aislar al paciente

Puertas exteriores: Apertura de 180°

100% estanca

Bases: rodable o fija

Vinilo anti-choque

MATERIAL RESISTENTE: Tablero compacto fenólico HPL
Alta densidad, no poroso y homogéneo.



del 11/05 al 10/07 2026

OPORTUNIDADES



KUN CAT: LA MESA PARA 7 VIDAS

Diseñada para durar 7 vidas



DISEÑO INNOVADOR

COMPARTIMENTO TRANSPORTÍN

Única con espacio inferior específico

DIMENSIONES ÓPTIMAS

90x50 cm para exploración felina

ALTURA ERGONÓMICA

90 cm previene lesiones.

SUPERFICIE SUPERIOR



MATERIAL FENÓLICO

Hidrófugo y antibacteriano



REDUCE ESTRÉS FELINO

Mejor que acero inoxidable



SISTEMA INTERCAMBIABLE

Renueva solo el tablero



MR040107

654,00€

490,50€

25%

MESA MAYO



EN ACERO
INOXIDABLE

Altura regulable:

93 -130 cm

Desmontable

Bandeja removible:

37 x 55 cm (útil)

Cantos redondeados y pulidos

MI010007

249,00€

211,65€

15%



EVEREST
tecnovet



YOUTUBE

everesttecnovet

www.everest-tecnovet.com

del 11/05 al 10/07 2026

OPORTUNIDADES



**MONT
MARTRE
PARIS**

MESA CAMILLA INOX - MONTMARTRE PARIS
ERGONÓMICA Y DURADERA

Perfil de goma perimetral anti-choque.
En caucho NBR, utilizado en las
industrias automotriz y aeronáutica.

Superficie: 125 x 58 cm
(cantos redondeados)

Cinchas para sujeción de animales.

2 raíles para accesorios

Su estructura en doble "Y"
permite moverla con comodidad y
evita golpearse los pies al desplazarla.

MC100002

P. Distribuidor **995,00€**

P. Oferta **895,50€**

10%



**SOPORTE
DE GOTERO**



**SABEMOS QUE
TU TIEMPO
VALE ORO**



692 063 411

Haz tus consultas y pedidos directamente por WhatsApp.

Rápido, cómodo y sin rodeos.

www.everest-tecnovet.com

TONOVET Pro

icare
TONOVET

TONÓMETRO PREMIUM

El **TONOVET Pro** es el tonómetro más versátil dentro de la gama de productos iCare TONOVET. Este modelo insignia está diseñado para profesionales de alto nivel que buscan características premium en precisión y facilidad de uso.

- Libertad de posicionamiento de 200 grados
- Función Quick Measure para mediciones de PIO más rápidas y sencillas
- Sonda más sensible
- Control avanzado de la sonda para una mayor precisión
- Pantalla orientada hacia el usuario
- Garantía de 3 años

La libertad de posicionamiento de 200 grados del **TONOVET Pro** es especialmente útil en entornos quirúrgicos o de emergencia, mientras que la función Quick Measure permite realizar mediciones de PIO de manera más rápida y sencilla. Este modelo ofrece todas las ventajas de la tecnología patentada de TONOVET de una forma más optimizada y eficiente.



LIBERTAD DE
POSICIONAMIENTO
DE 200 GRADOS




DISTRIBUIDOR OFICIAL
EVEREST
technovet
EN ESPAÑA



SIN ANESTESIA
SIN CALIBRACIÓN





TELÉFONO

+34 93 668 6715
+34 91 833 3703



NEWSLETTER

SUSCRÍBETE

www.everest-tecnovet.com/newsletter



E-MAIL

info@everest-tecnovet.com



INSTAGRAM

@everesttecnovet



WHATSAPP

+34 692 06 34 11



LINKEDIN

everesttecnovet



SAT

Servicio de asesoría técnica
sat@everest-tecnovet.com



YOUTUBE

everesttecnovet

**SABEMOS QUE
TU TIEMPO
VALE ORO**



Haz tus consultas y pedidos
directamente por WhatsApp.
Rápido, cómodo y sin rodeos.

692 063 411

www.everest.tecnovet.com

- Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
- No incluyen IVA
- Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior.
- Las imágenes no tienen carácter contractual. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**