

SERVICIO DE REPARACIONES Y PRÉSTAMO DE EQUIPOS



Envíe el equipo defectuoso, en buenas condiciones de limpieza, con PARTE DE REPARACIÓN incluido a:
EVEREST-TECNOVET, S.L.
Calle Francesc Layret, 9 - Pol. Industrial El Pla
08750 - Molins de Rei - Barcelona.



Por favor, preste especial atención al empaquetado del equipo. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS CAUSADOS DURANTE EL TRANSPORTE.



En casos de reparación, **EVEREST no se hace cargo del transporte.** Los costes pueden variar dependiendo de dónde se encuentre el servicio de asistencia técnica del equipo.



Everest le facilita un **SERVICIO DE PRÉSTAMO** de algunos equipos en reparación. A fin de dinamizar este servicio, le **rogamos que nos devuelva el equipo prestado tan pronto como reciba su equipo reparado.**



Si no recibimos el equipo de préstamo en UNA SEMANA a contar desde el día de nuestro albarán de envío de su equipo reparado, LE FACTURAREMOS **10€ AL DÍA** EN CONCEPTO DE ALQUILER DE DICHO EQUIPO.



ALGUNA DUDA?



LLÁMENOS

93 668 6715

91 833 3703


RECUERDE



IMPRESINDIBLE:
Rellenar el parte de reparaciones y enviarlo junto al equipo.



Si le prestamos un VAPORIZADOR de anestesia, antes de enviarlo, por favor:



- **Vaciar bien el vaporizador**
- **Una vez vaciado, mantener un caudal de 10L de oxígeno pasando por el vaporizador abierto al máximo durante 10 minutos para que se seque.**
- **Embalar en su embalaje original**

Rogamos nos avisen de cualquier anomalía que observen en el funcionamiento de nuestro vaporizador de cortesía. **Se pasará cargo de los desperfectos producidos por el mal uso.**